



INSTRUCTION

Sac de transport du küschall Champion SK

Ce sac de transport a été conçu pour le fauteuil küschall Champion SK (option châssis avant rabattable).



Manipulation



Les roues arrière peuvent être attachées grâce aux sangles situées sur la face avant du sac. Les axes de roues se rangent dans le sac, afin de ne pas les perdre.



Le sac de transport du Champion SK peut se porter différemment selon ses trois poignées :

- Grâce aux anses, en sac à dos
- Grâce à sa poignée au dos
- Grâce à sa poignée latérale



Pour une position confortable et un transport aisé, toutes les sangles du sac doivent être resserrées autant que possible.



Les anses du sac à dos doivent être ajustées autant que possible afin de prévenir toute douleur au dos.

Ouvrez le sac entièrement et ouvrez toutes les sangles. Assurez-vous que les sangles à l'intérieur du sac soient également ouvertes.



Haut (1)



Sangles (3)

Placez entièrement le fauteuil plié dans le sac, avec le dossier vers le fond du sac. Les roues avant du fauteuil doivent être vers le haut.

La partie arrière du fauteuil et le châssis en ciseau doivent être vers le bas du sac (2).

Utilisez les sangles intérieures pour attacher le fauteuil dans le sac (3).

Bas (2)



Si le fauteuil possède des protège-vêtements fixes en carbone, assurez-vous que les séparations rembourrées se situent entre les pièces en carbone et les supports de roues arrière pour protéger le carbone.



Si les protège-vêtements ou garde-boue sont amovibles, utilisez la poche avant pour les ranger. Pensez à utiliser le séparateur pour éviter tout frottement.

France : Invacare Poirier SAS | Route de St Roch | F-37230 Fondettes
Tél. +33 (0)2 47 62 69 16 | Fax + 33 (0)2 47 42 12 24 | www.invacare.fr | www.kuschall.fr

Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Suisse
Tél. +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com

Küschall est une marque déposée. Tout a été mis en oeuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Dans le cadre d'un perfectionnement continu des produits, Küschall AG se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sur les modèles présentés. Toute utilisation de cette publication, dans son intégralité ou par des extraits, ainsi que toute reproduction des illustrations sont interdites sans autorisation préalable écrite de la part de Küschall AG.