

Feuille Annexe au guide d'utilisation Mistral Plus

REGLAGES SPECIFIQUES DU MISTRAL PLUS JUNIOR

1- Repose-Jambes / Appuis mollet

Nota : le repose-jambe est spécifique au Mistral Plus Junior et ne peut être monté sur Mistral Plus ou Mistral

• Amovibles et Escamotables :

Pour les enlever, tirez simplement vers le haut.

Pour escamoter, tirez légèrement vers le haut (environ 2 cm) et faites pivoter vers l'extérieur ou vers l'intérieur.

• Réglables (Photo 1) :

L'inclinaison est réglable par platine crantée : desserrez le bouton (A), réglez à angle désiré en fonction des crantages, resserrez fermement.

La hauteur du coussin est réglable : desserrez le bouton (B), réglez à la hauteur désirée, resserrez fermement.

La hauteur de la palette est réglable : desserrez le bouton (C), réglez à la hauteur désirée en fonction des trous de réglages prédéterminés, resserrez fermement.

L'inclinaison de la palette est réglable par platine crantée : desserrez le bouton (D), réglez à angle désiré en fonction des crantages, resserrez fermement.

La largeur entre repose jambe est réglable. Desserrez la vis (E) à l'aide d'une clef hexagonale mâle de 6, réglez la largeur désirée entre repose jambe, resserrez la vis fermement.

• Abduction à 30° (photo 2) :

L'abduction s'obtient en modifiant la position de l'indexeur à l'intérieur du tube receveur du repose-jambe (A). Desserrez la vis extérieure et la positionner dans le trou d'à côté.



1



2

2- Accoudoirs (Photo 3)

Nota : les accoudoirs sont spécifiques au Mistral Plus Junior et ne peuvent être montés sur Mistral Plus ou Mistral

- **Amovibles :**

Les accoudoirs sont démontables : desserrez la manette indexable (A), enlevez l'accoudoir.

- **Réglables en hauteur :**

La hauteur des accoudoirs est réglable : desserrez la vis (B) à l'aide d'une clef hexagonale mâle de 3, réglez l'accoudoir à la hauteur désirée, resserrez la vis fermement.

- **Réglables en largeur**

La largeur entre accoudoirs est réglable : desserrez la manette indexable (A), du côté accoudoir droit et gauche, réglez l'assise à la largeur désirée, resserrez la manette fermement.

- **Réglables en profondeur**

La profondeur des accoudoirs est réglable : desserrez la vis (C) à l'aide d'une clef hexagonale mâle de 3, réglez l'accoudoir à la profondeur désirée, resserrez la vis fermement.

3- Dossier (Photo 4)

- **Réglable en inclinaison :**

Le dossier est réglable en inclinaison. Son réglage est identique à celui du Mistral Plus : reportez-vous au manuel d'utilisation du Mistral Plus.

- **Réglables en profondeur**

Le dossier est réglable pour permettre le réglage de la profondeur d'assise. Desserrez les deux manettes indexables (A) situées à l'arrière, réglez la position du dossier en fonction de la profondeur désirée, resserrez les deux manettes fermement.

- **Démontable :**

Le dossier est à démontage rapide. Démontez les deux quick release (B), puis enlevez le dossier.

4- Assise :

L'assise est réglable en largeur, reportez vous au réglage des accoudoirs en largeur (§ 2) ; et en profondeur, reportez vous au réglage du dossier en profondeur (§3).



3



4