



Rea® Dahlia® Foldable / Pliable

Dahlia 30, Dahlia 40

en **Folding mechanism**
Service Manual 1

fr **Mécanisme de pliage**
Manuel de maintenance 2

en

I General

I.1 About this manual

This manual is an attachment to the user manual of the related product and it belongs to a special functionality. In order to ensure safety when using the product, read the user manual of the related product carefully and follow the safety instructions.

In this user manual, warnings are indicated by symbols. The warning symbols are accompanied by a heading that indicates the severity of the danger.



CAUTION

Indicates a hazardous situation that could result in minor or slight injury if it is not avoided.



IMPORTANT

Indicates a hazardous situation that could result in damage to property if it is not avoided.

I.2 Folding / unfolding the wheelchair

The wheelchair can be folded by removing the quick release pin of the seat tilt mechanism.

The backrest of the wheelchair can be folded as well. See user manual of the wheelchair for further instructions.

Removing the quick release pin



CAUTION! Risk of injury


– Do not sit on the wheelchair while it is folded.



IMPORTANT!

– Before removing the quick release pin, adjust the seat tilt to the most upright position.
– See user manual of the wheelchair for more information about tilt adjustment.

1. Turn the wheelchair on its back, so that it lays on the push handles and the rear wheels. Locate the quick release pin (A).




IMPORTANT!

At the Dahlia 45 there are two gas pistons for the tilt mechanism. The quick release pin is located at the thinner gas piston.

– Do not remove the fixed pin of the thicker, spring loaded gas piston.

2. Hold one hand below the the gas piston (B) and the attachment. With the other hand open the safety shackle (C) to unlock the quick release pin (A).




DEALER: Keep this manual.
The procedures in this manual MUST be performed by a qualified technician.




Yes, you can.®

3. Keep the safety shackle © open , pull the quick release pin (A) out of the brackets and let the and gas piston fall into your hand.



The seat tilt mechanism is now inactive.

4. In order to not lose the quick release pin, re-insert it in the brackets (without the gas piston).



Inserting the quick release pin




CAUTION!

Risk of injury due to rapid change of seat position

When the quick release pin is not inserted correctly, it might fall out of its position. The seat unit would then tilt unexpectedly forward or backwards.


- Make sure that the quick release pin is inserted correctly and locked in its position.

1. Turn the wheelchair on its back, so that it lays on the push handles and the rear wheels. Locate the quick release pin (A).



2. Open the safety shackle and remove the quick release pin from the brackets. Keep the quick release pin in your hand, unlocked.

3. Hold the gas piston (B) with the other hand and position it between the brackets (D), so all holes are in a line.



4. While it is unlocked, push the quick release pin (A) through the holes of the brackets (D) and the gas piston (B).
5. Fold the safety shackle (C) over the quick release pin (A) to lock it. Make sure that the quick release pin is inserted correctly and locked and it can not be pulled out of its position.

The seat tilt mechanism is now active and can be adjusted.

I General

fr

1.1 À propos de ce manuel

Ce manuel est une annexe au manuel d'utilisation du produit concerné et se rapporte à une fonctionnalité spéciale. Pour garantir une utilisation en toute sécurité du produit, lisez attentivement le manuel d'utilisation du produit concerné et respectez les consignes de sécurité.

Dans le présent manuel d'utilisation, les mises en garde sont signalées par des symboles. Ces pictogrammes sont accompagnés d'un en-tête indiquant le niveau de danger.



ATTENTION

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de provoquer des blessures mineures ou légères.



IMPORTANT

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de provoquer des dommages matériels.

1.2 Pliage/dépliage du fauteuil roulant

Il est possible de plier le fauteuil roulant en retirant la goupille de démontage rapide du mécanisme d'inclinaison de l'assise.

Le dossier du fauteuil roulant peut également être rabattu. Consultez le manuel d'utilisation du fauteuil roulant pour connaître la marche à suivre.

Retrait de la goupille de démontage rapide



ATTENTION !


Risque de blessure

- Ne restez pas assis dans le fauteuil roulant lorsque vous le pliez.

! IMPORTANT!

- Avant de retirer la goupille de démontage rapide, réglez l'inclinaison de l'assise en position la plus verticale.
- Consultez le manuel d'utilisation du fauteuil roulant pour plus d'informations sur le réglage de l'inclinaison.


1. Retournez le fauteuil roulant de façon à ce qu'il repose sur les poignées de poussée et les roues arrière. Repérez la goupille de démontage rapide (A).




! IMPORTANT!

- Le Dahlia 45 comporte deux vérins pneumatiques pour le mécanisme d'inclinaison. La goupille de démontage rapide se situe au niveau du vérin le plus fin.
- Ne retirez pas la goupille fixe du vérin pneumatique à ressort le plus épais.

2. Placez une main au-dessous du vérin pneumatique (B) et de la fixation. De l'autre main, ouvrez l'étrier de sécurité (C) afin de déverrouiller la goupille de démontage rapide (A).




3. Tout en conservant l'étrier de sécurité (C) ouvert, retirez la goupille de démontage rapide (A) des supports et laissez le vérin pneumatique tomber dans votre main.



Le mécanisme d'inclinaison de l'assise est à présent inactif.

4. Afin de ne pas égarer la goupille de démontage rapide, réinsérez-la dans les supports (sans le vérin pneumatique).



Insertion de la goupille de démontage rapide




ATTENTION !

Risque de blessure imputable à une modification rapide de la position d'assise


Lorsque la goupille de démontage rapide n'est pas insérée correctement, elle risque de glisser de sa position. L'ensemble du siège s'incline alors de manière inattendue vers l'avant ou vers l'arrière.

- Assurez-vous que la goupille de démontage rapide est correctement insérée et bien en place.

1. Retournez le fauteuil roulant de façon à ce qu'il repose sur les poignées de poussée et les roues arrière. Repérez la goupille de démontage rapide (A).



2. Ouvrez l'étrier de sécurité et retirez la goupille de démontage rapide des supports. Tenez la goupille de démontage rapide déverrouillée dans une main.
3. Tenez le vérin pneumatique (B) de l'autre main et positionnez-le entre les supports (D), en veillant à ce que tous les trous soient alignés.



4. Tant qu'elle est déverrouillée, introduisez la goupille de démontage rapide (A) dans les trous des supports (D) et dans le vérin pneumatique (B).
5. Rabattez l'étrier de sécurité (C) au-dessus de la goupille de démontage rapide (A) pour la verrouiller. Assurez-vous que la goupille de démontage rapide est correctement insérée et qu'elle ne peut pas ressortir de sa position.

Le mécanisme d'inclinaison de l'assise est à présent actif et peut être réglé.

Invacare France

Invacare Poirier SAS
Route de St. Roch
F-37230 Fondettes
Tel.: (33) (0)2 47 62 64 66
Fax: (33) (0)2 47 42 12 24
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

All rights reserved. Republication, duplication or modification in whole or in part is prohibited without prior written permission from Invacare. Trademarks are identified by ™ and ®. All trademarks are owned by or licensed to Invacare Corporation or its subsidiaries unless otherwise noted.



Manufacturer:
Invacare Rea AB
Växjövägen 303
SE-34371 Diö

1575944-B 2016-08-01



Making Life's Experiences Possible™

rea®



Yes, you can.®