



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



alber® twion®

Assistance électrique à la propulsion



CE

Date :

Référence d'achat :

Code Client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Deux roues motorisées équipées de pneumatiques renforcés, diamètre des roues 24".
- Poids par roue : 6,0kg.
- 2 batteries Lithium intégrées et chargeur spécifique avec connexions magnétiques.
- **Montage réalisé obligatoirement par Invacare®**
- Poids maximum de l'utilisateur : 120 kg.
- Garantie 2 ans inclus batteries, hors pièces d'usure.

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Tarif Public donné à titre indicatif

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases       Configuration standard       Options sans supplément de prix

		Euros		
		Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	HT	TTC	
<b>Choix du modèle de fauteuil manuel Invacare® ou autres marques pour montage du kit twion®</b>				
1565810	<input type="checkbox"/> alber twion® Prise en charge à la LPPR - Code: 4152847	5 677,73	5 990,00	2 187,03
		+ 1,67 € HT d'éco-participation		
<b>OPTIONS IMPORTANTES</b>				
1467178	<input type="checkbox"/> Kit de fixations pour roues twion (Obligatoire)	236,97	250,00	
1584856-TW	<input type="checkbox"/> Installation du kit de fixation pour roues twion par Invacare (Obligatoire)	279,62	295,00	
1565791	<input type="checkbox"/> Extension de garantie de 12 mois supplémentaires sur le pack batteries au Lithium-ion	119,43	126,00	
<b>Pour déterminer la compatibilité:</b>				
Fauteuil du groupe Invacare® ( Action®, kuschall® ), merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper.		Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche la prise de mesure du fauteuil à équiper.		
<b>Numéro de série:</b>				
<b>Attention : Paire de roulettes anti-basculer d'origine ou alber obligatoires</b>				
Les freins seront réglés pour fonctionner avec les roues motorisées. Pour que vos freins soient fonctionnels avec les roues manuelles, nous vous conseillons de les équiper du même revêtement que les roues motorisées.				
<b>Empattement du fauteuil susceptible d'être modifié. Eviter toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.</b>				
<b>Taille des roues motorisées</b>				
	<input type="checkbox"/> 24"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>OPTIONS</b>				
1591362	<input type="checkbox"/> Axe de transport	47,39	50,00	
1591500	<input type="checkbox"/> Goupilles pour démontage rapide des roues (paire)	91,94	97,00	
1489214	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-basculer avec béquille (Obligatoires si RAB d'origine absentes du FRM)	301,42	318,00	
1457743	<input type="checkbox"/> Supports pour anti-basculer (uniquement lorsque 1489214 commandées sans Twion®)	140,28	148,00	
1565789	<input type="checkbox"/> <b>Pack Mobility Plus</b> (Application compatible Android et iOS) Assistance jusqu'à 10km/h et nouvelle fonction Cruise Mode, un régulateur de vitesse pour le twion	387,68	409,00	
1565796	<input type="checkbox"/> Capots moteurs blancs	◆	◆	
1565795	<input type="checkbox"/> Capots moteurs noirs	26,54	28,00	
1565890	<input type="checkbox"/> Mains courantes aluminium noir mat	◆	◆	
1565891	<input type="checkbox"/> Mains courantes inox brossé (+ 400 grammes par roue)	○	○	
1591501	<input type="checkbox"/> Mains courantes Carbolife® Curve L (+170 grammes par roue)	360,19	380,00	
1565894	<input type="checkbox"/> Pneus Schwalbe Marathon Plus Evolution (la paire)	◆	◆	
1592533	<input type="checkbox"/> Pneus 1" 3/8 avec insert anti-crevaisson, noir	23,70	25,00	
1467780	<input type="checkbox"/> Patins de freins rallongés	23,70	25,00	
1565005	<input type="checkbox"/> Kit d'adaptation des roues manuelles d'origine <b>Conseil :</b> pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même revêtement que les roues motorisées.	179,15	189,00	