



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action® Vertic

Fauteuil roulant manuel en aluminium à verticalisation électrique



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Coloris Argent.
- Accoudoirs tubulaires relevables, réglables en hauteur.
- Pente d'assise 4°
- Sangle pectorale, ceinture abdominale, appui sous-rotulien amovible en mousse et sangle appui-mollets
- Batteries 24 V, 3.8 Ah. Chargeur
- Poids : à partir de 27 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 115 kg.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Notez que la prescription de ce fauteuil verticalisateur n'exclut pas la prescription d'un autre fauteuil roulant manuel de type standard. (prescription assurée par un médecin de médecine physique et de réadaptation)



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
CSB0025	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® Vertic Code LPPR 4183434		2 891,00	3 050,00	2 425,05
			+ 1,67 € HT d'éco-participation		
COMMANDE ELECTRIQUE					
CSB0050	<input type="checkbox"/> Commande à droite		◆	◆	
CSB0051	<input type="checkbox"/> Commande à gauche		○	○	
ASSISE					
Largeur d'assise et profondeur de châssis					
Largeur d'assise 380 mm CSB0145					
CSB0150	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 410 mm / Profondeur toile d'assise : 400 mm		◆	◆	
CSB0160	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 435 mm / Profondeur toile d'assise : 400 mm		○	○	
CSB0170	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 460 mm / Profondeur toile d'assise : 400 mm		○	○	
Largeur d'assise 430 mm CSB0175					
CSB0180	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 460 mm / Profondeur toile d'assise : 400 mm		◆	◆	
CSB0190	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 485 mm / Profondeur toile d'assise : 400 mm		○	○	
CSB0200	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 510 mm / Profondeur toile d'assise : 400 mm	NC : 0550	○	○	
Largeur d'assise 480 mm CSB0205					
CSB0210	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 460 mm / Profondeur toile d'assise : 450 mm		◆	◆	
CSB0220	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 485 mm / Profondeur toile d'assise : 450 mm		○	○	
CSB0230	<input type="checkbox"/> Profondeur châssis : 510 mm / Profondeur toile d'assise : 450 mm	NC : 0550	○	○	
Hauteur d'assise avant					
CSB0240	<input type="checkbox"/> 520 mm		◆	◆	
Toile d'assise					
CSB0250	<input type="checkbox"/> Nylon noir réglable en tension		◆	◆	
DOSSIER					
Type de dossier					
CSB0260	<input type="checkbox"/> Fixe 7° - régl. en hauteur - rabat. sur l'assise		◆	◆	

Invacare® Action® Vertic				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Hauteur de dossier						
CSB0265	<input type="checkbox"/>	320 mm, sans rallonge de dossier	NC : 0680	○	○	
CSB0270	<input type="checkbox"/>	380 mm		◆	◆	
CSB0280	<input type="checkbox"/>	400 mm		○	○	
CSB0290	<input type="checkbox"/>	420 mm		○	○	
CSB0300	<input type="checkbox"/>	440 mm		○	○	
CSB0310	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
CSB0320	<input type="checkbox"/>	480 mm		○	○	
Garniture de dossier						
CSB0330	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourré réglable en tension		◆	◆	
REPOSE-PIEDS						
Palette monobloc						
CSB0350	<input type="checkbox"/>	Position avancée		◆	◆	
CSB0360	<input type="checkbox"/>	Position reculée	NC : 0400	○	○	
Distance UL (= segment jambier utilisateur - épaisseur du coussin éventuel)						
CSB0370	<input type="checkbox"/>	405 mm		○	○	
CSB0380	<input type="checkbox"/>	425 mm		○	○	
CSB0390	<input type="checkbox"/>	440 mm		○	○	
CSB0400	<input type="checkbox"/>	460 mm (palette en position avancée uniquement)		◆	◆	
Angle de palette						
CSB0420	<input type="checkbox"/>	Position standard (perpendiculaire aux potences)		○	○	
CSB0430	<input type="checkbox"/>	Position standard + 5° (plus ouvert)		◆	◆	
ACCOUDOIRS						
CSB0440	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs tubes		◆	◆	
ROUES AVANT						
CSB0480	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" bandage gris		◆	◆	
ROUES ARRIERE						
Roues arrière						
CSB0490	<input type="checkbox"/>	24" x 1" - Pneumatique gris - Roues rayonnées	NC : 0530	◆	◆	
CSB0500	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues rayonnées		○	○	
CSB0510	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées		○	○	
Mains-courantes						
CSB0520	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆	
CSB0530	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		87,20	92,00	
Axes de roue arrière						
CSB0540	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆	
Position de la roue arrière						
CSB0550	<input type="checkbox"/>	Standard		○	○	
CSB0560	<input type="checkbox"/>	Active		◆	◆	
Carrossage						
CSB0570	<input type="checkbox"/>	0°		◆	◆	
CSB0580	<input type="checkbox"/>	4°		○	○	
Pompe						
CSB0600	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		8,53	9,00	
FREINS						
CSB0610	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		◆	◆	
OPTIONS						
CSB0620	<input type="checkbox"/>	Sangle pectorale		◆	◆	
CSB0630	<input type="checkbox"/>	Ceinture abdominale		◆	◆	
CSB0640	<input type="checkbox"/>	Appui sous-rotulien amovible en mousse		◆	◆	
CSB0650	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets		◆	◆	
CSB0660	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule, la paire		114,69	121,00	
CSB0680	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		109,00	115,00	
CSB0700	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible et réglable en profondeur		135,55	143,00	76,84

