



Invacare®

Action^{®2}NG

Léger, confortable et robuste !



Le fauteuil **Action²_{NG}** a été développé à partir du fauteuil de référence : **Action³_{NG}**. Ses caractéristiques correspondent aux besoins des utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis entre sécurité et confort. Il utilise les mêmes modules et est totalement compatible avec **Action³_{NG}**, offrant ainsi un poids léger pour faciliter manipulation et maniabilité. **Action²_{NG}** s'intègre parfaitement à la famille **Action**.

Le design des potences à 80° apporte plus de stabilité aux membres inférieurs de l'utilisateur.

Nouveau : Désormais disponible en largeur d'assise 505 mm !

Léger et confortable

Avec un poids de 16,2 kg et un châssis pliant par croisillon, **Invacare Action²_{NG}** est très facile à manipuler et à transporter. Grâce à ses compatibilités avec la famille **Action**, il peut être adapté aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Robustesse

Grâce à son croisillon profilé le fauteuil profite d'une robustesse qui lui assure une grande longévité. Il ne vous décevra pas et vous suivra partout !



Caractéristiques




Invacare Action²_{NG} Transit

Ce fauteuil est équipé d'un dossier inclinable par crémaillères et d'un système de freins manuels tierce-personne au pied inédit. Très compact avec une largeur HT = largeur d'assise + 145 mm.



Repose-jambes Standard

Sa structure en acier et son mécanisme robuste du réglage en angle lui confère une grande solidité.






2 types de dossiers

fixe ou inclinable par crémaillère (pour plus de confort).

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur d'assise	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	UL	Pente d'assise	Angle de dossier
Invacare Action²_{NG}	405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm	400 - 425 mm	460 / 485 mm	430 mm	240 mm	330 - 460 mm	80°	0° / 10° / 20° / 30° ou 7°
Invacare Action²_{NG} Transit	405 / 430 / 455 / 480 mm	400 - 425 mm	485 mm	430 mm	240 mm	330 - 460 mm	80°	0° / 10° / 20° / 30°
	Largeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Longueur hors-tout sans potence	Largeur pliée hors-tout	Poids du fauteuil	Poids max. utilisateur	 	
Invacare Action²_{NG}	Largeur d'assise + 200 mm	920 / 945 mm	820 - 870 mm	325 mm	16,2 kg	125 kg		
Invacare Action²_{NG} Transit	Largeur d'assise + 145 mm	945 mm	725 mm	240 mm	14,9 kg	125 kg		

Coloris du châssis

Gris Argent



Revêtement du siège

Nylon noir

