



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Livraison sous
24, 48, 72h.
Hors rupture de stock



Invacare® Alu Lite

Fauteuil manuel à pousser en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Hauteur d'assise 490 mm.
- Profondeur d'assise 430 mm
- Roues arrière 12" bandage.
- Roues avant 8" bandage
- Axes fixes
- Accoudoirs à manchettes longues, hauteur 230 mm
- Dossier 450 mm pliant à mi-hauteur, hauteur 270 mm plié
- Ceinture de maintien à boucle

- Potences escamotables vers l'extérieur
- Coloris : Bleu
- 2 tubes basculeurs
- Sangles talonnières
- Largeur HT : largeur d'assise + 110 mm
- Poids : 11 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 100 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Quantité			Euros		
			Prix Public		LPPR *
			HT	TTC	
Invacare® Alu Lite - Code LPPR 4252810					
1517737		Largeur d'assise 410 mm (largeur utile entre manchettes 360 mm)	338,33	356,94	356,94
1517738		Largeur d'assise 460 mm (largeur utile entre manchettes 410 mm)	338,33	356,94	356,94

Invacare® Action² NG Transit

Fauteuil manuel à pousser en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Hauteur d'assise 485 mm
- Dossier inclinable par crémaillères (0°/10°/20°/30°) livré avec tendeur de dossier, hauteur 430 mm
- Toile d'assise standard ajustable en profondeur de 400 à 425 mm, livrée à 400mm
- Roues arrière 12" bandage gris axes fixes
- Roues avant 8" bandage gris
- Freins manuels tierce-personne au pied
- Accoudoirs crantés, relevables et amovibles
- Coloris de châssis : Gris
- Tube basculeur à droite et ceinture de maintien de série
- Largeur HT = largeur d'assise + 145 mm
- Poids : à partir de 14,9 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :

Nom de l'utilisateur :

Code client :

Cachet du distributeur :

Quantité				Euros		
				Prix Public		LPPR *
				HT	TTC	
Invacare® Action² NG Transit - Dossier inclinable par crémaillères - Code LPPR 4263950						
Roues arrière 12" bandage - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité						
BR1606181		405 mm	382,46	403,50	403,50	
BR1606182		430 mm				
BR1606183		455 mm				
BR1606184		480 mm				

ACCESSOIRES (livrés séparément)

Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Cocher une largeur - Livré avec sangles talonnières

1573661		405 mm	1573692		455 mm	200,49	211,52	
		430 mm			480 mm			

Roulette anti bascule, l'unité

AP0572-05848					36,97	39,00	
--------------	--	--	--	--	-------	-------	--

Tablette réglable en largeur (livrée avec manchettes longues et rallonges de tube) pour largeur d'assise :

AP1606299		Pour largeur d'assise 405 mm	72,83	76,84	
AP1606300		Pour largeurs d'assise 430 mm / 455 mm	72,83	76,84	
AP1606301		Pour largeur d'assise 480 mm	72,83	76,84	

Invacare® Action® ² _{NG} Transit				Euros	
				Prix Public	
				HT	TTC
Appui-tête type appui-nuque à fixer sur tendeur existant					
AP1508848				60,10	63,41
Tige porte-sérum à fixer sur tendeur de dossier existant					
AP1534212				44,55	47,00
Assise garde-robe - profondeur d'assise 400 mm					
AP1543295	405 mm	AP1543296	455 mm	98,09	103,49
AP1543296	430 mm	AP1543297	480 mm	98,09	103,49
Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise					
1564267	405 mm / 430 mm (dimensions : 412 mm x 412 mm)			33,08	34,90
1564268	455 mm / 480 mm (dimensions : 462 mm x 412 mm)			33,08	34,90



Repose-jambe standard




Tablette



Appui-nuque



Tige porte-



Assise garde robe



Coussin d'assise en mousse