

Tel : 02 47 62 69 16
 Fax : 02 47 62 69 13
 Pour tous renseignements : alberactif@invacare.com
 Pour toutes commandes : commandesfr@invacare.com



alber® scalamobil®

Monte-escalier



CE



Descriptif :

- Poignées démontables
- Batterie intégrée, chargeur
- Freinage automatique en bordure de marche
- Hauteur maximale des marches à franchir : 200 mm pour le S35 et 250 mm pour le S38.
- Kit de fixation pour fauteuil roulant inclus.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.
- Poids maximum de l'utilisateur : 140 kg

Date :




Nom de l'utilisateur :











Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

				Euros	
				Prix Public	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC
Montage du kit scalamobil®					
1520415	<input type="checkbox"/>	alber scalamobil® S35 (hauteur de marche 200 mm maximum, programmable)		5 795,26	6 114,00
1521111	<input type="checkbox"/>	alber scalamobil® S38 (hauteur de marche 250 mm maximum, programmable)		6 754,50	7 126,00
OPTIONS OBLIGATOIRES					
1457771	<input type="checkbox"/>	Kit de fixation		236,97	250,00
1584856-SC	<input type="checkbox"/>	Installation du kit de fixation par Invacare		279,62	295,00
Pour déterminer la compatibilité:					
Fauteuil du groupe <i>Invacare®</i> (<i>Action®</i> , <i>kuschall®</i>), merci de nous indiquer ci-dessous le numéro de série du fauteuil à équiper.					
Numéro de série:					
Fauteuil de toutes autres marques, merci de nous envoyer avec cette fiche la prise de mesure du fauteuil à équiper.					
Attention : Empattement du fauteuil susceptible d'être modifié. Eviter toutes options proches des paliers arrière pouvant interférer sur le montage.					
OPTIONS					
1520455	<input type="checkbox"/>	Appui-tête		182,94	193,00
1456343	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité		65,40	69,00
1519747	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule, utilisables uniquement quand le monte-escalier est retiré du fauteuil		301,42	318,00
1520929	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur, utilisable uniquement quand le monte-escalier est retiré du fauteuil		94,79	100,00
1520389	<input type="checkbox"/>	Batterie supplémentaire		183,89	194,00
1467584	<input type="checkbox"/>	Fixations pour transport des roues démontées (préciser le diamètre des axes)		121,33	128,00
1520413	<input type="checkbox"/>	Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)		299,53	316,00
  					
Scalamobil® S35			Scalamobil® S38		
1520417	<input type="checkbox"/>	alber scalacombi S36 (Scalamobil® S35 intégrant un siège rabattable, programmable)		6 016,11	6 347,00
OPTIONS					
1564990	<input type="checkbox"/>	Harnais rétractable pour scalacombi S36 et scalafly S39		347,87	367,00
1456343	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité statique pour scalacombi		65,40	69,00

<i>alber Scalamobil®</i>			Euros	
			Prix Public	
			HT	TTC
1565509	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité rétractable pour scalacombi	146,92	155,00
1520389	<input type="checkbox"/>	Batterie supplémentaire	183,89	194,00
1520455	<input type="checkbox"/>	Appui-tête	182,94	193,00
1520413	<input type="checkbox"/>	Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)	299,53	316,00
   			Scalacombi S36	
<i>alber Scalamobil®</i>			Euros	
			Prix Public	
			HT	TTC
1520415	<input type="checkbox"/>	alber scalamobil® S35 (hauteur de marche 200 mm maximum, programmable)	5 795,26	6 114,00
1521111	<input type="checkbox"/>	alber scalamobil® S38 (hauteur de marche 250 mm maximum, programmable)	6 433,18	6 787,00
1457913	<input type="checkbox"/>	alber scalasiège X3 rigide (<i>siège amovible rigide au système scalamobil</i>)	1 040,76	1 098,00
1457912	<input type="checkbox"/>	alber scalasiège X3 pliable (<i>siège amovible pliant au système scalamobil</i>)	1 182,94	1 248,00
OPTIONS				
1456343	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité pour scalasiège	65,40	69,00
1456345	<input type="checkbox"/>	Harnais pour scalasiège X3 incluant sangle de maintien des pieds	114,69	121,00
1456850	<input type="checkbox"/>	Poignées de poussée pour scalasiège , la paire	121,33	128,00
1457914	<input type="checkbox"/>	Appui-tête pour scalasiège	158,29	167,00
1464910	<input type="checkbox"/>	Sangle de maintien des pieds	40,76	43,00
1520389	<input type="checkbox"/>	Batterie supplémentaire	183,89	194,00
1520413	<input type="checkbox"/>	Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)	299,53	316,00
 			Scalasiège	
1520415	<input type="checkbox"/>	alber scalamobil® S35 (hauteur de marche 200 mm maximum, programmable)	5 795,26	6 114,00
1521111	<input type="checkbox"/>	alber scalamobil® S38 (hauteur de marche 250 mm maximum, programmable)	6 433,18	6 787,00
1520414	<input type="checkbox"/>	alber scalaport X7 (<i>kit universel pour transporter le fauteuil manuel complet avec ses roues pour S35</i>)	1 537,44	1 622,00
1521427	<input type="checkbox"/>	alber scalaport X7 (<i>Modèle spécifique pour fauteuil Esprit Action 4 NG</i>)	1 537,44	1 622,00
OPTIONS				
1490526	<input type="checkbox"/>	Kit d'adaptation partie supérieure scalaport (pour largeur d'assise de 250 mm à 400 mm)	31,28	33,00
1520389	<input type="checkbox"/>	Batterie supplémentaire	183,89	194,00
1520413	<input type="checkbox"/>	Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)	299,53	316,00
   			Scalaport X7	
1521110	<input type="checkbox"/>	alber scalafly S39 (Scalamobil®S38 intégrant un siège rabattable, programmable, idéal pour les avions)	7 732,70	8 158,00
OPTIONS				
1520389	<input type="checkbox"/>	Batterie supplémentaire	183,89	194,00
1456343	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité statique pour scalafly	65,40	69,00
1565509	<input type="checkbox"/>	Ceinture de sécurité rétractable pour scalafly	146,92	155,00
1520455	<input type="checkbox"/>	Appui-tête pour scalafly	182,94	193,00
1564990	<input type="checkbox"/>	Harnais rétractable pour scalacombi S36 et scalafly S39	347,87	367,00
1520413	<input type="checkbox"/>	Chargeur voiture (pour charger la batterie dans le véhicule)	299,53	316,00