

Invacare® | Colibri® Indoor

La mobilité synonyme de l'indépendance

Invacare est le fournisseur de référence pour les dispositifs médicaux de maintien à domicile. Engagé depuis de nombreuses années dans une démarche qualité, Invacare propose des produits de qualité, conformes aux plus hautes exigences en terme de sécurité et de fiabilité.

A l'écoute des besoins des utilisateurs, nous contribuons à leur redonner et maintenir un mode de vie autonome au quotidien. C'est pourquoi nos ingénieurs travaillent sans cesse sur l'amélioration de nos produits pour vous satisfaire au maximum.

Redonner de l'indépendance aux utilisateurs, c'est ce que nous faisons avec notre gamme complète de scooters électriques.

Vous restez mobile et continuez de participer à la vie quotidienne. Vous faites du shopping, vous voyagez avec des amis, vous vous baladez dans la ville : avec un scooter vous pourrez aller où vous le souhaitez.

Faites-nous confiance : avec un scooter Invacare, vous obtenez un produit de qualité répondant aux toutes dernières exigences techniques. La sécurité de la conduite ainsi que les équipements proposés ne sont pas laissés au hasard, et en terme de confort, vous aurez le choix parmi plusieurs modèles.

Découvrez maintenant la future garantie de votre mobilité : fiable, confortable, simple et respectueuse de l'environnement.

Bonne lecture !




- Principales caractéristiques**
- Assise pivotante à 360°, réglable en hauteur
 - Système breveté **Invacare LiteLock** pour un démontage simple et rapide et un transport aisé dans le coffre d'une voiture
 - Choix parmi 5 couleurs tendances
 - Version **Indoor** avec petites roues (200 x 50 mm) et petites batteries (12Ah)

- Prix publics 2018 :**
- Version 3 roues Indoor : **1145,00 € TTC**
 - Version 4 roues Indoor : **1245,00 € TTC**

Coloris



Invacare® | Colibri® Outdoor




- Principales caractéristiques**
- Assise pivotante à 360°, réglable en hauteur
 - Système breveté **Invacare LiteLock** pour un démontage simple et rapide et un transport aisé dans le coffre d'une voiture
 - Choix parmi 5 couleurs tendances
 - Version **Outdoor** avec grandes roues (210 x 65 mm) et grandes batteries (18Ah)

- Prix public 2018 :**
- Version 4 roues Outdoor : **1650,00 € TTC**

Coloris



Invacare® | Leo



- Principales caractéristiques**
- Assise pivotante à 360°, réglable en hauteur et profondeur
 - Démontable en 5 parties
 - Guidon ergonomique
 - Equipement route avec phares et clignotants
 - Allumage automatique des feux stop

- Prix publics 2018 :**
- Version 3 roues : **2170,00 € TTC**
 - Version 4 roues : **2100,00 € TTC**

Coloris



Invacare® | Orion® METRO




- Principales caractéristiques**
- Assise pivotante à 360° réglable en hauteur et en profondeur, avec appui-tête
 - 4 suspensions
 - Colonne de direction avec guidon ergonomique et frein tambour
 - Allumage automatique des feux stop
 - Réduction automatique de la vitesse dans les virages

- Prix publics 2018 :**
- Version 4 roues (6 / 10 km/h) : **3049,00 € TTC**

Coloris



Invacare® | Orion® PRO



- Principales caractéristiques**
- Assise pivotante à 360°, réglable en hauteur et profondeur
 - 4 suspensions
 - Un ordinateur de bord avec écran LCD intuitif : affichage de la vitesse, de l'heure, de la température et compteur kilométrique
 - Colonne de direction avec guidon ergonomique et frein tambour
 - Allumage automatique des feux stop
 - Réduction automatique de la vitesse dans les virages

- Prix publics 2018 :**
- Version 4 roues, 10km/h : **3200,00 €**
 - Version 3 roues, 15km/h : **3990,00 €**
 - Version 4 roues, 15km/h : **3990,00 €**

Coloris



Invacare® | Comet® PRO



- Principales caractéristiques**
- Assise pivotante à 360°, réglable en hauteur et profondeur
 - 2 suspensions à l'avant et 1 suspension centrale à l'arrière
 - Un ordinateur de bord avec écran LCD intuitif : affichage de la vitesse, de l'heure, de la température et compteur kilométrique
 - Colonne de direction avec guidon ergonomique et frein tambour
 - Allumage automatique des feux stop
 - Réduction automatique de la vitesse dans les virages

- Prix public 2018 :**
- Version 4 roues : **4290,00 € TTC**

Coloris



Invacare® | Comet® Alpine+



- Principales caractéristiques**
- Puissance des moteurs : 650 Watts
 - Assise pivotante à 360°, réglable en hauteur et profondeur
 - Allumage automatique des feux stop
 - 2 suspensions à l'avant et 1 suspension centrale à l'arrière
 - Un ordinateur de bord avec écran LCD intuitif : affichage de la vitesse, de l'heure, de la température et compteur kilométrique
 - Allumage automatique des feux stop
 - Réduction automatique de la vitesse dans les virages

- Prix public 2018 :**
- Version 4 roues : **4590,00 € TTC**

Coloris



Invacare® | Comet® ULTRA



- Principales caractéristiques**
- Poids maximum utilisateur jusqu'à 220 kg
 - Assise Ultra de 26" pivotante à 360°, réglable en hauteur et profondeur
 - 4 suspensions
 - Un ordinateur de bord avec écran LCD intuitif : affichage de la vitesse, de l'heure, de la température et compteur kilométrique
 - Allumage automatique des feux stop
 - Accoudoirs et support d'assise renforcés
 - Réduction automatique de la vitesse dans les virages

- Prix public 2018 :**
- Version 4 roues : **3800,00 € TTC**

Coloris



Guide de choix

Type d'environnement ?	Colibri	Leo	Orion METRO	Orion PRO	Comet PRO	Comet Alpine+	Comet ULTRA
Montagne	-	-	-	-	-	●	-
Colline	-	-	-	-	●	●	●
Plaine	●	●	●	●	●	●	●
Obstacle ¹	-	-	●	●	●	●	●
Autonomie souhaitée ?							
1-15 km	●	●	●	●	●	●	●
15-25 km	●	●	●	●	●	●	●
25-35 km	-	-	●	●	●	●	●
35-50 km	-	-	-	●	●	●	●
Mon poids ?							
Inférieur à 136kg	●	●	●	● ²	●	●	●
Inférieur à 160kg	-	-	-	● ²	-	-	-
Inférieur à 220kg	-	-	-	-	-	-	●
Vitesse souhaitée ?							
Jusqu'à 6km/h	●	●	●	●	●	●	●
Jusqu'à 8km/h	●	●	●	●	●	●	●
Jusqu'à 10km/h	-	-	-	●	●	●	●
Jusqu'à 15km/h	-	-	-	-	●	●	-
Priorité d'utilisation ?							
Domicile ou centre commercial aménagé	●	●	-	-	-	-	-
Promenades urbaines	●	●	●	●	●	●	●
Campagne	-	-	-	●	●	●	●
Transport dans le coffre d'une voiture ?	●	●	-	-	-	-	-

¹ Trottoirs, sol inégal, rues pavées, sentiers de randonnées ...

² Jusqu'à 127 kg en version 3 roues

Foire Aux Questions

Vous souhaitez nous consulter pour de plus amples informations, ou tout simplement faire un essai avec l'un de nos scooters ?

C'est avec plaisir !

Nous sommes là pour vous.

Cachet du distributeur

A qui s'adressent les scooters électriques Invacare ?

Tout le monde peut utiliser un scooter électrique : les enfants, les adolescents et les adultes. Ils permettent aux personnes qui perdent de leur mobilité de retrouver de l'autonomie. Toutefois, l'usage du scooter électrique est déconseillé aux personnes ayant des difficultés à conduire ou souffrant de troubles du sommeil ou d'épilepsie.

Ai-je le droit de rouler sans permis ?

Oui ! Tous nos scooters sont utilisables sans détention de permis.

Dois-je avoir obligatoirement une assurance ?

Tout utilisateur a pour obligation d'assurer son scooter à cause des dégâts physiques ou matériels qu'il pourrait faire subir à un tiers. Contacter votre assureur pour savoir quel contrat souscrire. L'assurance de votre scooter doit être couvert par la garantie "Responsabilité Civile" de l'assurance multirisque habitation.

Quelle est la réglementation pour les scooters électriques ?

Un utilisateur de scooter électrique est assimilé à un piéton. Il peut rouler sur un trottoir, mais au maximum à 6km/h. Une utilisation sur route est possible, mais l'utilisateur doit dans ce cas respecter le code de la route. Le port du casque et du gilet de sécurité n'est pas obligatoire. Toutefois, le casque vous protège en cas de chute et le gilet vous permet d'être vu de loin pour éviter les accidents.

Où puis-je stationner mon scooter ?

Partout où vous trouverez des garages à vélos.

Puis-je essayer un scooter électrique avant de l'acheter ?

L'utilisateur doit contacter les revendeurs de scooters afin de prendre connaissance de leurs modalités pour un essai.

Existe-t-il des aides pour financer l'achat d'un scooter électrique ?

Oui, il existe l'Aide Personnalisée d'Autonomie (à demander au Centre Local d'Information et de Coordination, au Centre Communal d'Action Sociale ou à la Mairie).

Combien de temps sont garantis les scooters électriques Invacare ?

Tous nos scooters sont garantis 2 ans. Les batteries sont quant à elles garanties 1 an.

Que dois-je faire pour entretenir mon scooter électrique ?

Il est important d'entretenir régulièrement votre scooter afin de prolonger au maximum sa durée de vie et d'éviter certaines pannes. Les gestes à effectuer sont de vérifier la charge des batteries, de vérifier la pression des pneus, de nettoyer le scooter avec un chiffon humide. Vous devez également faire réviser votre scooter une fois par an par votre distributeur. Les consignes d'entretien sont indiquées dans le manuel d'utilisation.

Où dois-je acheter les pièces détachées et les accessoires de mon scooter électrique ?

Les pièces détachées et accessoires sont disponibles chez votre distributeur de matériel médical.



Voici une des raisons pour laquelle vous pouvez vous sentir en sécurité : la réduction automatique de la vitesse dans les virages !

Equipements et accessoires



○ Emplacement des accessoires

Photos non contractuelles. Dans le but d'améliorer constamment la qualité de ses produits, Invacare(r) se réserve le droit de modifier l'aspect technique et esthétique des produits présentés, sans préavis.

Performances	Invacare [®] Colibri [®]	Invacare [®] Leo [®]	Invacare [®] Orion [®] METRO	Invacare [®] Orion [®] PRO	Invacare [®] Comet [®] PRO	Invacare [®] Comet [®] ALPINE+	Invacare [®] Comet [®] ULTRA
Poids maximum utilisateur	136 kg	136 kg	136 kg	127 / 160 kg	160 kg	160 kg	220 kg
Autonomie	11 / 16 km	38 km	43 km	54 km	55 km	49 km	58 km
Vitesse	8 km/h	8 km/h	6 / 10 km/h	10 / 15 km/h	15 km/h	10 km/h	10 km/h
Poids du scooter	49 kg	83 kg	110 kg	136 kg	136 kg	143 kg	148 kg
Largeur hors tout	50,5 cm	59 cm	66 cm	65 cm	66,5 à 68,5 cm	66,5 - 68,5 cm	66,5 - 68,5 cm
Garde au sol	3 cm	3,5 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm	3 cm
Equipements							
Système d'éclairage	-	●	●	●	●	●	●
Feux Stop Automatique	-	●	●	●	●	●	●
Clignotants	-	●	●	●	●	●	●
Indicateur de charge	●	●	●	●	●	●	●
Frein tambour	-	-	●	●	●	●	●
Réduction automatique de la vitesse dans les virages	-	-	●	●	●	●	●
Assise Deluxe	-	-	●	●	●	●	-
Assise Premium	-	-	○	○	○	○	-
Assise Ultra	-	-	-	-	-	-	●
Transportable facilement dans un coffre de voiture	●	●	-	-	-	-	-
Appui-tête	-	-	●	●	●	●	●
Suspensions	-	-	●	●	●	●	●
Accroche-taxi	-	-	●	●	●	●	●
Accessoires							
Kit de charge externe	○	○	○	○	○	○	○
Panier avant (1)	●	●	●	●	●	●	●
Panier arrière (2)	○	○	○	○	○	○	○
Coffre avant avec verrou (3)	-	○	○	○	○	○	○
Sac à dos (4)	-	-	○	○	○	○	○
Rétroviseur gauche (5)	-	○	○	○	○	○	○
Rétroviseur droit (6)	-	○	○	○	○	○	○
Porte-cadre de marche (7)	○	○	○	○	○	○	○
Porte-canne (8)	-	○	○	○	○	○	○
Porte-bouteille à oxygène (9)	-	○	○	○	○	○	○
Porte-téléphone (10)	-	○	○	○	○	○	○
Prise de charge USB (11)	-	-	○	○	○	○	○
Porte-boisson (12)	-	○	○	○	○	○	○
Ceinture à boucle type automobile (13)	-	○	○	○	○	○	○
Pare-chocs avant (14)	-	-	○	○	○	○	○
Pare-chocs arrière (15)	-	-	○	○	○	○	○
Gilet de sécurité	○	○	○	○	○	○	○
Pare-brise (16)	-	○	○	○	○	○	○
Suspension d'assise (17)	-	○	-	-	○	○	○
Lift (système d'élévation électrique) (18)	-	-	-	-	○	○	○
Couverture de protection	-	○	○	○	○	○	○
Rampe	○	○	○	○	○	○	○
Protection d'assise (19)	-	-	○	○	○	○	○

● De série ○ En option



INVACARE
SCOOTER

INVACARE
Yes, you can.



Invacare Poirier S.A.S
Route de Saint Roch
37230 Fondettes France
Tél: +33 2 47 62 64 00
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

1640225 - 11/2017 - © Invacare International Sair 2017 - Tous droits réservés