

## Demande de démo assise Ultra Low Maxx - TDX SP2 & TDX SP2<sup>NB</sup>



**Vous souhaitez faire une demande de démonstration d'un fauteuil équipé de l'assise Ultra Low Maxx. Afin que vous receviez le fauteuil pré-réglé, merci de remplir cette fiche de mesure dans la configuration souhaitée.**

**Yes, you can.®**

Coordonnées du Pôle démo : Tel : 02 47 62 69 00 email : [demofr@invacare.com](mailto:demofr@invacare.com)

**Je souhaite la présence d'un représentant Invacare pour la réalisation de mon essai**

**Si oui, merci de cocher la case**

Choix de la base motrice											
Invacare® <b>TDX®SP 2 / TDX SP2NB</b>											
Assise ULTRA LOW MAXX											
Largeur d'assise											
ARP2025		405 mm		ARP2028		480 mm		ARP2032		580 mm	
ARP2026		430 mm		ARP2029		505 mm					
ARP2027		455 mm		ARP2030		530 mm					
Profondeur d'assise											
ARP2035		405 mm		ARP2038		480 mm		ARP2041		555 mm	
ARP2036		430 mm		ARP2039		505 mm		ARP2042		580 mm	
ARP2037		455 mm		ARP2040		530 mm					
Type de dossier											
ARP2050		High Back - Hauteur 410 mm				ARP2051		High Back - Hauteur 460 mm			
ARP2177		Matrx Elite TR- Hauteur 510 mm				ARP2178		Matrx Elite Deep - Hauteur 510 mm			
Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier)											
				ARP2072		610 mm		ARP2502		685 mm	
ARP2070		560 mm		ARP2073		635 mm		ARP2503		710 mm	
ARP2071		585 mm		ARP2074		660 mm					
Accoudoirs											
ARP2095		Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (240 à 330 mm)									
ARP2096		Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (320 à 405 mm)									
ARP2097		Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (240 à 330 mm)									
ARP2098		Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (330 à 405 mm)									
Réglage des accoudoirs											
Accoudoir gauche		240 mm	250 mm	260 mm	270 mm	280 mm	290 mm				
		300 mm	310 mm	320 mm	330 mm	340 mm	350 mm				
		360 mm	370 mm	380 mm	390 mm	405 mm					
Accoudoir droit		240 mm	250 mm	260 mm	270 mm	280 mm	290 mm				
		300 mm	310 mm	320 mm	330 mm	340 mm	350 mm				
		360 mm	370 mm	380 mm	390 mm	405 mm					
Manchettes											
ARP2012		Manchette standard gauche - longueur 255 mm				ARP2016		Manchette standard droite - longueur 255 mm			
ARP2013		Manchette longue gauche - longueur 355 mm				ARP2017		Manchette longue droite - longueur 355 mm			
ARP2014		Gouttière gauche (longueur 300 mm)				ARP2018		Gouttière droite (longueur 300 mm)			
Accessoires pour gouttière											
ARP2080		Appui palmaire plat, 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur)			ARP2080		Gauche	ARP2083		Droite	
Supports multiréglables (rotule) pour manchettes (réhausse la manchette de 43 mm)											
ARJ2082		Support multiréglable			ARJ2082		Gauche	ARJ2085		Droite	
Cale-coudes											
		Cale-coude XS - taille 100 x 100 mm			ARP2347		Gauche	ARP2351		Droite	
		Cale-coude S - taille 75 x 250 mm			ARP2348		Gauche	ARP2352		Droite	
		Cale-coude M - taille 145 x 95 mm			ARP2349		Gauche	ARP2353		Droite	
		Cale-coude L - taille 165 x 110 mm			ARP2350		Gauche	ARP2354		Droite	
		Amplitude de réglage des cale-coudes : 5" verticalement / 5" horizontalement									
Cale-cuisses amovibles											
		Cale cuisse - taille 140 x 100 mm			ARP2184		Gauche	ARP2185		Droite	
		Cale cuisse - taille 180 x 150 mm			ARP2114		Gauche	ARP2115		Droite	
		Cale cuisse - taille 230 x 100mm			ARP2186		Gauche	ARP2187		Droite	
		Cale cuisse - taille 330 x 100mm			ARP2188		Gauche	ARP2189		Droite	
Appui-têtes											
ARP2324		Appui-tête Elan Standard 10", housse respirante									
ARP2326		Appui-tête Elan Occipital 12", housse respirante									
ARP2327		Appui-tête Elan 4 points 11", housse respirante									

Les prix publics des options ne sont valables que si elles sont commandées avec le fauteuil.  
Pour des options (accessoires) commandées séparément, consulter votre Distributeur pour obtenir le tarif.

<b>Cale-troncs escamotables (largeur x hauteur)</b>									
ARP2043		Cale-tronc Maxx Style gauche taille 145 x 95 mm	ARP2044		Cale-tronc Maxx Style droite - taille 145 x 95 mm				
ARP2045		Cale-tronc Maxx Style gauche taille 165 x 110 mm	ARP2046		Cale-tronc Maxx Style droite - taille 165 x 110 mm				
ARP2049		Supports de cale-troncs rallongés de 25 mm, la paire							
<b>INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER pour assise Ultra Low Maxx</b>									
<b>Inclinaison d'assise</b>									
ARP2053	◆	Electrique à compensation Ultra Low Maxx CG Tilt de 0° à 45° avec lift 300 mm (+4 mm de hauteur d'assise)							
<b>Options d'inclinaison d'assise</b>									
ARP2054		Proclive d'assise de 5°							
ARP2055		Proclive d'assise de 10°							
ARP2056		Declive d'assise de 5°							
ARP2057	◆	Sans proclive ni décline							
<b>Inclinaison de dossier</b>									
ARP2060	◆	Electrique Biomécanique à Forte Compensation (BFC) de 90° à 170°							
<b>Options d'inclinaison de dossier</b>									
ARP2063		Proclive de dossier de 8° (inclinaison de dossier de 82° à 172°)							
ARP2066		Proclive de dossier de 30° (inclinaison de dossier de 60° à 140°)							
<b>REPOSE-JAMBES pour assise Ultra Low Maxx</b>									
<b>Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet</b>									
ARP0589		Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°							
<b>Réglage du repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet</b>									
310 mm		325 mm		335 mm		345 mm		355 mm	
364 mm		375 mm		385 mm		405 mm		410 mm	
<b>Palettes</b>									
ARP0559		Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et en largeur (profondeur 240 mm)							
ARP0516		Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et en largeur (profondeur 290 mm)							
ARP0517		Palette monobloc réglable en hauteur et en angle (profondeur 240 mm, largeur 305 mm)							
<b>Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, gauche</b>									
ARP0539		Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, gauche							
ARP0577		Repose-jambe renforcé Pivot Plus électrique de 0° à 80°, gauche - Palette réglable en angle, en profondeur et en largeur							
<b>Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, droite</b>									
ARP0549		Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, droite							
ARP0584		Repose-jambe renforcé Pivot Plus électrique de 0° à 80°, droite - Palette réglable en angle, en profondeur et en largeur							
<b>Réglage des repose-jambes latéraux ergonomiques électriques</b>									
Gauche		270 mm	280 mm	290 mm	300 mm	310 mm	320 mm	330 mm	340 mm
		350 mm	360 mm	380 mm	390 mm	400 mm	410 mm	420 mm	430 mm
Droite		270 mm	280 mm	290 mm	300 mm	310 mm	320 mm	330 mm	340 mm
		350 mm	360 mm	380 mm	390 mm	400 mm	410 mm	420 mm	430 mm
<b>Réglage des repose-jambes latéraux renforcés Pivot Plus électriques</b>									
Gauche		402 mm	414 mm	426 mm	438 mm	450 mm	462 mm	474 mm	
Droite		402 mm	414 mm	426 mm	438 mm	450 mm	462 mm	474 mm	
<b>COMMANDES ELECTRONIQUES LINX</b>									
<b>Commande principale</b>									
ARP2205	◆	Manipulateur REM400, avec écran couleur tactile de 3,5" et Bluetooth							
ARP2075		Support Quad Link escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur							
ARP2076		Support Quad Link escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur							
<b>Doubles commandes - Double commande intuitive tierce-personne (ARP1645) NC avec porte-ventilateurs</b>									
ARP2219		Commande tierce-personne Compact LINX	ARP1207		Gauche	ARP1208		Droite	
<b>Double commande intuitive LINX</b>									
ARP2245		Commande tierce-personne Intuitive LINX	ARP1221		Gauche	ARP1222		Droite	
<b>Commande au menton mo-Vis</b>									
1590772		Support de commande menton électrique mo-Vis® et multijoystick							
<b>Accessoires prises de charge USB</b>									
ARP2253		Prises de charge USB - 2 prises USB							
<b>Commande spéciale</b>									
Si commande spéciale, merci de l'indiquer ici :									
<b>OPTIONS</b>									
<b>Porte-ventilateur (uniquement disponible avec TDX SP2 - NC lift. Si un porte-ventilateur est choisi, le lift ne sera pas installé)</b>									
ARX2312		Porte-ventilateur, universel							
ARX2314		Porte-ventilateur, trilogie							
ARX2315		Porte-ventilateur, LTV Easy Fit							
ARX2313		Porte-bouteille O2							