

# Invacare® Xtra Light Titanium Max



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare® Xtra Light Titanium Max

Fauteuil manuel en titane, châssis fixe et potences fixes



### Descriptif :

- Dossier rabattable, réglable en tension, en angle et en hauteur.
- Toile d'assise réglable en tension et en profondeur.
- Sangle appui-mollet en standard.
- Poids : à partir de 15,5 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 180 kg.
- Garantie 2 ans hors pièces d'usure

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **1117,98 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.**


Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases     Configuration standard     Options sans supplément de prix

				Euros		
				Prix Public	LPPR *	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
BTA0010	<input type="checkbox"/> Invacare® XLT Max - Code LPPR 4179540		3 891,00	4 105,00	558,99	
<i>Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.</i>						
<b>TYPES DE PROPULSION</b>						
BTA0020	<input type="checkbox"/> Propulsion standard		◆	◆		
BTA0030	<input type="checkbox"/> Equipé de freins tambour, commande tierce-personne	NC : 0570, 0580, 0630, 0970, 1050	262,56	277,00		
<b>TYPES D'ASSISE</b>						
<b>Châssis</b>						
BTA0040	<input type="checkbox"/> Potences fixes à 75°		◆	◆		
<b>Largeur d'assise</b>						
BTA0050	<input type="checkbox"/> 505 mm		◆	◆		
BTA0060	<input type="checkbox"/> 555 mm		○	○		
BTA0070	<input type="checkbox"/> 605 mm		○	○		
<b>Profondeur d'assise</b>						
BTA0080	<input type="checkbox"/> Ajustable de 460 à 500 mm - livré à 500 mm		◆	◆		
BTA0090	<input type="checkbox"/> Ajustable de 510 à 550 mm - livré à 550 mm		○	○		
BTA0100	<input type="checkbox"/> Ajustable de 560 à 600 mm - livré à 600 mm	NC : 0650	○	○		
<b>Hauteur d'assise avant</b>						
BTA0110	<input type="checkbox"/> 440 mm	NC : NC : 0200, 0260, 0270, 0410, 0420, 0430, 0440, 0895, 0900, 0910, 0920, 0930	○	○		
BTA0120	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0200, 0270, 0410, 0420, 0430, 0440, 0895, 0900, 0910, 0920, 0930	○	○		
BTA0130	<input type="checkbox"/> 460 mm	NC : 0200, 0270, 0410, 0420, 0430, 0440, 0880, 0920, 0930	○	○		
BTA0140	<input type="checkbox"/> 470 mm	NC : 0200, 0420, 0430, 0440, 0920, 0930	○	○		
BTA0150	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 0430, 0440	○	○		
BTA0160	<input type="checkbox"/> 490 mm	NC : 0430, 0440	○	○		
BTA0170	<input type="checkbox"/> 500 mm	NC : 0440	◆	◆		
BTA0180	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC : 0440	○	○		
BTA0190	<input type="checkbox"/> 520 mm	NC : 0200, 0210, 0880	○	○		
<b>Hauteur d'assise arrière (doit être ≤ à hauteur d'assise avant)</b>						
BTA0260	<input type="checkbox"/> 450 mm		◆	◆		
BTA0200	<input type="checkbox"/> 390 mm	BTA0240	<input type="checkbox"/> 430 mm	○	○	
BTA0210	<input type="checkbox"/> 400 mm	BTA0250	<input type="checkbox"/> 440 mm	○	○	
BTA0220	<input type="checkbox"/> 410 mm	BTA0270	<input type="checkbox"/> 460 mm	○	○	
BTA0230	<input type="checkbox"/> 420 mm			○	○	
<b>Distance du creux poplité au milieu de la voûte plantaire (UL) (UL doit être ≤ à hauteur d'assise avant - 40 mm)</b>						
UL de 270 à 370 mm : palette montée haut				NC : 0670, 0680, 0690		
BTA0280	<input type="checkbox"/> 270 mm	BTA0340	<input type="checkbox"/> 330 mm	180,09	190,00	
BTA0290	<input type="checkbox"/> 280 mm	BTA0350	<input type="checkbox"/> 340 mm	180,09	190,00	
BTA0300	<input type="checkbox"/> 290 mm	BTA0360	<input type="checkbox"/> 350 mm	180,09	190,00	
BTA0310	<input type="checkbox"/> 300 mm	BTA0370	<input type="checkbox"/> 360 mm	180,09	190,00	

Hauteur assise avant et roues avant

5,5" : 440 - 510 mm  
6" : 450 - 520 mm  
7" : 480 - 520 mm

UL fauteuil =  
UL patient - épaisseur coussin



BTA0320	<input type="checkbox"/>	310 mm	BTA0380	<input type="checkbox"/>	370 mm		180,09	190,00		
BTA0330	<input type="checkbox"/>	320 mm					180,09	190,00		

Invacare® XLT Max				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
UL de 380 à 480 mm :				NC : 0700		
BTA0420	<input type="checkbox"/>	440 mm		◆	◆	
BTA0390	<input type="checkbox"/>	380 mm	BTA0430 <input type="checkbox"/> 460 mm	○	○	
BTA0400	<input type="checkbox"/>	400 mm	BTA0440 <input type="checkbox"/> 480 mm	○	○	
BTA0410	<input type="checkbox"/>	420 mm		○	○	
<b>TYPES DE DOSSIER</b>						
BTA0450	<input type="checkbox"/>	Dossier rembourré rabattable, réglable en hauteur, en tension par scratch (5 sangles) et en inclinaison (-10° à +10°)		◆	◆	34,90
<b>Hauteur de dossier</b>						
BTA0510	<input type="checkbox"/>	400 mm, réglable de 400 à 440 mm tous les 20 mm		○	○	
BTA0520	<input type="checkbox"/>	420 mm, réglable de 400 à 440 mm tous les 20 mm		◆	◆	
BTA0530	<input type="checkbox"/>	440 mm, réglable de 400 à 440 mm tous les 20 mm		○	○	
BTA0540	<input type="checkbox"/>	450 mm, réglable de 450 à 490 mm tous les 20 mm		○	○	
BTA0550	<input type="checkbox"/>	470 mm, réglable de 450 à 490 mm tous les 20 mm		○	○	
BTA0560	<input type="checkbox"/>	490 mm, réglable de 450 à 490 mm tous les 20 mm		○	○	
<b>Poignées à pousser</b>						
BTA0570	<input type="checkbox"/>	Standards		○	○	
BTA0580	<input type="checkbox"/>	Externes, réglables en hauteur, poignées courtes		183,89	194,00	
BTA0590	<input type="checkbox"/>	Externes, réglables en hauteur poignées longues pour commandes de frein tambour		179,15	189,00	
BTA0630	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser		◆	◆	
<b>ASSISE</b>						
<b>Toile d'assise</b>						
BTA0640	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch (7 sangles) et en profondeur sur 40 mm		◆	◆	
<b>Coussin d'assise</b>						
BTA0650	<input type="checkbox"/>	Coussin standard (hauteur 90 mm)		33,08	34,90	34,90
BTA0660	<input type="checkbox"/>	Sans coussin		◆	◆	
<b>REPOSE-PIEDS</b>						
<b>Repose-pieds</b>						
BTA0670	<input type="checkbox"/>	Soudés		◆	◆	
BTA0680	<input type="checkbox"/>	Soudés avec socle plastique vissé		84,36	89,00	
BTA0690	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc escamotable de côté, réglable en profondeur et en angle		254,98	269,00	
BTA0700	<input type="checkbox"/>	Montés haut (sur le châssis) (voir la partie UL)		○	○	
<b>ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS</b>						
<b>Côté gauche</b>						
BTA0710	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements, amovible		◆	◆	
BTA0720	<input type="checkbox"/>	Garde-boue, amovible		○	○	
BTA0730	<input type="checkbox"/>	Accoudoir <b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur manchette courte 280 mm		○	○	
BTA0740	<input type="checkbox"/>	Accoudoir <b>Confort</b> , amovible et réglable en hauteur manchette courte 280 mm		○	○	
<b>Côté droit</b>						
BTA0760	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements, amovible		◆	◆	
BTA0770	<input type="checkbox"/>	Garde-boue, amovible		○	○	
BTA0780	<input type="checkbox"/>	Accoudoir <b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur manchette courte 280 mm		○	○	
BTA0790	<input type="checkbox"/>	Accoudoir <b>Confort</b> , amovible et réglable en hauteur manchette courte 280 mm		○	○	
<b>CHASSIS</b>						
<b>Coloris de châssis</b>						
BTA0860	<input type="checkbox"/>	Titane naturel (délai de 3 semaines)		○	○	
BTA0810	<input type="checkbox"/>	Noir (RAL 0514)	BTA0840 <input type="checkbox"/> Rouge (RAL 0501)	○	○	
BTA0820	<input type="checkbox"/>	Gris (RAL 0515)	BTA0850 <input type="checkbox"/> Orange (RAL 0518)	○	○	



0570



0580/0590



0670

0690



0710/0760



0720/0770







0730/0780



0740/0790

BTA0830	<input type="checkbox"/>	Bleu (RAL 0507)			◆	◆		
---------	--------------------------	-----------------	--	--	---	---	--	--

Invacare® XLT Max				Euros			
				Prix Public	LPPR*		
				HT	TTC		
<b>ROUES AVANT</b>							
BTA0880	<input type="checkbox"/>	5,5" - 140 x 40 - Bandage souple		◆	◆	<p>Ne s'applique pas à la platine porte axe spécifique au départ</p> 	
BTA0895	<input type="checkbox"/>	6" - 150 x 30 - Bandage médium		○	○		
BTA0900	<input type="checkbox"/>	6" - 150 x 30 - Bandage souple		○	○		
BTA0910	<input type="checkbox"/>	6" - 150 x 32 - Pneumatique		○	○		
BTA0920	<input type="checkbox"/>	7" - 180 x 40 - Bandage souple		○	○		
BTA0930	<input type="checkbox"/>	7" - 180 x 40 - Pneumatique		○	○		
<b>ROUES ARRIERE 24"</b>							
<b>Type et taille de roues arrière</b>							
BTA0960	<input type="checkbox"/>	Bandage 24" x 1.3/8		◆	◆		
BTA0970	<input type="checkbox"/>	Pneu <b>Schwalbe</b> Marathon Evolution (pneu noir avec protection anti-crevaison par une couche de kevlar) 24" x 1"		94,79	100,00		
<b>Mains-courantes</b>							
BTA0980	<input type="checkbox"/>	Mains-courantes en aluminium anodisé		◆	◆		
BTA0990	<input type="checkbox"/>	Mains-courantes en acier inoxydable		○	○		
BTA1000	<input type="checkbox"/>	Mains-courantes noires - plastique anti-dérapant		80,57	85,00		
BTA1010	<input type="checkbox"/>	Mains-courantes noires - mousse et film plastique anti-dérapant		112,80	119,00		
BTA1020	<input type="checkbox"/>	Mains-courantes noires - mousse anti-dérapante		219,91	232,00		
<b>Carrossage</b>							
BTA1040	<input type="checkbox"/>	0°		◆	◆		
BTA1050	<input type="checkbox"/>	2°		○	○		
<b>Protège rayons</b>							
BTA1060	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost", la paire		91,00	96,00		
<b>SECURITE</b>							
<b>Freins</b>							
BTA1070	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		◆	◆	 1070	
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>							
BTA1080	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien		43,60	46,00	 1120 / 1130	
<b>Roulettes anti-basculer escamotables</b>							
BTA1120	<input type="checkbox"/>	A gauche		77,73	82,00		
BTA1130	<input type="checkbox"/>	A droite		77,73	82,00		
<b>ACCESSOIRES</b>							
BTA1150	<input type="checkbox"/>	Pompe		10,43	11,00		
BTA1160	<input type="checkbox"/>	Porte canne à gauche		73,93	78,00		
BTA1170	<input type="checkbox"/>	Porte canne à droite		73,93	78,00		
BTA1200	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		◆	◆		
BTA1210	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis		40,76	43,00		