



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

**LiNX™**

NOUVEAU : désormais homologué en dossier fixe et en dossier inclinable



## Invacare® Fox

Fauteuil électrique d'intérieur et d'extérieur pliant



CE

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



### Descriptif :

- Électronique LiNX évolutive en standard
- Châssis rétractable grâce à un système de pliage innovant.
- Système de palonnier pour les roues avant, idéal pour le confort et la conduite.
- Assise et batteries amovibles sans outil.
- Moteur en ligne 2x200W pour un rendement optimal : Vitesse 6km/h, autonomie 27 km.
- Vitesse programmable jusqu'à 8km/h.
- Roulettes anti-basculé.
- Poids : à partir de 79 kg, Poids de l'élément le plus lourd : 31 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 127 kg
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **6 975,90 € TTC** (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases


◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
AXA0015	<input type="checkbox"/> <i>Invacare® Fox</i> - Code LPPR 4130136 Code LPPR 4147668 Code LPPR 4111854		3 306,11	3 487,95	3487,95 2781,76 2702,81
<b>ASSISE ET DOSSIER STANDARD</b>					
<b>Largeur d'assise - Accoudoirs réglables en largeur, 25 mm par côté</b>					
AXA0368	<input type="checkbox"/> 350 mm - Réglable de 350 à 400 mm - uniquement avec accoudoirs courbés vers l'intérieur (châssis d'assise largeur 400 mm)	NC : 0606	○	○	
AXA0361	<input checked="" type="checkbox"/> 400 mm - Réglable de 400 à 450 mm		○	○	
AXA0345	<input checked="" type="checkbox"/> 450 mm - Réglable de 450 à 500 mm		◆	◆	
AXA0350	<input type="checkbox"/> 500 mm - Réglable de 500 à 550 mm - uniquement avec accoudoirs droits	NC : 1187 et dossiers Matrx	○	○	
<b>Profondeur d'assise</b>					
AXA0324	<input checked="" type="checkbox"/> 400 mm		○	○	
AXA0308	<input checked="" type="checkbox"/> 430 mm		◆	◆	
AXA0327	<input checked="" type="checkbox"/> 460 mm		○	○	
AXA0319	<input checked="" type="checkbox"/> 490 mm		○	○	
<b>Type d'assise</b>					
AXA1187	<input type="checkbox"/> Toile d'assise nylon noir rembourrée avec bande scratch	NC : 0350, 2147	◆	◆	
AXA1188	<input type="checkbox"/> Plaque d'assise rigide (réhausse la hauteur d'assise de 10 mm)		○	○	
<b>Coussin d'assise</b>					
AXA1336	<input type="checkbox"/> Coussin plat, épaisseur 50 mm		◆	◆	
AXA2147	<input type="checkbox"/> Coussin d'assise <b>Matrx Libra</b> (hauteur 90 mm, poids max 136 kg)	NC : 1187	293,84	310,00	
<b>Type de dossier - Dossier rabattable sans outils</b>					
AXA1178	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension		◆	◆	
AXA2174	<input type="checkbox"/> <b>Matrx Posture Back</b> hauteur 400 mm		717,98	757,47	



INEDIT



1187













2147













2174

2175

Invacare® Fox				Euros			 2176
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
AXA2175	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Posture Back</b> hauteur 500 mm		717,98	757,47		
AXA2176	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite</b> hauteur 500 mm		717,98	757,47		
AXA2177	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite TR</b> hauteur 500 mm		717,98	757,47		
AXA2178	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep</b> hauteur 500 mm		717,98	757,47		
<b>Hauteur de dossier (pour dossier réglable en tension)</b>							
AXA0449	<input type="checkbox"/>	490 mm		◆	◆		
AXA0457	<input type="checkbox"/>	570 mm		○	○		
<b>Hauteur du dossier (de la plaque d'assise au tendeur, pour dossiers Matrx)</b>							
AXA0413	<input type="checkbox"/>	530 mm		◆	◆		
AXA0414	<input type="checkbox"/>	610 mm		○	○		
<b>Accoudoirs amovibles, la paire</b>							
AXA0606	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs droits pour largeur d'assise 400 à 500 mm, réglable en profondeur et en hauteur de 230 à 280 mm	NC : 0645	◆	◆	 0606	
AXA0677	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (-25 mm par côté) pour largeur d'assise 350 à 450 mm, réglable en hauteur de 205 à 255 mm	NC : 0650	○	○	 0677	
<b>Manchettes, la paire</b>							
AXA0647	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard (longueur 325 mm)		◆	◆		
AXA0649	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues (longueur 375 mm)		64,45	68,00		
AXA0645	<input type="checkbox"/>	Manchettes courtes (longueur 220 mm)		○	○		
AXA0650	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques (longueur 397 mm)		75,83	80,00		
<b>Accessoires d'assise</b>							
AXA1350	<input type="checkbox"/>	Appui nuque, revêtement Dartex réglable en hauteur et en profondeur		157,35	166,00	 1350	
AXA1432	<input type="checkbox"/>	Appui tête, revêtement Dartex réglable en hauteur, profondeur et largeur		196,21	207,00	 1432	
<b>AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER</b>							
<b>Hauteur d'assise avec 4° de pente d'assise</b>							
AXA0312	<input type="checkbox"/>	480 mm		◆	◆		
AXA0344	<input type="checkbox"/>	510 mm		○	○		
<b>Inclinaison d'assise</b>							
AXA1002	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 8° (livré à 4°)		◆	◆		
<b>Inclinaison de dossier</b>							
AXA0961	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle de -5° à +25° (palier de 10°)		◆	◆	 0961	
<b>REPOSE-PIEDS &amp; REPOSE-JAMBES</b>							
<b>Potences / Repose-pieds (la paire)</b>							
AXA0567	<input type="checkbox"/>	Potences 80° escamotable intérieur / extérieur	NC : 0513	◆	◆		
AXA0529	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes <b>REA</b> réglable en inclinaison 0° à 80° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur		135,55	143,00	 0529	
<b>Palettes (la paire)</b>							
AXA0512	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆		
AXA0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et en profondeur		88,15	93,00	 0512	
<b>Hauteur des supports de cale-cuisse</b>							
AXA2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆		
AXA2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	 0513	
<b>COMMANDES ELECTRONIQUES LINX</b>							
<b>Commande principale pour Electronique LiNX</b>							
AXA2201	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LiNX</b> REM110 : Conduite	NC : 2219	◆	◆		
AXA1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○		
AXA1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○		
AXA1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆	 REM110	
AXA1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○		
<b>Commande tierce-personne LINX (déplacement du manipulateur)</b>							
AXA2202	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LiNX</b> pour tierce-personne, REM110 : Conduite		144,93	152,90	35,71	
AXA1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		◆	◆		
AXA1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○		
<b>Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)</b>							
AXA2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1284	677,02	714,26	714,26	
AXA1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		◆	◆		

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.  
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.  
© 2019 Invacare International Sarl

Tous droits réservés

Invacare® Fox				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
AXA1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
<b>Joystick Bodypoint</b>						
AXA2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		75,00	79,13	 NOUVEAU 2721
AXA2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		75,00	79,13	 NOUVEAU 2722
AXA2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		75,00	79,13	 NOUVEAU 2723
AXA2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		75,00	79,13	 NOUVEAU 2724
<b>BASE MOTRICE OPTIONS</b>						
<b>Longueur du châssis</b>						
AXA1226	<input type="checkbox"/>	Longueur préconisée par l'usine selon la configuration choisie		◆	◆	
AXA1263	<input type="checkbox"/>	Châssis court (longueur totale = 747 mm sans les repose-jambes)		○	○	
AXA1262	<input type="checkbox"/>	Châssis long (longueur totale = 773 mm sans les repose-jambes)		○	○	
<b>Coloris de châssis</b>						
AXA0201	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○	
AXA0233	<input type="checkbox"/>	Gris métallisé		○	○	
AXA0228	<input type="checkbox"/>	Noir mat		○	○	
AXA0204	<input type="checkbox"/>	Rouge Cerise transparent		○	○	
AXA0222	<input type="checkbox"/>	Blanc Vip		○	○	
<b>Roues avant</b>						
AXA0802	<input type="checkbox"/>	200 x 50 mm - Bandage, jante noire		◆	◆	 0709 0802
AXA0803	<input type="checkbox"/>	200 x 50 mm - Bandage, jante argentée		156,40	165,00	
<b>Roues arrière</b>						
AXA0709	<input type="checkbox"/>	Bandage 12"1/2 x 2 1/4", jante noire en plastique		◆	◆	 0710 0803
AXA0710	<input type="checkbox"/>	Bandage 12"1/2 x 2 1/4", jante argentée en aluminium		163,98	173,00	
AXA0711	<input type="checkbox"/>	Pneumatique gris 12"1/2 x 2 1/4", jante argentée en aluminium		○	○	
<b>PERFORMANCES</b>						
<b>Vitesse</b>						
AXA1294	<input type="checkbox"/>	3 km/h (programmable jusqu'à 8 km/h)		○	○	
AXA1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h (programmable jusqu'à 8 km/h)		○	○	
AXA1284	<input type="checkbox"/>	8 km/h		◆	◆	
<b>Éclairage</b>						
AXA1225	<input type="checkbox"/>	Kit éclairage (type vélo, sans clignotant)		98,58	104,00	
AXA1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	
<b>Batteries &amp; Chargeur</b>						
AXA1255	<input type="checkbox"/>	40 Ah Gel		◆	◆	
AXA1343	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 8A (200 - 250V)		◆	◆	
AXA1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		447,39	472,00	
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
<b>OPTIONS</b>						
<b>Monte-trottoir</b>						
AXA1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir		239,81	253,00	 1244
<b>Accroche-taxi</b>						
AXA1493	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi - 4 fixations avant et arrière (For wheelchair transportation without user)		◆	◆	
AXA1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire		○	○	
<b>Ceinture de maintien</b>						
AXA1329	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle type automobile		◆	◆	 1329
<b>Porte-canne</b>						
AXA1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		52,73	58,00	
AXA1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		52,73	58,00	

Invacare® Fox			Euros		
			Prix Public		LPPR*
			HT	TTC	
<b>Tablette escamotable</b>					
AXA1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	414,22	437,00	
AXA1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	414,22	437,00	
<b>Porte-bouteille à oxygène</b>					
AXA1454	<input type="checkbox"/>	Porte-bouteille à oxygène (pour Ø 11cm)	107,11	113,00	
<b>Système verrouillage des fourches avant</b>					
AXA1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant	39,81	42,00	
<b>Trousse à outils</b>					
AXA1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils	23,70	25,00	

