



reddot award 2014
winner



Une balade colorée sans effort, en toute sécurité !

Le micro scooter **Invacare Colibri** est élégant, simple d'utilisation et coloré : il est idéal pour les utilisateurs en quête d'indépendance.

Grâce à l'inédit système breveté **Invacare LiteLock™**, le **Colibri** est démontable facilement sans outils. Son faible encombrement lui offre une grande maniabilité. Il est idéal pour une utilisation en intérieur et dans les espaces publics aménagés. Dans sa version Outdoor, il vous apporte plus d'autonomie et un meilleur franchissement.

Le **Colibri** est maintenant disponible en **version 3 roues** afin d'optimiser l'espace réservé aux membres inférieurs. Il est également personnalisable grâce aux carénages démontables disponibles en plusieurs coloris tendances.

Trusted Solutions, Passionate People



Yes, you can.®




Système **LiteLock** - facile à démonter et à assembler

L'ingénieux système *Invacare LiteLock™* permet un démontage simple du scooter une fois le bloc batterie enlevé. Il suffit ensuite de soulever la partie avant et de la placer dans le coffre de la voiture, et faire de même avec les autres éléments. Il est tout aussi simple à assembler, notamment grâce à l'équilibre du bloc moteur qui se positionne automatiquement de manière idéale pour l'assemblage.

Changer facilement les couleurs de votre scooter

L'*Invacare Colibri* est disponible avec les dernières couleurs tendance. Les parties colorées s'enlèvent facilement et rapidement et se clipsent sans outils. Elles s'emboîtent parfaitement et restent fixes jusqu'à ce que vous ayez envie d'un changement de look pour votre scooter.

Options et caractéristiques



Démontage facile

Moins d'une minute est le temps nécessaire pour démonter le Colibri pour le transport. Il en est de même pour l'assemblage.



Grandes roues et grandes batteries
















Améliore l'autonomie et le franchissement du scooter. Disponible en option.



Plus de confort

L'assise rembourrée assure à l'utilisateur une conduite relaxante tout en douceur. Elle est également pivotante sur 360°.

Données techniques

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|--|
| |  |  |  |  |  |
| <i>Invacare Colibri</i> | 465 mm | 400 mm | 370 - 420 mm | 385 mm | 505 mm |
| |  |  |  |  |  |
| 4 roues | 1010 mm | 44 kg ² (Batt. 12Ah) 49 kg ² (Batt. 18Ah) | 136 kg | 2 x 12 Ah 2 X 18 Ah | 2200 mm |
| 3 roues | 1010 mm | 42 kg ² (Batt. 12 Ah) 46 kg ² (Batt. 18 Ah) | 136 kg | 2 x 12 Ah 2 X 18 Ah | 1940 mm |
| |  |  |  |  |  |
| <i>Invacare Colibri</i> | 40 mm ³ 45 mm ⁴ | 6° / 10.5% | 200 W | 11 km (Batt. 12Ah) 16 km (Batt. 18Ah) | 8 km/h |



Système de démontage breveté **LiteLock™**

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes - France
Tel. : +33 2 47 62 64 66
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

© 2016 Invacare International Sàrl
Tous droits réservés.

Indications données à titre d'information (information non contractuelle).
Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit..

Colibri - FR - 06/2016



Yes, you can.®

Coloris



Bleu électrique




Rouge passion



Vert python



Orange vibrant



Blanc givré



Gris argenté

1/ Conforme à la directive européenne Rohs (2011/65/EC) sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

2/ Poids de l'élément le plus lourd : 15,6 kg

3/ avec petites roues (200x50mm)

4/ avec grandes roues (210x65mm)

