

Tarif Public
Juillet 2017



Invacare® **Fox AA2**

LINX



Fauteuil électrique d'intérieur et d'extérieur pliant

Électronique LINX évolutive en standard

Châssis rétractable grâce à un système de pliage innovant.

Assise et batteries amovibles sans outil.

Moteur en ligne 2x200W pour un rendement optimal :

Vitesse 8 km/h, autonomie 28 km.

Roulettes anti-basculade.

Poids : à partir de 79 kg, Poids de l'élément le plus lourd : 31 kg.

Poids maximum de l'utilisateur : 127 kg. Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Nouveau : Chargeur OptiCharge 8 A de série et

chargeur OptiCharge 10 A en option



Date :

Nom de l'utilisateur :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare.

Tarif Public donné à titre indicatif. Utilisez le E-Tarif mis à jour en temps réel et disponible sur notre site www.invacare.fr

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard


○ Options sans supplément de prix



Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 6 975,90 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.





		Euros		
		Prix Public	LPPR*	
		HT	TTC	
(nc : 9999) non compatible avec la référence 9999				
AXB0000	Invacare Fox AA2 - Code LPPR 4122757	3.732,71	3.938,01	3.938,01
ASSISE MODULITE MODULABLE				
Type d'assise				
AXB2111	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur; accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) (nc : 0337)	◆	◆	
	Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 530 mm REGLABLE EN CONTINU			
AXB2112	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur; accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - régauasse la hauteur d'assise de 30 mm (nc : 0337)	90,05	95,00	
	Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 530 mm REGLABLE EN CONTINU			
Largeur d'assise				
330 mm (choisir largeur d'assise 380 mm 21 21 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183) (nc : 2143)				
AXB2121	380 mm (nc : 2143)	○	○	
AXB2122	430 mm	○	○	
AXB2123	480 mm	◆	◆	
AXB2124	530 mm (nc 2143, dossiers Matrix)	90,05	95,00	
Profondeur d'assise				
AXB2132	410 mm (nc : 2196, 2197, 2198)	○	○	
AXB2134	460 mm	◆	◆	
AXB2136	510 mm (nc : 2143)	○	○	
Cousin d'assise				
AXB2142	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530 mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg).	◆	◆	
AXB2143	Coussin d'assise Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (hauteur 90 mm, poids max 100 kg)	○	○	
AXB2147	Coussin d'assise Matrix Libra (hauteur 90 mm, poids max 136 kg)	○	○	
Cannes de dossier				
AXB2162	Hauteur 540 mm	○	○	
AXB2163	Hauteur 480 mm (nc : 2173)	◆	◆	
Poignées à pousser				
AXB2107	Avec poignées à pousser	◆	◆	
AXB2108	Sans poignées à pousser (nc : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228)	151,66	160,00	
Type de dossier				
Dossier rabattable sans outils				
AXB2171	Dossier réglable en tension, avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur (nc : 1445, 1446, 2152, 2153, 21554)	◆	◆	
AXB2179	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral, revêtement Dartex (nc : 2151, 2153, 2154, 2192, 2193, 2194, 1445, 1446, commande au menton)	151,66	160,00	
AXB2173	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin dossier Laguna	717,98	757,47	
AXB2174	Matrix Posture Back hauteur 400 mm	717,98	757,47	
AXB2175	Matrix Posture Back hauteur 500 mm	717,98	757,47	
AXB2176	Matrix Elite hauteur 500 mm	717,98	757,47	



Les prix publics des options ne sont valables que si elles sont commandées avec le fauteuil. Pour des options (accessoires) commandées séparément, consulter votre Distributeur pour obtenir le tarif **359**

		Euros		
		Prix Public		LPPR*
		HT	TTC	
(nc : 9999) non compatible avec la référence 9999				
AXB2177	Matrx Elite TR hauteur 500 mm	717,98	757,47	
AXB2178	Matrx Elite Deep hauteur 500 mm	717,98	757,47	
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)				
AXB2151	Nylon noir	◆	◆	
AXB2152	Dartex noir	○	○	
AXB2153	Extra LK (Skaï noir; coutures orange)	65,40	69,00	
AXB2154	Velours noir	65,40	69,00	
Accoudoirs amovibles, la paire				
AXB2191	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire	◆	◆	
AXB2181	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 410 mm, en profondeur et amovible, la paire	46,45	49,00	
AXB2198	Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire (nc : 2195, 2196, 2197)	184,83	195,00	
AXB2183	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	90,05	95,00	
Manchettes				
AXB2195	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	◆	◆	
AXB2196	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	58,77	62,00	
AXB2197	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	84,36	89,00	
Accessoires d'assise				
AXB1350	Appui nuque, revêtement Dartex réglable en hauteur et en profondeur	◆	◆	
AXB1432	Appui tête, revêtement Dartex réglable en hauteur, profondeur et largeur	○	○	
AXB1427	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex	235,07	248,00	
AXB1307	Tendeur de dossier; diamètre 22 mm (avec cannes de dossier télescopiques)	33,18	35,00	
AXB1445	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur; revêtement Dartex (la paire) (nc : dossiers Matrx)	252,13	266,00	
AXB1446	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur; revêtement Dartex (la paire) (nc : dossiers Matrx)	228,44	241,00	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER				
Hauteur d'assise avec 4° de pente d'assise				
AXB0312	480 mm	◆	◆	
AXB0344	510 mm	○	○	
Inclinaison d'assise				
AXB1002	Manuelle de 0° à 8° (livré à 4°)	◆	◆	
Inclinaison de dossier				
AXB0977	Electrique de 0° à 30°	◆	◆	
REPOSE-PIEDS / REPOSE-JAMBES				
Potences / Repose-pieds (la paire)				
AXB0529	Repose-jambes REA réglable en inclinaison 0° à 80° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur	◆	◆	
Palettes, la paire				
AXB0512	Fixes	◆	◆	
AXB0513	Réglables en angle et en profondeur	○	○	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX				
Commande principale pour Electronique LINX				
AXB2203	Manipulateur LINX - REM211 : 3 profils de conduite et contrôle des vérins 	◆	◆	
Fixation de la commande principale				
AXB1207	Fixation à droite réversible, non escamotable (nc : 1404)	○	○	
AXB1208	Fixation à gauche réversible, non escamotable (nc : 1405)	○	○	
AXB1707	Escamotable à droite + réglable en hauteur; renforcé (nc : 1404)	◆	◆	
AXB1708	Escamotable à gauche + réglable en hauteur; renforcé (nc : 1405)	○	○	
AXB2227	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	131,75	139,00	35,71
AXB2228	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	131,75	139,00	35,71
Double commande LINX (Utilisateur + tierce-personne)				
AXB2220	Double commande LINX (REM050 - utilise le profil 2 du REM211, Vitesse limitée à 6km/h) (nc : 2202, 2108, 1284)	677,02	714,26	714,26
AXB2219	Double commande LINX Compact	900,47	950,00	714,26
AXB1207	Fixation à droite	◆	◆	
AXB1208	Fixation à gauche	○	○	
BASE MOTRICE OPTIONS				
Longueur du châssis				
AXB1262	Châssis long (longueur totale = 773 mm sans les repose-pieds)	◆	◆	
Coloris de châssis				
AXB0201	Bleu nuit	◆	◆	
AXB0233	Gris métallisé	○	○	
AXB0228	Noir mat	○	○	
AXB0204	Rouge Cerise transparent	○	○	
AXB0222	Blanc Vip	○	○	
Roues avant				
AXB0802	200 x 50 mm - Bandage, jante noire	◆	◆	
AXB0803	200 x 50 mm - Bandage, jante argentée	○	○	
Roues arrière				
AXB0709	Bandage 12"½ x 2 ¼", jante noire en plastique	◆	◆	
AXB0710	Bandage 12"½ x 2 ¼", jante argentée en aluminium	○	○	
AXB0711	Pneumatique gris 12"½ x 2 ¼", jante argentée en aluminium	○	○	



					Euros			
					Prix Public	LPPR*		
(nc : 9999) non compatible avec la référence 9999					HT	TTC		
PERFORMANCES								
Vitesse								
AXBI294	3 km/h (programmable jusqu'à 8 km/h)				○	○		
AXBI282	6 km/h (programmable jusqu'à 8 km/h)				○	○		
AXBI284	8 km/h				◆	◆		
Éclairage								
AXBI225	Kit éclairage (type vélo, sans clignotant)				90,05	95,00		
AXBI254	Sans éclairage				◆	◆		
Batterie & Chargeur								
AXBI255	40 Ah Gel				◆	◆		
AXBI343	Chargeur OptiCharge 8A (200 - 250V)				◆	◆		
AXBI313	Chargeur OptiCharge 10 A				406,64	429,00		
ACCESSOIRES								
Monte-trottoir								
AXBI244	Monte-trottoir escamotable				218,01	230,00		 1244
Accroche-taxi								
AXBI493	Accroche-taxi - 4 fixations avant et arrière				◆	◆		
AXBI494	Accroche-taxi conforme à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire				○	○		 1329
Ceinture de maintien								
AXBI329	Ceinture de maintien - fermeture à boucle type automobile				◆	◆		
Porte-canne								
AXBI312	Côté droit			AXBI363	Côté gauche	50,24	53,00	
Tablette escamotable								
AXBI404	Côté droit			AXBI405	Côté gauche	376,30	397,00	 1404 / 1405
Porte-bouteille à oxygène								
AXBI454	Porte-bouteille à oxygène (pour diamètre 11 cm)				90,05	103,00		 1454
Système verrouillage des fourches avant								
AXBI490	Système de verrouillage des fourches avant				33,17	38,00		
Trousse à outils								
AXBI333	Trousse à outils				21,80	23,00		

Les prix publics des options ne sont valables que si elles sont commandées avec le fauteuil. Pour des options (accessoires) commandées séparément, consulter votre Distributeur pour obtenir le tarif **361**