



NOUVEAU

Invacare®

Banjo / Banjo Basic

Simplicité et fonctionnalité
pour toujours plus de confort

Trusted Solutions,
Passionate People



Ce rollator pliant offre de nombreux réglages et est tout particulièrement adapté pour une utilisation en extérieur. Pratique : un panier amovible et une tablette de chargement pour une utilisation au quotidien.

Confortable et maniable

Il est équipé de poignées de poussée et de freins anatomiques pour une bonne prise en main lors de la marche ou lors du freinage. Les poignées sont réglables en hauteur de 710 à 980 mm pour s'adapter à tous types d'utilisateurs. Ce modèle est pliant.

Caractéristiques et Options



Panier amovible

Charge maxi 9 kg. Tablette en plastique très résistante et solide.

Accroche-canne

Permet d'accéder facilement à la canne sans qu'elle ne vienne gêner l'utilisateur.



Fonctionnel

Le **Banjo** dispose de série d'une tablette, d'un panier amovible et de l'accroche-canne.

L'essentiel

Le **Banjo Basic** quant à lui est une version plus légère et simplifiée : livré sans accessoire.

NOUVEAU

Données techniques

	Largeur hors-tout	Profondeur	Largeur entre les roues	Hauteur hors-tout	Hauteur d'assise	Largeur entre les poignées	Diamètre des roues	Poids net
<i>Invacare Banjo</i>	600 mm	690 mm	440 mm	710 - 980 mm	610 mm	390 mm	190 mm	9 kg
								8,4 kg (pour Banjo Basic)

	Poids max. utilisateur	Largeur plié
<i>Invacare Banjo</i>	130 kg	260 mm

Coloris

RAL 9006



Codes

1452442 Banjo
1590716 Banjo Basic

Codes des accessoires pour Banjo Basic

1452047 Tablette transparente
1452454 Porte-canne
1452157 Panier métal