

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5
DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Délivré en extension du PV N° LYC-05-3582, valable jusqu'au 23/01/2011 date de validité du 1^{er} PV

PROCES-VERBAL N° LYC-05-3582 - 1 L

et 0 annexes de 0 pages

MATERIAU présenté par : INVACARE POIRIER SAS
ROUTE DE SAINT ROCH
37230 FONDETTES France

MARQUE COMMERCIALE : NYLON FABRIC 210D /
NYLON FABRIC 210D pour modèle fauteuil
L'ATLAS LITE - LE SPIN* - LE VARIABLE PLUS

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tissu 100% polyamide enduit sur une face de polyuréthane ignifugé
dans la masse pour utilisation tissus de sièges destinés aux modèles de
fauteuils roulants de la gamme ACTION.
Masse surfacique nominale : 135 g/m²
Epaisseur nominale : 0,16 mm
Coloris : noir

RAPPORT D'ESSAI : N° LYC-05-3582 du 23/01/06

NATURE DES ESSAIS : Brûleur électrique
Propagation de flamme
Essai pour matériaux fusibles

CLASSEMENT : **M 1**

DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée a priori.

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 8 janvier 2007

Directeur ou son représentant
Jacques - Hervé LEVY



ACCREDITATION
N° 1-0101*
PORTÉE
COMMUNIQUÉE
SUR DEMANDE