



Yes, you can.®



Crash testé
ISO 7176-19

Liste des produits *Invacare*® crash testés

Voici la liste des produits *Invacare* crash testés selon la norme ISO 7176-19 :

| | | |
|---|---|--|
| <i>Invacare</i> ® Action ⁵ _{NG} et Action ⁵ Rigid | <i>Invacare</i> ® Freedom TM NXT TM | <i>Invacare</i> ® Pronto TM M41 |
| <i>Invacare</i> ® Action ⁴ _{NG} | <i>Küschall</i> ® Compact | <i>Invacare</i> ® TDX [®] SP2 NB |
| <i>Invacare</i> ® Action ³ _{NG} et A3 _{NG} Light | <i>Küschall</i> ® Compact Attract | <i>Invacare</i> ® FDX [®] |
| <i>Invacare</i> ® Action ³ Junior | <i>Küschall</i> ® Ultra-Light | <i>Invacare</i> ® Kite [®] |
| <i>Invacare</i> ® Action ² _{NG} | <i>Küschall</i> ® K-Series | <i>Invacare</i> ® Storm4 [®] Family |
| <i>Invacare</i> ® Action [®] Ampla | <i>Küschall</i> ® K-Series Attract | <i>Invacare</i> ® Bora [®] |
| <i>Rea</i> ® Clematis [®] | <i>Chasswheel</i> ® Four X | <i>Invacare</i> ® Fox |
| <i>Rea</i> ® Dahlia [®] | <i>Invacare</i> ® TDX [®] SP2 | <i>Invacare</i> ® Esprit Action [®] 4 |
| <i>Rea</i> ® Azalea [®] Family | | |

➤ Qu'est-ce que la norme ISO 7176-19 ?

L'ISO 7176-19 est la norme de référence qui s'applique à tous les fauteuils roulants, manuels et électriques, qui, en plus de leur fonction principale de dispositifs de mobilité montés sur roues, peuvent également être utilisés comme sièges face à la route dans les véhicules à moteur par les enfants et adultes ayant une masse corporelle supérieure ou égale à 22 kg. L'ISO 7176-19 définit les exigences de conception et de performance des fauteuils roulants et les méthodes d'essai associées, ainsi que les exigences relatives à l'étiquetage du fauteuil roulant, la documentation publicitaire, les instructions d'utilisation et les avertissements destinés aux utilisateurs.

Voici également la liste des produits compatibles avec la station d'arrimage **DAHL** qui permet la conduite automobile ou le transport passif dans un véhicule en toute sécurité :

✓ *Invacare*® **Storm4**[®]
Family

✓ *Invacare*® **TDX**[®] **SP2**

✓ *Invacare*® **FDX**[®]

✓ *Invacare*® **TDX**[®] **SP2 NB**



Bien cordialement,

Benjamin VERON

Chef de Produits Fauteuils Roulants

INVACARE® POIRIER® S.A.S
Route de Saint Roch – 37230 Fondettes France
Tél : +33 2 47 62 64 66 – Fax : +33 2 47 42 12 24