

Liste des produits *Invacare*® crash-testés

Voici la liste des produits Invacare crash testés selon la norme ISO 7176-19 :

Fauteuil Roulant Manuel	Fauteuil Roulant Actif	Fauteuil Roulant Confort & Positionnement	Fauteuil Roulant Electrique
<i>Invacare</i> ® Action ® ⁵ et Action ® ⁵ Rigid	<i>Küschall</i> ® K-Series 2.0	<i>Rea</i> ® Clematis ®	<i>Aviva</i> ® RX
<i>Invacare</i> ® Action ® ⁴ NG	<i>Küschall</i> ® Compact 2.0	<i>Rea</i> ® Clematis ® PRO	<i>Invacare</i> ® TDX ® SP2
<i>Invacare</i> ® Action ® ³ NG Rocking Chair	<i>Küschall</i> ® Compact	<i>Rea</i> ® Dahlia ®	<i>Invacare</i> ® TDX ® SP2 NB
<i>Invacare</i> ® Action ® ³ NG et A3 NG Light	<i>Küschall</i> ® Compact Attract	<i>Rea</i> ® Azalea ® Family	<i>Invacare</i> ® Pronto ™ M41
<i>Invacare</i> ® Action ® ³ Junior	<i>Küschall</i> ® Ultra-Light	<i>Invacare</i> ® Freedom ®™ NXT ™	<i>Invacare</i> ® Kite ®
<i>Invacare</i> ® Action ® Ampla	<i>Küschall</i> ® K-Series K-Series Attract		<i>Invacare</i> ® Storm4 ® Family
			<i>Invacare</i> ® Bora ®
			<i>Invacare</i> ® Fox
			<i>Invacare</i> ® Esprit
			<i>Invacare</i> ® Action ® ⁴ NG

Qu'est-ce que la norme ISO 7176-19 ?

L'ISO 7176-19 est la norme de référence qui s'applique à tous les fauteuils roulants, manuels et électriques, qui, en plus de leur fonction principale de dispositifs de mobilité montés sur roues, peuvent également être utilisés comme sièges face à la route dans les véhicules à moteur par les enfants et adultes ayant une masse corporelle supérieure ou égale à 22 kg. L'ISO 7176-19 définit les exigences de conception et de performance des fauteuils roulants et les méthodes d'essai associées, ainsi que les exigences relatives à l'étiquetage du fauteuil roulant, la documentation publicitaire, les instructions d'utilisation et les avertissements destinés aux utilisateurs.

Voici également la liste des produits compatibles avec la station d'arrimage **DAHL** qui permet la conduite automobile ou le transport passif dans un véhicule en toute sécurité :

- ✓ *Invacare*® **Storm4**®
Family
- ✓ *Aviva*® **RX**

- ✓ *Invacare*® **TDX**® **SP2**
- ✓ *Invacare*® **TDX**® **SP2 NB**



Suivez-nous !

