



DES RÉGLAGES INÉDITS POUR UN POSITIONNEMENT OPTIMAL

Chaque utilisateur a des exigences différentes en termes de positionnement. Pour satisfaire l'ensemble de ces besoins nous avons développé les nouveaux dossiers *Invacare® Flex3* qui apportent des réglages révolutionnaires.

Combiné aux différents coussins d'assise et de dossier, les fauteuils Azalea permettent ainsi d'offrir à chaque utilisateur une position d'assise ergonomique et confortable.

DES RÉGLAGES INÉDITS POUR UN POSITIONNEMENT OPTIMAL

Invacare Rea **Flex3**



Inclinaison à compensation

Maintien du centre de gravité

Dual Stability System

Combiné avec le système d'inclinaison d'assise, le **DSS** permet de limiter les risques de friction et les forces de cisaillement et soulage les points de pression.

Rea® est le seul fabricant de fauteuil roulant à offrir le **DSS**, système entièrement breveté.

Maintien du centre de gravité. Le mécanisme d'inclinaison de l'assise par translation vers le bas assure une grande stabilité au fauteuil. En outre, il limite l'augmentation de la hauteur au niveau des genoux lors de l'inclinaison de l'assise à seulement 40-60 mm.

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes - France
Tel. : +33 (0) 2 47 62 64 66
Fax : +33 (0) 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

© 2012 Invacare International Sàrl
Tous droits réservés.


Indications données à titre d'information (information non contractuelle).
Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.

Flex3 - FR - 04/2012



Un fauteuil de confort et de positionnement qui s'adapte à toutes les morphologies.

Guide de choix du dossier: plaque ou réglable en tension



Définissez le type de fauteuil

- **Rea® Azalea®**
Conçu pour apporter du confort aux personnes à mobilité réduite.
- **Rea® Azalea® Assist**
Spécialement conçu pour les personnes fortement dépendantes.



→ **Rea® Azalea® Tall**
Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des personnes de grande taille.



Rea® Azalea® Max
Une solution sur mesure pour les utilisateurs en surpoids (jusqu'à 180kg).



Rea® Azalea® Base
Conçu pour adapter l'assise et le dossier en fonction des besoins spécifique de l'utilisateur.



Rea® Azalea® Minor
Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des personnes de petite taille ou des enfants.

Sélectionnez le type de dossier



Dossier réglable en tension
Pour les utilisateurs ayant des besoins de positionnement spécifiques.



Plaque de dossier
Pour les utilisateurs ayant particulièrement besoin de rigidité et stabilité au niveau du dossier.

Choisissez le coussin adapté



Laguna
Coussin galbé avec maintien latéral.



Mistral 2
Maintiens thoraciques incorporés pour une plus grande stabilité du tronc.



Passad 2
Idéal pour plus de maintien au niveau des épaules et des épines iliaques postéro-supérieures.



Lateral
Idéal pour profiter des réglages du dossier réglable en tension.



Tous les coussins existent en **Dartex Noir** et en **Velours Noir**.

Compatibilité	Plaque de dossier	Dossier réglable en tension
Laguna	X	X
Passad 2	X	X
Mistral 2	X	X
Lateral	n/c	X