

Retrouvez tous nos produits Rea et la video du système
sur notre nouveau site internet dédié à Rea !



Redécouvrez le monde Rea !



Yes, you can.®

www.invacare.fr

Dual Stability
System by Rea



Dual Stability System by Rea



Rea, Rea design and DSS (Dual Stability System) design are registered trademarks of Invacare® International Sàrl. © Invacare® International 2009. All rights reserved.



INVACARE® POIRIER® S.A.S.

Route de Saint Roch - 37230 Fondettes France
Tél. : +33 2 47 62 64 66 - Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com - www.invacare.fr

1533859 - 08/2009



Confidence in posture solutions

Les utilisateurs de fauteuil de confort sont très dépendants de leurs fauteuils et ont besoin d'une assistance dans leur vie quotidienne.

Pour répondre à ces besoins, les fauteuils de confort Rea proposent le Dual Stability System, aussi connu sous le nom de DSS, qui offre : une inclinaison à compensation et un maintien du centre de gravité.

REDUIRE LE RISQUE D'ESCARRES

AUGMENTER LA SECURITE



Inclinaison à compensation



Maintien du centre de gravité

L'inclinaison à compensation permet de changer l'angle de dossier et des jambes en réduisant au minimum les frottements pour l'utilisateur. Ainsi, l'appui-tête / nuque et les cales-tronc restent en bonne position lors du changement d'inclinaison et apportent un maintien optimal.

De plus, les vêtements de l'utilisateur restent en place ce qui évite tout inconfort.



Dual Stability System

Le maintien du centre de gravité permet de garantir la stabilité du fauteuil en position inclinée.

Ce système innovant consiste à faire glisser légèrement l'assise vers l'avant lors de l'inclinaison et ainsi maintenir le centre de gravité à la même position.