



Invacare® Lynx™ – Caractéristiques techniques

Description	Lynx	Description	Lynx
		autonomie	16km
Température d'utiliusion	-25°C ... +50°C	Longueur hors tout	1010mm
Température de stockage	-40°C ... +65°C	Largeur hors tout base	505mm
Moteur	150W -	Largeur hors tout assise	
Frein		Hauteur hors tout	886mm
Batterie	2x 12V / 12AH C20 / AGM	Largeur d'assise	430mm
Fusible principal	40A	Profondeur d'assise	15inch / 380mm
Courant de charge	2A	Hauteur d'assise	375mm / 395mm / 415mm
Tension de charge	nominal 24V (12 cells)	Hauetur du dossier	400mm
Tension du chargeur	200 - 250V nonminal	Angle du dossier	90° - 105°
Temp fct chargeur	-25°C ... +50°C	Hauteur accoudoirs	230mm
Temp stockage chargeur	-40°C ... +65°C	Charge max	135kg
Taille des roues avant	200 x 50	Poids total	49,3kg
Taille des roue arrières	200 x 50	Poids section avant	17,8kg
Type de roue	Bandage	Poids section arrière	11kg
Pression des pneu	na	Poids des batteries	10,4kg
Vitesse maximum	8 km/h	Poids de l'assise	10,1kg
Stabilité dynamique	14% (8°)	Poids max à l'avant	60kg
Stabilité statique		Poids max à l'arrière	130kg
Franchissement d'obstacle	50mm	électronique	Dynamic DR50
Garde au sol	40mm	Espace pour les pieds	320mm
Garde au sol			
Roulettes Anti-bascle	35mm	Suspension avant	non
Hauteur de la marche	105mm	Suspension arrière	non

- Invacare Lynx™ est marqué CE et répond aux exigences de la norme EN12184