



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action² NG

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif:

- Hauteur d'assise 485 mm, réglable à 435 mm, 460 mm et 510 mm (510 mm : avec changement de fourches et roues avant).
- Dossier inclinable par crémaillère 0°/10°/20°/30° (livré avec tendeur de dossier) ou fixe, hauteur 430 mm
- Toile d'assise standard ajustable en profondeur de 400 à 425 mm, livré à 400 mm
- Roues arrière 24" rayonnées à démontage rapide avec mains-courantes en aluminium anodisé
- Roues avant 6" x 1.1/4" bandage noir (150 x 30 mm)
- Coloris de châssis : Gris Argent
- Poids : à partir de 16,2 kg
- Poids maxi utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Supports de fourches réglables en angle et platines de roues arrière permettant le déplacement sur au moins 4 positions verticales. Nouvelle configuration compatible avec le Projet de Nomenclature.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

				Euros		
				Prix Public	LPPR *	
				HT	TTC	
Quantité			Quantité			
Dossier fixe - Code LPPR 9124643						
Roues arrière 24" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité						
BR1538209	405 mm	BR1538212	480 mm	529,85	558,99	558,99
BR1538210	430 mm	BR1655005	505 mm			
BR1538211	455 mm					
Roues arrière 24" pneu noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité						
BR1538205	405 mm	BR1538208	480 mm	529,85	558,99	558,99
BR1538206	430 mm	BR1655006	505 mm			
BR1538207	455 mm					
Dossier Inclinable par crémaillère - Code LPPR 9124689						
Roues arrière 24" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité						
BR1538217	405 mm	BR1538220	480 mm	572,18	603,65	603,65
BR1538218	430 mm	BR1655007	505 mm			
BR1538219	455 mm					
Roues arrière 24" pneu noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité						
BR1538213	405 mm	BR1538216	480 mm	572,18	603,65	603,65
BR1538214	430 mm	BR1655008	505 mm			
BR1538215	455 mm					
ACCESSOIRES (livrés séparément)						
Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Cocher une largeur - Livré avec sangles talonnières						
1573661	405 / 430 mm	1573692	455 / 480 / 505 mm	200,49	211,52	211,52
Roulettes anti-bascule, la paire						
AP1440970	Roulettes anti-bascule, la paire			77,73	82,00	
Tablette réglable en largeur (livrée avec manchettes longues et rallonges de tube) pour largeur d'assise :						
AP1606299	Pour largeur d'assise 405 mm			72,83	76,84	76,84
AP1606300	Pour largeurs d'assise 430 mm / 455 mm			72,83	76,84	76,84
AP1606301	Pour largeur d'assise 480 mm / 505 mm			72,83	76,84	76,84
Demi-tablette (kit livré avec manchette longue et rallonge de tube)						
AP1604624	Demi-tablette transparente escamotable, à droite			72,83	76,84	76,84
AP1604623	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche			72,83	76,84	76,84
AP1604625	Coussin pour demi-tablette droite ou gauche			90,05	95,00	
Appui-nuque avec tendeur pour largeur d'assise :						
AP1554576	405 mm	AP1554579	480 mm	60,10	63,41	63,41
AP1554577	430 mm	AP1554580	505 mm	60,10	63,41	63,41
AP1554578	455 mm			60,10	63,41	63,41
Appui-nuque (pour dossier inclinable uniquement, à fixer sur tendeur existant) :						
AP1508848	Appui-nuque (pour dossier inclinable, à fixer sur tendeur existant)			60,10	63,41	63,41
Tige porte-sérum et tendeur - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité :						
AP1534860	405 mm	AP1534884	480 mm	97,63	103,00	
AP1534882	430 mm	AP1534885	505 mm	97,63	103,00	
AP1534883	455 mm			97,63	103,00	
Coussin d'assise Classic Visco 75 mm - plat et réversible - 2 housses noires bi-extensibles et imperméables						
1627254	405 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)			65,40	69,00	69,00
1627255	430 x 430 mm (poids max utilisateur 100 kg)			65,40	69,00	69,00
1627256	455 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)			76,78	81,00	81,00



Invacare® Action® ² NG				Euros				
				Prix Public		LPPR *		
				HT	TTC			
Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise								
1564267		405 / 430 mm (412 x 412 mm)	1564268		455 / 480 mm (462 x 412 mm)	33,08	34,90	34,90
1564269		505 mm (500 x 412 mm)				33,08	34,90	34,90
Kit étiquettes								
SP1650176		Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)			41,71	44,00		
Rampes en accessoire								
1440530		Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg			1 787,68	1 886,00		 1440530
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg			402,84	425,00		 1654128
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg			805,69	850,00		 1654129
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg			426,54	450,00		 1654130

- 380
- 405
- 430
- 455
- 480
- 505



1440530



1654128



1654129



1654130