

FMP



Prix public TTC (LPPR/PLV)

360,53 € TTC

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Action®<sub>NG</sub> Family



Informations client

Date :



Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Caractéristiques produit

|                                 |                                                                                          |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Type de châssis                 | Pliant par croisillon                                                                    |                                                      |
| Matière                         | Aluminium                                                                                |                                                      |
| Dossier                         | Action 2 NG                                                                              | Action 2 Transit Lite                                |
|                                 | Fixe 7° ou inclinable par crémaillères 0°/10°/20°/30°/7° (livré avec tendeur de dossier) | Pliant à mi-hauteur                                  |
| Appui pour basculer le fauteuil | Sur le tube de châssis, avec un embout                                                   |                                                      |
| Hauteur de dossier              | 430 mm                                                                                   |                                                      |
| Garniture de dossier            | Nylon noir, réglable en tension 1 sangle                                                 | Rembourré, non réglable                              |
| Toile d'assise                  | Ajustable en profondeur de 400 à 425 mm, livrable à 400mm                                |                                                      |
| Hauteur d'assise                | 485 mm, réglable à 435, 460 et 510 mm * avec changement de fourche et de roue avant      | 485mm, réglable à 510mm                              |
| Accoudoirs                      | Crantés, Relevables et amovibles                                                         |                                                      |
| Accessoires                     | Demi tablette avec manchettes, appui nuque                                               | Frein utilisateur et tierce personne / accroche taxi |
| Roues avant                     | 6" x 1.1/4" bandage noir (150 x 30 mm)                                                   | 7" bandage noir                                      |
| Roues arrière                   | 24" x 1.3/8", rayonnées, à démontage rapide                                              | 12" bandage avec fixes                               |
| Coloris                         | Gris Argent                                                                              | Moka                                                 |
| Potences                        | Escamotables et amovibles                                                                |                                                      |
| Palettes                        | Relevables et équipées de sangles talonnières                                            |                                                      |
| Poids total                     | A partir de 16,2 kg                                                                      | A partir de 13,1 kg                                  |
| Poids max utilisateur           | 125 kg                                                                                   |                                                      |
| Garantie                        | 2 ans hors pièces d'usure                                                                |                                                      |

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)  
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare® . Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande. Les options indiquant " sur devis" sont sous réserve d'acceptation par la caisse d'assurance maladie



|                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                            |         |                         |        |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------|----------|
| Invacare <sup>®</sup> <i>Action</i> <sup>®</sup> 2 NG & Invacare <sup>®</sup> <i>Action</i> <sup>®</sup> 2 NG Transit Lite |  |                                                                                                                                                                            |         | Euros                   |        |          |
|                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                            |         | Prix Public             |        | LPPR/PLV |
|                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                            |         | HT                      | TTC    |          |
| Porte-canne ( <i>Action 2 NG Transit Lite</i> )                                                                            |  |                                                                                                                                                                            |         |                         |        |          |
| AP0572-02056                                                                                                               |  | Kit porte canne                                                                                                                                                            |         | 37,91                   | 40,00  |          |
| Support amputé                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |         |                         |        |          |
| AP1442990                                                                                                                  |  | Support amputé droit                                                                                                                                                       |         | 118,48                  | 125,00 |          |
| AP1442991                                                                                                                  |  | Support amputé gauche                                                                                                                                                      |         | 118,48                  | 125,00 |          |
| Coussin d'assise <i>Classic Visco</i> 75 mm - plat et réversible - 2 housses noires bi-extensibles et imperméables         |  |                                                                                                                                                                            |         |                         |        |          |
| 1627254                                                                                                                    |  | 405 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)                                                                                                                                |         | 65,40                   | 69,00  | 69,00    |
| 1627255                                                                                                                    |  | 430 x 430 mm (poids max utilisateur 100 kg)                                                                                                                                |         | 65,40                   | 69,00  | 69,00    |
| 1627256                                                                                                                    |  | 455 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)                                                                                                                                |         | 76,78                   | 81,00  | 81,00    |
| Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise                        |  |                                                                                                                                                                            |         |                         |        |          |
| 1564267                                                                                                                    |  | 405 / 430 mm (412 x 412                                                                                                                                                    | 1564268 | 455 / 480 mm (462 x 412 | 33,08  | 34,90    |
| 1564269                                                                                                                    |  | 505 mm (500 x 412 mm)                                                                                                                                                      |         | 33,08                   | 34,90  |          |
| Kit étiquettes                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                            |         |                         |        |          |
| SP1650176                                                                                                                  |  | Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)         |         | 41,71                   | 44,00  |          |
| Rampes en accessoire                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                            |         |                         |        |          |
| 1654128                                                                                                                    |  | Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant<br>Dimensions repliée : 1210 x 194 mm<br>8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg           |         | 402,84                  | 425,00 |          |
| 1654129                                                                                                                    |  | Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant<br>Dimensions repliée : 870 x 237 mm<br>13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg |         | 805,69                  | 850,00 |          |
| 1654130                                                                                                                    |  | Mono rampe pliante en aluminium<br>Dimensions repliée : 1824 x 714 mm<br>13,9 kg - capacité maximum : 300 kg                                                               |         | 426,54                  | 450,00 |          |



1627254

380

405


430

455


480

505


1654128



1654129



1654130




1627254



1654128



1654129



1654130