

FMP



Prix public TTC (LPPR/PLV)

360,53 € TTC

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins généralistes

Action² NG Family



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	CE	Type de châssis	Pliant par croisillon
		Matière	Aluminium
			Action 2 NG Action 2 Transit Lite
Référence d'achat :		Dossier	Fixe 7° ou inclinable par crémaillères 0°/10°/20°/30°/7° (livré avec tendeur de dossier) Pliant à mi-hauteur
		Appui pour basculer le fauteuil	Sur le tube de châssis, avec un embout
		Hauteur de dossier	430 mm
Code client :		Garniture de dossier	Nylon noir, rembourré, non réglable Nylon noir, rembourré, non réglable
		Toile d'assise	Ajustable en profondeur de 400 à 425 mm, livrable à 400mm
		Hauteur d'assise	485 mm, réglable à 435, 460 et 510 mm * avec changement de fourche et de roue avant 485mm, réglable à 510mm
Cachet du distributeur :		Accoudoirs	Crantés, Relevables et amovibles
		Accessoires	Demi tablette avec manchettes, appui nuque Frein utilisateur et tierce personne / accroche taxi
		Roues avant	6" x 1.1/4" bandage noir (150 x 30 mm) 7" bandage noir
		Roues arrière	24" x 1.3/8", rayonnées, à démontage rapide 12" bandage avec fixes
		Coloris	Gris Argent Moka
		Potences	Escamotables et amovibles
		Palettes	Relevables et équipées de sangles talonnières
		Poids total	A partir de 16,2 kg A partir de 13,1 kg
		Poids max utilisateur	125 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes




Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande. Les options indiquant "sur devis" sont sous réserve d'acceptation par la caisse d'assurance maladie

Invacare® <i>Action</i> ® ² NG & Invacare® <i>Action</i> ® ² NG Transit Lite				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
				HT	TTC		
	Quantité		Quantité				
Invacare® <i>Action</i> ® ² NG - Dossier fixe							
9561616 - VPH, ACHAT NEUF, FMP, NON-MODULAIRE A PROPULSION MANUELLE OU A POUSSER, Invacare : 360,53 €							
Roues arrière 24" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				341,73	360,53	360,53	
BR1538209	405 mm	BR1538212	480 mm				
BR1538210	430 mm	BR1655005	505 mm				
BR1538211	455 mm						
Roues arrière 24" pneumatiques noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité							
BR1538205	405 mm	BR1538208	480 mm				
BR1538206	430 mm	BR1655006	505 mm				
BR1538207	455 mm						
Invacare® <i>Action</i> ® ² NG - Dossier Inclinable par crémaillère							
9561616 - VPH, ACHAT NEUF, FMP, NON-MODULAIRE A PROPULSION MANUELLE OU A POUSSER, Invacare : 360,53 €							
Roues arrière 24" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				341,73	360,53	360,53	
BR1538217	405 mm	BR1538220	480 mm				
BR1538218	430 mm	BR1655007	505 mm				
BR1538219	455 mm						
Roues arrière 24" pneumatiques noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité							
BR1538213	405 mm	BR1538216	480 mm				
BR1538214	430 mm	BR1655008	505 mm				
BR1538215	455 mm						
Invacare® <i>Action</i> ® ² NG Transit Lite							
9561616 - VPH, ACHAT NEUF, FMP, NON-MODULAIRE A PROPULSION MANUELLE OU A POUSSER, Invacare : 360,53 €							
Roues arrière 12" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				341,73	360,53	360,53	
BR1685837	405 mm						
BR1685838	430 mm						
BR1685839	455 mm						
BR1685840	480 mm						



Invacare® Accessoires						Euros			
						Prix Public	LPPR/PLV		
						HT	TTC		
ACCESSOIRES COMPATIBLES (livrés séparément et non pris en charge)									
Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Cocher une largeur - Livré avec sangles talonnières									
1573661		405 / 430 mm	1573692		455 / 480 / 505 mm	104,27	110,00	 1573661	
Roulettes anti-basculer, la paire pour Action 2 NG									
AP1440970		Roulettes anti-basculer, la paire				76,78	81,00		
Anti-basculer la paire, pour Action 2 NG Transit Lite									
AP1680189		Paire de roulettes anti-basculer avec tube basculeur, réglable en hauteur et amovible				80,57	85,00	 AP1606299  AP1604623	
Tablette réglable en largeur (livrée avec manchettes longues et rallonges de tube), uniquement pour Action 2 NG									
AP1606299		Pour largeur d'assise 405 mm				125,12	132,00		
AP1606300		Pour largeurs d'assise 430 mm / 455 mm				125,12	132,00		
AP1606301		Pour largeur d'assise 480 mm / 505 mm				125,12	132,00	 AP1604625	
Demi-tablette (kit livré avec manchette longue et rallonge de tube), uniquement pour Action 2 NG									
AP1604624		Demi-tablette transparente escamotable, à droite				125,12	132,00		
AP1604623		Demi-tablette transparente escamotable, à gauche				125,12	132,00		
AP1604625		Coussin pour demi-tablette droite ou gauche				90,05	95,00	 AP1534882	
Appui-tête avec tendeur pour largeur d'assise, pour Action 2 NG									
AP1554576		405 mm	AP1554579		480 mm	151,66	160,00		
AP1554577		430 mm	AP1554580		505 mm	151,66	160,00		
AP1554578		455 mm				151,66	160,00	 AP1534882	
Appui-tête (pour dossier inclinable uniquement, à fixer sur tendeur existant), pour Action 2 NG									
AP1508848		Appui-tête (pour dossier inclinable, à fixer sur tendeur existant)				151,66	160,00		
Appui-tête avec tendeur pour Action 2 NG Transit Lite pour largeur d'assise :									
AP1673830		405 mm	AP1673832		455 mm	151,66	160,00	 AP1534882	
AP1673831		430 mm	AP1673833		480 mm	151,66	160,00		
Tige porte-sérum et tendeur, pour Action 2 NG - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité :									
AP1534860		405 mm	AP1534884		480 mm	97,63	103,00		
AP1534882		430 mm	AP1534885		505 mm	97,63	103,00	 AP1534882	
AP1534883		455 mm				97,63	103,00		
Tige porte-sérum et tendeur, pour Action 2 NG Transit Lite - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité									
AP1673836		405 mm	AP1673838		455 mm	97,63	103,00		
AP1673837		430 mm	AP1673839		480 mm	97,63	103,00	 AP1534882	
Porte-canne (Action 2 NG Transit Lite)									
AP0572-02056		Kit porte canne				37,91	40,00		
Support amputé									
AP1442990		Support amputé droit				118,48	125,00	 1627254	
AP1442991		Support amputé gauche				118,48	125,00		
Coussin d'assise Classic Visco 75 mm - plat et réversible - 2 housses noires bi-extensibles et imperméables									
1627254		405 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)				57,50	69,00		69,00
1627255		430 x 430 mm (poids max utilisateur 100 kg)				57,50	69,00	69,00	 380 405 430 455 480 505
1627256		455 x 400 mm (poids max utilisateur 100 kg)				67,50	81,00	81,00	
Les coussins d'assise Invacare Classic Visco sont inscrits au Titre I de la LPPR. La TVA appliquée sur ces coussins en accessoire est de 20%									
Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise									
1564267		405 / 430 mm (412 x 412)	1564268		455 / 480 mm (462 x 412)	33,08	34,90	 1654128  1654129  1654130	
1564269		505 mm (500 x 412 mm)				33,08	34,90		
Kit étiquettes									
SP1650176		Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)				41,71	44,00		
Rampes en accessoire									
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg				402,84	425,00	 1654129  1654129  1654130	
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260kg				805,69	850,00		
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg				426,54	450,00		