

FRM



Yes, you can.®



Retrouvez les versions
stock de l'**Action® 3 Junior**
en page 2 et la version
configurée à la suite !

Prix public TTC (LPPR/PLV)

443,64 € TTC

Forfait MAD 1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Action®^{NG} Family

UNIQUE

Designed by you. Built by us.



Action®3 Junior Évolutif homologué en FRMC

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Type de châssis : Pliant par croisillon
Référence d'achat :	Matière : Aluminium
Code client :	Potences : Escamotables
Cachet du distributeur :	Dossier : Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
	Largeur d'assise : De 305 mm à 355 mm
	Poids total : A partir de 15 kg
	Poids de transport : 8,5 kg
	Positionnement : Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint
	Crash-testé : Oui (avec option 1345)
	Poids max utilisateur : 80 kg
	Garantie : 2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.


Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur. Les options indiquant "sur devis" sont sous réserve d'acceptation par la caisse d'assurance maladie.


☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases


☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix


Invacare® Action®³ Junior® - les versions Stock			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
Dossier inclinable par crémaillères 390 mm					
Potences Action 3 Junior Stock : Escamotables et amovibles / Toile de dossier: Réglable en largeur et en hauteur					
Coloris : Rouge Mat					
DG1601934	Largeur 305 mm	Profondeur 300 mm	420,51	443,64	443,64
DG1601935	Largeur 330 mm	Profondeur 350 mm			
DG1601936	Largeur 350 mm	Profondeur 350 mm			
ACCESSOIRES (livrés séparément)					
Repose-jambes réglables 0-80° avec palettes articulées (la paire) - Cocher une largeur					
AP1601937	305 mm avec sangle appui-mollet UL=235 à 295 mm		199,05	210,00	
AP1601938	330 mm avec appui-mollet rembourré UL=275 à 375 mm		199,05	210,00	
AP1601939	355 mm avec appui-mollet rembourré UL=275 à 375 mm		199,05	210,00	
Support amputé					
AP1442990	Support amputé droit		118,48	125,00	
AP1442991	Support amputé gauche		118,48	125,00	
Invacare® Action®³ Junior® - version configurée			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999			
CNB0000	<input type="checkbox"/> Invacare®Action®³ Junior® FRM - Code LPPR 9504200		420,51	443,64	443,64
TYPE DE DOSSIER					
CNB0030	<input type="checkbox"/> Dossier fixe		◆	◆	
CNB0035	<input type="checkbox"/> Dossier pliant à mi-hauteur		○	○	
CNB0040	<input type="checkbox"/> Dossier inclinable		○	○	
TYPE DE PROPULSION					
CNB0100	<input type="checkbox"/> Standard		◆	◆	
ASSISE					
Largeur d'assise					
CNB0180	<input type="checkbox"/> 305 mm	NC : 0250, 0252, 0520, 0570, 0890, 1190, 1195	○	○	
CNB0190	<input type="checkbox"/> 330 mm (sangles talonnières incluses)	NC : 0240, 0251, 0530, 0580, 0900	○	○	
CNB0200	<input type="checkbox"/> 355 mm	NC : 0240, 0251, 0530, 0580, 0900	○	○	
Profondeur d'assise					
CNB0240	<input type="checkbox"/> 300 mm		○	○	
CNB0250	<input type="checkbox"/> 350 mm		○	○	
CNB0251	<input type="checkbox"/> Ajustable de 250 à 300 mm	NC : 0320, 0340	47,39	50,00	
CNB0252	<input type="checkbox"/> Ajustable de 300 à 350 mm	NC : 0340	47,39	50,00	
Hauteur sol/siège					
CNB0260	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆	◆	
CNB0270	<input type="checkbox"/> 435 mm	NC : 0505, 0555	○	○	
CNB0280	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 0505, 0555, 1375, 1430	○	○	
Toile d'assise					
CNB0330	<input type="checkbox"/> Nylon noir avec scratch		◆	◆	
CNB0340	<input type="checkbox"/> Nylon noir rembourrée		○	○	
Coussins d'assise					
CNB0362	<input type="checkbox"/> Essential junior bi-densité - épaisseur 50 mm	NC : 0367, 0368, 0369	90,05	95,00	
CNB0363	<input type="checkbox"/> Vicair Vector Junior O2 - hauteur 60 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés		568,72	600,00	600,00 (5)
Profondeur du coussin d'assise - Uniquement pour coussin Vicair					
CNB0367	<input type="checkbox"/> 250 mm		○	○	
CNB0368	<input type="checkbox"/> 300 mm		○	○	
CNB0369	<input type="checkbox"/> 350 mm		○	○	
DOSSIER					
Type de dossier					
CNB0380	<input type="checkbox"/> Fixe 7° - hauteurs 370 / 400 / 430 mm, livré à 400 mm		◆	◆	
CNB0425	<input type="checkbox"/> Fixe 7° - hauteur 400 mm - poignées à pousser réglables en hauteur de 400 à 550 mm	NC : 0492, 0495	151,66	160,00	
CNB0475	<input type="checkbox"/> Nylon noir rembourrée réglable en largeur et en hauteur	NC : 0866, 0868	◆	◆	
CNB0480	<input type="checkbox"/> Nylon noir réglable en tension (7 sangles)	NC : 0866, 0868	189,57	200,00	600,00 (4)
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €					
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €					


0475



0480




Invacare® Action®³ Junior®			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
Dossiers Matrx Mini (fixations incluses) - profondeur du dossier 80 mm - poids max utilisateur : 68 kg					
CNB0492	<input type="checkbox"/> Matrx Mini hauteur 310 mm - Galbe 80 mm	NC : 1345	568,72	600,00	600,00 (4)
CNB0495	<input type="checkbox"/> Matrx Mini hauteur 360 mm - Galbe 80 mm	NC : 1345	568,72	600,00	600,00 (4)
CNB0390	<input type="checkbox"/> Incluable par crémaillères 0° - 30° - hauteurs 350 / 370 / 390 / 410 / 430 mm, livré à 390 mm sans tendeur	NC : 1190, 1195	○	○	
CNB0395	<input type="checkbox"/> Incluable par vérins 0° - 30° - hauteur 400 mm - sans tendeur	NC : 1190, 1195	113,74	120,00	Sur devis (9)
CNB0400	<input type="checkbox"/> Pliant à mi-hauteur - hauteurs 370/400/430 mm, livré à 400 mm		○	○	
CNB0420	<input type="checkbox"/> Pliant à mi-hauteur - hauteur 400 mm - poignées à pousser réglables en hauteur de 430 à 530 mm		170,62	180,00	Sur devis (9)
Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini					
POTENCES ET PALETTES (UL PLUS LONGS DISPONIBLES SUR DEMANDE EN FABRICATION SPÉCIALE)					
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières					
Potence droite					
CNB0505	<input type="checkbox"/> Potence à 90° amovible (UL=125 à 260 mm)	NC : 0600, 0610	○	○	
CNB0510	<input type="checkbox"/> Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable	NC : 0561, 0562, 0563, 0610	○	○	
CNB0511	<input type="checkbox"/> Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881	○	○	
CNB0512	<input type="checkbox"/> Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable	NC : 0560, 0561, 0563, 0610	◆	◆	
CNB0513	<input type="checkbox"/> Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0560, 0561, 0562, 0610, 0611, 0881	○	○	
CNB0520	<input type="checkbox"/> Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec appui-mollet rembourré (UL=275 à 375 mm)	NC : 0600, 0611, 0880, 0886	○	○	
CNB0530	<input type="checkbox"/> Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec sangle appui-mollet (UL=235 à 295 mm)	NC : 0600, 0611, 0880, 0886	○	○	
Potence gauche					
CNB0555	<input type="checkbox"/> Potence à 90° amovible (UL=125 à 260 mm)	NC : 0620, 0630	○	○	
CNB0560	<input type="checkbox"/> Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable	NC : 0630	○	○	
CNB0561	<input type="checkbox"/> Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0611, 0630, 0881	○	○	
CNB0562	<input type="checkbox"/> Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable	NC: 0630	◆	◆	
CNB0563	<input type="checkbox"/> Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0611, 0630, 0881	○	○	
CNB0570	<input type="checkbox"/> Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec appui-mollet rembourré (UL=275 à 375 mm)	NC : 0611, 0620, 0880, 0886	○	○	
CNB0580	<input type="checkbox"/> Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec sangle appui-mollet (UL=235 à 295 mm)	NC : 0611,0620, 0880, 0886	○	○	
Palette droite					
CNB0600	<input type="checkbox"/> Fixe	NC : 0875, 0886	◆	◆	
CNB0605	<input type="checkbox"/> Réglable en inclinaison et en profondeur		31,28	33,00	Sur devis (9)
CNB0610	<input type="checkbox"/> Réglable en inclinaison	NC : 0875, 0886	○	○	
CNB0611	<input type="checkbox"/> Monobloc réglable en inclinaison	NC : 0620, 0625, 0630, 0875	60,66	64,00	Sur devis (9)
Palette gauche					
CNB0620	<input type="checkbox"/> Fixe	NC : 0875, 0886	◆	◆	
CNB0625	<input type="checkbox"/> Réglable en inclinaison et en profondeur		31,28	33,00	Sur devis (9)
CNB0630	<input type="checkbox"/> Réglable en inclinaison	NC : 0875, 0886	○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €					
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis					




Matrx Mini




Fixations **Mini**



0505 / 0555




0510 / 0560




0520 / 0530

0605




























0610



0611



Invacare® Action® ³ Junior®				Euros				
				Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
ACCOUDOIRS								
Accoudoir droit								
CNB0640	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 180 à 250 mm - Largeur de manchette 60 mm	NC : 0745, 0746, 0750, 0755	◆	◆		 0640 / 0740  0645 / 0745	
CNB0645	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtements Junior - Largeur de manchette 60 mm	NC : 0740, 0746, 0750, 0755	○	○			
CNB0646	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtement juniors - Manchette étroite largeur 50 mm	NC : 0740, 0745, 0750, 0755, 1470	○	○			
CNB0650	<input type="checkbox"/>	Garde-boue	NC : 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1470, 1471, 1472	○	○			
CNB0655	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements Junior	NC : 0740, 0745, 0746, 0750, 1470, 1471, 1472	○	○			
Accoudoir gauche								
CNB0740	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 180 à 250 mm - Largeur de manchette 60 mm		◆	◆		 0650 / 0750  0655 / 0755	
CNB0745	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtements Junior - Largeur de manchette 60 mm		○	○			
CNB0746	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - protège-vêtement juniors - Manchette étroite largeur 50 mm	NC : 0750, 0755, 1470	○	○			
CNB0750	<input type="checkbox"/>	Garde-boue	NC : 1201, 1470, 1471, 1472	○	○			
CNB0755	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements Junior	NC : 1470, 1471, 1472	○	○			
OPTIONS D'ASSISE								
CNB0860	<input type="checkbox"/>	Appui-tête multi-réglable - livré avec tendeur	NC : 0865, 0866	151,66	160,00	160,00 (1)	 0860  0865  0866  0868  0875	
CNB0865	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur	NC : 0866	189,57	200,00	600,00 (4)		
CNB0866	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrx Elan avec coussin Standard 6" housse noire respirante et support d'appui-tête Mini , multi-réglage (280 mm de hauteur) - poids max utilisateur 68 kg	NC : 0860, 0865 et uniquement compatible avec dossier Matrx	568,72	600,00	600,00 (4)		
CNB0868	<input type="checkbox"/>	Paire de cales-tronc fixes pour dossier Matrx Mini - taille H 115 mm x L 76 mm - poids max utilisateur 68 kg - uniquement pour dossier Matrx		568,72	600,00	600,00 (4)		
CNB0875	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire)		170,62	180,00	600,00 (5)		
CNB0880	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet réglable		○	○	600,00 (5)		
CNB0881	<input type="checkbox"/>	Kit Stabilizer - Elargisseur de voie avant de + 100 mm		52,13	55,00	Sur devis (9)		
CNB0886	<input type="checkbox"/>	Kit Maximizer pour palettes réglables en profondeur et inclinaison - augmente le réglage en profondeur de 50 mm		45,50	48,00	Sur devis (9)		
CNB0890	<input type="checkbox"/>	Pack de 2 repose-jambes réglables 0 - 80° avec appui-mollet rembourré et palettes réglables	NC : 0900	208,53	220,00	Sur devis (9)		
CNB0900	<input type="checkbox"/>	Pack de 2 repose-jambes réglables 0 - 80° avec sangle appui-mollet et palettes réglables		208,53	220,00	Sur devis (9)		
CNB0902	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier ajustable en largeur		○	○			
COLORIS DE CHASSIS								
CNB0952	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○			
CNB0953	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○			
CNB0954	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○			
CNB0955	<input type="checkbox"/>	Jaune Ardent		○	○			
CNB0956	<input type="checkbox"/>	Bleu Polaire		○	○			
CNB0957	<input type="checkbox"/>	Rose Bonbon		○	○			
CNB0959	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		○	○			
CNB0991	<input type="checkbox"/>	Coloris spécial		Sur demande de fabrication spéciale				
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis								

Invacare® Action® ³ Junior®			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
			HT	TTC		
ROUES AVANT						
CNB0999	<input type="checkbox"/> 5" x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆		
CNB1001	<input type="checkbox"/> 5" x 1" - 125 x 25 mm Bandage gris - Lumineuses		66,35	70,00		
CNB1007	<input type="checkbox"/> 5" x 1.3/4" - 125 x 40 mm - Bandage noir		○	○		
ROUES ARRIERE						<div> Standard</div> <div> 1.3/8" 1.3/8"</div> <div>1130 1120</div>
Diamètre des roues arrière						
CNB1020	<input type="checkbox"/> 20" - 515 mm	NC : 1040, 1050	○	○		
CNB1030	<input type="checkbox"/> 22" - 560 mm	NC : 1045	◆	◆		
Type de roues arrière						
CNB1040	<input type="checkbox"/> Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1280	◆	◆		
CNB1045	<input type="checkbox"/> Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1280	○	○		
CNB1050	<input type="checkbox"/> Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1270, 1275	178,20	188,00	Sur devis (9)	
Type de revêtement roues arrière						
CNB1120	<input type="checkbox"/> Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
CNB1130	<input type="checkbox"/> Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
Mains-courantes						
CNB1140	<input type="checkbox"/> Aluminium anodisé		◆	◆		
CNB1141	<input type="checkbox"/> Noires - plastique antidérapant		○	○		
CNB1142	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable		○	○		
Axes de roues arrière						
CNB1180	<input type="checkbox"/> A démontage rapide		◆	◆		
Position axes de roues arrière						
CNB1190	<input type="checkbox"/> Position standard (axes 25 mm devant les tubes de dossier)		◆	◆		
CNB1195	<input type="checkbox"/> Position confort		○	○		
CNB1200	<input type="checkbox"/> Position reculée (axes 25 mm derrière les tubes de dossier)		○	○		
CNB1201	<input type="checkbox"/> Position double déport arrière (60 mm à l'arrière des cannes de dossier)	NC : 1275, 1280, 1375	○	○		
Carrossage						
CNB1211	<input type="checkbox"/> 3°		◆	◆		
OPTIONS DE PROPULSION						
CNB1253	<input type="checkbox"/> Protège-rayons transparents, la paire		142,18	150,00		<div> 1254 1255</div> <div>1256</div>
CNB1254	<input type="checkbox"/> Protège-rayons "Pixels", la paire		142,18	150,00		
CNB1255	<input type="checkbox"/> Protège-rayons "Flocons de neige", la paire		142,18	150,00		
CNB1256	<input type="checkbox"/> Protège-rayons personnalisables, "Coloriez-moi", la paire		142,18	150,00		
FREINS						
CNB1270	<input type="checkbox"/> Freins à pousser		◆	◆		
CNB1275	<input type="checkbox"/> Freins à tirer à poignée escamotable		○	○		
CNB1280	<input type="checkbox"/> Freins tambour tierce-personne, avec freins à pousser	NC : 1426	○	○		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS DE SECURITE						
CNB1345	<input type="checkbox"/> Kit de transport (accroche-taxi)		○	○		<div>1345</div> <div>1362</div> <div>1364</div> <div>1370</div> <div>1375</div>
CNB1362	<input type="checkbox"/> Ceinture deux points Bodypoint, taille S - longueur : 110 mm x 25 mm		94,79	100,00	600,00 (5)	
CNB1364	<input type="checkbox"/> Ceinture deux points Bodypoint, taille M - longueur : 140 mm x 40 mm		94,79	100,00	600,00 (5)	
CNB1370	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-bascule avec tubes basculeurs	NC : 1430	23,70	25,00	25,00 (8)	
CNB1375	<input type="checkbox"/> Roulettes de transfert 4"		○	○		
CNB1380	<input type="checkbox"/> Kit réflecteurs (roues et châssis)		○	○		
CNB1390	<input type="checkbox"/> Extensions de levier de frein, la paire		○	○		
AUTRES OPTIONS						
CNB1426	<input type="checkbox"/> Poignées à pousser multiréglable en angle		208,53	220,00	Sur devis (9)	<div>1426</div> <div> 1471 / 1472</div>
CNB1430	<input type="checkbox"/> Tube basculeur à droite		23,70	25,00	25,00 (8)	
CNB1470	<input type="checkbox"/> Tablette transparente amovible		125,12	132,00	132,00 (2)	
CNB1471	<input type="checkbox"/> Tablette transparente relevable à droite		125,12	132,00	132,00 (2)	
CNB1472	<input type="checkbox"/> Tablette transparente relevable à gauche		125,12	132,00	132,00 (2)	
(2) code LPPR : 9947184 - VPH, adjonction, tablette complète - 132,00 €						
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						
(8) code LPPR : 9979126 - VPH, adjonction, levier de basculement pour FRM - 25,00 €						
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis						