



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action®³ Junior®



Fauteuil manuel pliant par croisillon



Descriptif :

- Poids : à partir de 15 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 80 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Dossier pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulable et évolutif (code LPPR 6226337 : 838,47€) incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement Prescription médicale émanant d'un médecin spécialiste en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :


Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
CNB0030	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® ³ Junior® - Dossier fixe Code LPPR 9124643		529,85	558,99	558,99
CNB0035	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® ³ Junior® - Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 9124650		572,18	603,65	603,65
CNB0040	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® ³ Junior® - Dossier inclinable Code LPPR 9124689		572,18	603,65	603,65
TYPE DE PROPULSION					
CNB0100	<input type="checkbox"/> Standard		◆	◆	
ASSISE					
Largeur d'assise					
CNB0180	<input type="checkbox"/> 305 mm	NC : 0250, 0252, 0520, 0570, 0890, 1190, 1195	○	○	
CNB0190	<input type="checkbox"/> 330 mm (sangles talonnières incluses)	NC : 0240, 0251, 0530, 0580, 0900	○	○	
CNB0200	<input type="checkbox"/> 355 mm	NC : 0240, 0251, 0530, 0580, 0900	○	○	
Profondeur d'assise					
CNB0240	<input type="checkbox"/> 300 mm		○	○	
CNB0250	<input type="checkbox"/> 350 mm		○	○	
CNB0251	<input type="checkbox"/> Ajustable de 250 à 300 mm	NC : 0340	42,65	45,00	
CNB0252	<input type="checkbox"/> Ajustable de 300 à 350 mm	NC : 0340	42,65	45,00	
Hauteur sol/siège					
CNB0260	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆	◆	
CNB0270	<input type="checkbox"/> 435 mm	NC : 0505, 0555	○	○	
CNB0280	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 0505, 0555, 1375, 1430	○	○	
Toile d'assise					
CNB0330	<input type="checkbox"/> Nylon noir avec scratch		○	○	
CNB0340	<input type="checkbox"/> Nylon noir rembourrée	NC : 0360	◆	◆	
Coussins d'assise					
CNB0360	<input type="checkbox"/> Matrx PS Pédiatrique avec housse Kidadra - poids max utilisateur : 68 kg		274,88	290,00	
CNB0362	<input type="checkbox"/> Essential junior bi-densité réglable en profondeur - épaisseur 50 mm		76,78	81,00	34,90



Invacare® Action® ³ Junior®				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
DOSSIER						
Type de dossier						
CNB0380	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteurs 370 / 400 / 430 mm, livré à 400 mm		◆	◆	
CNB0390	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° - hauteurs 350 / 370 / 390 / 410 / 430 mm, livré à 390 mm - sans tendeur	NC : 1190, 1195	◆	◆	
CNB0395	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - hauteur 400 mm - sans tendeur	NC : 1190, 1195	200,95	212,00	
CNB0400	<input type="checkbox"/>	Pliant à mi-hauteur - hauteurs 370/400/430 mm, livré à 400 mm		◆	◆	
CNB0420	<input type="checkbox"/>	Pliant à mi-hauteur - hauteur 400 mm - poignées à pousser réglables en hauteur de 430 à 530 mm		130,81	138,00	
CNB0425	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 400 mm - poignées à pousser réglables en hauteur de 400 à 550 mm	NC : 0492, 0495	130,81	138,00	
Type de dossier						
CNB0475	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée réglable en largeur et en hauteur	NC : 0866, 0868	◆	◆	
CNB0480	<input type="checkbox"/>	Nylon noir réglable en tension (7 sangles)	NC : 0866, 0868	127,96	135,00	34,90
Dossiers <i>Matrx Mini</i> (fixations incluses) - profondeur du dossier 80 mm - poids max utilisateur : 68 kg						
CNB0492	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Mini</i> hauteur 310 mm - Galbe 80 mm	NC : 1345	519,43	548,00	838,47
CNB0495	<input type="checkbox"/>	<i>Matrx Mini</i> hauteur 360 mm - Galbe 80 mm	NC : 1345	519,43	548,00	838,47
<small>Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini</small>						
POTENCES ET PALETTES (UL PLUS LONGS DISPONIBLES SUR DEMANDE EN FABRICATION SPÉCIALE)						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CNB0505	<input type="checkbox"/>	Potence à 90° amovible (UL=125 à 260 mm)	NC : 0600, 0610	71,09	75,00	
CNB0510	<input type="checkbox"/>	Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable	NC : 0561, 0562, 0563, 0610	○	○	
CNB0511	<input type="checkbox"/>	Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0560, 0562, 0563, 0610, 0611, 0881	○	○	
CNB0512	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable	NC : 0560, 0561, 0563, 0610	◆	◆	
CNB0513	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0560, 0561, 0562, 0610, 0611, 0881	○	○	
CNB0520	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec appui-mollet rembourré (UL=275 à 375 mm)	NC : 0600, 0611, 0880, 0886	100,25	105,76	105,76
CNB0530	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec sangle appui-mollet (UL=235 à 295 mm)	NC : 0600, 0611, 0880, 0886	100,25	105,76	105,76
Potence gauche						
CNB0555	<input type="checkbox"/>	Potence à 90° amovible (UL=125 à 260 mm)	NC : 0620, 0630	71,09	75,00	
CNB0560	<input type="checkbox"/>	Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable	NC : 0630	○	○	
CNB0561	<input type="checkbox"/>	Potence noire à 80° courte (UL=220 à 320 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0611, 0630, 0881	○	○	
CNB0562	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable	NC: 0630	◆	◆	
CNB0563	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue (UL=300 à 450 mm) escamotable, montée à 30° d'abduction	NC : 0611, 0630, 0881	○	○	
CNB0570	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec appui-mollet rembourré (UL=275 à 375 mm)	NC : 0611, 0620, 0880, 0886	100,25	105,76	105,76
CNB0580	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° à 80° avec sangle appui-mollet (UL=235 à 295 mm)	NC : 0611, 0620, 0880, 0886	100,25	105,76	105,76
Palette droite						
CNB0600	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0886	◆	◆	
CNB0605	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur		26,54	28,00	
CNB0610	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison	NC : 0886	○	○	
CNB0611	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en inclinaison	NC : 0620, 0625, 0630	51,18	54,00	
Palette gauche						
CNB0620	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0886	◆	◆	
CNB0625	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur		26,54	28,00	
CNB0630	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison	NC : 0886	○	○	



0475



0480

**Matrx Mini**Fixations **Mini**

0505 / 0555



0510 / 0560



0520 / 0530



0605



0610



0611


Invacare® Action® ³ Junior®				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir droit						
CNB0640	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 180 à 250 mm - Largeur de manchette 60 mm	NC : 0745, 0746, 0750, 0755	◆	◆	
CNB0645	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtements Junior - Largeur de manchette 60 mm	NC : 0740, 0746, 0750, 0755	○	○	0640 / 0740
CNB0646	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtement juniors - Manchette étroite largeur 50 mm	NC : 0740, 0745, 0750, 0755, 1470	○	○	
CNB0650	<input type="checkbox"/>	Garde-boue	NC : 0740, 0745, 0746, 0755, 1201, 1470, 1471, 1472	51,18	54,00	0645 / 0745
CNB0655	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements Junior	NC : 0740, 0745, 0746, 0750, 1470, 1471, 1472	○	○	
Accoudoir gauche						
CNB0740	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 180 à 250 mm - Largeur de manchette 60 mm		◆	◆	
CNB0745	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - Protège-vêtements Junior - Largeur de manchette 60 mm		○	○	0650 / 0750
CNB0746	<input type="checkbox"/>	Amovible réglable en hauteur de 150 à 250 mm - protège-vêtement juniors - Manchette étroite largeur 50 mm	NC : 0750, 0755, 1470	○	○	
CNB0750	<input type="checkbox"/>	Garde-boue	NC : 1201, 1470, 1471, 1472	51,18	54,00	0655 / 0755
CNB0755	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements Junior	NC : 1470, 1471, 1472	○	○	
OPTIONS D'ASSISE						
CNB0860	<input type="checkbox"/>	Appui-tête multi-réglable - livré avec tendeur	NC : 0865, 0866	148,82	157,00	63,41
CNB0865	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur	NC : 0866	224,64	237,00	63,41
CNB0866	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrx Elan avec coussin Standard 6" housse noire respirante et support d'appui-tête Mini , multi-réglage (280 mm de hauteur) - poids max utilisateur 68 kg	NC : 0860, 0865 et uniquement compatible avec dossier Matrx	394,31	416,00	63,41
CNB0868	<input type="checkbox"/>	Paire de cales-tronc fixes pour dossier Matrx Mini - taille H 115 mm x L 76 mm - poids max utilisateur 68 kg - uniquement pour dossier Matrx		200,00	211,00	
CNB0880	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet réglable		8,53	9,00	
CNB0881	<input type="checkbox"/>	Kit Stabilizer - Elargisseur de voie avant de + 100 mm		44,55	47,00	
CNB0886	<input type="checkbox"/>	Kit Maximizer pour palettes réglables en profondeur et inclinaison - augmente le réglage en profondeur de 50 mm		38,86	41,00	
CNB0890	<input type="checkbox"/>	Pack de 2 repose-jambes réglables 0 - 80° avec appui-mollet rembourré et palettes réglables	NC : 0900	200,49	211,52	211,52
CNB0900	<input type="checkbox"/>	Pack de 2 repose-jambes réglables 0 - 80° avec sangle appui-mollet et palettes réglables		200,49	211,52	211,52
CNB0902	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier ajustable en largeur		59,72	63,00	
COLORIS DE CHASSIS						
CNB0952	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○	
CNB0953	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○	
CNB0954	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○	
CNB0955	<input type="checkbox"/>	Jaune Ardent		○	○	
CNB0956	<input type="checkbox"/>	Bleu Polaire		○	○	
CNB0957	<input type="checkbox"/>	Rose Bonbon		○	○	
CNB0991	<input type="checkbox"/>	Coloris spécial		Sur devis		
ROUES AVANT						
CNB0999	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆	
CNB1001	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 25 mm Bandage gris - Lumineuses		61,61	65,00	
CNB1007	<input type="checkbox"/>	5" x 1.3/4" - 125 x 40 mm - Bandage noir		33,18	35,00	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
CNB1020	<input type="checkbox"/>	20" - 515 mm	NC : 1040, 1050	○	○	
CNB1030	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm	NC : 1045	◆	◆	



Invacare® Action® ³ Junior®				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Type de roues arrière						
CNB1040	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1280	◆	◆	
CNB1045	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1280	○	○	
CNB1050	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1270, 1275	○	○	
Type de revêtement roues arrière						
CNB1120	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	
CNB1130	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○	
Mains-courantes						
CNB1140	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆	
CNB1141	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		108,06	114,00	
Axes de roues arrière						
CNB1180	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆	
Position axes de roues arrière						
CNB1190	<input type="checkbox"/>	Position standard (axes 25 mm devant les tubes de dossier)		◆	◆	
CNB1195	<input type="checkbox"/>	Position confort		○	○	
CNB1200	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 25 mm derrière les tubes de dossier)		○	○	
CNB1201	<input type="checkbox"/>	Position double déport arrière (60 mm à l'arrière des cannes de dossier)	NC : 1275, 1280, 1375	126,07	133,00	
POMPE						
CNB1230	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		9,48	10,00	
OPTIONS DE PROPULSION						
CNB1253	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire		140,28	148,00	
CNB1254	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Pixels", la paire		161,14	170,00	
CNB1255	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Flocons de neige", la paire		161,14	170,00	
CNB1256	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons personnalisables, "Coloriez-moi", la paire		161,14	170,00	
FREINS						
CNB1270	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		◆	◆	
CNB1275	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○	
CNB1280	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne, avec freins à pousser	NC : 1426	150,71	159,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS DE SECURITE						
CNB1345	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi)		20,85	22,00	
CNB1360	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle		26,54	28,00	
CNB1361	<input type="checkbox"/>	Ceinture pédiatrique Flo-tech rembourrée		125,12	132,00	
CNB1370	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer avec tubes basculeurs	NC : 1430	73,93	78,00	
CNB1375	<input type="checkbox"/>	Roulettes de transfert 4"		56,87	60,00	
CNB1380	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs (roues et châssis)		33,18	35,00	
CNB1390	<input type="checkbox"/>	Extensions de levier de frein, la paire		9,48	10,00	
AUTRES OPTIONS						
CNB1426	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser multiréglable en angle		172,51	182,00	
CNB1430	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite		36,02	38,00	
CNB1470	<input type="checkbox"/>	Tablette transparente amovible		72,83	76,84	76,84
CNB1471	<input type="checkbox"/>	Tablette transparente relevable à droite		236,97	250,00	76,84
CNB1472	<input type="checkbox"/>	Tablette transparente relevable à gauche		236,97	250,00	76,84



Standard



<i>Invacare</i> ® <i>Action</i> ® ³ <i>Junior</i> ®			Euros			
			Prix Public		LPPR	
			HT	TTC		
Rampes en accessoire						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00		 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00		 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	559,24	590,00		 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00		 1654130