



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Livraison sous 24, 48, 72h.
MOTS FLUENTIELS DEL SECOC



étoile 2018
observateur du design



Yes, you can.®

Invacare® Action® 3 Junior® S



Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Hauteur d'assise 460 mm
- Coloris : Rouge Mat
- Roues arrière 22" x 1.3/8" bandage noir rayonnées à démontage rapide
- Roues avant 5" x 1" bandage noir (125 x 30 mm)
- Accoudoirs amovibles réglables en hauteur (de 180 mm à 250 mm)
- Toile de dossier réglable en largeur et hauteur
- Dossier inclinable par crémaillères hauteur 390 mm
- Poids : à partir de 15 kg. Poids maximum de l'utilisateur : 80 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :


Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Dossier inclinable par crémaillères - Code LPPR 9124689						
DG1601934		Largeur 305 mm	Profondeur 300 mm	572,18	603,65	603,65
DG1601935		Largeur 330 mm	Profondeur 350 mm			
DG1601936		Largeur 350 mm	Profondeur 350 mm			
ACCESSOIRES (livrés séparément)						
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>						
Repose-jambes réglables 0-80° avec palettes articulées (la paire) - Cocher une largeur						
AP1601937		305 mm avec sangle appui-mollet UL=235 à 295 mm		200,49	211,52	211,52
AP1601938		330 mm avec appui-mollet rembourré UL=275 à 375 mm		200,49	211,52	211,52
AP1601939		355 mm avec appui-mollet rembourré UL=275 à 375 mm		200,49	211,52	211,52



Repose-jambe avec appui-mollet

Rampes en accessoire						
1440530		Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00	
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	




1440530



1654128



1654129



1654130