

FRM





Prix public TTC (LPPR/PLV)

1788,64 € TTC


Forfait MAD 1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	 	Type de châssis	Pliant par croisillon
Référence d'achat :		Matière	Aluminium
Code client :		Équipement	Propulsion, direction et freinage par levier pendulaire
Cachet du distributeur :		Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
		Largeur d'assise	De 380 mm à 505 mm
		Potences	Escamotables et amovibles
		Poids total	A partir de 18 kg
		Poids de transport	7,5 kg
		Crash-testé	Oui (avec option 1345)
		Positionnement	Compatible avec les produits <i>Vicair</i> , <i>Matrix</i> et <i>Bodypoint</i>
		Poids max utilisateur	125 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare® . Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.



*Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur. Les options indiquant " sur devis" sont sous réserve d'acceptation par la caisse d'assurance maladie.*

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases










☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix






Invacare® <i>Action</i> ® <sup>3</sup> <sub>NG</sub> Levier Pendulaire				Euros				
				Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999					
CEI0007	<input type="checkbox"/>	Invacare® <i>Action</i> ®3NG Levier Pendulaire FRM - Codes LPPR 9504200 + 9992517		1695,39	1788,64	1788,64		
TYPE DE DOSSIER								
CEI0031	<input type="checkbox"/>	Dossier fixe		◆	◆			
CEI0036	<input type="checkbox"/>	Dossier pliant à mi-hauteur		○	○			
CEI0041	<input type="checkbox"/>	Dossier inclinable		○	○			
LEVIER PENDULAIRE								
CEI0160	<input type="checkbox"/>	Commande à droite	NC : 0657, 0677, 0698, 0732	○	○			
CEI0170	<input type="checkbox"/>	Commande à gauche	NC : 0757, 0777, 0798, 0832	○	○			
ASSISE								
Largeur d'assise								
CEI0180	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 0545+0595, 0852, 0855	○	○			
CEI0190	<input type="checkbox"/>	405 mm	NC : 0545+0595	○	○			
CEI0200	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 0853	◆	◆			
CEI0210	<input type="checkbox"/>	455 mm	NC : 0853	○	○			
CEI0220	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 0853, 0854	○	○			
CEI0230	<input type="checkbox"/>	505 mm	NC : 0853, 0854, 0855, 0856	○	○			
Profondeur d'assise								
CEI0240	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0879	◆	◆			
CEI0250	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 0853, 0878	○	○			
CEI0252	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	○	○			
Hauteur d'assise avant								
CEI0260	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 1035, 1050	○	○			
CEI0270	<input type="checkbox"/>	485 mm		◆	◆			
CEI0280	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 1345 / Uniquement avec roues avant 6"	○	○			
Toile d'assise								
CEI0330	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆			
CEI0340	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		○	○			
CEI0350	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée		○	○			
DOSSIER								
Type de dossier - roulettes anti-bascule recommandées avec dossiers inclinables								 0396
CEI0395	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm	NC : 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0493, 0495, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	○	○			
CEI0396	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0474, 0475, 0478, 0479, 0481, 0493, 0495, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	113,74	120,00	Sur devis (9)		
CEI0410	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm, ajustable à 400 mm	NC : 0493, 0495, 0945	◆	◆			
CEI0420	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0494, 0945	○	○			
CEI0435	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430 mm, livré à 430 mm	NC : 0493, 0495, 0940, 0945	○	○			
CEI0445	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430 mm livré à 430 mm	NC : 0493, 0495, 0940, 0945	113,74	120,00	Sur devis (9)		
CEI0450	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510 mm, livré à 510 mm	NC : 0495, 0940, 0945	113,74	120,00	Sur devis (9)		
CEI0455	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC : 0493, 0494, 0495, 0945	○	○			
Dossiers Vicair - <b>Attention : Perte de profondeur d'assise de 50 mm</b>								
CEI0493	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Liberty</b> - hauteur 450 mm Livré avec un tendeur de dossier <b>Délai : +5j ouvrés</b>	NC: 0474 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	568,72	600,00	600,00 (4)		
CEI0494	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Anatomic</b> - hauteur 400 mm Livré avec un tendeur de dossier <b>Délai : 15j ouvrés</b>	NC: 0474 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	568,72	600,00	600,00 (4)		
CEI0495	<input type="checkbox"/>	<b>Vicair Anatomic</b> - hauteur 480 mm Livré avec un tendeur de dossier <b>Délai : +15j ouvrés</b>	NC: 0474 - 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	568,72	600,00	600,00 (4)		
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis								







Invacare® <i>Action</i> ® <sup>3</sup> <sub>NG</sub> <i>Levier Pendulaire</i>				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
Toile de dossier							
CEI0474	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		○	○		 0474 / 0475
CEI0475	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		◆	◆		
CEI0478	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	94,79	100,00	600,00 (4)	 0480 / 0481
CEI0479	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	75,83	80,00	600,00 (4)	
CEI0480	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	142,18	150,00	600,00 (4)	
CEI0481	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	161,14	170,00	600,00 (4)	
POTENCES ET PALETTES							
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières							 0510 / 0560
Potence droite							
CEI0510	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆		
CEI0520	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	○	○		
CEI0545	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	○	○		 0520 / 0570
Potence gauche							 0545 / 0595
CEI0560	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆		
CEI0570	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <i>REA</i> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	○	○		
CEI0595	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	○	○		
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							 0610 / 0630 si repose-jambe <i>REA</i>
CEI0600	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆		
CEI0610	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○		
CEI0611	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0935, 0936	○	○		
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							 0611
CEI0620	<input type="checkbox"/>	Fixe		◆	◆		
CEI0630	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir droit (coloris noir mat)							 0660 / 0760
CEI0657	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - <b>gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire droit)</b>		113,74	120,00	600,00 (4)	
CEI0660	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0756, 0772, 0780, 0790, 0798, 1480	◆	◆		
CEI0670	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0756, 0780, 0790, 0798	○	○		
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €							





























Invacare® <b>Action</b> ® <sup>3</sup> <i>NG Levier Pendulaire</i>				Euros				
				Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
CEI0672	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 0798, 1480	113,74	120,00		0672 / 0772   0680 / 0780   0698 / 0798	
CEI0677	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - <b>gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire droit)</b>		113,74	120,00	600,00 (4)		
CEI0680	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte <i>avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique</i>	NC : 0756, 0760, 0770, 0798, 1480	104,27	110,00			
CEI0690	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0756, 0760, 0770, 0798	104,27	110,00			
CEI0698	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0760, 0770, 0780, 0790	113,74	120,00			
CEI0732	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et profondeur	NC : 1480	○	○			
<b>Appui palmaire droit</b>								
CEI0662	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire plat et ambidextre		○	○		  0732 / 0832	
CEI0664	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire bombé et ambidextre		○	○			
CEI0666	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire à corne courbé vers la droite		○	○			
<b>Accoudoir gauche (coloris noir mat)</b>								
CEI0757	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - <b>gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire gauche)</b>		113,74	120,00	600,00 (4)		
CEI0760	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480	◆	◆			
CEI0770	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		○	○			
CEI0772	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480	113,74	120,00			
CEI0777	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - <b>gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire gauche)</b>		113,74	120,00	600,00 (4)		
CEI0780	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480	104,27	110,00			
CEI0790	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique		104,27	110,00			
CEI0798	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation		113,74	120,00			
CEI0832	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et profondeur	NC : 1480	○	○			
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €								



Invacare® <i>Action</i> ® <sup>3</sup> <sub>NG</sub> Levier Pendulaire				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
Appui palmaire gauche							
CEI0762	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire plat et ambidextre		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0764	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire bombé et ambidextre		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0766	<input type="checkbox"/>	Appui palmaire à corne courbé vers la gauche		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin							<div></div> <div>0853 / 0854 0855 / 0856</div> <div></div> <div>0871</div> <div></div> <div>0873</div> <div></div>
CEI0853	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 50 kg	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00 (11)	
CEI0854	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00 (11)	
CEI0855	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00 (11)	
CEI0856	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00 (11)	
CEI0871	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour ViscoNG - épaisseur 100 mm, livré avec deux housses noires	NC : 0873	76,78	81,00	81,00 (12)	
CEI0873	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Flo-tech Image</i> - épaisseur : 60 mm		284,36	300,00	600,00 (5)	
CEI0874	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Flo-tech Solution Xtra</i> épaisseur 60 mm, livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)	
CEI0876	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> , livré avec deux housses noires, épaisseur 70 mm		426,54	450,00	600,00 (5)	
CEI0884	<input type="checkbox"/>	<i>Vicair Active O2</i> - hauteur 60 mm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0852, 0891, 0892, 0893, 0894	568,72	600,00	600,00 (5)	
CEI0885	<input type="checkbox"/>	<i>Vicair Active O2</i> - hauteur 90 mm <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0852, 0891, 0892, 0893, 0894	568,72	600,00	600,00 (5)	
CEI0886	<input type="checkbox"/>	<i>Vicair Adjuster O2</i> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte <i>Délai : +5j ouvrés</i>	NC : 0852, 0891, 0892, 0893, 0894	568,72	600,00	600,00 (5)	
CEI0887	<input type="checkbox"/>	<i>Vicair Vector O2</i> - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0852, 0891, 0892, 0893, 0894	568,72	600,00	600,00 (5)	
Profondeur du coussin							
CEI0878	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0879	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Premier accessoire de positionnement pour coussin Matrx et Flo-tech, facultatif							
CEI0891	<input type="checkbox"/>	Biseaux fessiers, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0892	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0893	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0894	<input type="checkbox"/>	Biseau crural		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Second accessoire de positionnement pour coussin Matrx et Flo-tech, facultatif							
CEI0891	<input type="checkbox"/>	Biseaux fessiers, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0892	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0893	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0894	<input type="checkbox"/>	Biseau crural		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Autres options							
CEI0852	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0882	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		142,18	150,00	600,00 (4)	
CEI0905	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0906, 0907, 0940, 0945	151,66	160,00	160, 00 (1) OU 600,00 (4)	
CEI0906	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0907, 0940, 0945	189,57	200,00	600,00 (4)	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €							



Invacare® <i>Action</i> ® <sup>3</sup> <sub>NG</sub> Levier Pendulaire				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
CEI0907	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	189,57	200,00	600,00 (4)	 0906  0907
CEI0930	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet		10,43	11,00	600,00 (5)	
CEI0935	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max)	NC : 0936	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 0945
CEI0936	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0940	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier	NC : 0945	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0945	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant	NC : 1451	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
COLORIS DE CHASSIS							
CEI0961	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 0961  0964  0966
CEI0964	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0966	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0969	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0974	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI0980	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		097409690980
CEI0991	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			
SUPPORTS DE FOURCHE							
CEI0995	<input type="checkbox"/>	Supports de fourche <i>standard</i>		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
ROUES AVANT							
CEI1005	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 1010  1050
CEI1010	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI1030	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI1035	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
CEI1050	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							 Standard
CEI1068	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Type de roues arrière							
CEI1071	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Type de revêtement de roues arrière							
CEI1082	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		 1.3/8"  1.3/8"
CEI1084	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Position axes de roues arrière							
CEI1200	<input type="checkbox"/>	Position reculée ( <i>axes 25 mm derrière les tubes de dossier</i> )		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		10841082
OPTION DE CHASSIS							
CEI1241	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de + 25 mm de chaque côté) - la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 1241
FREINS							
CEI1270	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		 1270
CEI1275	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
OPTIONS DE SECURITE							
CEI1345	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroche-taxi)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 1345  1360  1361 / 1362  1363 / 1364  1370  1375
CEI1360	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	31,28	33,00	600,00 (5)	
CEI1361	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount TM	NC : 1362, 1363, 1364	189,57	200,00	600,00 (5)	
CEI1362	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM	NC : 1363, 1364	189,57	200,00	600,00 (5)	
CEI1363	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount TM	NC : 1364	189,57	200,00	600,00 (5)	
CEI1364	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		189,57	200,00	600,00 (5)	
CEI1370	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer, la paire	NC : 1375, 1440	75,83	80,00		
CEI1375	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer avec tube basculeur, la paire	NC : 1440	23,70	25,00	25,00 (8)	
CEI1380	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
(2) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction, tablette complète - 132,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (8) code LPPR : 9979126 - VHP, adjonction, levier de basculement pour FRM - 25,00 €							

Invacare® <b>Action</b> ® <sup>3</sup> <sub>NG</sub> Levier Pendulaire				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
OPTIONS							
CEI1430	<input type="checkbox"/>	Porte-canne					 1430 1440 1480
CEI1440	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite		23,70	25,00	25,00 (8)	
CEI1451	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum et support ( <i>tendeur obligatoire et non inclus</i> )		97,63	103,00		
AUTRES OPTIONS							
CEI1480	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente		125,12	132,00	132,00 (2)	 1483/1484
CEI1483	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à droite		125,12	132,00	132,00 (2)	
CEI1484	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		125,12	132,00	132,00 (2)	
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis							 1654128  1654129  1654130
Rampes en accessoire							
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis (9)	
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis (9)	
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (9)	