

FRM



Découvrez nos
packs de positionnement
Matrx & Vicair !

Prix public TTC (LPPR/PLV)

443,64 € TTC

Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :		Type de châssis	Pliant par double croisillon
Référence d'achat :		Matière	Aluminium
Code client :		Potences	Escamotables
Cachet du distributeur :		Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
		Largeur d'assise	De 380 mm à 555 mm
		Poids total	A partir de 14,4 kg
		Poids de transport	8,4 kg
		Crash-testé	Oui (avec option 1175)
		Positionnement	Compatible avec les produits <i>Vicair</i> , <i>Matrx</i> et <i>Bodypoint</i>
		Poids max utilisateur	125 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare® . Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

- ☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases
- ☒ Configuration standard
- ☐ Option sans supplément de prix

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ _{NG}				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999				
CKB0001	☐	Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ _{NG} FRM - <i>Code LPPR 9504200</i>		420,51	443,64	443,64	
Type de dossier							
CKB0031	☐	Dossier fixe		◆	◆		
CKB0036	☐	Dossier pliant à mi-hauteur		○	○		
CKB0041	☐	Dossier réglable en angle		○	○		
PACK DOSSIER DE POSITIONNEMENT SOUPLE							
Sur devis	☐	Dossier réglable en tension asymétrique 8 sangles + 2 cale-troncs repositionnables + un coussin d'assise <i>Matrx Libra</i> + une base rigide + une ceinture pelvienne 2 points <i>Bodypoint</i>	Uniquement avec hauteur de dossier 43 cm	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
CKB0062	☐	Pack Positionnement <i>Vicair</i> : Livré avec un tendeur de dossier - Dossier <i>Vicair Liberty</i> , - Coussin d'assise <i>Vicair</i> au choix (<i>Active O2</i> , <i>Adjuster O2</i> ou <i>Vector O2</i>) - Ceinture <i>Bodypoint</i> au choix (2 ou 4 points)		1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
CKB0063	☐	Pack Positionnement <i>Matrx</i> : - Dossier rigide <i>Matrx</i> au choix (<i>Elite E2</i> ou <i>Elite E2 Deep</i>) - Coussin d'assise <i>Flo-tech Solution Xtra</i> ou <i>Matrx Libra</i> - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture pelvienne <i>Bodypoint</i> au choix (2 pt ou 4 pt) - Appui-tête ou appui-joue <i>Invacare</i>		1289,10	1360,00	1360,00 (4 + 5 + 1)	
MOTORISATIONS ALBER							
CKB0070	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 0110, 0265, 0555, 0615, 0942, 0944, 0946, 0963, 0964, 1040, 1055, 1130, 1195, 1196, 1200, 1240, 1246, 1252	594,31	627,00		
CKB0080	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0110, 0250, 0260, 0265, 0341, 0342, 1055, 1195, 1196, 1200, 1240, 1246, 1252	451,18	476,00	476,00 (13)	
CKB0090	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil eco	NC : 0240, 0250, 0260, 0265, 0716, 0717, 0718, 0782, 1055, 1075, 1195, 1196, 1200, 1240, 1241, 1246, 1252	414,25	437,03	437,03 (13)	
TYPES DE PROPULSION							
CKB0100	☐	Standard	NC : 0942	◆	◆		
CKB0110	☐	Transit	NC : 0240, 0250, 0260, 0265, 0556, 0905, 0925, 0944, 0946, 0948, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125,1150, 1160, 1220	○	○		
ASSISE							
Largeur d'assise							
CKB0120	☐	380 mm	NC : 0201, 0420+0470, 0656, 0664	○	○		
CKB0130	☐	405 mm	NC : 0201, 0420+0470	○	○		
CKB0140	☐	430 mm		◆	◆		
CKB0150	☐	455 mm	NC : 0347, 0657	○	○		
CKB0160	☐	480 mm	NC : 0347, 0657, 0663	○	○		
CKB0162	☐	505 mm	NC : 0346, 0347, 0348, 0657, 0663, 0664, 0665	○	○		
CKB0164	☐	555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise rembourrée	NC : 0317, 0318, 0346, 0347, 0348, 0364, 0367, 0368, 0375, 0657, 0663, 0664, 0665, 0656, 0661, 0681, 0696, 0771, 0780, 0782, 1270	47,39	50,00	Sur devis (9)	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis (13) code LPPR : 9912139 - VPH, adjonction, achat produit d'assistance à la propulsion à commande uniquement par l'accompagnant, neuf pour FRM - 3 500,00 € - Cf Fiche de mesures de la motorisation choisie							

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Profondeur d'assise						
CKB0180	☐	400 mm	NC : 0702, 0703	◆	◆	
CKB0190	☐	450 mm	NC : 0701, 0657, 0703	○	○	
CKB0195	☐	500 mm	NC : 0260, 0265, 0295, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681, 0701, 0702	○	○	
CKB0200	☐	Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0295, 0703	○	○	
CKB0201	☐	Ajustable de 500 à 450 mm - livré à 480 mm	NC : 0260, 0265, 0295, 0656, 0657, 0661, 0681, 0701	○	○	
SUR DEMANDE	☐	550 mm - avec toile d'assise renforcée	NC : 0654, 0657, 0663, 0664, 0665, 0661, 0681, 0656, 1175	341,23	360,00	Sur devis (9)
Hauteur d'assise avant						
CKB0210	☐	510 mm	NC : 0556, 0890, 0895, 0905, 0925, 0944, 0946 - Uniquement avec roues avant 8"	○	○	
CKB0220	☐	485 mm	NC : 0925, 0944	◆	◆	
CKB0230	☐	460 mm	NC : 0944	○	○	
CKB0240	☐	435 mm	NC : 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0845, 0850, 0870, 0942, 0944	○	○	
CKB0250	☐	410 mm	NC : 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0556, 0770, 0845, 0850, 0870, 0905, 0942, 0944, 0963, 0991, 1130, 1195, 1196 1246	○	○	
CKB0260	☐	385 mm	NC : 0556, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0944, 0948, 0963, 1130, 1195, 1196, 1246 - Uniquement avec roues avant 5"	○	○	
CKB0265	☐	360 mm	NC : 0480, 0500, 0556, 0616, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0946, 0948, 0963, 1130, 1200, 1246 - Uniquement avec roues avant 5" et roues arrière 20"	○	○	
Toile d'assise						
CKB0290	☐	Nylon noir avec scratch		◆	◆	
CKB0295	☐	Nylon noir rembourrée		○	○	
DOSSIER						
Type de dossier - roulettes anti-bascule recommandées avec dossiers inclinables						
CKB0311	☐	Fixe 7° - hauteur 430 mm, toile réglable à 400 mm	NC : 0346, 0348, 0360, 0367, 0782	◆	◆	
CKB0312	☐	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0360, 0367, 0782	○	○	
CKB0330	☐	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm	NC : 0346, 0348, 0364, 0365, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0597, 0598, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780, 1241	○	○	
CKB0317	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0364, 0365 0368, 0370, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780, 0963, 1130, 1241	293,84	310,00	Sur devis (9)
CKB0318	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0364, 0365, 0368, 0370, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721	293,84	310,00	Sur devis (9)
CKB0320	☐	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 410 et 390 mm	NC :0346, 0348, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
CKB0333	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0346, 0348, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
CKB0334	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 0348, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis						

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CKB0345	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° et pliant à mi-hauteur avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0346, 0348, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	☐	☐	
CKB0341	☐	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0367, 0782	☐	☐	
CKB0342	☐	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 510 mm	NC : 0346, 0347, 0348, 0360, 0367, 0370, 0375, 0782	☐	☐	
Poignées à pousser - uniquement pour le dossier fixe réglable en hauteur CKB0330						
CKB0304	☐	Poignées fixes	NC : appui-tête	☐	☐	
CKB0305	☐	Poignées à pousser réglables en hauteur (70 mm)		113,74	120,00	Sur devis (9)
Dossiers Vicair & Matrx - Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx ! Attention - Dossiers Vicairs : perte de profondeur d'assise de 50 mm						
CKB0346	☐	<i>Vicair Liberty</i> hauteur 450 mm Livré avec un tendeur de dossier <i>Délai : +5j ouvrés</i>	NC : 0350 - 0367, 0369 - 0374, 0719, 0780, 0782, 1175	504,04	600,00	600,00 (4)
CKB0347	☐	<i>Vicair Anatomic</i> hauteur 400 mm Livré avec un tendeur de dossier <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0350 - 0374, 0719, 0780, 0782, 1175	758,20	600,00	600,00 (4)
CKB0348	☐	<i>Vicair Anatomic</i> hauteur 480 mm Livré avec un tendeur de dossier <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0350 - 0374, 0719, 0780, 0782, 1175	758,20	600,00	600,00 (4)
CKB0321	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0322	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0323	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0324	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0325	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0351	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0352	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0326	☐	<i>Matrx Elite E2</i> hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations <i>Standard</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0327	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0328	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0329	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0336	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0337	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0353	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Mini</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0354	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
CKB0338	☐	<i>Matrx Elite Deep E2</i> hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations <i>Standard</i>		568,72	600,00	600,00 (4)
Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini ou Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split.						
Largeur du dossier Matrx (NC Vicair)						
CKB0355	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		☐	☐	
CKB0356	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		☐	☐	
CKB0357	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		☐	☐	
CKB0358	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		☐	☐	
CKB0359	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		☐	☐	
CKB0361	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		☐	☐	
CKB0362	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		☐	☐	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis						




0345





Matrx Elite E2 /
Elite Deep E2




Fixation standard

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG				Euros			  0360  0375
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
Toile de dossier							
CKB0360	☐	Rembourrée	NC : 0721	○	○		
CKB0364	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		◆	◆		
CKB0365	☐	Rembourrée, réglable en tension (1 sangle), nylon noir		○	○		
CKB0367	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - sans tendeur de dossier - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle		94,79	100,00	600,00 (4)	
CKB0368	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	94,79	100,00	600,00 (4)	
CKB0370	☐	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - <i>Inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	142,18	150,00	600,00 (4)	
CKB0375	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	161,14	170,00	600,00 (4)	
POTENCES ET PALETTES							
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières							
Potence droite							
CKB0390	☐	Potence à 80°		◆	◆		
CKB0400	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75 ° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	○	○		
CKB0420	☐	Support amputé <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760, 0771	○	○		
Potence gauche							
CKB0440	☐	Potence à 80°		◆	◆		
CKB0450	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75 ° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	○	○		
CKB0470	☐	Support amputé <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760, 0771	○	○		
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CKB0480	☐	Fixe		◆	◆		
CKB0490	☐	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○		
CKB0491	☐	Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable	NC : 0500, 0510, 0770, 0771	○	○		
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CKB0500	☐	Fixe		◆	◆		
CKB0510	☐	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○		
ACCOUDOIRS							
 Découvrez également la gouttière hémiplegique dynamique Bodypoint ! Retrouvez sa fiche de mesure dédiée sur notre site internet							
Accoudoir droit (coloris noir mat)							
CKB0520	☐	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm-à 280 mm manchette courte	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0616, 1270, 1271	◆	◆		
CKB0530	☐	Rio , amov. et régl.en hauteur en continu de 200 à 280 mm manchette longue	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0616	○	○		
CKB0531	☐	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 1270, 1271	113,74	120,00		
CKB0532	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire droit)		113,74	120,00	600,00 (4)	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis							

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
CKB0533	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0616, 1270, 1271	○	○		0533 / 0593 
CKB0535	☐	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 1270, 1271	113,74	120,00		
CKB0536	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 0580, 0590, 0591, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0616, 1271	○	○		
CKB0537	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0599, 0600, 0616, 0603, 1055, 1270, 1271	○	○		0537 / 0597 
CKB0538	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055	○	○		
CKB0539	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1270, 1271	104,27	110,00		
CKB0540	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1271	104,27	110,00		0539 / 0599 
CKB0543	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1270, 1271	113,74	120,00		
CKB0544	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire droit)		113,74	120,00	600,00 (4)	
CKB0555	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0616, 1270, 1271	○	○		0555 / 0615 
CKB0556	☐	Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC : 0580, 0590, 0591, 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0603, 0615, 0944, 0946, 0991, 1055, 1075, 1270, 1271	○	○		
Appui palmaire droit							
CKB0562	☐	Appui palmaire plat et ambidextre		○	○		
CKB0564	☐	Appui palmaire bombé et ambidextre		○	○		
CKB0566	☐	Appui palmaire à corne courbé vers la droite		○	○		
Accoudoir gauche (coloris noir mat)							
CKB0580	☐	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 1270, 1272	◆	◆		
CKB0590	☐	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette longue		○	○		
CKB0591	☐	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270, 1272	113,74	120,00		
CKB0592	☐	Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire droit)		113,74	120,00	600,00 (4)	
CKB0593	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 1270, 1272	○	○		
CKB0595	☐	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270, 1272	113,74	120,00		
CKB0596	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 1272	○	○		
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €							
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis							

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CKB0597	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1055, 1270, 1272	○	○	
CKB0598	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 1055	○	○	
CKB0599	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1270, 272	104,27	110,00	
CKB0600	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1272	104,27	110,00	
CKB0603	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1272	113,74	120,00	
CKB0604	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire droit)		113,74	120,00	600,00 (4)
CKB0615	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1270, 1272	○	○	
CKB0616	☐	Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC : 0944, 0946, 1270, 1272	○	○	
Appui palmaire gauche						
CKB0622	☐	Appui palmaire plat et ambidextre		○	○	
CKB0624	☐	Appui palmaire bombé et ambidextre		○	○	
CKB0626	☐	Appui palmaire à corne courbé vers la gauche		○	○	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin d'assise						
CKB0657	☐	Coussin d'assise Classic Visco hauteur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg	NC : 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00 (11)
CKB0663	☐	Coussin d'assise Classic Visco hauteur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00 (11)
CKB0664	☐	Coussin d'assise Classic Visco hauteur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00 (11)
CKB0665	☐	Coussin d'assise Classic Visco hauteur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00 (11)
CKB0659	☐	Coussin Flo-tech Lite hauteur 55 mm, livré avec deux housses noires		236,97	250,00	600,00 (5)
CKB0661	☐	Coussin d'assise Flo-tech Image (gel), livré avec deux housses noires - poids utilisateur max.140 kg		284,36	300,00	600,00 (5)
CKB0681	☐	Coussin d'assise Matrx Contour ViscoNG - hauteur 100 mm, livré avec deux housses noires - poids utilisateur max. 120 kg		76,78	81,00	81,00 (12)
CKB0691	☐	Coussin Flo-tech Solution Xtra hauteur 60 mm, livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)
CKB0693	☐	Coussin Matrx Libra hauteur 70 mm , livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis (11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €						


0657 / 0663
0664 / 0665


0661


0681

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
CKB0696	☐	Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 6 cm <i>Délai : 15j ouvrés</i> , livré avec deux housses	NC : 0701, 0702, 0703, 0706, 0707, 0708, 0709	601,11	600,00	600,00 (5)	
CKB0697	☐	Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 9 cm <i>Délai : +15j ouvrés</i> , livré avec deux housses	NC : 0701, 0702, 0703, 0706, 0707, 0708, 0709	661,22	600,00	600,00 (5)	
CKB0698	☐	Coussin <i>Vicair Adjuster O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte <i>Délai : +5j ouvrés</i>	NC : 0701, 0702, 0703, 0706, 0707, 0708, 0709	574,84	600,00	600,00 (5)	
CKB0699	☐	Coussin <i>Vicair Vector O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte <i>Délai : +15j ouvrés</i>	NC : 0701, 0702, 0703, 0706, 0707, 0708, 0709	718,85	600,00	600,00 (5)	
Profondeur du coussin							
CKB0701	☐	Profondeur 400 mm		☐	☐		
CKB0702	☐	Profondeur 450 mm		☐	☐		
CKB0703	☐	Profondeur 500 mm		☐	☐		
Premier accessoire de positionnement pour coussin Matrx et Flo-tech, facultatif							
CKB0706	☐	Biseaux fessiers, la paire		☐	☐		
CKB0707	☐	Plot d'abduction		☐	☐		
CKB0708	☐	Biseau latéral		☐	☐		
CKB0709	☐	Biseau crural		☐	☐		
Second accessoire de positionnement pour coussin Matrx et Flo-tech, facultatif							
CKB0706	☐	Biseaux fessiers, la paire		☐	☐		
CKB0707	☐	Plot d'abduction		☐	☐		
CKB0708	☐	Biseau latéral		☐	☐		
CKB0709	☐	Biseau crural		☐	☐		
Autres options							
CKB0656	☐	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		☐	☐		
CKB0716	☐	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718, 0780, 0782	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	
CKB0717	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718, 0780, 0782	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	
CKB0718	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0780, 0782	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	
CKB0721	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		142,18	150,00	600,00 (4)	
CKB0760	☐	Sangle appui-mollet, ajustable		10,43	11,00	600,00 (5)	
CKB0770	☐	Tubes porte-palette longs, la paire. Distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max	NC : 0771	☐	☐		
CKB0771	☐	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		☐	☐		
CKB0780	☐	Tendeur de dossier	NC : 0782	☐	☐		
CKB0782	☐	Tendeur de dossier pliant		☐	☐		
COLORIS DE CHASSIS							
CKB0801	☐	Gris Ardoise (RAL 7024)		☐	☐		
CKB0804	☐	Blanc Perle		☐	☐		
CKB0806	☐	Vert Electrique		54,03	57,00		
CKB0807	☐	Noir Mat		☐	☐		
CKB0811	☐	Rouge Mat		☐	☐		
CKB0815	☐	Bleu Acqua		54,03	57,00		
CKB0816	☐	Bleu Ultramarin		☐	☐		
CKB0817	☐	Violet Foncé		54,03	57,00		
CKB0820	☐	Noir Brillant		☐	☐		
CKB0821	☐	Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale			
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis							



0656



0716



0717 0718



0721



0782



0801 / 0804



0806 / 0807




0811 / 0820









0816 / 0817



0815

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG				Euros				
				Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
ROUES AVANT								
CKB0845	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir					  0850 0890	
CKB0850	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir						
CKB0870	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir						
CKB0890	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir standard						
CKB0895	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple						
CKB0905	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple	NC : 0942					
CKB0925	☐	5"x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir	NC : 0942					
Supports de fourches								
CKB0930	☐	Réglables en hauteur et en angle						
ROUES ARRIERE								
Diamètre des roues arrière							 Standard  Composite  1"  1.3/8"  1.3/8" 0978 0974 0972	
CKB0942	☐	12" - 305 mm	NC : 0961, 0962, 0974, 0978, 1010, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1210, 1220					
CKB0944	☐	20" - 515 mm	NC : 0961, 0963, 0964, 0978, 1130					
CKB0946	☐	22" - 560 mm	NC : 0964, 1110					
CKB0948	☐	24" - 600 mm						
Type de roues arrière								
CKB0961	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1040, 1130					
CKB0962	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1130					
CKB0963	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20"/22"/24" et moyeu et jante en composite noir pour roues 12")	NC : 1120, 1125, 1150, 1160	178,20	188,00	Sur devis (9)		
CKB0964	☐	Composite (moyeu et jante en composite noir)	NC : 0978, 1110, 1111, 1130	90,05	95,00			
Type de revêtement roues arrière								
CKB0972	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm						
CKB0974	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm						
CKB0978	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm						
Mains-courantes								
CKB1010	☐	Acier inoxydable						
CKB1020	☐	Aluminium anodisé						
CKB1030	☐	Noires - plastique antidérapant						
Axes de roues arrière								
CKB1040	☐	Fixes						
CKB1050	☐	A démontage rapide						
Position axes de roues arrière								
CKB1055	☐	Position avancée (axes 52,5 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1130, 1252					
CKB1060	☐	Position standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1252					
CKB1070	☐	Position reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)						
CKB1075	☐	Position très reculée (axes 52,5 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1125, 1130					
Carrossage								 1101
CKB1077	☐	0°						
OPTIONS DE CHASSIS								
CKB1101	☐	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire						
CKB1110	☐	Protège-rayons noirs, la paire		142,18	150,00			
CKB1111	☐	Protège-rayons transparents, la paire		142,18	150,00			
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis								

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
FREINS							
CKB1120	☐	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆		 1120
CKB1125	☐	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○		
CKB1130	☐	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		○	○		
CKB1150	☐	Freins à câble à commande unilatérale à droite	NC : 1220	○	○		
CKB1160	☐	Freins à câble à commande unilatérale à gauche	NC : 1220	○	○		
OPTIONS DE SECURITE							
CKB1175	☐	Kit de transport (accroche-taxi)	NC : 0090, 1252	○	○		 1175  1190  1189 / 1192  1193 / 1194  1195 / 1196  1200
CKB1190	☐	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	31,28	33,00	600,00 (5)	
CKB1189	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKB1192	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC :1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKB1193	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKB1194	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		189,57	200,00	600,00 (5)	
CKB1195	☐	Roulette anti-basculé à droite	NC : 1196, 1200	37,91	40,00		
CKB1196	☐	Roulettes anti-basculé, la paire	NC : 1200, 1246	75,83	80,00		
CKB1200	☐	Roulettes anti-basculé avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	23,70	25,00	25,00 (8)	
CKB1210	☐	Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement		○	○		
CKB1220	☐	Extension de frein, la paire		○	○		
AUTRES OPTIONS							
CKB1240	☐	Porte-canne		○	○		 1246  1270  1271 / 1272  1273
CKB1241	☐	Tige porte sérum et support (<i>tendeur obligatoire et non inclus</i>)		97,63	103,00		
CKB1246	☐	Tube basculeur à gauche		23,70	25,00	25,00 (8)	
CKB1252	☐	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		473,93	500,00	500,00 (10)	
CKB1270	☐	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1271, 1272, 1273	125,12	132,00	132,00 (2)	
CKB1271	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1272	125,12	132,00	132,00 (2)	
CKB1272	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		125,12	132,00	132,00 (2)	
CKB1273	☐	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
(2) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, tablette complète - 132,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (8) code LPPR : 9979126 - VHP, adjonction, levier de basculement pour FRM - 25,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis (10) code LPPR : 9982186 - VHP, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée - 500,00 €							
Rampes en accessoire							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis (9)	 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis (9)	 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (9)	 1654130