



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare<sup>®</sup> Action<sup>®4</sup> NG

Fauteuil manuel en aluminium pliant par double croisillon



### Descriptif :

- Toile bi-matière micro aérée avec pochette de rangement
- Poids : à partir de 14,4 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

### Nouveau :

- Coloris de châssis Bleu Acqua



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare<sup>®</sup>.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

### Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros			Codes LPPR Version Transit
			HT	TTC	LPPR*	
CKB0031	<input type="checkbox"/> Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®4</sup> NG - Dossier fixe Code LPPR 9124643		529,85	558,99	558,99	9225634 = <b>356,94€ TTC</b> Dossier fixe ou pliant mi-hauteur
CKB0036	<input type="checkbox"/> Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®4</sup> NG - Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 9124650		572,18	603,65	603,65	9225640 = <b>574,21€ TTC</b> Dossier inclinable < de 16 ans
CKB0041	<input type="checkbox"/> Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®4</sup> NG - Dossier inclinable de 0° à 30° ou rabattable et réglable en angle Code LPPR 9124689		572,18	603,65	603,65	9225657 = <b>403,50€ TTC</b> Dossier inclinable > de 16 ans

### Choisissez votre Pack Action 4 NG pour dossier inclinable et soyez gagnant :

**Si vous cochez un Pack, ne pas cocher les options individuellement, possibilité de cocher un seul Pack à la fois**

CKB0050	<input type="checkbox"/> <b>Pack Dossier +</b> : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + toile de dossier bi-matière 7 sangles (0375)	NC : 0164, 0360, 0367, 0556, 0616, 0780, 0782, 1055, 1060	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Economie de 123 €	
CKB0055	<input type="checkbox"/> <b>Pack Accoudoirs +</b> : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + accoudoirs relevables amovibles et réglables en hauteur (0539 + 0599)	NC : 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060, 1270, 1271, 1272, 1273	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Economie de 210 €	
CKB0060	<input type="checkbox"/> <b>Pack Confort +</b> : Pack Dossier + et Pack Accoudoirs +	NC : 0164, 0360, 0367, 0780, 0782, 1055, 1060, 1270, 1271, 1272, 1273	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Economie de 234 €	

### MOTORISATIONS ALBER


CKB0070	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la propulsion <b>alber e-motion M25</b> (inclus 2 roulettes anti-bascule alber et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 0110, 0265, 0555, 0615, 0942, 0944, 0946, 0963, 0964, 0972, 1040, 1055, 1130, 1175, 1195, 1200, 1240, 1246, 1252	584,83	617,00		
CKB0080	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viamobil V25</b>	NC : 0110, 0250, 0260, 0265, 0341, 0342, 1055, 1195, 1200, 1240, 1246, 1252	440,76	465,00		
CKB0090	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne <b>alber viamobil eco</b>	NC : 0240, 0250, 0260, 0265, 0716, 0717, 0718, 0782, 1055, 1075, 1195, 1200, 1240, 1241, 1246, 1252	414,25	437,03		

### TYPES DE PROPULSION




CKB0100	<input type="checkbox"/> Standard	NC : 0942	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
CKB0110	<input type="checkbox"/> Transit	NC : 0240, 0250, 0260, 0265, 0556, 0905, 0925, 0944, 0946, 0948, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160, 1220	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		






Invacare® Action® <sup>4</sup> NG				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>ASSISE</b>						
<b>Largeur d'assise</b>						
CKB0120	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 0201, 0420+0470, 0656, 0664	○	○	
CKB0130	<input type="checkbox"/>	405 mm	NC : 0201, 0420+0470	○	○	
CKB0140	<input type="checkbox"/>	430 mm		◆	◆	
CKB0150	<input type="checkbox"/>	455 mm	NC : 0657	○	○	
CKB0160	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 0657, 0663	○	○	
CKB0162	<input type="checkbox"/>	505 mm	NC : 0657, 0663, 0664, 0665	○	○	
CKB0164	<input type="checkbox"/>	555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise rembourrée	NC : 0296, 0317, 0318, 0364, 0367, 0368, 0375, 0657, 0663, 0664, 0665, 0656, 0661, 0681, 0771, 0780, 0782, 1270	○	○	
<b>Profondeur d'assise</b>						
CKB0180	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0702, 0703	◆	◆	
CKB0190	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 0296, 0701, 0657, 0703	○	○	
CKB0195	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 0260, 0265, 0295, 0296, 0656, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681, 0701, 0702	○	○	
CKB0200	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 450 à 400 mm – Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0295, 0296, 0703	○	○	
CKB0201	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 500 à 450 mm - livré à 480 mm	NC : 0260, 0265, 0295, 0296, 0656, 0657, 0661, 0681, 0701	○	○	
	<input type="checkbox"/>	550 mm - avec toile d'assise renforcée	NC : 0296, 0654, 0657, 0663, 0664, 0665, 0661, 0681, 0656, 1175	Sur devis Délai de fabrication + 14 jours		
<b>Hauteur d'assise avant</b>						
CKB0210	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 0556, 0890, 0895, 0905, 0925, 0944, 0946 - Uniquement avec roues avant 8"	○	○	
CKB0220	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 0925, 0944	◆	◆	
CKB0230	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 0944	○	○	
CKB0240	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0845, 0850, 0870, 0942, 0944	○	○	
CKB0250	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0556, 0770, 0845, 0850, 0870, 0905, 0942, 0944, 0963, 0991, 1130, 1195, 1246	○	○	
CKB0260	<input type="checkbox"/>	385 mm	NC : 0556, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0944, 0948, 0963, 1130, 1195, 1246 - Uniquement avec roues avant 5"	○	○	
CKB0265	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 0480, 0500, 0556, 0616, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0946, 0948, 0963, 1130, 1200, 1246 - Uniquement avec roues avant 5" et roues arrière 20"	122,27	129,00	
<b>Toile d'assise</b>						
CKB0290	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		○	○	
CKB0295	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée		◆	◆	
CKB0296	<input type="checkbox"/>	Assise garde-robe	NC : 0556, 0616, 0654, 0656, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681	98,09	103,49	103,49

**SANS SUPPLEMENT  
ET SANS DELAI  
SUPPLEMENTAIRE !**



0296





Invacare® Action® <sup>4</sup> NG				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>DOSSIER</b>						
<b>Type de dossier - roulettes anti-bascule recommandées avec dossiers inclinables</b>						
CKB0300	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm	NC : 0364, 0365, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0597, 0598, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780, 1241	○	○	
CKB0310	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0364, 0365, 0367, 0368, 0375, 0537, 0538, 0539, 0540, 0597, 0598, 0599, 0600, 0716, 0717, 0718, 0780, 1241	249,29	263,00	 0310
CKB0311	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm, toile réglable à 400 mm	NC : 0360, 0367, 0782	◆	◆	
CKB0312	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0360, 0367, 0782	28,44	30,00	
CKB0315	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° actif - hauteurs 350 ou 400 mm, livré à 350 mm	NC : 0360, 0367, 0375, 0716, 0717, 0718, 0782, 0963, 1130	28,44	30,00	
CKB0317	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 0360, 0364, 0365, 0368, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780, 0963, 1130, 1241	385,78	407,00	
CKB0318	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues	NC : 0360, 0364, 0365, 0368, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721	385,78	407,00	
CKB0320	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 410 et 390 mm	NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060	◆	◆	
CKB0330	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 490 et 470 mm	NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060	28,44	30,00	
CKB0333	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
CKB0334	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060	28,44	30,00	
CKB0345	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° et pliant à mi-hauteur avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0360, 0367, 0556, 0780, 0782, 1055, 1060	○	○	
CKB0341	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC : 0360, 0367, 0782	◆	◆	
CKB0342	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 510 mm	NC : 0360, 0367, 0375, 0782	28,44	30,00	
<b>Toile de dossier</b>						
CKB0360	<input type="checkbox"/>	Rembourrée	NC : 0721	○	○	 0360
CKB0364	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		◆	◆	34,90
CKB0365	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (1 sangle), nylon noir		○	○	34,90
CKB0367	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <b>uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle</b>		○	○	34,90
CKB0368	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	33,08	34,90	34,90
CKB0375	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	116,59	123,00	34,90
<b>POTENCES ET PALETTES</b>						
<b>Palettes séparées livrées avec sangles talonnières</b>						
<b>Potence droite</b>						
CKB0390	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0773	◆	◆	
CKB0400	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *  0390 / 0440

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKB0420	<input type="checkbox"/>	Support amputé <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760, 0771, 0773	118,48	125,00		
<b>Potence gauche</b>							
CKB0440	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0773	◆	◆		0400 / 0450
CKB0450	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *	 0420 / 0470
CKB0470	<input type="checkbox"/>	Support amputé <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760, 0771, 0773	118,48	125,00		 0491
<b>Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)</b>							
CKB0480	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0773	◆	◆		
CKB0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm <b>(et en largeur si commandée avec repose-jambe)</b>		26,43	27,88		 0490 / 0510 si potence 80°
CKB0491	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable	NC : 0500, 0510, 0770, 0771, 0773	198,10	209,00		
<b>Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)</b>							
CKB0500	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0773	◆	◆		
CKB0510	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm <b>(et en largeur si commandée avec repose-jambe)</b>		26,43	27,88		 0490 / 0510 si repose-jambe REA


\* LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette fixe (0480 / 0500) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette réglable (0490 / 0510) = 105,76 €

## ACCOUDOIRS

### Accoudoir droit (coloris noir mat)

CKB0520	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271	○	○		 0520 / 0580
CKB0530	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amov. et régl. en hauteur en continu de 200 à 280 mm manchette longue	NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616	○	○		
CKB0533	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271	99,53	105,00		
CKB0536	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1271	99,53	105,00		 0533 / 0593
CKB0537	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055, 1270, 1271	◆	◆		
CKB0538	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055	○	○		
CKB0539	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1270, 1271	99,53	105,00		 0537 / 0597
CKB0540	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1271	99,53	105,00		
CKB0555	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0616, 1270, 1271	113,17	119,39	119,39	 0539 / 0599
CKB0556	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC : 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0944, 0946, 0991, 1055, 1075, 1270, 1271	51,18	54,00		


### Accoudoir gauche (coloris noir mat)

CKB0580	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 1270, 1272	○	○		
CKB0590	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette longue		○	○		 0555 / 0615
CKB0593	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 1270, 1272	99,53	105,00		
CKB0596	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 1272	99,53	105,00		

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CKB0597	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1055, 1270, 1272	◆	◆	
CKB0598	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 1055	○	○	
CKB0599	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1270, 272	99,53	105,00	
CKB0600	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1272	99,53	105,00	
CKB0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1270, 1272	113,17	119,39	119,39
CKB0616	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC : 0944, 0946, 1270, 1272	51,18	54,00	
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>						
<b>Coussin - Livré de série avec la base rigide anti-hamac</b>						
CKB0654	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681	66,16	69,80	34,90
CKB0657	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00
CKB0663	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00
CKB0664	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	65,40	69,00	69,00
CKB0665	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0661, 0681, 0701, 0702, 0703	76,78	81,00	81,00
CKB0661	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Flo-tech Image</b> (gel) - poids utilisateur max.140 kg	NC : 0681, 0703	180,09	190,00	
CKB0681	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Contour Visco NG</b> - épaisseur 100 mm - poids utilisateur max. 120 kg - Code LPPR : 1204839	NC : 0703	76,78	81,00	81,00
<b>Profondeur du coussin</b>						
CKB0701	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○	
CKB0702	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○	
CKB0703	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm	NC : 0656	○	○	
<b>Autres options</b>						
CKB0656	<input type="checkbox"/>	Base rigide	LIVRÉE DE SÉRIE SI COUSSIN D'ASSISE SÉLECTIONNÉE	◆	◆	
CKB0716	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718, 0780, 0782	60,10	63,41	63,41
CKB0717	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718, 0780, 0782	168,72	178,00	63,41
CKB0718	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0780, 0782	182,94	193,00	63,41
CKB0721	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		200,95	212,00	
CKB0760	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet, ajustable		9,48	10,00	
CKB0770	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire. Distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max	NC : 0771	15,17	16,00	
CKB0771	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		71,09	75,00	



0654

0657 / 0663  
0664 / 0665

0661



0681



0656



0716

























0717





0718



0721

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKB0773	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		85,31	90,00		
CKB0780	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier	NC : 0782	40,76	43,00		
CKB0782	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant		89,10	94,00		
<b>COLORIS DE CHASSIS</b>							
CKB0801	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise (RAL 7024)		○	○	 0801 / 0804 0806 / 0807 0808 / 0809 0811 / 0820 0815	
CKB0804	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○		
CKB0806	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		46,45	49,00		
CKB0807	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
CKB0808	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		○	○		
CKB0809	<input type="checkbox"/>	Violet Hypnotique		46,45	49,00		
CKB0811	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○		
CKB0815	<input type="checkbox"/>	Bleu Acqua 		46,45	49,00		
CKB0820	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		○	○		
CKB0821	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			
<b>ROUES AVANT</b>							
CKB0845	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○	 0850 0890	
CKB0850	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		○	○		
CKB0870	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		
CKB0890	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir standard		◆	◆		
CKB0895	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		○	○		
CKB0905	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple	NC : 0942	○	○		
CKB0925	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir	NC : 0942	○	○		
<b>ROUES ARRIERE</b>							
<b>Diamètre des roues arrière</b>							
CKB0942	<input type="checkbox"/>	12" - 305 mm	NC : 0961, 0962, 0974, 0978, 0982, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1161, 1162, 1210, 1220	○	○	 Standard   Composite	
CKB0944	<input type="checkbox"/>	20" - 515 mm	NC : 0961, 0963, 0964, 0978, 1040, 1110, 1130	○	○		
CKB0946	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm	NC : 0964, 1110	○	○		
CKB0948	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm	NC : 1111	◆	◆		
<b>Type de roues arrière</b>							
CKB0961	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1130	◆	◆	 Composite	
CKB0962	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1130	○	○		
CKB0963	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20"/22"/24" et moyeu et jante en composite noir pour roues 12")	NC : 1120, 1125, 1150, 1160	○	○		
CKB0964	<input type="checkbox"/>	Composite (moyeu et jante en composite noir)	NC : 0978, 1110, 1111, 1130	○	○		
<b>Type de revêtement roues arrière</b>							
CKB0972	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		○	○	 1" 1.3/8" 1.3/8" 0978 0974 0972	
CKB0974	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
CKB0978	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		◆	◆		
<b>Mains-courantes</b>							
CKB1020	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆	 1055 1060	
CKB1030	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		108,06	114,00		
<b>Axes de roues arrière</b>							
CKB1040	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○	 1055 1060	
CKB1050	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆		
<b>Position axes de roues arrière</b>							
CKB1055	<input type="checkbox"/>	Position avancée (axes 52,5 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1130, 1252	101,42	107,00	 1055 1060	
CKB1060	<input type="checkbox"/>	Position standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1252	◆	◆		

Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®4</sup> NG				Euros			 1070    1075
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKB1070	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		○	○		
CKB1075	<input type="checkbox"/>	Position très reculée (axes 52,5 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1125, 1130	101,42	107,00		
<b>Pompe</b>							
CKB1090	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		9,48	10,00		
<b>OPTIONS DE CHASSIS</b>							
CKB1101	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○	 1101	
CKB1110	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons noirs, la paire		140,28	148,00		
CKB1111	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire		140,28	148,00		
<b>FREINS</b>							
CKB1120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆	 1120	
CKB1125	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○		
CKB1130	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		150,71	159,00		
CKB1150	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à droite	NC : 1220	79,62	84,00		
CKB1160	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à gauche	NC : 1220	79,62	84,00		
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>							
CKB1175	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi)	NC : 1252	20,85	22,00	 1175	
CKB1190	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	26,54	28,00		
CKB1189	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount <sup>TM</sup>	NC : 1192, 1193, 1194	119,43	126,00	 1189 / 1192	
CKB1192	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount <sup>TM</sup>	NC : 1193, 1194	125,12	132,00		
CKB1193	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount <sup>TM</sup>	NC : 1194	146,92	155,00	 1193 / 1194	
CKB1194	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount <sup>TM</sup>		152,61	161,00		
CKB1195	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé à droite	NC : 1200	○	○	 1195	
CKB1200	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	106,16	112,00		
CKB1210	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement		33,18	35,00	 1200	
CKB1220	<input type="checkbox"/>	Extension de frein, la paire		9,48	10,00		
<b>AUTRES OPTIONS</b>							
CKB1240	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		41,71	44,00	 1246	
CKB1241	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		85,31	90,00		
CKB1246	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		38,86	41,00		
CKB1252	<input type="checkbox"/>	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		124,17	131,00	 1270	
CKB1270	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1271, 1272, 1273	72,83	76,84		
CKB1271	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1272	72,83	76,84	 1271 / 1272	
CKB1272	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84		
CKB1273	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		76,78	81,00		
<b>ACCESSOIRES (livrés séparément)</b>							
AP1493219	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible sur accoudoirs 0533, 0536, 0539, 0540, 0555	113,17	119,39	119,39	
AP1493220	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible sur accoudoirs 0593, 0596, 0599, 0600, 0615	113,17	119,39	119,39	

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG			Euros			
			Prix Public		LPPR	
			HT	TTC		
<b>Rampes en accessoire</b>						
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00		 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00		 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	559,24	590,00		 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00		 1654130