



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action®⁴ NG Levier Pendulaire

Fauteuil manuel en aluminium pliant par double croisillon



Descriptif :

- Propulsion, direction et freinage par levier pendulaire.
- Poids : à partir de 18,2 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Nouveau :

- Coloris de châssis Bleu Acqua



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique
Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.


Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard


Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR*
CKI0031	<input type="checkbox"/> Dossier fixe Code LPPR 9124643		529,85	558,99	558,99
CKI0036	<input type="checkbox"/> Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 9124650		572,18	603,65	603,65
CKI0041	<input type="checkbox"/> Dossier inclinable Code LPPR 9124689		572,18	603,65	603,65
Choisissez votre Pack Action 4 NG pour dossier inclinable et soyez gagnant :					
⚠ Si vous cochez un Pack, ne pas cocher les options individuellement, possibilité de cocher un seul Pack à la fois					
CKI0050	<input type="checkbox"/> Pack Dossier + : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + toile de dossier biomatériau 7 sangles (0375)	NC : 0780, 0782	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Economie de 123 €
CKI0055	<input type="checkbox"/> Pack Accoudoirs + : Dossier inclinable par crémaillères (0320) + accoudoirs relevables amovibles et réglables en hauteur (0539 + 0599)	NC : 0780, 0782, 1270, 1271, 1272, 1273	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Economie de 210 €
CKI0060	<input type="checkbox"/> Pack Confort + : Pack Dossier + et Pack Accoudoirs +	NC : 0780, 0782, 1270, 1271, 1272, 1273	93,84	99,00	Economie de 234 €
LEVIER PENDULAIRE - Code LPPR 9325620					
CKI0115	<input type="checkbox"/> Commande à droite	NC : 0555, 1271	1030,33	1087,00	428,84
CKI0116	<input type="checkbox"/> Commande à gauche	NC : 0615, 1272	1030,33	1087,00	428,84
ASSISE					
Largeur d'assise					
CKI0120	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 0420+0470, 0656, 0664	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKI0130	<input type="checkbox"/> 405 mm	NC : 0420+0470	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKI0140	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 0657	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CKI0150	<input type="checkbox"/> 455 mm	NC : 0657	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKI0160	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 0657, 0663	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKI0162	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 0657, 0663, 0664, 0665	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Profondeur d'assise					
CKI0180	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0702	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
CKI0190	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0296, 0657, 0701	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
CKI0200	<input type="checkbox"/> Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0295, 0296	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Invacare® Action® ⁴ NG Levier Pendulaire				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Hauteur d'assise avant						
CKI0210	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 0890, 0895, 0925 - Uniquement avec roues avant 8"	○	○	
CKI0220	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 0925	◆	◆	
CKI0230	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 0845, 0850, 0870, 1175	○	○	
Toile d'assise						
CKI0290	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		○	○	
CKI0295	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée		◆	◆	
CKI0296	<input type="checkbox"/>	Assise garde-robe	NC : 0654, 0656, 0657, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681	98,09	103,49	103,49
DOSSIER						
Type de dossier - roulettes anti-bascule recommandées avec dossiers inclinables						
CKI0311	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm - toile réglable à 400 mm	NC : 0367, 0782	◆	◆	
CKI0312	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0367	28,44	30,00	
CKI0315	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° actif - 2 hauteurs 350 ou 400 mm, livré à 350 mm	NC : 0367, 0375, 0716, 0717, 0718	28,44	30,00	
CKI0317	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 0364, 0368, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721, 0780, 1241	385,78	407,00	
CKI0318	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues	NC : 0364, 0368, 0375, 0716, 0717, 0718, 0721	385,78	407,00	
CKI0320	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 410 et 390 mm	NC : 0367, 0780, 0782	◆	◆	
CKI0330	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 490 et 470 mm	NC : 0367, 0780, 0782	28,44	30,00	
CKI0333	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0367, 0780, 0782	○	○	
CKI0334	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 0367, 0780, 0782	28,44	30,00	
CKI0341	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 430 mm	NC : 0367, 0782	◆	◆	
CKI0342	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 510 mm	NC : 0367, 0375, 0782	28,44	30,00	
Toile de dossier						
CKI0364	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		◆	◆	34,90
CKI0367	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - sans tendeur de dossier - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle		○	○	34,90
CKI0368	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	33,08	34,90	34,90
CKI0375	<input type="checkbox"/>	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0780, 0782	116,59	123,00	34,90
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CKI0390	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0773	◆	◆	
CKI0400	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *
CKI0420	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760, 0771, 0773	118,48	125,00	



0296




0364



0375



0390 / 0440



0400 / 0450

Invacare® Action® ⁴ NG Levier Pendulaire				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Potence gauche						
CKI0440	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0773	◆	◆	
CKI0450	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *
CKI0470	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760, 0771, 0773	118,48	125,00	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CKI0480	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0773	◆	◆	
CKI0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	
CKI0491	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en profondeur et en angle	NC : 0500, 0510, 0770, 0771, 0773	198,10	209,00	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CKI0500	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0773	◆	◆	
CKI0510	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	
* LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette fixe (0480 / 0500) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette réglable (0490 / 0510) = 105,76 €						
ACCOUDOIRS						
Accoudoir droit (coloris noir mat)						
CKI0537	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0599, 0600, 1270, 1271	◆	◆	
CKI0538	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0599, 0600	○	○	
CKI0539	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0597, 0598, 1270, 1271	99,53	105,00	
CKI0540	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0597, 0598, 1271	99,53	105,00	
CKI0555	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable hauteur et profondeur	NC : 1270, 1271	113,17	119,39	119,39
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CKI0597	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1270, 1272	◆	◆	
CKI0598	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		○	○	
CKI0599	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1270, 1272	99,53	105,00	
CKI0600	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1272	99,53	105,00	
CKI0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave et système de rotation latérale indéxée, réglable hauteur et profondeur	NC : 1270, 1272	113,17	119,39	119,39
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin - Livré de série avec la base rigide anti-hamac						
CKI0654	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante	NC : 0657, 0661, 0663, 0664, 0681	66,16	69,80	34,90



0420 / 0470



0490 / 0510 si potence 80°



0490 / 0510 si repose-jambe REA



0491



0537 / 0597



0539 / 0599














0555 / 0615



0654

Invacare® Action® ⁴ NG Levier Pendulaire				Euros				
				Prix Public		LPPR		
				HT	TTC			
CKI0657	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0661, 0681, 0701, 0702	76,78	81,00	81,00	 0657 / 0663 0664 / 0665	
CKI0663	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0661, 0681, 0701, 0702	65,40	69,00	69,00		
CKI0664	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0661, 0681, 0701, 0702	65,40	69,00	69,00		
CKI0665	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0661, 0681, 0701, 0702	76,78	81,00	81,00		 0661
CKI0661	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise MatrX Flo-Tech Image (gel) - poids utilisateur max.140 kg	NC : 0681	180,09	190,00			 0681
CKI0681	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise MatrX Contour Visco NG - profondeur 400 mm - épaisseur 100 mm - max. 120 kg - Code LPPR : 1204839		76,78	81,00	81,00		 0681
Profondeur du coussin								
CKI0701	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○		 0681	
CKI0702	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○		 0681	
Autres options								
CKI0656	<input type="checkbox"/>	Base rigide	LIVRÉE DE SÉRIE SI COUSSIN D'ASSISE SÉLECTIONNÉ	◆	◆		 0656	
CKI0716	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718, 0780, 0782	60,10	63,41	63,41	 0716	
CKI0717	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718, 0780, 0782	168,72	178,00	63,41	 0717	
CKI0718	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0780, 0782	173,46	183,00	63,41	 0718	
CKI0721	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		200,95	212,00		 0721	
CKI0760	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet, ajustable		9,48	10,00		 0760	
CKI0770	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max, la paire	NC : 0771	15,17	16,00		 0770	
CKI0771	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		71,09	75,00		 0771	
CKI0773	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		85,31	90,00		 0773	
CKI0780	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier	NC : 0782	40,76	43,00		 0780	
CKI0782	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant		79,62	84,00		 0782	
COLORIS DE CHASSIS								
CKI0801	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise		○	○		 0801 / 0804	
CKI0804	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○		 0804 / 0807	
CKI0806	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		○	○		 0806 / 0807	
CKI0807	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		 0807 / 0809	
CKI0808	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		○	○		 0808 / 0809	
CKI0809	<input type="checkbox"/>	Violet Hypnotique		○	○		 0809 / 0820	
CKI0811	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○		 0811 / 0820	
CKI0815	<input type="checkbox"/>	Bleu Acqua NOUVEAU		○	○		 0815	
CKI0820	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		○	○			
CKI0821	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis				
ROUES AVANT								
CKI0845	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - Pneumatique noir		○	○		 0850 0890	
CKI0850	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - Bandage noir		○	○			
CKI0870	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○			
CKI0890	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage noir standard		◆	◆			
CKI0895	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage noir souple		○	○			
CKI0925	<input type="checkbox"/>	5"x 1" - Bandage noir		○	○			

Invacare® Action® ⁴ NG Levier Pendulaire				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
CKI0948	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm		◆	◆	
Type de roues arrière						
CKI0961	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)		◆	◆	
Type de revêtement roues arrière						
CKI0972	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		○	○	
CKI0974	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	
Axes des roues arrière						
CKI1040	<input type="checkbox"/>	Fixes (axe à démontage rapide sur la roue opposée)		◆	◆	
Position axes des roues arrière						
CKI1070	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		◆	◆	
Pompe						
CKI1090	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		9,48	10,00	
OPTIONS DE CHASSIS						
CKI1101	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○	 1101
FREINS						
CKI1120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆	 1120
CKI1125	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○	
OPTIONS DE SECURITE						
CKI1175	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi)	NC : 1252	20,85	22,00	
CKI1190	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	26,54	28,00	
CKI1189	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	119,43	126,00	
CKI1192	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	125,12	132,00	
CKI1193	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	146,92	155,00	
CKI1194	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		152,61	161,00	
CKI1195	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé à droite	NC : 1200			 1195
CKI1200	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	106,16	112,00	 1200
AUTRES OPTIONS						
CKI1240	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		41,71	44,00	
CKI1241	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		85,31	90,00	
CKI1246	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		38,86	41,00	 1246
CKI1252	<input type="checkbox"/>	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		124,17	131,00	 1270
CKI1270	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1271, 1272, 1273	72,83	76,84	76,84
CKI1271	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1272	72,83	76,84	76,84
CKI1272	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84	76,84
CKI1273	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		76,78	81,00	 1273

<i>Invacare® Action®⁴ NG Levier Pendulaire</i>				Euros			
				Prix Public			LPPR
				HT	TTC		
Rampes en accessoire							
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530	
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00	 1654129	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130	