



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare<sup>®</sup> Action<sup>®4</sup> NG Matrix

Fauteuil manuel en aluminium pliant par double croisillon



### Descriptif :

- Poids : à partir de 15,2 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

### Nouveau :

- Coloris de châssis Bleu Acqua



KIT DE TRANSPORTATION SANS SUPPLEMENT

matrix<sup>®</sup> Bodypoint<sup>®</sup> CE

### Désignations et codes LPPR :

- \* Fauteuil pliant à dossier fixe : 9124643 = 558,99€ ou à dossier pliant à mi-hauteur 9124650 = 603,65€ ou à dossier inclinable : 9124689 = 603,65€
- \* Siège de série modulable et évolutif, tous modèles et adjonctions : 838,47€ - Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare<sup>®</sup>.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.**

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases       Configuration standard       Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros			Codes LPPR Version Transit
			Prix Public	LPPR*	Prix Public TTC	
CKO0031	<input type="checkbox"/> Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®4</sup> NG - Dossier fixe Code LPPR 9124643 + 6226337		1324,61	1397,46	1397,46	9225634+6226337 = <b>1195,41 €</b> Dossier fixe ou pliant mi-hauteur
CKO0036	<input type="checkbox"/> Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®4</sup> NG - Dossier pliant à mi-hauteur Code LPPR 9124650 + 6226337		1366,94	1442,12	1442,12	9225640+6226337 = <b>1412,68 €</b> Dossier inclinable < de 16 ans
CKO0041	<input type="checkbox"/> Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®4</sup> NG - Dossier inclinable de 0° à 30° Code LPPR 9124689 + 6226337		1366,94	1442,12	1442,12	9225657+6226337 = <b>1241,97 €</b> Dossier inclinable > de 16 ans
<b>MOTORISATIONS ALBER</b>						
CKO0070	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la propulsion <b>alber e-motion M25</b> (inclus 2 roulettes anti-bascule alber et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 0110, 0113, 0114, 0265, 0555, 0615, 0942, 0944, 0946, 0963, 0964, 0965, 0972, 1040, 1055, 1130, 1175, 1195, 1200, 1240, 1246, 1252	584,83	617,00		
<b>TYPES DE PROPULSION</b>						
CKO0100	<input type="checkbox"/> Standard	NC : 0942, 0965	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
CKO0110	<input type="checkbox"/> Transit	NC : 0240, 0250, 0260, 0265, 0556, 0905, 0925, 0944, 0946, 0948, 0965, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160, 1220	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>KIT DOUBLE MAIN-COURANTE - Code LPPR 9325614</b>						
CKO0113	<input type="checkbox"/> Kit <b>Dual HR<sup>TM</sup></b> à démontage rapide à droite - nouvelle version	NC : 0210, 0265, 0555, 0556, 0942, 0944, 0964, 0962, 0963, 0964, 0966, 1020, 1030, 1040, 1110, 1111, 1130, 1160, 1240	257,09	271,23	271,23	
CKO0114	<input type="checkbox"/> Kit <b>Dual HR<sup>TM</sup></b> à démontage rapide à gauche - nouvelle version	NC : 0210, 0265, 0556, 0615, 0942, 0944, 0961, 0962, 0963, 0964, 0966, 1020, 1030, 1040, 1110, 1111, 1130, 1150, 1240	257,09	271,23	271,23	

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG Matrix				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>ASSISE</b>						
<b>Largeur d'assise</b>						
CKO0120	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 0201, 0656, 0664, 0420+0470	○	○	
CKO0130	<input type="checkbox"/>	405 mm	NC : 0201, 0420+0470	○	○	
CKO0140	<input type="checkbox"/>	430 mm	NC : 0657	◆	◆	
CKO0150	<input type="checkbox"/>	455 mm	NC : 0657	○	○	
CKO0160	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 0657, 0663	○	○	
CKO0162	<input type="checkbox"/>	505 mm	NC : 0657, 0663, 0664, 0665	○	○	
<b>Profondeur d'assise</b>						
CKO0180	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0702, 0703	◆	◆	
CKO0190	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 0657, 0701, 0703	○	○	
CKO0195	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 0260, 0265, 0295, 0656, 0657, 0659, 0661, 0663, 0664, 0665, 0681, 0691, 0701, 0702	○	○	
CKO0200	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm avec coussin profondeur 450 mm si choix d'un coussin <b>Flo-tech</b>	NC : 0295, 0703	○	○	
CKO0201	<input type="checkbox"/>	Ajustable de 500 à 450 mm - Livré à 480 mm avec coussin profondeur 450 mm si choix d'un coussin Flo-tech	NC : 0260, 0265, 0295, 0656, 0657, 0659, 0661, 0681, 0691, 0701	○	○	
<b>Hauteur d'assise avant</b>						
CKO0210	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 0556, 0890, 0895, 0905, 0925, 0944, 0946 Uniquement avec roues avant 8"	○	○	
CKO0220	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 0925, 0944	◆	◆	
CKO0230	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 0944	○	○	
CKO0240	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0845, 0845, 0850, 0870, 0942	○	○	
CKO0250	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 0537/0538/0597/0598 + roues 24", 0556, 0770, 0845, 0850, 0870, 0905, 0942, 0944, 0963, 1130, 1195, 1246	○	○	
CKO0260	<input type="checkbox"/>	385 mm	NC : 0556, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0946, 0948, 0963, 1130, 1195, 1246 - Uniquement avec roues avant 5"	○	○	
CKO0265	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 0480, 0491, 0500, 0556, 0616, 0770, 0845, 0850, 0870, 0890, 0895, 0905, 0942, 0946, 0948, 0963, 1130, 1200, 1246 - Uniquement avec roues avant 5" et roues arrière 20"	122,27	129,00	
<b>Toile d'assise</b>						
CKO0290	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch		○	○	
CKO0295	<input type="checkbox"/>	Nylon noir rembourrée		◆	◆	
<b>DOSSIER</b>						
<b>Cannes de dossier</b> - roulettes anti-basculer recommandées avec dossiers inclinables						
CKO0311	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 430 mm, toile réglable à 400 mm		◆	◆	
CKO0312	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° - hauteur 510 mm		○	○	
CKO0315	<input type="checkbox"/>	Fixe 7° actif - hauteurs 350 ou 400 mm, livré à 350 mm	NC : 0716, 0717, 0718, 0963	○	○	
CKO0317	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 0716, 0717, 0718, 0963, 1130, 1241	385,78	407,00	
CKO0318	<input type="checkbox"/>	Rabattable et réglable en angle de -15° à +15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues	NC : 0716, 0717, 0718	385,78	407,00	

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG MatrX				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CKO0320	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 410 et 390 mm	NC : 0556, 1055, 1060	◆	◆	
CKO0330	<input type="checkbox"/>	Inclinable par crémaillères 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 490 et 470 mm	NC : 0556, 1055, 1060	○	○	
CKO0333	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0556, 1055, 1060	○	○	
CKO0334	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 0556, 1055, 1060	○	○	
CKO0341	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 430 mm		◆	◆	
CKO0342	<input type="checkbox"/>	Pliant 7° mi-hauteur - hauteur 510 mm		○	○	
<b>Dossiers MatrX</b> - la largeur du dossier correspond à la largeur d'assise. Ex : largeur d'assise 430 mm = dossier MatrX Elite largeur 430 mm. <i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure MatrX !</i>						
CKO0351	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>		○	○	
CKO0352	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Standard</b>		○	○	
CKO0353	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>		○	○	
CKO0354	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Standard</b>		○	○	
<b>Attention</b> - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini ou Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split.						
<b>POTENCES ET PALETTES</b>						
<b>Palettes séparées livrées avec sangles talonnières</b>						
<b>Potence droite</b>						
CKO0390	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0773	◆	◆	
CKO0400	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0491, 0760, 0770 0771	73,82	77,88	77,88 *
CKO0420	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760, 0771, 0773	118,48	125,00	
<b>Potence gauche</b>						
CKO0440	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 0773	◆	◆	
CKO0450	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0491, 0760, 0770, 0771	73,82	77,88	77,88 *
CKO0470	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760, 0771, 0773	118,48	125,00	
<b>Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)</b>						
CKO0480	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0773	◆	◆	
CKO0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm ( <b>et en largeur si commandée avec repose-jambe</b> )		○	○	
CKO0491	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable	NC : 0500, 0510, 0770, 0771, 0773	198,10	209,00	
<b>Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)</b>						
CKO0500	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 0773	◆	◆	
CKO0510	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm ( <b>et en largeur si commandée avec repose-jambe</b> )		○	○	
* LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette fixe (0480 / 0500) = 77,88 € / LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette réglable (0490 / 0510) = 105,76 €						
<b>ACCOUDOIRS</b>						
<b>Accoudoir droit (coloris noir mat)</b>						
CKO0520	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271	○	○	
CKO0530	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette longue	NC : 0597, 0598, 0599, 0600, 0616	○	○	



Matrx Elite E2 / Elite Deep E2



Fixation split



Fixation standard



0390 / 0440



0400 / 0450



0420 / 0470










0490 / 0510 si potence 80°

















0490 / 0510 si repose-jambe REA







0491

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG Matrix				Euros					
				Prix Public		LPPR			
				HT	TTC				
CKO0537	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0590, 0599, 0600, 0616, 1055, 1270, 1271	◆	◆			0520 / 0580	
CKO0538	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0590, 0599, 0600, 0616, 1055	○	○			0539 / 0599	
CKO0539	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0616, 1055, 1270, 1271	○	○			0537 / 0597	
CKO0540	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0616, 1055, 1271	○	○				
CKO0555	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0616, 1270, 1271	113,17	119,39	119,39			
CKO0556	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0944, 0946, 1075, 1270, 1271	○	○				
<b>Accoudoir gauche (coloris noir mat)</b>									
CKO0580	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 1270, 1272	○	○			0555 / 0615	
CKO0590	<input type="checkbox"/>	<b>Rio</b> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette longue		○	○				
CKO0597	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1055, 1270, 1272	◆	◆				
CKO0598	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 1055	○	○				
CKO0599	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1270, 1272	○	○				
CKO0600	<input type="checkbox"/>	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1055, 1272	○	○				
CKO0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1270, 1272	113,17	119,39	119,39			
CKO0616	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible et réglable en hauteur	NC : 0944, 0946, 1270, 1272	○	○				
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>									
<b>Coussin - Livré de série avec la base rigide anti-hamac</b>									
CKO0657	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0701, 0702, 0703	○	○			0657 / 0663 0664 / 0665	
CKO0663	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0701, 0702, 0703	○	○			0659	
CKO0664	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0701, 0702, 0703	○	○			0661	
CKO0665	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0701, 0702, 0703	○	○				
CKO0659	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Flo-tech Lite</b> épaisseur 55 mm	NC : 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703	◆	◆				

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG Matrix				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKO0661	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Flo-tech Image</b> épaisseur 60 mm	NC : 0681, 0691, 0692, 0693, 0703	○	○		 0681
CKO0681	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Matrix Contour Visco NG</b> - épaisseur 100 mm - Poids utilisateur max. 120 kg - Code LPPR : 1204839	NC : 0691, 0692, 0693, 0703	○	○		 0691
CKO0691	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Flo-tech Solution Xtra</b> épaisseur 60 mm	NC : 0692, 0693, 0703	○	○		
CKO0692	<input type="checkbox"/>	<b>Coussin Matrix VI</b> épaisseur 82 mm		○	○		 0692
CKO0693	<input type="checkbox"/>	<b>Coussin Matrix Libra</b> épaisseur 70 mm		○	○		 0693
<b>Profondeur du coussin</b>							
CKO0701	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○		
CKO0702	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○		
CKO0703	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm	NC : 0656	○	○		 0656
<b>Autres options</b>							
CKO0656	<input type="checkbox"/>	Base rigide	LIVRÉE DE SÉRIE AVEC COUSSIN D'ASSISE	◆	◆		
CKO0716	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718, 0719	60,10	63,41	63,41	
CKO0717	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718, 0719	168,72	178,00	63,41	 0716
CKO0718	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0719	182,94	193,00	63,41	 0717 0718
CKO0719	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Matrix</b> avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation		372,51	393,00		
CKO0760	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet, ajustable		9,48	10,00		
CKO0770	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire. Distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max	NC : 0771	15,17	16,00		
CKO0771	<input type="checkbox"/>	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		71,09	75,00		 0719
CKO0773	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		85,31	90,00		
<b>COLORIS DE CHASSIS</b>							
CKO0801	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise (RAL 7024)		○	○		 0801 / 0804
CKO0804	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○		
CKO0806	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		46,45	49,00		 0806 / 0807
CKO0807	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
CKO0808	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		○	○		
CKO0809	<input type="checkbox"/>	Violet Hypnotique		46,45	49,00		 0808 / 0809
CKO0811	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○		
CKO0815	<input type="checkbox"/>	Bleu Acqua <b>NOUVEAU</b>		46,45	49,00		 0811 / 0820
CKO0820	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		○	○		
CKO0821	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis			 0815
<b>ROUES AVANT</b>							
CKO0845	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○		
CKO0850	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		○	○		 0850 0890
CKO0870	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		
CKO0890	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir standard		◆	◆		
CKO0895	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		○	○		
CKO0905	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple	NC : 0942	○	○		
CKO0925	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir	NC : 0942	○	○		
<b>ROUES ARRIERE</b>							
<b>Diamètre des roues arrière</b>							
CKO0942	<input type="checkbox"/>	12" - 305 mm	NC : 0961, 0962, 0965, 0974, 0978, 0982, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1161, 1162, 1210, 1220	○	○		
CKO0944	<input type="checkbox"/>	20" - 515 mm	NC : 0961, 0963, 0964, 0965, 0978, 1040, 1110, 1130	○	○		 Standard
CKO0946	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm	NC : 0964, 1110	○	○		
CKO0948	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm	NC : 1111	◆	◆		
<b>Type de roues arrière</b>							
CKO0961	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1130	◆	◆		

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG Matrix				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKO0962	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1130	○	○		 Composite
CKO0963	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20/22 ou 24" et Moyeu et jante en composite noir pour roues 12")	NC : 1120, 1125, 1150, 1160	○	○		
CKO0964	<input type="checkbox"/>	Composite (moyeu et jante en composite noir)	NC : 0978, 1110, 1111, 1130	○	○		
CKO0965	<input type="checkbox"/>	Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC : 0974, 1020, 1030, 1040, 1110, 1111, 1130, 1240	○	○		
<b>Type de revêtement roues arrière</b>							
CKO0972	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		○	○		
CKO0974	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
CKO0978	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		◆	◆		
<b>Mains-courantes</b>							
CKO1020	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆		
CKO1030	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		108,06	114,00		
<b>Axes de roues arrière</b>							
CKO1040	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○		
CKO1050	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆		
<b>Position axes de roues arrière</b>							
CKO1055	<input type="checkbox"/>	Position avancée (axes 52,5 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1130, 1252	101,42	107,00		 1075 1055
CKO1060	<input type="checkbox"/>	Position standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier)	NC : 1252	◆	◆		
CKO1070	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		○	○		 1060 1070
CKO1075	<input type="checkbox"/>	Position très reculée (axes 52,5 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1125, 1130	101,42	107,00		
<b>Pompe</b>							
CKO1090	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		9,48	10,00		
<b>OPTIONS DE CHASSIS</b>							
CKO1101	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○		 1101
CKO1110	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons noirs, la paire		140,28	148,00		
CKO1111	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire		140,28	148,00		
<b>FREINS</b>							
CKO1120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆		 1120
CKO1125	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○		
CKO1130	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		150,71	159,00		
CKO1150	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à cde unilatérale à droite	NC : 1220	79,62	84,00		
CKO1160	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à cde unilatérale à gauche	NC : 1220	79,62	84,00		
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>							
CKO1175	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi)	NC : 1252	○	○		 1175  1189 / 1192  1193 / 1194  1195  1200
CKO1190	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	26,54	28,00		
CKO1189	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	119,43	126,00		
CKO1192	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	125,12	132,00		
CKO1193	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	146,92	155,00		
CKO1194	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		152,61	161,00		
CKO1195	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculé à droite	NC : 1200	○	○		
CKO1200	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé avec tube basculeur, la paire		106,16	112,00		
CKO1210	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement		33,18	35,00		
CKO1220	<input type="checkbox"/>	Extension de frein, la paire		9,48	10,00		
<b>AUTRES OPTIONS</b>							
CKO1240	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		41,71	44,00		 1246
CKO1241	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		85,31	90,00		
CKO1246	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		38,86	41,00		

Invacare® Action® <sup>4</sup> NG Matrix				Euros			 1252  1270  1271 / 1272  1273
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
CKO1252	<input type="checkbox"/>	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		124,17	131,00		
CKO1270	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1271, 1272, 1273	72,83	76,84	76,84	
CKO1271	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1272	72,83	76,84	76,84	
CKO1272	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84	76,85	
CKO1273	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		76,78	81,00		
<b>ACCESSOIRES (livrés séparément)</b>							
AP1493219	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible sur accoudoirs 0533, 0536, 0539, 0540, 0555	113,17	119,39	119,39	
AP1493220	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible sur accoudoirs 0593, 0596, 0599, 0600, 0615	113,17	119,39	119,39	
<b>Rampes en accessoire</b>							
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00		
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00		
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00		
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00		