



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Livraison sous 24, 48, 72h.
Hors rupture de stock



Invacare® Action® 4 NG S



Fauteuil manuel en aluminium pliant par double croisillon

Date :
Référence d'achat :
Code client :
Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Toile de dossier bi-matière micro aérée noire avec pochette de rangement, réglable en tension
- Coloris : Blanc perle
- Dossier fixe ou inclinable par crémaillères 0°/10°/20°/30° (livré avec tendeur de dossier), hauteur 430 mm
- Hauteur d'assise 485 mm
- Profondeur d'assise 400 mm
- Mains-courantes en aluminium anodisé
- Roues avant 6" x 1.1/4" bandage noir (150 x 30 mm) et roues arrière rayonnées à démontage rapide 24"x1.3/8" bandage noir
- Accoudoirs Rio réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm
- Freins à poignées escamotables
- Livré avec sangles talonnières
- Poids : à partir de 14,4 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Quantité	Euros	
	Prix Public	LPPR*
	HT	

Dossier fixe - Code LPPR 9124643

Roues arrière 24" x 1.3/8" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité

Code	Largeur	Prix Public HT	LPPR*	Remarque
BX1568511	380 mm	529,85	558,99	558,99 (+ 34,90 si prescription coussin de dossier)
BX1568619	405 mm			
BX1568636	430 mm			
BX1568637	455 mm			
BX1568638	480 mm			

Dossier inclinable par crémaillères - Code LPPR 9124689

Roues arrière 24" x 1.3/8" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité

Code	Largeur	Prix Public HT	LPPR*	Remarque
BX1568847	380 mm	572,18	603,65	603,65 (+ 34,90 si prescription coussin de dossier)
BX1568848	405 mm			
BX1568884	430 mm			
BX1568885	455 mm			
BX1568895	480 mm			

ACCESSOIRES (livrés séparément)

Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.



Repose-jambes REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollets, palettes réglables en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur sur 28 mm (la paire) - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité

Code	Largeur	Code Accessoire	Prix Public HT	LPPR*
AP1656946	380 mm	AP1662822	200,49	211,52
AP1656946	405 mm	AP1662823	200,49	211,52
AP1657056	430 mm		200,49	211,52

Tige porte-sérum avec tendeur - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité

Code	Largeur	Code Accessoire	Prix Public HT	LPPR*
AP1534838	380 mm	AP1534883	82,46	87,00
AP1534860	405 mm	AP1534884	82,46	87,00
AP1534882	430 mm		82,46	87,00

Tablette réglable en largeur (Kit livré avec manchettes longues et rallonge de tube) - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité

Code	Description	Prix Public HT	LPPR*
AP1606299	Pour largeurs d'assise 380 mm / 405 mm	72,83	76,84
AP1606300	Pour largeurs d'assise 430 mm / 455 mm	72,83	76,84
AP1606301	Pour largeur d'assise 480 mm	72,83	76,84


Demi-tablette (kit livré avec manchette longue et rallonge de tube) pour accoudoirs CK* 0520 / 530 / 0537 / 0538 / 0580 / 0590 / 0597 / 0598

Code	Description	Prix Public HT	LPPR*
AP1604624	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	72,83	76,84
AP1604623	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche	72,83	76,84
AP1604625	Coussin pour demi-tablette droite ou gauche	76,78	81,00

Assise garde-robe - profondeur d'assise 400 mm

Code	Description	Prix Public HT	LPPR*
AP1543296	430 mm / 455 mm	98,09	103,49

Invacare® Action® ⁴ NG S						Euros			
						Prix Public		LPPR*	
Quantité		Quantité		HT					
Appui-nuque avec tendeur pour largeur d'assise :									
AP1554575		380 mm		AP1554578		455 mm	60,10	63,41	63,41
AP1554576		405 mm		AP1554579		480 mm	60,10	63,41	63,41
AP1554577		430 mm					60,10	63,41	63,41
AP1508848		Appui-nuque (pour dossier inclinable uniquement, à fixer sur tendeur existant)					60,10	63,41	63,41
Roulettes anti bascule									
AP1440970		Roulettes anti-bascule, (la paire)					65,40	69,00	
Cale-tronc (la paire)									
AP1603853		Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)					200,95	212,00	
Porte bouteille oxygène									
AP1603590		Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)					124,17	131,00	
Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise									
1564264		380 mm (dimensions : 362 mm x 412 mm)					33,08	34,90	34,90
1564267		405 mm / 430 mm (dimensions : 412 mm x 412 mm)					33,08	34,90	34,90
1564268		455 mm / 480 mm (dimensions : 462 mm x 412 mm)					33,08	34,90	34,90
Kit étiquettes									
SP1650176		Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)					35,07	37,00	



Rampes en accessoire				
1440530		Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	559,24	590,00
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00




1440530



1654128



1654129



1654130