



Yes, you can.®



NOUVEAU

Retrouvez les coussins d'assise Vicair O2 !

VICAIR®

UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales Unique !

À partir de :
558,99 € TTC

Codes LPPR :

- 9124643 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER NON INCLINABLE, INVACARE : 558,99 €

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

Codes LPPR (Version transit) :

- 9225634 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL NON REGLABL, DOSS. OU SIEGE RIGIDE OU NON, INVACARE : 356,94 €

- 9225640 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, < 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 574,21 €

- 9225657 - VHP, POUS. OU FAUTEUIL, >= 16 ANS, DOSSIER ET/OU SIEGE INCLINABLE, INVACARE : 403,50 €



| Informations client | Caractéristiques produit | | |
|--------------------------|--------------------------|--|------------------------------|
| Date : | | Type de châssis | Pliant par double croisillon |
| Référence d'achat : | | Matière | Aluminium |
| Code client : | | Dossier | Fixe ou inclinable |
| Cachet du distributeur : | | Largeur d'assise | De 505 mm à 605 mm |
| | | Potences | Escamotables et amovibles |
| | Poids total | A partir de 20,2 kg | |
| | Crash-testé | Oui (avec option 1175) | |
| | Positionnement | Compatible avec les produits Vicair , Matrix et Bodypoint | |
| | Poids max utilisateur | 160 kg | |
| | Garantie | 2 ans hors pièces d'usure | |

Commandes





Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.


Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.


- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ◆ Configuration standard ○ Option sans supplément de prix


| Invacare® Action® ⁴ _{NG} XLT | | | | Euros | | | Codes LPPR Version Transit |
|--|---|---|--|-------------|--------|---|-------------------------------|
| | | | | Prix Public | | LPPR | |
| | | | | HT | TTC | | |
| CODE | DESIGNATION | NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999 | HT | TTC | | 9225634 = 356,94€ TTC Dossier fixe | |
| CKG0031 | <input type="checkbox"/> Invacare® Action® ⁴ _{NG} XLT - Dossier fixe - Code LPPR 9124643 | | 529,85 | 558,99 | 558,99 | 9225640 = 574,21€ TTC Dossier inclinable < de 16 ans | |
| CKG0041 | <input type="checkbox"/> Invacare® Action® ⁴ _{NG} XLT - Dossier inclinable - Code LPPR 9124689 | | 766,82 | 809,00 | 603,65 | 9225657 = 403,50€ TTC Dossier inclinable > de 16 ans | |
| MOTORISATION ALBER | | | | | | | |
| CKG0080 | <input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25 | NC : 0110, 1175, 1196, 1200, 1240, 1246, 1252 | 313,74 | 331,00 | | | |
| TYPE DE PROPULSION | | | | | | | |
| CKG0100 | <input type="checkbox"/> Standard | NC : 0942 | ◆ | ◆ | | | |
| CKG0110 | <input type="checkbox"/> Transit | NC : 0240, 0946, 0948, 1020, 1030, 1050, 1060, 1110, 1111, 1125 | ○ | ○ | | | |
| ASSISE | | | | | | | |
| Largeur d'assise | | | | | | | |
| CKG0170 | <input type="checkbox"/> 505 mm - avec tendeur de dossier | NC : 0292 | ○ | ○ | | | |
| CKG0171 | <input type="checkbox"/> 555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée | NC : 0661, 0681, 0696, 1270 | ○ | ○ | | | |
| CKG0172 | <input type="checkbox"/> 605 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée | NC : 0180, 0661, 0681, 0696, 1270 | ○ | ○ | | | |
| Profondeur d'assise | | | | | | | |
| CKG0180 | <input type="checkbox"/> 400 mm | NC : 0292, 0702, 0703 | ○ | ○ | | | |
| CKG0190 | <input type="checkbox"/> 450 mm | NC : 0701, 0703 | ◆ | ◆ | | | |
| CKG0195 | <input type="checkbox"/> 500 mm | NC : 0295, 0661, 0681, 0701, 0702 | ○ | ○ | | | |
| CKG0200 | <input type="checkbox"/> Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise) | NC : 0292, 0295, 0703 | ○ | ○ | | | |
| CKG0201 | <input type="checkbox"/> Ajustable de 500 à 450 mm | NC : 0295, 0661, 0681, 0701 | ○ | ○ | | | |
| | <input type="checkbox"/> 550 mm - avec toile d'assise renforcée | NC : 0654, 0661, 0681, 1175 | Sur devis Délai de fabrication + 14 jours | | | | |
| Hauteur d'assise avant | | | | | | | |
| CKG0210 | <input type="checkbox"/> 510 mm | NC : 0946 | ○ | ○ | | | |
| CKG0220 | <input type="checkbox"/> 485 mm | | ◆ | ◆ | | | |
| CKG0230 | <input type="checkbox"/> 460 mm | | ○ | ○ | | | |
| Toile d'assise | | | | | | | |
| CKG0290 | <input type="checkbox"/> Nylon noir avec scratch | | ○ | ○ | | | |
| CKG0292 | <input type="checkbox"/> Toile d'assise réglable en tension | NC : 0654, 0661, 0681 | 167,77 | 177,00 | | | |
| CKG0295 | <input type="checkbox"/> Nylon noir rembourrée | | ◆ | ◆ | | | |
| DOSSIER | | | | | | | |
| Type de dossier - tendeur inclus - roulettes anti-basculer recommandées avec dossier inclinable | | | | | | | |
| CKG0300 | <input type="checkbox"/> Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm - avec tendeur de dossier | NC : 0365, 0369, 0537, 0538, 0597, 0598, 0716, 0717, 0718, 1241 | ◆ | ◆ | |  0360 | |
| CKG0333 | <input type="checkbox"/> Inclinable par vérins 0°- 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm | NC : 0360, 1060 | ◆ | ◆ | | | |
| Toile de dossier | | | | | | | |
| CKG0360 | <input type="checkbox"/> Rembourrée | NC : 0721 | ◆ | ◆ | |  0365 0370 | |
| CKG0365 | <input type="checkbox"/> Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir | | ○ | ○ | 34,90 | | |
| CKG0369 | <input type="checkbox"/> Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir | | 33,08 | 34,90 | 34,90 | | |
| CKG0370 | <input type="checkbox"/> Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir | | 138,39 | 146,00 | 34,90 | | |

| Invacare® Action® ⁴ NG XLT | | | | Euros | | |
|---|--------------------------|---|---|-------------|--------|---------|
| | | | | Prix Public | | LPPR |
| | | | | HT | TTC | |
| POTENCES ET PALETTES | | | | | | |
| Palettes séparées livrées avec sangles talonnières | | | | | | |
| Potence droite | | | | | | |
| CKG0390 | <input type="checkbox"/> | Potence à 80° | | ◆ | ◆ | |
| CKG0400 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable | NC : 0480, 0491, 0760, 0770 | 73,82 | 77,88 | 77,88 * |
| CKG0420 | <input type="checkbox"/> | Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i> | NC : 0480, 0490, 0491, 0760 | 140,28 | 148,00 | |
| Potence gauche | | | | | | |
| CKG0440 | <input type="checkbox"/> | Potence à 80° | | ◆ | ◆ | |
| CKG0450 | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable | NC : 0491, 0500, 0760, 0770 | 73,82 | 77,88 | 77,88 * |
| CKG0470 | <input type="checkbox"/> | Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i> | NC : 0491, 0500, 0510, 0760 | 140,28 | 148,00 | |
| Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm) | | | | | | |
| CKG0480 | <input type="checkbox"/> | Fixe | | ◆ | ◆ | |
| CKG0490 | <input type="checkbox"/> | Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) | NC : 0770 | 26,43 | 27,88 | |
| CKG0491 | <input type="checkbox"/> | Monobloc | NC : 0500, 0510, 0770 | 234,12 | 247,00 | |
| Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm) | | | | | | |
| CKG0500 | <input type="checkbox"/> | Fixe | | ◆ | ◆ | |
| CKG0510 | <input type="checkbox"/> | Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe) | NC : 0770 | 26,43 | 27,88 | |
| * LPPR repose-jambe (0400 / 50) + palette réglable (0490 / 0510) = 105,76 € | | | | | | |
| ACCOUDOIRS | | | | | | |
| Accoudoir droit (coloris noir mat) | | | | | | |
| CKG0520 | <input type="checkbox"/> | Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte | NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0603, 1270 | ◆ | ◆ | |
| CKG0531 | <input type="checkbox"/> | Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation | NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0599, 0603, 1270 | 113,17 | 119,39 | 119,39 |
| CKG0533 | <input type="checkbox"/> | Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte | NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0603, 1270 | 117,54 | 124,00 | |
| CKG0535 | <input type="checkbox"/> | Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation | NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0599, 0603, 1270 | 113,17 | 119,39 | 119,39 |
| CKG0536 | <input type="checkbox"/> | Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue | NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0603 | 117,54 | 124,00 | |
| CKG0537 | <input type="checkbox"/> | Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte | NC : 0580, 0591, 0593, 0595, 0596, 0603, 1270 | ○ | ○ | |
| CKG0538 | <input type="checkbox"/> | Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue | NC : 0580, 0593, 0596 | ○ | ○ | |



| Invacare® Action® ⁴ NG XLT | | | | Euros | | | |
|--|--------------------------|---|-----------------|-------------|--------|--------|---|
| | | | | Prix Public | | LPPR | |
| | | | | HT | TTC | | |
| Accoudoir gauche (coloris noir mat) | | | | | | | |
| CKG0580 | <input type="checkbox"/> | Rio, amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte | NC : 1270 | ◆ | ◆ | |  0535 / 0595 |
| CKG0591 | <input type="checkbox"/> | Rio, amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation | NC : 1270 | 113,17 | 119,39 | 119,39 | |
| CKG0593 | <input type="checkbox"/> | Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte | NC : 1270 | 117,54 | 124,00 | |  0537 / 0597 |
| CKG0595 | <input type="checkbox"/> | Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation | NC : 1270 | 113,17 | 119,39 | 119,39 | |
| CKG0596 | <input type="checkbox"/> | Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue | | 117,54 | 124,00 | | |
| CKG0597 | <input type="checkbox"/> | Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte | NC : 1270 | ○ | ○ | | |
| CKG0598 | <input type="checkbox"/> | Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue | | ○ | ○ | | |
| OPTIONS D'ASSISE | | | | | | | |
| Coussin | | | | | | | |
| CKG0654 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante | NC : 0661, 0681 | 33,08 | 34,90 | 34,90 |  0654 0661 |
| CKG0661 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrix Flo-tech Image - Poids utilisateur max.140 kg | NC : 0681, 0703 | 246,45 | 260,00 | | |
| CKG0681 | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG - épaisseur 100 mm - Poids utilisateur max. 120 kg - Code LPPR : 1204839 | NC : 0703 | 76,78 | 81,00 | 81,00 |  0681 VICAIR® |
| CKG0696 | <input type="checkbox"/> | Coussin Vicair Active O2 - hauteur 6 cm Délai : +15j ouvrés | NC : 1175 | 601,11 | 634,17 | 34,90 | |
| CKG0697 | <input type="checkbox"/> | Coussin Vicair Active O2 - hauteur 9 cm Délai : +15j ouvrés | NC : 1175 | 661,22 | 697,59 | 34,90 | NOUVEAU |
| CKG0698 | <input type="checkbox"/> | Coussin Vicair Adjuster O2 - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +5j ouvrés | NC : 1175 | 574,84 | 606,46 | 34,90 | NOUVEAU |
| CKG0699 | <input type="checkbox"/> | Coussin Vicair Vector O2 - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés | NC : 1175 | 718,85 | 758,39 | 34,90 | NOUVEAU |
| Profondeur du coussin | | | | | | | |
| CKG0701 | <input type="checkbox"/> | Profondeur 400 mm | | ○ | ○ | | |
| CKG0702 | <input type="checkbox"/> | Profondeur 450 mm | | ○ | ○ | | |
| CKG0703 | <input type="checkbox"/> | Profondeur 500 mm | | ○ | ○ | | |
| Autres options | | | | | | | |
| CKG0716 | <input type="checkbox"/> | Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier | NC : 0717, 0718 | 60,10 | 63,41 | 63,41 |  0716 |
| CKG0717 | <input type="checkbox"/> | Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier | NC : 0718 | 199,05 | 210,00 | 63,41 | |
| CKG0718 | <input type="checkbox"/> | Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier | | 217,06 | 229,00 | 63,41 |  0717 0718 |
| CKG0721 | <input type="checkbox"/> | Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : hauteur : 115 mm, profondeur 35 mm, largeur : 130 mm) | | 237,91 | 251,00 | | |
| CKG0760 | <input type="checkbox"/> | Sangle appui-mollet, ajustable | | 10,43 | 11,00 | |  0721 |
| CKG0770 | <input type="checkbox"/> | Tubes porte-palette longs, la paire, distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max | | 17,06 | 18,00 | | |

| Invacare® Action® ⁴ NG XLT | | | | Euros | | | |
|---|--------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------------|---|------|
| | | | | Prix Public | | | LPPR |
| | | | | HT | TTC | | |
| COLORIS DE CHASSIS | | | | | | | |
| CKG0801 | <input type="checkbox"/> | Gris Ardoise | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  0801 / 0804 0806 / 0807 0811 / 0820 0816 / 0817 0815 | |
| CKG0804 | <input type="checkbox"/> | Blanc Perle | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| CKG0806 | <input type="checkbox"/> | Vert Electrique | | 54,03 | 57,00 | | |
| CKG0807 | <input type="checkbox"/> | Noir Mat | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| CKG0811 | <input type="checkbox"/> | Rouge Mat | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| CKG0815 | <input type="checkbox"/> | Bleu Acqua | | 54,03 | 57,00 | | |
| CKG0816 | <input type="checkbox"/> | Bleu Ultramarin | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| CKG0817 | <input type="checkbox"/> | Violet Foncé | | 54,03 | 57,00 | | |
| CKG0820 | <input type="checkbox"/> | Noir Brillant | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| CKG0821 | <input type="checkbox"/> | Coloris Spécial | | Sur devis | | | |
| ROUES AVANT | | | | | | | |
| CKG0850 | <input type="checkbox"/> | 8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir | | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |  0850 | |
| CKG0870 | <input type="checkbox"/> | 8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| ROUES ARRIERE | | | | | | | |
| Diamètre des roues arrière | | | | | | | |
| CKG0942 | <input type="checkbox"/> | 12" - 305 mm | NC : 0962, 0974, 0978, 1020, 1030 1050, 1060, 1110, 1111, 1210, 1220 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  1" 1.3/8" 1.3/8" 0978 0974 0972 | |
| CKG0946 | <input type="checkbox"/> | 22" - 560 mm | NC : 1110 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| CKG0948 | <input type="checkbox"/> | 24" - 600 mm | NC : 1111 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| Type de roues arrière | | | | | | | |
| CKG0962 | <input type="checkbox"/> | Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier) | NC : 1130, 1040 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| CKG0963 | <input type="checkbox"/> | Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20"/22"/24" et moyeu et jante en composite noir pour roues 12") | NC : 1120, 1125 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| Type de revêtement roues arrière | | | | | | | |
| CKG0972 | <input type="checkbox"/> | Bandage noir 1.3/8" - 35 mm | | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| CKG0974 | <input type="checkbox"/> | Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| CKG0978 | <input type="checkbox"/> | Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| Mains-courantes | | | | | | | |
| CKG1020 | <input type="checkbox"/> | Aluminium anodisé | | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| CKG1030 | <input type="checkbox"/> | Noires - plastique antidérapant | NC : 1130 | 127,01 | 134,00 | | |
| Axes de roues arrière | | | | | | | |
| CKG1040 | <input type="checkbox"/> | Fixes | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| CKG1050 | <input type="checkbox"/> | A démontage rapide | | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | | |
| Position axes de roues arrière | | | | | | | |
| CKG1060 | <input type="checkbox"/> | Position standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier) | NC : 1252 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |  1060 1070 | |
| CKG1070 | <input type="checkbox"/> | Position reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier) | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| Pompe | | | | | | | |
| CKG1090 | <input type="checkbox"/> | Pompe et support | | 10,43 | 11,00 | | |
| OPTIONS DE CHASSIS | | | | | | | |
| CKG1101 | <input type="checkbox"/> | Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |  1101 | |
| CKG1110 | <input type="checkbox"/> | Protège-rayons noirs, la paire | | 165,88 | 175,00 | | |
| CKG1111 | <input type="checkbox"/> | Protège-rayons transparents, la paire | | 165,88 | 175,00 | | |
| FREINS | | | | | | | |
| CKG1120 | <input type="checkbox"/> | Freins à pousser à poignée escamotable | | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |  1120 | |
| CKG1125 | <input type="checkbox"/> | Freins à tirer à poignée escamotable | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | |
| CKG1130 | <input type="checkbox"/> | Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser | | 178,20 | 188,00 | | |
| CKG1220 | <input type="checkbox"/> | Extension de frein, la paire | | 10,43 | 11,00 | | |

| Invacare® Action® ⁴ _{NG} XLT | | | | Euros | | | |
|--|--------------------------|--|--|-------------|--------|--------|---|
| | | | | Prix Public | | LPPR | |
| | | | | HT | TTC | | |
| OPTIONS DE SECURITE | | | | | | | |
| CKG1175 | <input type="checkbox"/> | Kit de transport (accroches taxi) | NC : 1252, 0090 | 24,64 | 26,00 | |  1175 |
| CKG1190 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique | NC : 1189, 1192, 1193, 1194 | 31,28 | 33,00 | |  1190 |
| CKG1189 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™ | NC : 1192, 1193, 1194 | 145,97 | 154,00 | |  1189 / 1192 |
| CKG1192 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™ | NC : 1193, 1194 | 152,61 | 161,00 | |  1189 / 1192 |
| CKG1193 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™ | NC : 1194 | 180,09 | 190,00 | |  1193 / 1194 |
| CKG1194 | <input type="checkbox"/> | Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™ | | 185,78 | 196,00 | |  1193 / 1194 |
| CKG1196 | <input type="checkbox"/> | Roulettes anti-basculé, la paire | NC : 1200 | 79,62 | 84,00 | | |
| CKG1200 | <input type="checkbox"/> | Roulettes anti-basculé avec tube basculeur, la paire | NC : 1246 | 125,12 | 132,00 | |  1200 |
| CKG1210 | <input type="checkbox"/> | Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement | | 38,86 | 41,00 | | |
| AUTRES OPTIONS | | | | | | | |
| CKG1240 | <input type="checkbox"/> | Porte-canne | | 49,29 | 52,00 | |  1246 |
| CKG1241 | <input type="checkbox"/> | Tige porte sérum et support | | 101,42 | 107,00 | | |
| CKG1246 | <input type="checkbox"/> | Tube basculeur à gauche | | 45,50 | 48,00 | |  1246 |
| CKG1252 | <input type="checkbox"/> | Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées) | | 146,92 | 155,00 | |  1270 |
| CKG1270 | <input type="checkbox"/> | Tablette réglable en largeur transparente | | 72,83 | 76,84 | 76,84 | |
| ACCESSOIRES (livrés séparément) | | | | | | | |
| AP1493219 | <input type="checkbox"/> | Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, droite | Uniquement compatible sur accoudoirs 0533, 0536 | 113,17 | 119,39 | 119,39 | |
| AP1493220 | <input type="checkbox"/> | Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche | Uniquement compatible sur accoudoirs 0593, 0596) | 113,17 | 119,39 | 119,39 | |
| Rampes en accessoire | | | | | | | |
| 1654128 | <input type="checkbox"/> | Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg | | 402,84 | 425,00 | |  1654128 |
| 1654129 | <input type="checkbox"/> | Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg | | 805,69 | 850,00 | |  1654129 |
| 1654130 | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg | | 426,54 | 450,00 | |  1654130 |