

FRM



La version bariatrique de
l'Action 4 NG

Poids max utilisateur :
160 kg

Prix public TTC (LPPR/PLV)

1 143,64 € TTC

Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins
- Ergothérapeutes

Action^{NG} Family

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



BP Bodypoint

matrix[®]
SCIENCE OF SEATING

VICAIR[®]



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



CE

Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par double croisillon
Matière	Aluminium
Dossier	Fixe ou inclinable
Largeur d'assise	De 505 mm à 605 mm
Potences	Escamotables et amovibles
Poids total	A partir de 20,2 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1175)
Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrix et Bodypoint
Poids max utilisateur	160 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG XLT				Euros				
				Prix Public		LPPR/PLV		
				HT	TTC			
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC			
CKG0004	☐	Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG XLT FRM - Codes LPPR : 9504200 + 9998193		1084,02	1143,64	1143,64		
TYPE DE DOSSIER								
CKG0031	☐	Dossier fixe		◆	◆			
CKG0041	☐	Dossier inclinable	NC : 0370	○	○			
MOTORISATION ALBER								
CKG0080	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0110, 1175, 1196, 1200, 1240, 1246, 1252	313,74	331,00	331,00 (13)		
TYPE DE PROPULSION								
CKG0100	☐	Standard	NC : 0942	◆	◆			
ASSISE								
Largeur d'assise								
CKG0170	☐	505 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0292	○	○			
CKG0171	☐	555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0696, 1270	○	○			
CKG0172	☐	605 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0180, 0661, 0681, 0691, 0693, 0696, 1270	○	○			
Profondeur d'assise								
CKG0180	☐	400 mm	NC : 0292, 0702, 0703	○	○			
CKG0190	☐	450 mm	NC : 0701, 0703	◆	◆			
CKG0195	☐	500 mm	NC : 0295, 0661, 0663, 0681, 0691, 0701, 0702	○	○			
Hauteur d'assise avant								
CKG0210	☐	510 mm	NC : 0946	○	○			
CKG0220	☐	485 mm		◆	◆			
CKG0230	☐	460 mm		○	○			
Toile d'assise								
CKG0290	☐	Nylon noir avec scratch		◆	◆			
CKG0295	☐	Nylon noir rembourrée		○	○			
DOSSIER								
Type de dossier - tendeur inclus - roulettes anti-bascule recommandées avec dossier inclinable								
CKG0330	☐	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm et poignées fixes - avec tendeur de dossier	NC : 0365, 0369, 0537, 0538, 0556, 0597, 0596, 0598, 0716, 0717, 0718, 1241	◆	◆		 0360  0365  0370	
CKG0333	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0360, 1060	○	○			
Toile de dossier								
CKG0360	☐	Rembourrée		◆	◆			
CKG0365	☐	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		○	○			
CKG0369	☐	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir		113,74	120,00	600,00 (4)		
CKG0370	☐	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir		142,18	150,00	600,00 (4)		
POTENCES ET PALETTES								
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières								
Potence droite								
CKG0390	☐	Potence à 80°		◆	◆			 0390 / 0440  0400 / 0450  0420 / 0470  0490 / 0510 si potence 80°
CKG0400	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0480, 0491, 0760, 0770	○	○			
CKG0420	☐	Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760	○	○			
Potence gauche								
CKG0440	☐	Potence à 80°		◆	◆			
CKG0450	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0491, 0500, 0760, 0770	○	○			
CKG0470	☐	Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760	○	○			
(13) code LPPR : 9912139 - VPH, adjonction, achat produit d'assistance à la propulsion à commande uniquement par l'accompagnant, neuf pour FRM - 3 500,00 € - Cf Fiche de mesures de la motorisation choisie								

Invacare® <i>Action</i> ⁴ <i>NG XLT</i>			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)					
CKG0480	☐ Fixe		○	○	
CKG0490	☐ Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)	NC : 0770	◆	◆	
CKG0491	☐ Monobloc	NC : 0500, 0510, 0770			
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)					
CKG0500	☐ Fixe		○	○	
CKG0510	☐ Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)	NC : 0770	◆	◆	
ACCOUDOIRS					
Accoudoir droit (coloris noir mat)					
CKG0520	☐ <i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 1270	◆	◆	
CKG0531	☐ <i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1270	113,74	120,00	
CKG0533	☐ Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616, 1270	○	○	
CKG0535	☐ Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616, 1270	113,74	120,00	
CKG0536	☐ Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616	○	○	
CKG0537	☐ Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0591, 0593, 0595, 0596, 0616, 1270	○	○	
CKG0538	☐ Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0591, 0593, 0595, 0596, 0616	○	○	
Accoudoir gauche (coloris noir mat)					
CKG0580	☐ <i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 1270	◆	◆	
CKG0591	☐ <i>Rio</i> , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270	113,74	120,00	
CKG0593	☐ Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 1270	○	○	
CKG0595	☐ Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270	113,74	120,00	
CKG0596	☐ Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue		○	○	
CKG0597	☐ Cranté relevable, amovible avec poignée d'appui ergonomique, H 230 mm, manchette courte	NC : 1270	○	○	
CKG0598	☐ Cranté relevable, amovible avec poignée d'appui ergonomique, H 230 mm - manchette longue		○	○	
OPTIONS D'ASSISE					
Coussin					
CKG0661	☐ Coussin d'assise Matrix <i>Flo-tech Image</i> - Poids utilisateur max.140 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	284,36	300,00	600,00 (5)
CKG0681	☐ Coussin d'assise <i>Matrix Contour Visco NG</i> - épaisseur 100 mm - Poids utilisateur max. 120 kg	NC : 0703	76,78	81,00	81,00 (12)
CKG0691	☐ Coussin d'assise Matrix <i>Flo-tech Solution Xtra</i> - Poids utilisateur max.136 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	426,54	450,00	600,00 (5)
CKG0693	☐ Coussin d'assise Matrix <i>Matrix Libra</i> - Poids utilisateur max.136 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	426,54	450,00	600,00 (5)
CKG0696	☐ Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 6 cm <i>Délai : +15j ouvrés</i> , livré avec deux housses - Poids max. 250 kg		568,72	600,00	600,00 (5)
CKG0697	☐ Coussin <i>Vicair Active O2</i> - hauteur 9 cm <i>Délai : +15j ouvrés</i>		568,72	600,00	600,00 (5)
CKG0698	☐ Coussin <i>Vicair Adjuster O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte <i>Délai : +5j ouvrés</i> - Poids max. 250 kg		568,72	600,00	600,00 (5)
CKG0699	☐ Coussin <i>Vicair Vector O2</i> - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte <i>Délai : +15j ouvrés</i> - Poids max. 250 kg		568,72	600,00	600,00 (5)
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrix Contour Visco, Technique - 81,00 €					



0490 / 0510 si
repose-jambe
REA



0491



0520 / 0580



0531 / 0581



0533 / 0593



0537 / 0597



0661



0681





Invacare® ⁴ Action [®] NG XLT				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Profondeur du coussin						
CKG0701	☐	Profondeur 400 mm		☐	☐	
CKG0702	☐	Profondeur 450 mm		☐	☐	
CKG0703	☐	Profondeur 500 mm		☐	☐	
Premier accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra						
CKG0706	☐	Biseaux fessiers, la paire		☐	☐	
CKG0707	☐	Plot d'abduction		☐	☐	
CKG0708	☐	Biseau latéral		☐	☐	
CKG0709	☐	Biseau crural		☐	☐	
Second accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra						
CKG0706	☐	Biseaux fessiers, la paire		☐	☐	
CKG0707	☐	Plot d'abduction		☐	☐	
CKG0708	☐	Biseau latéral		☐	☐	
CKG0709	☐	Biseau crural		☐	☐	
Autres options						
CKG0716	☐	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)
CKG0717	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)
CKG0718	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier		151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)
CKG0760	☐	Sangle appui-mollet, ajustable		☐	☐	
CKG0770	☐	Tubes porte-palette longs, la paire, distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max		☐	☐	
COLORIS DE CHASSIS						
CKG0801	☐	Gris Ardoise		☐	☐	
CKG0804	☐	Blanc Perle		☐	☐	
CKG0806	☐	Vert Electrique		54,03	57,00	
CKG0807	☐	Noir Mat		☐	☐	
CKG0811	☐	Rouge Mat		☐	☐	
CKG0815	☐	Bleu Acqua		54,03	57,00	
CKG0816	☐	Bleu Ultramarin		☐	☐	
CKG0817	☐	Violet Foncé		54,03	57,00	
CKG0820	☐	Noir Brillant		☐	☐	
CKG0821	☐	Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale		
ROUES AVANT						
CKG0850	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		☒	☒	
CKG0870	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		☐	☐	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
CKG0946	☐	22" - 560 mm	NC : 1110	☐	☐	
CKG0948	☐	24" - 600 mm		☒	☒	
Type de roues arrière						
CKG0962	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier) - 6 points de fixation de mains-courantes	NC : 1130	☒	☒	
CKG0963	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20"/22"/24" et moyeu et jante en composite noir pour roues 12")	NC : 1120, 1125	178,20	188,00	Sur devis (9)
Type de revêtement roues arrière						
CKG0972	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		☒	☒	
CKG0974	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		☐	☐	
CKG0978	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		☐	☐	
Mains-courantes, positionnées à 11 mm de la roue, réglables à 16 mm						
CKG1010	☐	Acier inoxydable		☐	☐	
CKG1020	☐	Aluminium anodisé		☒	☒	
CKG1030	☐	Noires - plastique antidérapant		☐	☐	
Axes de roues arrière						
CKG1040	☐	Fixes		☐	☐	
CKG1050	☐	A démontage rapide		☒	☒	
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis						



0716



0717



0718



0721



0801 / 0804



0806 / 0807



0811 / 0820



0816 / 0817



0815



0850






0978



0974



0972



Invacare® Action® ⁴ NG XLT				Euros			 1060  1070
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
Position axes de roues arrière							
CKG1060	☐	Position standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier) - délai supplémentaire de 15 jours	NC : 1252	◆	◆		 1070
CKG1070	☐	Position reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		○	○		
OPTIONS DE CHASSIS							
CKG1101	☐	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○		 1101
CKG1110	☐	Protège-rayons noirs, la paire		142,18	150,00		
CKG1111	☐	Protège-rayons transparents, la paire		142,18	150,00		
FREINS							
CKG1120	☐	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆		 1120
CKG1125	☐	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○		
CKG1130	☐	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		○	○		
CKG1220	☐	Extension de frein, la paire		○	○		
OPTIONS DE SECURITE							
CKG1175	☐	Kit de transport (accroches taxi)	NC : 1252	○	○		 1175  1190  1189 / 1192  1193 / 1194  1200
CKG1190	☐	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	31,28	33,00	600,00 (5)	
CKG1189	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKG1192	☐	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKG1193	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKG1194	☐	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		189,57	200,00	600,00 (5)	
CKG1196	☐	Roulettes anti-basculer, la paire	NC : 1200	○	○		
CKG1200	☐	Roulettes anti-basculer avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	○	○		
CKG1210	☐	Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement		○	○		
AUTRES OPTIONS							
CKG1240	☐	Porte-canne		○	○		 1246  1270
CKG1241	☐	Tige porte sérum et support		97,63	103,00	Sur devis (9)	
CKG1246	☐	Tube basculeur à gauche		○	○		
CKG1252	☐	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		473,93	500,00	500,00 (10)	
CKG1270	☐	Tablette réglable en largeur transparente		125,12	132,00	132,00 (2)	
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (2) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction, tablette complète - 132,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis (10) code LPPR : 9982186 - VHP, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée							