

FRM



Découvrez nos packs de positionnement Matrx & Vicair !

Prix public TTC (LPPR/PLV)

443,64 € TTC

Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins
- Ergothérapeutes

Action^{NG} Family

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

alber

Bodypoint

matrx[®]
SCIENCE OF SEATING

VICAIR

Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



CE

Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par croisillon
Matière	Aluminium
Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable, ou rabattable sur l'assise et réglable en angle
Largeur d'assise	De 380 mm à 555 mm
Largeur hors tout	Largeur d'assise + 190 mm
Roues arrière	Roues Actives de série, supports de roue allégés
Poids total	A partir de 13 kg - 1,2 kg plus léger que l'Action 3
Poids de transport	7,1 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1345)
Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint
Poids max utilisateur	125 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur. Les options indiquant "sur devis" sont sous réserve d'acceptation par la caisse d'assurance maladie

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Invacare® Action® ³ _{NG} Light			Euros			
			Prix Public	LPPR/PLV		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
CES0017	☐	Invacare® Action®3NG Light FRM - Code LPPR : 9504200		420,51	443,64	443,64
TYPDE DE DOSSIER						
CES0031	☐	Dossier fixe		◆	◆	
CES0036	☐	Dossier pliant à mi-hauteur	NC : 0494	○	○	
CES0041	☐	Dossier inclinable	NC : 0494	○	○	
PACKS DE POSITIONNEMENT						
SUR DEMANDE	☐	Dossier réglable en tension asymétrique 8 sangles + 2 cale-troncs repositionnables + un coussin d'assise Matrx Libra + une base rigide + une ceinture pelvienne 2 points Bodypoint	Uniquement avec hauteur de dossier 43 cm	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
CES0062	☐	Pack Positionnement Vicair : - Dossier Vicair Liberty , Livré avec un tendeur de dossier - Coussin d'assise Vicair au choix (Active O2 , Adjuster O2 ou Vector O2) - Ceinture Bodypoint au choix (2 ou 4 points)	NC : 0230, 0396, 0410, 0431, 0432, 0435, 0445, 0460, 0494, 0495, 0451 à 0469, 0853 à 0856, 0871, 0873, 0874, 0876, 0891 à 0894, 0852, 1360	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
CES0063	☐	Pack Positionnement Matrx : - Dossier rigide Matrx au choix (Elite E2 ou Elite E2 Deep) - Coussin d'assise Flo-tech Solution Xtra ou Matrx Libra - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture pelvienne Bodypoint au choix (2 pt ou 4 pt) - Appui-tête ou appui-joue Invacare	NC : 0180, 0396, 0493, 0494, 0495, 0853 à 0856, 0871, 0873, 0884, 0885, 0886, 0887, 0905, 0906, 0907, 0908, 1360	1289,10	1360,00	1360,00 (4 + 5 + 1)
MOTORISATIONS ALBER &						
CES0070	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein, et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 0310, 0315, 0732, 0832, 1064, 1066, 1073, 1074, 1082, 1170, 1185, 1201, 1280, 1320, 1330, 1345, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	594,31	627,00	
CES0080	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0300, 0310, 0315, 0455, 0460, 0451 à 0469, 0908, 1170, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440	451,18	476,00	476,00 (13)
CES0090	☐	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil eco	NC : 0290, 0300, 0310, 0315, 0451 à 0469, 0905, 0906, 0907, 0908, 0945, 1185, 1201, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1451	414,25	437,03	437,03 (13)
TYPES DE PROPULSION						
CES0100	☐	Standard		◆	◆	
CES0110	☐	Transit	NC : 0290 à 0315, 0431, 0738, 0739, 1054, 1056, 1064, 1066, 1068, 1071, 1072, 1076, 1140, 1150, 1180, 1185, 1190, 1260, 1261, 1275, 1320, 1330, 1365, 1390	○	○	
ASSISE						
Largeur d'assise						
CES0180	☐	380 mm	NC : 0485, 0486, 0487, 0488, 0545+0595, 0852, 0855	○	○	
CES0190	☐	405 mm	NC : 0482, 0486, 0487, 0488, 0545+0595	○	○	
CES0200	☐	430 mm	NC : 0482, 0483, 0487, 0488, 0853	◆	◆	
CES0210	☐	455 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0488, 0853	○	○	
CES0220	☐	480 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0852, 0853, 0854	○	○	
CES0230	☐	505 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0852, 0853, 0854, 0855, 0856	○	○	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément pour appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (13) code LPPR : 9912139 - VPH, adjonction, achat produit d'assistance à la propulsion à commande uniquement par l'accompagnant, neuf pour FRM - 3 500,00 € - Cf Fiche de mesures de la motorisation choisie						

Invacare® Action ³ _{NG} Light				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
SUR DEMANDE	☐	555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise rembourrée inclus Sur demande uniquement Délai de fabrication + 7 jours	NC : 0431, 0432, 0330, 0340, 0849 + 0240, 0853 à 0873, 0852, 0945, 1480. Si hauteur de dossier 510 mm, toile de dossier nylon noir de série à la place de la toile de dossier bi-matière	○	○	
Profondeur d'assise						
CES0240	☐	400 mm	NC : 0879	◆	◆	
CES0250	☐	450 mm	NC : 0853, 0878	○	○	
CES0252	☐	Ajustable de 450 à 400 mm <i>Livré à 430 mm</i> (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	○	○	
Hauteur d'assise avant						
CES0260	☐	510 mm	NC : 0738, 0739, 0838, 0839, 1035, 1050, 1054, 1056 1066	○	○	
CES0270	☐	485 mm	NC : 1054	◆	◆	
CES0280	☐	460 mm		○	○	
CES0290	☐	435 mm	NC : 0660/0670/0760/0770 + roues 24", 1005, 1010, 1030, 1056	○	○	
CES0300	☐	410 mm	NC : roues 24", 0935, 1005, 1010, 1030, 1056, 1365, 1370, 1440	○	○	
CES0310	☐	385 mm (uniquement avec roues avant de 5" CES1054 et roues arrières de 22")	NC : 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0739, 0935, 1035, 1050, 1056, 1068, 1280, 1365, 1370, 1440	○	○	
CES0315	☐	360 mm (uniquement avec roues avant de 5" CES1054 et roues arrières de 20")	NC : 0600, 0620, 0660, 0670, 0738, 0739, 0760, 0770, 0838, 0839, 0935, 1280, 1035, 1050, 1056, 1066, 1068, 1365, 1375, 1440	○	○	
Toile d'assise						
CES0330	☐	Nylon noir		◆	◆	
CES0340	☐	Nylon noir avec scratch		○	○	
CES0350	☐	Nylon noir rembourrée		○	○	
DOSSIER						
Type de dossier - roulettes anti-basculer recommandées avec dossier inclinable						
CES0396	☐	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0493, 0495, 0451 à 0469, 0474, 0477, 0478, 0481, 0905, à 0908, 0940, 1451	113,74	120,00	
CES0410	☐	Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm	NC : 0493, 0495, 0471, 0477, 0945	◆	◆	
CES0420	☐	Fixe 7° - hauteur 510 mm	NC : 0494, 0471, 0477, 0945	○	○	
CES0431	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes + 850 g par rapport au dossier fixe standard	NC : 0493 à 0495, 0471, 0474, 0478, 0480, 0481, 0882, 0905 à 0907, 0940, 1280, 1345, 1451	293,84	310,00	Sur devis (9)
CES0432	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues + 850 g par rapport au dossier fixe standard	NC : 0493 à 0495, 0471, 0474, 0475, 0478, 0481, 0882	293,84	310,00	Sur devis (9)
CES0435	☐	Inclinable par crémaillères 0°-30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0493, 0495, 0471, 0477, 0738, 0739, 0838, 0839, 0940, 0945, 1185, 1190	○	○	
CES0445	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm	NC : 0493, 0495, 0471, 0477, 0738, 0739, 0838, 0839, 0940, 0945, 1185, 1190	113,74	120,00	Sur devis (9)
CES0450	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm	NC : 0495, 0471, 0477, 0738, 0739, 0838, 0881, 0940, 0945, 1185, 1190	113,74	120,00	Sur devis (9)
CES0455	☐	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 430 mm - 240 mm plié	NC : 0493, 0494, 0495, 0451, 0452, 0453, 0454, 0458, 0459, 0466, 0467, 0471, 0477, 0945	○	○	
CES0460	☐	Pliant 7° à mi-hauteur - hauteur 510 mm - 240 mm plié	NC : 0493, 0494, 0495, 0451, 0452, 0453, 0454, 0458, 0459, 0466, 0467, 0471, 0477, 0945	○	○	
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis						



0396



0435



0455 / 0460

Invacare® Action® ³ NG Light			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
Dossiers Vicair & Matrx - Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !					
Attention - Vicair : Perte de profondeur d'assise de 50 mm					
CES0493	☐ Vicair Liberty - hauteur 450 mm Livré avec un tendeur de dossier Délai : +5j ouvrés	NC: 0471 à 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0494	☐ Vicair Anatomic - hauteur 400 mm Livré avec un tendeur de dossier Délai : +15j ouvrés	NC: 0210, 0220, 0230, 0471 à 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0495	☐ Vicair Anatomic - hauteur 480 mm Livré avec un tendeur de dossier Délai : +15j ouvrés	NC: 0471 à 0481, 0940, 0945, 0952, 1345	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0451	☐ Matrx Elite E2 hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0452	☐ Matrx Elite E2 hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0453	☐ Matrx Elite E2 hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0454	☐ Matrx Elite E2 hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0456	☐ Matrx Elite E2 hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0461	☐ Matrx Elite E2 hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0462	☐ Matrx Elite E2 hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0457	☐ Matrx Elite E2 hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0458	☐ Matrx Elite Deep E2 hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0459	☐ Matrx Elite Deep E2 hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0466	☐ Matrx Elite Deep E2 hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0467	☐ Matrx Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0468	☐ Matrx Elite Deep E2 hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0463	☐ Matrx Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0464	☐ Matrx Elite Deep E2 hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
CES0469	☐ Matrx Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard	NC : 0471, 0474, 0477, 0478, 0481, 0657, 0677, 0757, 0777, 0882, 0940, 0945	568,72	600,00	600,00 (4)
Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini ou Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split.					
Largeur du dossier Matrx					
CES0482	☐ 360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
CES0483	☐ 380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
CES0484	☐ 410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
CES0485	☐ 430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
CES0486	☐ 460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
CES0487	☐ 480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
CES0488	☐ 510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €					
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis					

Matrx Elite E2 / Elite Deep E2

Fixation standard




Matrx Elite E2 / Elite Deep E2




Fixation standard

Invacare® Action® ³ NG Light			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
Toile de dossier					
CES0471	☐ Rembourrée	NC : 0882, 0905, 0906, 0907	○	○	
CES0474	☐ Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir - <i>sans tendeur de dossier</i> Pour une configuration légère !		◆	◆	
CES0477	☐ Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>sans tendeur de dossier</i> - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle		94,79	100,00	600,00 (4)
CES0478	☐ Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	94,79	100,00	600,00 (4)
CES0481	☐ Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - <i>inclus un tendeur de dossier</i>	NC : 0940, 0945	161,14	170,00	600,00 (4)
POTENCES ET PALETTES					
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières					
Potence droite					
CES0510	☐ Potence à 80°		◆	◆	
CES0520	☐ Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	○	○	
CES0545	☐ Support amputé - <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	○	○	
Potence gauche					
CES0560	☐ Potence à 80°		◆	◆	
CES0570	☐ Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	○	○	
CES0595	☐ Support amputé - <i>l'utilisation de roulettes anti-bascule est conseillée, potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	○	○	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)					
CES0600	☐ Fixe		◆	◆	
CES0610	☐ Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○	
CES0611	☐ Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0935, 0936	○	○	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)					
CES0620	☐ Fixe		◆	◆	
CES0630	☐ Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○	
ACCOUDOIRS					
			Découvrez également la gouttière hémiplégique dynamique Bodypoint ! Retrouvez sa fiche de mesure dédiée sur notre site internet		
Accoudoir droit (coloris noir mat)					
CES0640	☐ Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839, 1480, 1483	◆	◆	
CES0650	☐ Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839	○	○	
CES0656	☐ Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	113,74	120,00	
CES0657	☐ Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire gauche)		113,74	120,00	600,00 (4)
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis					



Invacare® Action® ³ NG Light			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
			HT	TTC		
CES0660	☐ Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0756, 0772, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839, 1480, 1483	○	○		 0660 / 0760
CES0670	☐ Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0740, 0750, 0756, 0780, 0790, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839	○	○		
CES0672	☐ Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 0838, 1480	113,74	120,00		 0672 / 0772
CES0677	☐ Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire gauche)		113,74	120,00	600,00 (4)	
CES0680	☐ Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0838, 0839, 1480, 1483	104,27	110,00		 0695 / 0795
CES0690	☐ Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0795, 0796, 0798, 0838, 0839, 1483	104,27	110,00		
CES0695	☐ Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1480, 1483	○	○		 0732 / 0832
CES0696	☐ Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 0839, 1185, 1483	○	○		
CES0698	☐ Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 1185, 1480	113,74	120,00		
CES0732	☐ Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0838, 0839, 1185, 1480, 1483	○	○		
CES0738	☐ Garde-boue amovible et réglable en hauteur Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0839, 1064, 1066, 1200, 1201, 1480, 1483	○	○		
CES0739	☐ Accoudoir tube escamotable avec capitonnage 230 mm, réglable en hauteur sur 100 mm par pas de 25 mm, livré avec garde-boue amovible Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0838, 1064, 1066, 1200, 1201, 1345, 1430, 1365, 1480, 1483	132,70	140,00		
Appui palmaire droit						
CES0662	☐ Appui palmaire plat et ambidextre		○	○		
CES0664	☐ Appui palmaire bombé et ambidextre		○	○		
CES0666	☐ Appui palmaire à corne courbée vers l'intérieur		○	○		
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CES0740	☐ Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette courte	NC : 1480, 1484	◆	◆		
CES0750	☐ Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - manchette longue		○	○		
CES0756	☐ Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation		113,74	120,00		
CES0757	☐ Amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire gauche)		113,74	120,00	600,00 (4)	
CES0760	☐ Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480, 1484	○	○		
CES0770	☐ Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		○	○		
(4) code LPPR : 981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis						

Invacare® <i>Action</i> ³ <i>NG Light</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CES0772	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480	113,74	120,00	
CES0777	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique - gouttière concave HÉMI avec appui palmaire au choix (voir section appui-palmaire gauche)		113,74	120,00	600,00 (4)
CES0780	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484	104,27	110,00	
CES0790	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1484	104,27	110,00	
CES0795	☐	Amovible et réglable en hauteur - manchette courte	NC : 1185, 1480, 1484	○	○	
CES0796	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur - manchette longue	NC : 1185, 1484	○	○	
CES0798	☐	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0740, 0750, 0756, 0760, 0770, 0772, 0780, 0790, 0838, 1185, 1480	113,74	120,00	
CES0832	☐	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1185, 1480, 1484	○	○	
CES0838	☐	Garde-boue amovible et réglable en hauteur - Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 1064, 1066, 1484	○	○	
CES0839	☐	Accoudoir tube escamotable avec capitonnage 230 mm, réglable en hauteur sur 100 mm par pas de 25 mm, livré avec garde-boue amovible Coussin recommandé pour les hauteurs d'assise 410 et 435 mm	NC : 1064, 1066, 1200, 1201, 1345, 1365, 1430, 1480, 1484	132,70	140,00	
Appui palmaire gauche						
CES0762	☐	Appui palmaire plat et ambidextre		○	○	
CES0764	☐	Appui palmaire bombé et ambidextre		○	○	
CES0766	☐	Appui palmaire à corne courbée vers l'intérieur		○	○	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin						
CES0853	☐	Coussin Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, livré avec deux housses noires, poids max utilisateur 50 kg	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00 (11)
CES0854	☐	Coussin Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, livré avec deux housses noires, poids max utilisateur 100 kg	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00 (11)
CES0855	☐	Coussin Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, livré avec deux housses noires, poids max utilisateur 100 kg	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	65,40	69,00	69,00 (11)
CES0856	☐	Coussin Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, livré avec deux housses noires, poids max utilisateur 100 kg	NC : 0871, 0873, 0878, 0879	76,78	81,00	81,00 (11)
CES0871	☐	Coussin d'assise Contour ViscoNG - épaisseur 100 mm, livré avec deux housses noires	NC : 0873	76,78	81,00	81,00 (12)
CES0873	☐	Coussin Flo-tech Image épaisseur 55 mm, livré avec deux housses noires	NC : 0707	284,36	300,00	600,00 (5)
CES0874	☐	Coussin Flo-tech Solution Xtra épaisseur 60 mm, livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)
CES0876	☐	Coussin d'assise Matrx Libra , livré avec deux housses respirantes noires, épaisseur 70 mm, livré		426,54	450,00	600,00 (5)
CES0884	☐	Vicair Active O2 - hauteur 60 mm Délai : 15j ouvrés , livré avec deux housses	NC : 0852, 0891, 0892, 0893, 0894, 1345	568,72	600,00	600,00 (5)
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis (11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €						



0853 / 0854
0855 / 0856



0871



0873



0876

Invacare® Action® ³ NG Light			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
CES0885	☐ Vicair Active O2 - hauteur 90 mm Délai : 15j ouvrés, livré avec deux housses	NC : 0852, 0891, 0892, 0893, 0894, 1345	568,72	600,00	600,00 (5)
CES0886	☐ Vicair Adjuster O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +5j ouvrés	NC : 0852, 0891, 0892, 0893, 0894, 1345	568,72	600,00	600,00 (5)
CES0887	☐ Vicair Vector O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés	NC : 0852, 0891, 0892, 0893, 0894, 1345	568,72	600,00	600,00 (5)
Profondeur du coussin					
CES0878	☐ Profondeur 400 mm		☐	☐	
CES0879	☐ Profondeur 450 mm		☐	☐	
Premier accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra					
CES0891	☐ Biseaux fessiers, la paire		☐	☐	
CES0892	☐ Plot d'abduction		☐	☐	
CES0893	☐ Biseau latéral		☐	☐	
CES0894	☐ Biseau crural		☐	☐	
Second accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra					
CES0891	☐ Biseaux fessiers, la paire		☐	☐	
CES0892	☐ Plot d'abduction		☐	☐	
CES0893	☐ Biseau latéral		☐	☐	
CES0894	☐ Biseau crural		☐	☐	
Autres options					
CES0852	☐ Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		☐	☐	600,00 (5)
CES0882	☐ Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		142,18	150,00	600,00 (4)
CES0905	☐ Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0906, 0907, 0908, 0940, 0945	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)
CES0906	☐ Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0907, 0908, 0940, 0945	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)
CES0907	☐ Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0908, 0940, 0945	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)
CES0908	☐ Appui-tête Matrx avec coussin Soft largeur 255mm - livré avec fixation - pour dossier Matrx uniquement		426,54	450,00	600,00 (4)
CES0930	☐ Sangle appui-molet		10,43	11,00	600,00 (5)
CES0935	☐ Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)	NC : 0936	☐	☐	
CES0936	☐ Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		☐	☐	
CES0940	☐ Tendeur de dossier	NC : 0945	☐	☐	
CES0945	☐ Tendeur de dossier pliant	NC : 1451	☐	☐	
COLORIS DE CHASSIS					
CES0961	☐ Gris Ardoise (RAL 7024)		☐	☐	
CES0964	☐ Blanc Perle		☐	☐	
CES0965	☐ Vert Electrique		54,03	57,00	
CES0966	☐ Noir Mat		☐	☐	
CES0969	☐ Rouge Mat		☐	☐	
CES0972	☐ Bleu Acqua		54,03	57,00	
CES0974	☐ Bleu Ultramarin		☐	☐	
CES0976	☐ Violet Foncé		54,03	57,00	
CES0980	☐ Noir Brillant		☐	☐	
CES0991	☐ Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale		
SUPPORTS DE FOURCHE					
CES0996	☐ Supports de fourche Light - GAIN DE POIDS DE 400 g		☐	☐	
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 € (4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €					

CES0882

CES0905

CES0906

CES0907

CES0908

CES0945

CES0961 / CES0964 / CES0965 / CES0966

CES0974 / CES0976 / CES0969 / CES0980

CES0972



0882



0905



0906

0907



0908



0945




0961 / 0964 / 0965 / 0966








0974 / 0976 / 0969 / 0980



0972

Invacare® Action ^{®3} NG Light			Euros				
			Prix Public		LPPR/PLV		
			HT	TTC			
ROUES AVANT							
CES1005	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		☐	☐	 1010 1050	
CES1010	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		☐	☐		
CES1030	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		☐	☐		
CES1035	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		☐	☐		
CES1050	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆		
CES1054	☐	5"x 1" - 125 x 30 mm - Bandage noir		☐	☐		
CES1056	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		☐	☐		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière						 Standard Composite Active	
CES1064	☐	20" - 515 mm NC : 1071, 1073, 1074, 1076, 1088, 1092 1170, 1260, 1280		☐	☐		
CES1066	☐	22" - 560 mm NC : 1074, 1092, 1260		☐	☐		
CES1068	☐	24" - 600 mm NC : 1261		◆	◆		
Type de roues arrière							
CES1071	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris) NC : 1092, 1140, 1170, 1280		☐	☐		
CES1072	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier) NC : 1092, 1280		☐	☐		
CES1073	☐	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier) NC : 1092, 1270, 1275, 1320, 1330	178,20	188,00	Sur devis (9)		
CES1074	☐	Composite (moyeu et jante en composite noir) NC : 1088, 1092, 1260, 1261, 1280	90,05	95,00			
CES1076	☐	Actives (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial) NC : 1170, 1201, 1260, 1261, 1280		◆	◆		
Type de revêtement roues arrière						 1" 1.3/8" 1.3/8" 1088 1084 1082	
CES1082	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
CES1084	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		☐	☐		
CES1088	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		☐	☐		
CES1092	☐	Pneumatique noir Maxxis Alpha Protect 1" - 25 - 540		☐	☐		
Mains-courantes						 1092	
CES1140	☐	Aluminium anodisé		◆	◆		
CES1150	☐	Noires - plastique antidérapant		☐	☐		
CES1151	☐	Acier inoxydable		☐	☐		
Axes des roues arrière							
CES1170	☐	Fixes NC : 1185, 1280, 1365		☐	☐		
CES1180	☐	A démontage rapide		◆	◆		
Position axes des roues arrière							
CES1185	☐	Position active (axes 37,5 mm devant les tubes de dossier) - Platines arrière spécifiques NC : 1320, 1330, 1345, 1365		☐	☐		
CES1190	☐	Position standard (axes 25 mm devant les tubes de dossier)		◆	◆		
CES1200	☐	Position reculée (axes 25 mm derrière les tubes de dossier - de série avec dossier inclinable)		☐	☐		
CES1201	☐	Position très reculée (axes 60 mm derrière les tubes de dossier) NC : 1275, 1280, 1320, 1330, 1365		☐	☐		
OPTIONS DE CHASSIS							
CES1241	☐	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		☐	☐	 1241	
CES1260	☐	Protège-rayons noirs, la paire NC : 1261	142,18	150,00			
CES1261	☐	Protège-rayons transparents, la paire	142,18	150,00			
FREINS							
CES1270	☐	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆	 1270	
CES1275	☐	Freins à tirer à poignée escamotable		☐	☐		
CES1280	☐	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		☐	☐		
CES1320	☐	Freins à câble à commande unilatérale à droite NC : 1390		☐	☐		
CES1330	☐	Freins à câble à commande unilatérale à gauche NC : 1390		☐	☐		
(9) code LPPR : 4960062 - VHP. adjonction spécifique. supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis							

Invacare® Action ^{®3} NG Light			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
			HT	TTC		
OPTIONS DE SECURITE						
CES1345	☐ Kit de transport (accroches taxi)		○	○		 1345  1360  1361 / 1362  1363 / 1364  1365  1370  1375    
CES1360	☐ Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	31,28	33,00	600,00 (5)	
CES1361	☐ Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1362, 1363, 1364	189,57	200,00	600,00 (5)	
CES1362	☐ Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1363, 1364	189,57	200,00	600,00 (5)	
CES1363	☐ Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1364	189,57	200,00	600,00 (5)	
CES1364	☐ Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		189,57	200,00	600,00 (5)	
CES1365	☐ Roulettes de transfert 4", la paire		○	○		
CES1370	☐ Roulettes anti-basculer, la paire	NC : 1375, 1440	○	○		
CES1375	☐ Roulettes anti-basculer avec tube basculeur, la paire	NC : 1440	○	○		
CES1380	☐ Kit réflecteurs (roues et châssis) (uniquement pour roues rayonnées)		○	○		
CES1390	☐ Extension de frein, la paire		○	○		
OPTIONS						
CES1430	☐ Porte-canne		○	○		 1440
CES1440	☐ Tube basculeur à droite		○	○		
CES1451	☐ Tige porte-sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		97,63	103,00		
AUTRES OPTIONS						
CES1480	☐ Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1483, 1484, 1485	125,12	132,00	132,00 (2)	 1483 / 1484  1480  1485 
CES1483	☐ Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1484	125,12	132,00	132,00 (2)	
CES1484	☐ Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		125,12	132,00	132,00 (2)	
CES1485	☐ Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00	Sur devis (9)	
(2) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction, tablette complète - 132,00 €						
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRM - sur devis						
Rampes en accessoire						
1654128	☐ Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	Sur devis (9)	 1654128  1654129  1654130
1654129	☐ Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	Sur devis (9)	
1654130	☐ Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	Sur devis (9)	