

Catégorie Hors LPPR



Yes, you can.

Pack Comfort :

Transformez l'Action 3 NG RC en un véritable fauteuil de confort 6 roues léger et pliant

UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique** !

À partir de :
1 117,98 € TTC

Action®_{NG} Family

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

alber

Bodypoint

matrx®
SCIENCE OF SEATING



Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	 	Type de châssis	Fauteuil 6 roues, pliant par croisillon avec inclinaison d'assise mécanique à 25°
Référence d'achat :		Roues motrices	Centrales (meilleur accès aux mains-courantes)
Code client :		Matière	Aluminium
Cachet du distributeur :		Dossier	Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
		Inclinaison d'assise	25° - position de repose (condamnable)
		Roues arrière	Supports articulés, 5", facilitant le 2 roues
		Potences	Escamotables et amovibles
		Freins	A tirer par câble (inédits !)
		Poids total	A partir de 17,6 kg
		Poids de transport	11,2 kg
		Crash-testé	Oui (avec option 1345)
		Positionnement	Compatible avec les produits Matrx et Bodypoint
		Poids max utilisateur	125 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Invacare [®] Action ^{®3} NG RC				Euros		
				Prix Public		
				HT	TTC	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
CET0031	☐	Invacare [®] Action ^{®3} NG RC - Dossier fixe	NC : Pack Comfort	1059,70	1117,98	
CET0036	☐	Invacare [®] Action ^{®3} NG RC - Dossier pliant à mi-hauteur	NC : Pack Comfort	1144,36	1207,30	
CET0041	☐	Invacare [®] Action ^{®3} NG RC - Dossier inclinable		1144,36	1207,30	
PACK COMFORT						
🚧 Si vous cochez le Pack, merci de ne pas cocher les options individuellement						
CET0050	☐	PACK COMFORT : Dossier inclinable par vérins hauteur 510 mm (0442) + coque de dossier rigide et amovible permettant le pliage du fauteuil + coussin de dossier Laguna (0490) + paire de repose-jambes (0520 + 0570) avec palettes réglables (0610 + 0630) + appui-nuque (0905)	NC : 0180, 0220, 0930, 0935, 0936, 0940, 0945, réhausse de dossier, 1345	293,68	309,83	
TYPES DE PROPULSION						
CET0100	☐	Standard		◆	◆	
ASSISE						
Largeur d'assise						
CET0180	☐	380 mm	NC : 0442, 0545+0595, 0852, 0855, 1345	○	○	
CET0190	☐	405 mm	NC : 0545+0595, 1345	○	○	
CET0200	☐	430 mm	NC : 0853	◆	◆	
CET0210	☐	455 mm	NC : 0853	○	○	
CET0220	☐	480 mm	NC : 0442, 0853, 0854	○	○	
CET0230	☐	505 mm	NC : 0853, 0854, 0855, 0856	○	○	
Profondeur d'assise						
CET0240	☐	400 mm	NC : 0879	◆	◆	
CET0250	☐	450 mm	NC : 0853, 0878	○	○	
CET0252	☐	Ajustable de 450 à 400 mm - livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	30,33	32,00	
Hauteur d'assise avant						
CET0270	☐	485 mm - Uniquement avec roues motrices de 24"		○	○	
CET0280	☐	460 mm - Uniquement avec roues motrices de 22"		◆	◆	
Toile d'assise						
CET0330	☐	Nylon noir		◆	◆	
CET0340	☐	Nylon noir avec scratch		○	○	
CET0350	☐	Nylon noir rembourré		30,33	32,00	
DOSSIER						
Type de dossier						
CET0380	☐	Fixe 0° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	52,13	55,00	
CET0390	☐	Fixe 0° - hauteur 510 mm	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	86,26	91,00	
CET0395	☐	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm	NC : 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0481, 0490, 0491, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73	312,00	
CET0396	☐	Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm, livré à 380 mm - poignées à pousser externes réglables en hauteur (70 mm)	NC : 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0481, 0490, 0491, 0905, 0906, 0907, 0940, 1451	295,73	312,00	
CET0410	☐	Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm - RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	◆	◆	
CET0420	☐	Fixe 7° - hauteur 510 mm RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	○	○	
						 Réhausse de dossier  0380 0390 0395  0396

Invacare® Action® ³ NG RC				Euros		
				Prix Public		
				HT	TTC	
CET0431	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes - RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT	NC : 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0882, 0905, 0906, 0907, 0940, 1345, 1451	456,87	482,00	 0431 / 0432
CET0432	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues - RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT	NC : 0471, 0474, 0475, 0478, 0479, 0480, 0481, 0490, 0491, 0882	456,87	482,00	
CET0442	☐	Inclinable par vérin 0° - 30° - hauteur 510 mm - Cannes courbées spécifiques - uniquement avec coussin de dossier Laguna ou Passad 2 RECOMMANDÉ POUR POSITION REPOS	NC : 0471, 0474, 0475, 0477, 0478, 0479, 0480, 0481, 0882, 0940, 0945, 1345, 1451	○	○	 0445 / 0450
CET0445	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0940, 0945	○	○	
CET0450	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0940, 0945	○	○	 0455 / 0460
CET0455	☐	Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 430 mm - 240 mm plié RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION	NC : 0471, 0477, 0490, 0491, 0945	○	○	
CET0460	☐	Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 510 mm - 240 mm plié RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0471, 0477, 0480, 0481, 0490, 0491, 0945	○	○	
Toile de dossier et dossiers rigides						
CET0471	☐	Rembourrée	NC : 0882, 0905, 0906, 0907	○	○	 0471
CET0474	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré noir		33,08	34,90	
CET0475	☐	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		◆	◆	 0474 / 0475
CET0477	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - sans tendeur de dossier - uniquement pour dossier rabattable et réglable en angle		○	○	
CET0478	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	66,16	69,80	 0480 / 0481
CET0479	☐	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir - inclus un tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	33,08	34,90	
CET0480	☐	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir - inclus un tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	138,39	146,00	
CET0481	☐	Rembourrée bi-matière avec pochette arrière, réglable en tension (7 sangles), nylon noir et tissu aéré noir - inclus un tendeur de dossier	NC : 0940, 0945	189,57	200,00	 0490
CET0490	☐	Dossier rigide et amovible avec coussin de dossier Laguna - UNIQUEMENT AVEC DOSSIER 0442	NC : 0940, 0945, 1451	33,08	34,90	
CET0491	☐	Dossier rigide et amovible avec coussin de de dossier Passad 2 , maintien des épaules et du buste - UNIQUEMENT AVEC DOSSIER 0442	NC : 0940, 0945, 1451	33,08	34,90	

Invacare® Action® ³ _{NG} RC				Euros		
				Prix Public		
				HT	TTC	
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CET0510	☐	Potence à 80°		◆	◆	
CET0520	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	
CET0545	☐	Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	140,28	148,00	
Potence gauche						
CET0560	☐	Potence à 80°		◆	◆	
CET0570	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC: 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	
CET0595	☐	Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	140,28	148,00	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CET0600	☐	Fixe		◆	◆	
CET0610	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	
CET0611	☐	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0935, 0936	234,12	247,00	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CET0620	☐	Fixe		◆	◆	
CET0630	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		26,43	27,88	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir droit (coloris noir mat)						
CET0660	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0772, 0780, 0790, 1480, 1483	◆	◆	
CET0670	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0772, 0780, 0790	○	○	
CET0672	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1480, 1483	113,17	119,39	
CET0680	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1480, 1483	○	○	
CET0690	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1483	○	○	
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CET0760	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1480, 1484	◆	◆	
CET0770	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		○	○	

0510 / 0560



0520 / 0570



0545 / 0595



0610 / 0630
si potence 80°



0610 / 0630
si repose-jambe
REA



0611



0660 / 0760



0672 / 0772




0680 / 0780

Invacare® Action ^{®3} NG RC				Euros		
				Prix Public		
				HT	TTC	
CET0772	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484	113,17	119,39	
CET0780	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484	○	○	
CET0790	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1484	○	○	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin						
CET0849	☐	Coussin d'assise en mousse 60 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante		33,08	34,90	
CET0853	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg	NC : 0878, 0879	76,78	81,00	
CET0854	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	65,40	69,00	
CET0855	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	65,40	69,00	
CET0856	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	76,78	81,00	
CET0871	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG - épaisseur 100 mm		76,78	81,00	
CET0873	☐	Coussin Flo-tech Image épaisseur 55 mm		246,45	260,00	
CET0876	☐	Coussin Matrx Libra , housse Mesh respirante micro-aérée noire épaisseur 70 mm		293,84	310,00	
Profondeur du coussin						
CET0878	☐	Profondeur 400 mm		○	○	
CET0879	☐	Profondeur 450 mm		○	○	
Autres options						
CET0852	☐	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		61,61	65,00	
CET0882	☐	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00	
CET0905	☐	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0906, 0907, 0940, 0945	60,10	63,41	
CET0906	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0907, 0940, 0945	199,05	210,00	
CET0907	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0940, 0945	217,06	229,00	
CET0930	☐	Sangle appui-mollet		10,43	11,00	
CET0935	☐	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)	NC : 0936	17,06	18,00	



0849



0853 / 0854
0855 / 0856



0871



0873



0876




0852





0882



0905



0906 0907

Invacare® Action ³ NG RC				Euros			
				Prix Public			
				HT	TTC		
CET0936	☐	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		83,41	88,00		 0945
CET0940	☐	Tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0945	○	○		
CET0945	☐	Tendeur de dossier pliant RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 1451	105,21	111,00		
COLORIS DE CHASSIS							
CET0961	☐	Gris Ardoise (RAL 7024)		○	○		 0961 / 0966 0974 / 0969
CET0966	☐	Noir Mat		○	○		
CET0969	☐	Rouge Mat		○	○		
CET0974	☐	Bleu Ultramarin		○	○		
CET0991	☐	Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale			
SUPPORTS DE FOURCHE							
CET0995	☐	Supports de fourche standard		◆	◆		
ROUES AVANT							
CET1035	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		○	○		 1050
CET1050	☐	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		◆	◆		
CET1056	☐	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		○	○		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							 Standard  1" 1.3/8" 1.3/8" 1088 1084 1082
CET1066	☐	22" - 560 mm	NC : 1260	◆	◆		
CET1068	☐	24" - 600 mm		○	○		
Type de roues arrière							
CET1071	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)		◆	◆		
CET1072	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		○	○		
Type de revêtement roues arrière							
CET1082	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
CET1085	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
CET1088	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○		
Mains-courantes							
CET1140	☐	Aluminium anodisé		◆	◆		
CET1150	☐	Noires - plastique antidérapant		127,01	134,00		
Axes des roues motrices							
CET1180	☐	A démontage rapide		◆	◆		
Position axes des roues centrales motrices et point de bascule							
CET1195	☐	Position standard - axes 90 mm devant les cannes de dossier et point de bascule à 62,5 mm - (position roues motrices réglables à 102,5 mm et 77,5 mm avec points de bascule respectifs à 75 mm et 50 mm)		◆	◆		
Pompe							
CET1230	☐	Pompe et support		10,43	11,00		
OPTIONS DE CHASSIS							
CET1241	☐	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○		 1241
CET1260	☐	Protège-rayons noirs, la paire (pour 24")	NC : 1261	165,88	175,00		
CET1261	☐	Protège-rayons transparents, la paire (pour 22")		165,88	175,00		
FREINS							
CET1272	☐	Freins à tirer par câble		◆	◆		

Invacare® Action® ³ _{NG} RC				Euros			
				Prix Public			
				HT	TTC		
OPTIONS DE SECURITE							
CET1345	☐	Kit de transport (accroche-taxi)	NC : 0050, 0180, 0190, 0431, 0442				1345 1360
CET1360	☐	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique		31,28	33,00		
CET1380	☐	Kit réflecteurs (roues et châssis)		38,86	41,00		
OPTIONS							
CET1451	☐	Tige porte-sérum et support <i>(tendeur de dossier 0940 obligatoire et non inclus)</i>		101,42	107,00		
AUTRES OPTIONS							
CET1480	☐	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1483, 1484, 1485	72,83	76,84		1480 1483 / 1484 1485
CET1483	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1484	72,83	76,84		
CET1484	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84		
CET1485	☐	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00		
ACCESSOIRES (livrés séparément)							
AP1493219	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible avec 0680, 0690	113,17	119,39		
AP1493220	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible avec 0780, 0790	113,17	119,39		
RAMPES							
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		1654128 1654129 1654130
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		