

# Catégorie Hors LPPR



## UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil  
grâce aux fabrications  
spéciales  
**Unique !**

À partir de :  
**1 397,46 € TTC**

Action®<sub>NG</sub> Family

UNIQUE  
Designed by you. Built by us.



matrix®  
SCIENCE OF SEATING



| Informations client      | Caractéristiques produit                                                                            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date :                   | Type de châssis : Fauteuil 6 roues, pliant par croisillon avec inclinaison d'assise mécanique à 25° |
| Référence d'achat :      | Roues motrices : Centrales (meilleur accès aux mains-courantes)                                     |
| Code client :            | Matière : Aluminium                                                                                 |
| Cachet du distributeur : | Dossier : Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable                                                   |
|                          | Inclinaison d'assise : 25° - position de repose (condamnable)                                       |
|                          | Roues arrière : Supports articulés, 5", facilitant le 2 roues                                       |
|                          | Potences : Escamotables et amovibles                                                                |
|                          | Freins : A tirer par câble (inédits !)                                                              |
|                          | Poids total : A partir de 18,4 kg                                                                   |
|                          | Poids de transport : 11,2 kg                                                                        |
|                          | Crash-testé : Oui (avec option 1345)                                                                |
|                          | Positionnement : Compatible avec les produits <b>Matrix</b> et <b>Bodypoint</b>                     |
|                          | Poids max utilisateur : 125 kg                                                                      |
|                          | Garantie : 2 ans hors pièces d'usure                                                                |

## Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

| Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®3</sup> NG RC Matrix |                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                          | Euros       |         |  |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|--|
|                                                         |                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                          | Prix Public |         |  |
| CODE                                                    |                          | DESIGNATION                                                                                                                                                                       | NC : Non Compatible<br>NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999 | HT          | TTC     |  |
| CEU0031                                                 | <input type="checkbox"/> | Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®3</sup> NG RC Matrix - Dossier fixe                                                                                                            |                                                                          | 1324,61     | 1397,46 |  |
| CEU0036                                                 | <input type="checkbox"/> | Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®3</sup> NG RC Matrix - Dossier pliant à mi-hauteur                                                                                             |                                                                          | 1366,94     | 1442,12 |  |
| CEU0041                                                 | <input type="checkbox"/> | Invacare <sup>®</sup> Action <sup>®3</sup> NG RC Matrix - Dossier inclinable                                                                                                      |                                                                          | 1366,94     | 1442,12 |  |
| TYPES DE PROPULSION                                     |                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                          |             |         |  |
| CEU0100                                                 | <input type="checkbox"/> | Standard                                                                                                                                                                          |                                                                          | ◆           | ◆       |  |
| ASSISE                                                  |                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                          |             |         |  |
| Largeur d'assise                                        |                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                          |             |         |  |
| CEU0180                                                 | <input type="checkbox"/> | 380 mm                                                                                                                                                                            | NC : 0485, 0486, 0487, 0488, 0545+0595, 0852, 0855, 1345                 | ○           | ○       |  |
| CEU0190                                                 | <input type="checkbox"/> | 405 mm                                                                                                                                                                            | NC : 0482, 0486, 0487, 0488, 0545+0595, 1345                             | ○           | ○       |  |
| CEU0200                                                 | <input type="checkbox"/> | 430 mm                                                                                                                                                                            | NC : 0482, 0483, 0487, 0488, 0853                                        | ◆           | ◆       |  |
| CEU0210                                                 | <input type="checkbox"/> | 455 mm                                                                                                                                                                            | NC : 0482, 0483, 0484, 0488, 0853                                        | ○           | ○       |  |
| CEU0220                                                 | <input type="checkbox"/> | 480 mm                                                                                                                                                                            | NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0853, 0854                                  | ○           | ○       |  |
| CEU0230                                                 | <input type="checkbox"/> | 505 mm                                                                                                                                                                            | NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0853, 0854, 0855, 0856                | ○           | ○       |  |
| Profondeur d'assise                                     |                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                          |             |         |  |
| CEU0240                                                 | <input type="checkbox"/> | 400 mm                                                                                                                                                                            | NC : 0879                                                                | ◆           | ◆       |  |
| CEU0250                                                 | <input type="checkbox"/> | 450 mm                                                                                                                                                                            | NC : 0853, 0878                                                          | ○           | ○       |  |
| CEU0252                                                 | <input type="checkbox"/> | Ajustable de 450 à 400 mm - livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)                                                                                             | NC : 0330, 0350                                                          | ○           | ○       |  |
| Hauteur d'assise avant                                  |                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                          |             |         |  |
| CEU0270                                                 | <input type="checkbox"/> | 485 mm - Uniquement avec roues motrices de 24"                                                                                                                                    |                                                                          | ○           | ○       |  |
| CEU0280                                                 | <input type="checkbox"/> | 460 mm - Uniquement avec roues motrices de 22"                                                                                                                                    |                                                                          | ◆           | ◆       |  |
| Toile d'assise                                          |                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                          |             |         |  |
| CEU0330                                                 | <input type="checkbox"/> | Nylon noir                                                                                                                                                                        |                                                                          | ◆           | ◆       |  |
| CEU0340                                                 | <input type="checkbox"/> | Nylon noir avec scratch                                                                                                                                                           |                                                                          | ○           | ○       |  |
| CEU0345                                                 | <input type="checkbox"/> | Réglable en tension et réglage en profondeur par pas de 50 mm                                                                                                                     |                                                                          | ○           | ○       |  |
| CEU0350                                                 | <input type="checkbox"/> | Nylon noir rembourrée                                                                                                                                                             |                                                                          | ○           | ○       |  |
| DOSSIER                                                 |                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                          |             |         |  |
| Type de dossier                                         |                          |                                                                                                                                                                                   |                                                                          |             |         |  |
| CEU0380                                                 | <input type="checkbox"/> | Fixe 0° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm                                                                                                                                       |                                                                          | ○           | ○       |  |
| CEU0390                                                 | <input type="checkbox"/> | Fixe 0° - hauteur 510 mm                                                                                                                                                          |                                                                          | ○           | ○       |  |
| CEU0410                                                 | <input type="checkbox"/> | Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm - RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION                                                                                                       |                                                                          | ◆           | ◆       |  |
| CEU0420                                                 | <input type="checkbox"/> | Fixe 7° - hauteur 510 mm RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS                                                                                                                        |                                                                          | ○           | ○       |  |
| CEU0431                                                 | <input type="checkbox"/> | Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes - RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT | NC : 0905, 0906, 0907, 1451                                              | 456,87      | 482,00  |  |



0380 / 0390



0431 / 0432

| Invacare® Action® <sup>3</sup> <sub>NG</sub> RC Matrix                                                                                                                                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                |                               | Euros       |        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                |                               | Prix Public |        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                |                               | HT          | TTC    |  |
| CEU0432                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°,<br>toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues -<br><b>RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT</b> |                               | 456,87      | 482,00 |  |
| CEU0445                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur -<br>hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm<br><b>RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION</b>                                                             |                               | ◆           | ◆      |  |
| CEU0450                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur -<br>hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm<br><b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>                                                         |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0455                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 430 mm - 240 mm plié<br><b>RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION</b>                                                                                                  | NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467 | ◆           | ◆      |  |
| CEU0460                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 510 mm - 240 mm plié<br><b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>                                                                                              | NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467 | ○           | ○      |  |
| Dossiers Matrix - Voir tableau de correspondance "Largeurs possibles des dossiers Matrix en fonction de la largeur d'assise" en bas de la fiche de mesure. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrix ! |                          |                                                                                                                                                                                                |                               |             |        |  |
| CEU0451                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite E2</b> hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>                                                                                                                    |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0452                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite E2</b> hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>                                                                                                                    |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0453                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite E2</b> hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>                                                                                                                    |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0454                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite E2</b> hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>                                                                                                                    |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0456                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite E2</b> hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>                                                                                                                    |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0461                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite E2</b> hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>                                                                                                                    |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0462                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite E2</b> hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Standard</b>                                                                                                                |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0457                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite E2</b> hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Standard</b>                                                                                                                |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0458                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite Deep E2</b> hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>                                                                                                              |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0459                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite Deep E2</b> hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>                                                                                                              |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0466                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite Deep E2</b> hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>                                                                                                              |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0467                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite Deep E2</b> hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>                                                                                                              |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0468                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite Deep E2</b> hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>                                                                                                              |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0463                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <b>Matrix Elite Deep E2</b> hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>                                                                                                              |                               | ○           | ○      |  |
| <b>Attention</b> - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini ou Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split.                                       |                          |                                                                                                                                                                                                |                               |             |        |  |
| Largeur du dossier Matrix - voir tableau à la fin de la fiche de mesures                                                                                                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                |                               |             |        |  |
| CEU0482                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | 360 mm - largeur de buste indicative 265 mm                                                                                                                                                    |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0483                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | 380 mm - largeur de buste indicative 290 mm                                                                                                                                                    |                               | ○           | ○      |  |
| CEU0484                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | 410 mm - largeur de buste indicative 315 mm                                                                                                                                                    |                               | ○           | ○      |  |



0445 / 0450



0455 / 0460



Matrix Elite E2 / Elite Deep E2



Fixation standard

| Invacare® Action <sup>®3</sup> NG RC Matrix                |                          |                                                                                                                                                                            |                                   | Euros                               |        |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------|--|
|                                                            |                          |                                                                                                                                                                            |                                   | Prix Public                         |        |  |
|                                                            |                          |                                                                                                                                                                            |                                   | HT                                  | TTC    |  |
| CEU0485                                                    | <input type="checkbox"/> | 430 mm - largeur de buste indicative 340 mm                                                                                                                                |                                   | ○                                   | ○      |  |
| CEU0486                                                    | <input type="checkbox"/> | 460 mm - largeur de buste indicative 370 mm                                                                                                                                |                                   | ○                                   | ○      |  |
| CEU0487                                                    | <input type="checkbox"/> | 480 mm - largeur de buste indicative 390 mm                                                                                                                                |                                   | ○                                   | ○      |  |
| CEU0488                                                    | <input type="checkbox"/> | 510 mm - largeur de buste indicative 420 mm                                                                                                                                |                                   | ○                                   | ○      |  |
| POTENCES ET PALETTES                                       |                          |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |        |  |
| DE258401                                                   | <input type="checkbox"/> | Abduction de 30° pour potences ou repose-jambes - en fabrication spéciale                                                                                                  |                                   | Sur demande de fabrication spéciale |        |  |
| Palettes séparées livrées avec sangles talonnières         |                          |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |        |  |
| Potence droite                                             |                          |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |        |  |
| CEU0510                                                    | <input type="checkbox"/> | Potence à 80°                                                                                                                                                              |                                   | ◆                                   | ◆      |  |
| CEU0520                                                    | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm                    | NC : 0611, 0930, 0935, 0936       | 73,82                               | 77,88  |  |
| CEU0545                                                    | <input type="checkbox"/> | Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>                                                                                                               | NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936 | 140,28                              | 148,00 |  |
| Potence gauche                                             |                          |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |        |  |
| CEU0560                                                    | <input type="checkbox"/> | Potence à 80°                                                                                                                                                              |                                   | ◆                                   | ◆      |  |
| CEU0570                                                    | <input type="checkbox"/> | Repose-jambe <b>REA</b> réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm                    | NC: 0611, 0930, 0935, 0936        | 73,82                               | 77,88  |  |
| CEU0595                                                    | <input type="checkbox"/> | Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>                                                                                                               | NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936 | 140,28                              | 148,00 |  |
| Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm) |                          |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |        |  |
| CEU0600                                                    | <input type="checkbox"/> | Fixe                                                                                                                                                                       |                                   | ◆                                   | ◆      |  |
| CEU0610                                                    | <input type="checkbox"/> | Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)                                                                          |                                   | ○                                   | ○      |  |
| CEU0611                                                    | <input type="checkbox"/> | Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable                                                                                                        | NC : 0620, 0630, 0935, 0936       | 234,12                              | 247,00 |  |
| Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm) |                          |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |        |  |
| CEU0620                                                    | <input type="checkbox"/> | Fixe                                                                                                                                                                       |                                   | ◆                                   | ◆      |  |
| CEU0630                                                    | <input type="checkbox"/> | Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)                                                                          |                                   | ○                                   | ○      |  |
| ACCOUDOIRS                                                 |                          |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |        |  |
| Accoudoir droit (coloris noir mat)                         |                          |                                                                                                                                                                            |                                   |                                     |        |  |
| CEU0660                                                    | <input type="checkbox"/> | Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm -                                                                                            | NC : 0772, 0780, 0790, 1480, 1483 | ◆                                   | ◆      |  |
| CEU0670                                                    | <input type="checkbox"/> | Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm -                                                                                            | NC : 0772, 0780, 0790             | ○                                   | ○      |  |
| CEU0672                                                    | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique | NC : 0760, 0770, 1480, 1483       | 113,17                              | 119,39 |  |
| CEU0680                                                    | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique                                | NC : 0760, 0770, 1480, 1483       | ○                                   | ○      |  |
| CEU0690                                                    | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique            | NC : 0760, 0770, 1483             | ○                                   | ○      |  |



0510 / 0560



0520 / 0570



0545 / 0595



0610 / 0630  
si potence 80°



0610 / 0630  
si repose-jambe **REA**



0611



0660 / 0760







0672 / 0772




0680 / 0780



| Invacare® Action <sup>®3</sup> NG RC Matrix                    |                          |                                                                                                                                                                            |                       | Euros       |        |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                          |                                                                                                                                                                            |                       | Prix Public |        |                                                                                                                   |
|                                                                |                          |                                                                                                                                                                            |                       | HT          | TTC    |                                                                                                                   |
| <b>Accoudoir gauche (coloris noir mat)</b>                     |                          |                                                                                                                                                                            |                       |             |        |                                                                                                                   |
| CEU0760                                                        | <input type="checkbox"/> | Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm -                                                                                            | NC : 1480, 1484       | ◆           | ◆      |                                                                                                                   |
| CEU0770                                                        | <input type="checkbox"/> | Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm -                                                                                            |                       | ○           | ○      |                                                                                                                   |
| CEU0772                                                        | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique | NC : 1480, 1484       | 113,17      | 119,39 |                                                                                                                   |
| CEU0780                                                        | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique                                   | NC : 1480, 1484       | ○           | ○      |                                                                                                                   |
| CEU0790                                                        | <input type="checkbox"/> | Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique            | NC : 1484             | ○           | ○      |                                                                                                                   |
| <b>OPTIONS D'ASSISE</b>                                        |                          |                                                                                                                                                                            |                       |             |        |                                                                                                                   |
| <b>Coussin - Livré de série avec la base rigide anti-hamac</b> |                          |                                                                                                                                                                            |                       |             |        |                                                                                                                   |
| CEU0853                                                        | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg                                                          | NC : 0878, 0879       | ○           | ○      | <br>0853 / 0854<br>0855 / 0856 |
| CEU0854                                                        | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg                                                   | NC : 0878, 0879       | ○           | ○      |                                                                                                                   |
| CEU0855                                                        | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg                                                  | NC : 0878, 0879       | ○           | ○      | <br>0869                      |
| CEU0856                                                        | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg                                                  | NC : 0878, 0879       | ○           | ○      | <br>0871                     |
| CEU0869                                                        | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise <b>Flo-tech Lite</b> épaisseur 55 mm                                                                                                                      |                       | ◆           | ◆      | <br>0873                     |
| CEU0871                                                        | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise <b>Matrix Contour Visco NG</b> - épaisseur 100 mm                                                                                                         |                       | ○           | ○      | <br>0874                     |
| CEU0873                                                        | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise <b>Flo-tech Image</b> épaisseur 55 mm                                                                                                                     |                       | ○           | ○      |                                                                                                                   |
| CEU0874                                                        | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise <b>Flo-tech Solution Xtra</b> épaisseur 60 mm                                                                                                             |                       | 360,19      | 380,00 | <br>0876                     |
| CEU0876                                                        | <input type="checkbox"/> | Coussin d'assise <b>Matrix Libra</b> , housse <b>Mesh</b> respirante micro-aérée noire épaisseur 70 mm                                                                     |                       | 293,84      | 310,00 |                                                                                                                   |
| <b>Profondeur du coussin</b>                                   |                          |                                                                                                                                                                            |                       |             |        |                                                                                                                   |
| CEU0878                                                        | <input type="checkbox"/> | Profondeur 400 mm                                                                                                                                                          |                       | ○           | ○      |                                                                                                                   |
| CEU0879                                                        | <input type="checkbox"/> | Profondeur 450 mm                                                                                                                                                          |                       | ○           | ○      |                                                                                                                   |
| <b>Autres options</b>                                          |                          |                                                                                                                                                                            |                       |             |        |                                                                                                                   |
| CEU0852                                                        | <input type="checkbox"/> | Base rigide (choisir obligatoirement un coussin)                                                                                                                           |                       | ◆           | ◆      | <br>0852                     |
| CEU0905                                                        | <input type="checkbox"/> | Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>                                                                                       | NC : 0906, 0907, 0908 | 60,10       | 63,41  | <br>0905                     |
| CEU0906                                                        | <input type="checkbox"/> | Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>                                          | NC : 0907, 0908       | 199,05      | 210,00 | <br>0906                     |
| CEU0907                                                        | <input type="checkbox"/> | Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier - <b>RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS</b>                                | NC : 0908             | 217,06      | 229,00 |                                                                                                                   |

| Invacare® Action <sup>®3</sup> NG RC Matrix                    |                          |                                                                                                                                                                                                          |                 | Euros                               |                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                          |                 | Prix Public                         |                                  |                                                                                                                             |
|                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                          |                 | HT                                  | TTC                              |                                                                                                                             |
| CEU0908                                                        | <input type="checkbox"/> | Appui-tête Matrix avec coussin Soft largeur 255mm - livré avec fixation                                                                                                                                  |                 | 383,89                              | 405,00                           | <br>0908                                 |
| CEU0930                                                        | <input type="checkbox"/> | Sangle appui-mollet                                                                                                                                                                                      |                 | 10,43                               | 11,00                            |                                                                                                                             |
| CEU0935                                                        | <input type="checkbox"/> | Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)                                                                                                                   | NC : 0936       | 17,06                               | 18,00                            |                                                                                                                             |
| CEU0936                                                        | <input type="checkbox"/> | Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)                                                                                                       |                 | 79,62                               | 84,00                            |                                                                                                                             |
| COLORIS DE CHASSIS                                             |                          |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                                  |                                                                                                                             |
| CEU0961                                                        | <input type="checkbox"/> | Gris Ardoise (RAL 7024)                                                                                                                                                                                  |                 | <input type="radio"/>               | <input type="radio"/>            | <br>0961 / 0966                          |
| CEU0966                                                        | <input type="checkbox"/> | Noir Mat                                                                                                                                                                                                 |                 | <input type="radio"/>               | <input type="radio"/>            |                                                                                                                             |
| CEU0969                                                        | <input type="checkbox"/> | Rouge Mat                                                                                                                                                                                                |                 | <input type="radio"/>               | <input type="radio"/>            |                                                                                                                             |
| CEU0974                                                        | <input type="checkbox"/> | Bleu Ultramarin                                                                                                                                                                                          |                 | <input type="radio"/>               | <input type="radio"/>            |                                                                                                                             |
| CEU0991                                                        | <input type="checkbox"/> | Coloris Spécial                                                                                                                                                                                          |                 | Sur demande de fabrication spéciale |                                  | <br>0974 / 0969                          |
| SUPPORTS DE FOURCHE                                            |                          |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                                  |                                                                                                                             |
| CEU0995                                                        | <input type="checkbox"/> | Supports de fourche standard                                                                                                                                                                             |                 | <input checked="" type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/> |                                                                                                                             |
| ROUES AVANT                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                                  |                                                                                                                             |
| CEU1035                                                        | <input type="checkbox"/> | 6" x 1.1/4" - Bandage noir souple - 150 x 30 mm                                                                                                                                                          |                 | <input type="radio"/>               | <input type="radio"/>            | <br>1050                                 |
| CEU1050                                                        | <input type="checkbox"/> | 6" x 1.1/4" - Bandage noir - 150 x 30 mm                                                                                                                                                                 |                 | <input checked="" type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/> |                                                                                                                             |
| CEU1056                                                        | <input type="checkbox"/> | 5,5" x 1.3/4" - Bandage noir souple - 140 x 45 mm                                                                                                                                                        |                 | <input type="radio"/>               | <input type="radio"/>            |                                                                                                                             |
| ROUES CENTRALES MOTRICES                                       |                          |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                                  |                                                                                                                             |
| Diamètre des roues arrière                                     |                          |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                                  | <br>Standard                            |
| CEU1066                                                        | <input type="checkbox"/> | 22" - 560 mm                                                                                                                                                                                             | NC : 1260       | <input checked="" type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/> |                                                                                                                             |
| CEU1068                                                        | <input type="checkbox"/> | 24" - 600 mm                                                                                                                                                                                             | NC : 1261       | <input type="radio"/>               | <input type="radio"/>            |                                                                                                                             |
| Type de roues arrière                                          |                          |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                                  |                                                                                                                             |
| CEU1071                                                        | <input type="checkbox"/> | Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)                                                                                                                                                        |                 | <input checked="" type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/> | <br>1" 1.3/8" 1.3/8"<br>1088 1084 1082 |
| CEU1072                                                        | <input type="checkbox"/> | Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)                                                                                                                                   |                 | <input type="radio"/>               | <input type="radio"/>            |                                                                                                                             |
| Type de revêtement roues arrière                               |                          |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                                  |                                                                                                                             |
| CEU1082                                                        | <input type="checkbox"/> | Bandage noir 1.3/8" - 35 mm                                                                                                                                                                              |                 | <input checked="" type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/> |                                                                                                                             |
| CEU1085                                                        | <input type="checkbox"/> | Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm                                                                                                                                                               |                 | <input type="radio"/>               | <input type="radio"/>            |                                                                                                                             |
| CEU1088                                                        | <input type="checkbox"/> | Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25mm                                                                                                                                               |                 | <input type="radio"/>               | <input type="radio"/>            |                                                                                                                             |
| Mains-courantes                                                |                          |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                                  |                                                                                                                             |
| CEU1140                                                        | <input type="checkbox"/> | Aluminium anodisé                                                                                                                                                                                        |                 | <input checked="" type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/> |                                                                                                                             |
| CEU1150                                                        | <input type="checkbox"/> | Noires - plastique antidérapant                                                                                                                                                                          |                 | 127,01                              | 134,00                           |                                                                                                                             |
| Axes des roues motrices                                        |                          |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                                  |                                                                                                                             |
| CEU1180                                                        | <input type="checkbox"/> | A démontage rapide                                                                                                                                                                                       |                 | <input checked="" type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/> |                                                                                                                             |
| Position axes des roues centrales motrices et point de bascule |                          |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                                  |                                                                                                                             |
| CEU1195                                                        | <input type="checkbox"/> | Position standard - axes 90 mm devant les cannes de dossier et point de bascule à 62,5 mm - (position roues motrices réglables à 102,5 mm et 77,5 mm avec points de bascule respectifs à 75 mm et 50 mm) |                 | <input checked="" type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/> |                                                                                                                             |
| OPTIONS DE CHASSIS                                             |                          |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                                  |                                                                                                                             |
| CEU1241                                                        | <input type="checkbox"/> | Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire                                                                                                                                         |                 | <input type="radio"/>               | <input type="radio"/>            | <br>1241                               |
| CEU1260                                                        | <input type="checkbox"/> | Protège-rayons noirs, la paire (pour 24")                                                                                                                                                                | NC : 1261       | 165,88                              | 175,00                           |                                                                                                                             |
| CEU1261                                                        | <input type="checkbox"/> | Protège-rayons transparents, la paire (pour 22")                                                                                                                                                         |                 | 165,88                              | 175,00                           |                                                                                                                             |
| FREINS                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                                  |                                                                                                                             |
| CEU1272                                                        | <input type="checkbox"/> | Freins à tirer par câble                                                                                                                                                                                 |                 | <input checked="" type="radio"/>    | <input checked="" type="radio"/> |                                                                                                                             |
| OPTIONS DE SECURITE                                            |                          |                                                                                                                                                                                                          |                 |                                     |                                  |                                                                                                                             |
| CEU1345                                                        | <input type="checkbox"/> | Kit de transport (accroche-taxi)                                                                                                                                                                         | NC : 0180, 0190 | <input type="radio"/>               | <input type="radio"/>            | <br>1345                               |
| CEU1360                                                        | <input type="checkbox"/> | Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique                                                                                                                                                      |                 | 31,28                               | 33,00                            |                                                                                                                             |
| CEU1380                                                        | <input type="checkbox"/> | Kit réflecteurs (roues et châssis)                                                                                                                                                                       |                 | 38,86                               | 41,00                            |                                                                                                                             |

| Invacare® Action® <sup>3</sup> <sub>NG</sub> RC Matrix                   |                          |                                                                                                                                                                             |                                       | Euros       |        |     |                                                                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|                                                                          |                          |                                                                                                                                                                             |                                       | Prix Public |        |     |                                                                                                 |     |   |
|                                                                          |                          |                                                                                                                                                                             |                                       | HT          | TTC    |     |                                                                                                 |     |   |
| OPTIONS                                                                  |                          |                                                                                                                                                                             |                                       |             |        |     |                                                                                                 |     |   |
| CEU1451                                                                  | <input type="checkbox"/> | Tige porte-sérum et support<br>(tendeur obligatoire et non inclus)                                                                                                          |                                       | 101,42      | 107,00 |     |                                                                                                 |     |   |
| AUTRES OPTIONS                                                           |                          |                                                                                                                                                                             |                                       |             |        |     |                                                                                                 |     |   |
| CEU1480                                                                  | <input type="checkbox"/> | Tablette réglable en largeur transparente                                                                                                                                   | NC : 1483, 1484, 1485                 | 72,83       | 76,84  |     |  1480        |     |   |
| CEU1483                                                                  | <input type="checkbox"/> | Demi-tablette transparente escamotable, à droite                                                                                                                            | NC : 1484                             | 72,83       | 76,84  |     |  1483 / 1484 |     |   |
| CEU1484                                                                  | <input type="checkbox"/> | Demi-tablette transparente escamotable, à gauche                                                                                                                            |                                       | 72,83       | 76,84  |     |  1485        |     |   |
| CEU1485                                                                  | <input type="checkbox"/> | Coussin pour demi-tablette                                                                                                                                                  |                                       | 90,05       | 95,00  |     |                                                                                                 |     |   |
| ACCESSOIRES (livrés séparément)                                          |                          |                                                                                                                                                                             |                                       |             |        |     |                                                                                                 |     |   |
| AP1493219                                                                | <input type="checkbox"/> | Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, droite                                                                                         | Uniquement compatible avec 0680, 0690 | 113,17      | 119,39 |     |                                                                                                 |     |   |
| AP1493220                                                                | <input type="checkbox"/> | Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche                                                                                         | Uniquement compatible avec 0780, 0790 | 113,17      | 119,39 |     |                                                                                                 |     |   |
| Largeurs possibles des dossier Matrix en fonction de la largeur d'assise |                          |                                                                                                                                                                             |                                       |             |        |     |                                                                                                 |     |   |
| Largeur du dossier<br>Matrix en mm                                       |                          | Largeur d'assise en mm                                                                                                                                                      |                                       |             |        |     |                                                                                                 |     |   |
|                                                                          |                          | (mm)                                                                                                                                                                        | 380                                   | 405         | 430    | 455 | 480                                                                                             | 505 |   |
|                                                                          |                          | 360                                                                                                                                                                         | ○                                     |             |        |     |                                                                                                 |     |   |
|                                                                          |                          | 380                                                                                                                                                                         | ○                                     | ○           |        |     |                                                                                                 |     |   |
|                                                                          |                          | 410                                                                                                                                                                         | ○                                     | ○           | ○      |     |                                                                                                 |     |   |
|                                                                          |                          | 430                                                                                                                                                                         |                                       | ○           | ○      | ○   |                                                                                                 |     |   |
|                                                                          |                          | 460                                                                                                                                                                         |                                       |             | ○      | ○   | ○                                                                                               |     |   |
|                                                                          |                          | 480                                                                                                                                                                         |                                       |             |        | ○   | ○                                                                                               | ○   | ○ |
|                                                                          |                          | 510                                                                                                                                                                         |                                       |             |        |     | ○                                                                                               | ○   | ○ |
| RAMPES                                                                   |                          |                                                                                                                                                                             |                                       |             |        |     |                                                                                                 |     |   |
| 1654128                                                                  | <input type="checkbox"/> | Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant<br>Dimensions repliée : 1210 x 194 mm<br>8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg            |                                       | 402,84      | 425,00 |     |  1654128    |     |   |
| 1654129                                                                  | <input type="checkbox"/> | Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant<br>Dimensions repliée : 870 x 237 mm<br>13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg |                                       | 805,69      | 850,00 |     |  1654129   |     |   |
| 1654130                                                                  | <input type="checkbox"/> | Mono rampe pliante en aluminium<br>Dimensions repliée : 1824 x 714 mm<br>13,9 kg - capacité maximum : 300 kg                                                                |                                       | 426,54      | 450,00 |     |  1654130   |     |   |