

Catégorie Hors LPPR



UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil
grâce aux fabrications
spéciales
Unique !

À partir de :
1 397,46 € TTC

Action®_{NG} Family

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Bodyspoint

matrix®
SCIENCE OF SEATING



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Type de châssis : Fauteuil 6 roues, pliant par croisillon avec inclinaison d'assise mécanique à 25°
Référence d'achat :	Roues motrices : Centrales (meilleur accès aux mains-courantes)
Code client :	Matière : Aluminium
Cachet du distributeur :	Dossier : Fixe, pliant à mi-hauteur ou inclinable
	Inclinaison d'assise : 25° - position de repose (condamnable)
	Roues arrière : Supports articulés, 5", facilitant le 2 roues
	Potences : Escamotables et amovibles
	Freins : A tirer par câble (inédits !)
	Poids total : A partir de 18,4 kg
	Poids de transport : 11,2 kg
	Crash-testé : Oui (avec option 1345)
	Positionnement : Compatible avec les produits Matrix et Bodyspoint
	Poids max utilisateur : 125 kg
	Garantie : 2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Invacare [®] Action ^{®3} _{NG} RC Matrix				Euros		
				Prix Public		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
CEU0031	☐	Invacare [®] Action ^{®3} _{NG} RC Matrix - Dossier fixe		1324,61	1397,46	
CEU0036	☐	Invacare [®] Action ^{®3} _{NG} RC Matrix - Dossier pliant à mi-hauteur		1366,94	1442,12	
CEU0041	☐	Invacare [®] Action ^{®3} _{NG} RC Matrix - Dossier inclinable		1366,94	1442,12	
TYPES DE PROPULSION						
CEU0100	☐	Standard		◆	◆	
ASSISE						
Largeur d'assise						
CEU0180	☐	380 mm	NC : 0485, 0486, 0487, 0488, 0545+0595, 0852, 0855, 1345	○	○	
CEU0190	☐	405 mm	NC : 0482, 0486, 0487, 0488, 0545+0595, 1345	○	○	
CEU0200	☐	430 mm	NC : 0482, 0483, 0487, 0488, 0853	◆	◆	
CEU0210	☐	455 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0488, 0853	○	○	
CEU0220	☐	480 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0853, 0854	○	○	
CEU0230	☐	505 mm	NC : 0482, 0483, 0484, 0485, 0486, 0853, 0854, 0855, 0856	○	○	
Profondeur d'assise						
CEU0240	☐	400 mm	NC : 0879	◆	◆	
CEU0250	☐	450 mm	NC : 0853, 0878	○	○	
CEU0252	☐	Ajustable de 450 à 400 mm - livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0330, 0350	○	○	
Hauteur d'assise avant						
CEU0270	☐	485 mm - Uniquement avec roues motrices de 24"		○	○	
CEU0280	☐	460 mm - Uniquement avec roues motrices de 22"		◆	◆	
Toile d'assise						
CEU0330	☐	Nylon noir		◆	◆	
CEU0340	☐	Nylon noir avec scratch		○	○	
CEU0345	☐	Réglable en tension et réglage en profondeur par pas de 50 mm		○	○	
CEU0350	☐	Nylon noir rembourrée		○	○	
DOSSIER						
Type de dossier						
CEU0380	☐	Fixe 0° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm		○	○	
CEU0390	☐	Fixe 0° - hauteur 510 mm		○	○	
CEU0410	☐	Fixe 7° - hauteur 430 mm, réglable à 400 mm - RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION		◆	◆	
CEU0420	☐	Fixe 7° - hauteur 510 mm RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS		○	○	
CEU0431	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 350 mm, réglable à 325 mm, poignées à pousser courtes - RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT	NC : 0905, 0906, 0907, 1451	456,87	482,00	



0380 / 0390



0431 / 0432

Invacare® Action® ³ _{NG} RC Matrix				Euros		
				Prix Public		
				HT	TTC	
CEU0432	☐	Rabattable et réglable en angle de -15° à + 15°, toile de dossier livrée à 425 mm, réglable à 450 mm, poignées à pousser longues - RECOMMANDÉ POUR LE POSITIONNEMENT ET TRANSPORT		456,87	482,00	
CEU0445	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 390, 410, 430, livré en 430 mm RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION		◆	◆	
CEU0450	☐	Inclinable par vérins 0° - 30° - avec tendeur - hauteurs 470, 490, 510, livré en 510 mm RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS		○	○	
CEU0455	☐	Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 430 mm - 240 mm plié RECOMMANDÉ POUR LA PROPULSION	NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467	◆	◆	
CEU0460	☐	Pliant à mi-hauteur 7° - hauteur 510 mm - 240 mm plié RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0451 à 0454, 0458 à 0467	○	○	
Dossiers Matrix - Voir tableau de correspondance "Largeurs possibles des dossiers Matrix en fonction de la largeur d'assise" en bas de la fiche de mesure. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrix !						
CEU0451	☐	Matrix Elite E2 hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0452	☐	Matrix Elite E2 hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0453	☐	Matrix Elite E2 hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0454	☐	Matrix Elite E2 hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0456	☐	Matrix Elite E2 hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0461	☐	Matrix Elite E2 hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0462	☐	Matrix Elite E2 hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard		○	○	
CEU0457	☐	Matrix Elite E2 hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard		○	○	
CEU0458	☐	Matrix Elite Deep E2 hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0459	☐	Matrix Elite Deep E2 hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0466	☐	Matrix Elite Deep E2 hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0467	☐	Matrix Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0468	☐	Matrix Elite Deep E2 hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		○	○	
CEU0463	☐	Matrix Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini		○	○	
Attention - perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins - livré avec fixations Mini ou Standard sauf pour les dossiers PMH livrés avec la fixation Split.						
Largeur du dossier Matrix - voir tableau à la fin de la fiche de mesures						
CEU0482	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
CEU0483	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
CEU0484	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	



0445 / 0450



0455 / 0460




Matrix Elite E2 / Elite Deep E2



Fixation standard

Invacare® ³ Action [®] NG RC Matrix				Euros		
				Prix Public		
				HT	TTC	
CEU0485	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
CEU0486	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
CEU0487	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
CEU0488	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
POTENCES ET PALETTES						
DE258401	☐	Abduction de 30° pour potences ou repose-jambes - en fabrication spéciale		Sur demande de fabrication spéciale		
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CEU0510	☐	Potence à 80°		◆	◆	
CEU0520	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	
CEU0545	☐	Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0600, 0610, 0611, 0930, 0936	140,28	148,00	
Potence gauche						
CEU0560	☐	Potence à 80°		◆	◆	
CEU0570	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC: 0611, 0930, 0935, 0936	73,82	77,88	
CEU0595	☐	Support amputé, <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0611, 0620, 0630, 0930, 0936	140,28	148,00	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEU0600	☐	Fixe		◆	◆	
CEU0610	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○	
CEU0611	☐	Monobloc réglable en angle et en profondeur et totalement relevable	NC : 0620, 0630, 0935, 0936	234,12	247,00	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEU0620	☐	Fixe		◆	◆	
CEU0630	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		○	○	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir droit (coloris noir mat)						
CEU0660	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm -	NC : 0772, 0780, 0790, 1480, 1483	◆	◆	
CEU0670	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm -	NC : 0772, 0780, 0790	○	○	
CEU0672	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1480, 1483	113,17	119,39	
CEU0680	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1480, 1483	○	○	
CEU0690	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 0760, 0770, 1483	○	○	



0510 / 0560



0520 / 0570



0545 / 0595



0610 / 0630
si potence 80°



0610 / 0630
si repose-jambe **REA**



0611



0660 / 0760






0672 / 0772




0680 / 0780



Invacare [®] Action ^{®3} NG RC Matrix				Euros		
				Prix Public		
				HT	TTC	
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CEU0760	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm -	NC : 1480, 1484	◆	◆	
CEU0770	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm -		○	○	
CEU0772	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur de 170 à 295 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484	113,17	119,39	
CEU0780	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette courte avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1480, 1484	○	○	
CEU0790	☐	Relevable et amovible, réglable en hauteur 170 à 295 mm - manchette longue réglable en profondeur avec découpe protège vêtements et poignée d'appui ergonomique	NC : 1484	○	○	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin - Livré de série avec la base rigide anti-hamac						
CEU0853	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg	NC : 0878, 0879	○	○	 0853 / 0854 0855 / 0856
CEU0854	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	○	○	
CEU0855	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	○	○	 0869
CEU0856	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 0878, 0879	○	○	 0871
CEU0869	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite épaisseur 55 mm		◆	◆	 0873
CEU0871	☐	Coussin d'assise Matrix Contour Visco NG - épaisseur 100 mm		○	○	 0874
CEU0873	☐	Coussin d'assise Flo-tech Image épaisseur 55 mm		○	○	
CEU0874	☐	Coussin d'assise Flo-tech Solution Xtra épaisseur 60 mm		360,19	380,00	 0876
CEU0876	☐	Coussin d'assise Matrix Libra , housse Mesh respirante micro-aérée noire épaisseur 70 mm		293,84	310,00	
Profondeur du coussin						
CEU0878	☐	Profondeur 400 mm		○	○	
CEU0879	☐	Profondeur 450 mm		○	○	
Autres options						
CEU0852	☐	Base rigide (choisir obligatoirement un coussin)		◆	◆	 0852
CEU0905	☐	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0906, 0907, 0908	60,10	63,41	 0905
CEU0906	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0907, 0908	199,05	210,00	 0906
CEU0907	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier - RECOMMANDÉ POUR LA POSITION REPOS	NC : 0908	217,06	229,00	

Invacare® Action ^{®3} NG RC Matrix				Euros		
				Prix Public		
				HT	TTC	
CEU0908	☐	Appui-tête Matrix avec coussin Soft largeur 255mm - livré avec fixation		383,89	405,00	 0908
CEU0930	☐	Sangle appui-mollet		10,43	11,00	
CEU0935	☐	Tubes porte-palette longs, la paire (distance toile d'assise - palette : 450 à 530 mm)	NC : 0936	17,06	18,00	
CEU0936	☐	Palettes montées haut - UL courts (230-430 mm si palettes fixes, 250-380 mm si palettes réglables)		79,62	84,00	
COLORIS DE CHASSIS						
CEU0961	☐	Gris Ardoise (RAL 7024)		☐	☐	 0961 / 0966  0974 / 0969
CEU0966	☐	Noir Mat		☐	☐	
CEU0969	☐	Rouge Mat		☐	☐	
CEU0974	☐	Bleu Ultramarin		☐	☐	
CEU0991	☐	Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale		
SUPPORTS DE FOURCHE						
CEU0995	☐	Supports de fourche standard		☒	☒	
ROUES AVANT						
CEU1035	☐	6" x 1.1/4" - Bandage noir souple - 150 x 30 mm		☐	☐	 1050
CEU1050	☐	6" x 1.1/4" - Bandage noir - 150 x 30 mm		☒	☒	
CEU1056	☐	5,5" x 1.3/4" - Bandage noir souple - 140 x 45 mm		☐	☐	
ROUES CENTRALES MOTRICES						
Diamètre des roues arrière						 Standard
CEU1066	☐	22" - 560 mm	NC : 1260	☒	☒	
CEU1068	☐	24" - 600 mm	NC : 1261	☐	☐	
Type de roues arrière						
CEU1071	☐	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)		☒	☒	 1" 1.3/8" 1.3/8" 1088 1084 1082
CEU1072	☐	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		☐	☐	
Type de revêtement roues arrière						
CEU1082	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		☒	☒	
CEU1085	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		☐	☐	
CEU1088	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25mm		☐	☐	
Mains-courantes						
CEU1140	☐	Aluminium anodisé		☒	☒	
CEU1150	☐	Noires - plastique antidérapant		127,01	134,00	
Axes des roues motrices						
CEU1180	☐	A démontage rapide		☒	☒	
Position axes des roues centrales motrices et point de bascule						
CEU1195	☐	Position standard - axes 90 mm devant les cannes de dossier et point de bascule à 62,5 mm - (position roues motrices réglables à 102,5 mm et 77,5 mm avec points de bascule respectifs à 75 mm et 50 mm)		☒	☒	
OPTIONS DE CHASSIS						
CEU1241	☐	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		☐	☐	 1241
CEU1260	☐	Protège-rayons noirs, la paire (pour 24")	NC : 1261	165,88	175,00	
CEU1261	☐	Protège-rayons transparents, la paire (pour 22")		165,88	175,00	
FREINS						
CEU1272	☐	Freins à tirer par câble		☒	☒	
OPTIONS DE SECURITE						
CEU1345	☐	Kit de transport (accroche-taxi)	NC : 0180, 0190	☐	☐	 1345
CEU1360	☐	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique		31,28	33,00	
CEU1380	☐	Kit réflecteurs (roues et châssis)		38,86	41,00	

Invacare® Action ^{®3} NG RC Matrix				Euros																																																																																				
				Prix Public																																																																																				
				HT	TTC																																																																																			
OPTIONS																																																																																								
CEU1451	☐	Tige porte-sérum et support (tendeur obligatoire et non inclus)		101,42	107,00																																																																																			
AUTRES OPTIONS																																																																																								
CEU1480	☐	Tablette réglable en largeur transparente	NC : 1483, 1484, 1485	72,83	76,84		 1480																																																																																	
CEU1483	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à droite	NC : 1484	72,83	76,84		 1483 / 1484																																																																																	
CEU1484	☐	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche		72,83	76,84		 1485																																																																																	
CEU1485	☐	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00																																																																																			
ACCESSOIRES (livrés séparément)																																																																																								
AP1493219	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, droite	Uniquement compatible avec 0680, 0690	113,17	119,39																																																																																			
AP1493220	☐	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur, gauche	Uniquement compatible avec 0780, 0790	113,17	119,39																																																																																			
Largeurs possibles des dossier Matrix en fonction de la largeur d'assise <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="7">Largeur d'assise en mm</th></tr><tr><th>(mm)</th><th>380</th><th>405</th><th>430</th><th>455</th><th>480</th><th>505</th></tr><tr><th rowspan="8">Largeur du dossier Matrix en mm</th><th>360</th><td></td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>380</th><td></td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>410</th><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>430</th><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td><td></td></tr><tr><th>460</th><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td></td></tr><tr><th>480</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><th>510</th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><th></th><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										Largeur d'assise en mm							(mm)	380	405	430	455	480	505	Largeur du dossier Matrix en mm	360		○						380		○	○					410		○	○	○				430			○	○	○			460				○	○	○		480					○	○	○	510						○	○								
		Largeur d'assise en mm																																																																																						
		(mm)	380	405	430	455	480	505																																																																																
Largeur du dossier Matrix en mm	360		○																																																																																					
	380		○	○																																																																																				
	410		○	○	○																																																																																			
	430			○	○	○																																																																																		
	460				○	○	○																																																																																	
	480					○	○	○																																																																																
	510						○	○																																																																																
RAMPES																																																																																								
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		 1654128																																																																																	
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		 1654129																																																																																	
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		 1654130																																																																																	