



Le plus actif des fauteuils
roulants manuels de la
gamme **Action** !

Prix public TTC (LPPR/PLV)

3 303,53 € TTC

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes

Action® Family

UNIQUE
Designed by you. Built by us.



BP Bodypoint®

matrix®
SCIENCE OF SEATING

VICAIR®



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliage horizontal par ailettes en H, breveté
Matière	Aluminium
Potences	Fixes ou escamotables
Dossier	Fixe, réglable en angle ou rabattable sur l'assise et réglable en angle
Largeur d'assise	De 305 mm à 530 mm
Poids total	A partir de 12,3 kg
Poids de transport	8,3 kg
Positionnement	Compatible avec les produits Matrix et Bodypoint
Motorisation en option montée	Alber e-motion
Poids max utilisateur	130 kg (100 kg pour les largeurs d'assise de 305 à 330 mm)
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Invacare® Action® ⁵			Euros			 0110	 0115
			Prix Public	LPPR/PLV			
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC			
SJC0004	☐ Invacare® Action® ⁵ - Code LPPR 9575297		3131,31	3303,53	3303,53		
TYPE DE DOSSIER							
SJC0110	☐ Dossier fixe		◆	◆		 0120	
SJC0115	☐ Dossier réglable en angle		○	○			
SJC0120	☐ Dossier rabattable et réglable en angle		○	○			
MOTORISATIONS ALBER (Uniquement Compatible avec roues 24" et carrossage 0°)							
SJC0180	☐ Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-bascule alber, rallonges de patins de frein et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 4050, 4150, 7302, 7304, 8160, 8500, 8550, 9100, 9200	692,89	731,00			
TYPES DE CHÂSSIS							
SJC0200	☐ Potences escamotables (70°/80°/90°)	NC : 3230, 3440,3450	◆	◆			
SJC0210	☐ Potences fixes 80°		○	○			
TYPES DE PROPULSION							
SJC0300	☐ Standard		◆	◆			
ASSISE							
Largeur d'assise							
SJC1000	☐ 305 mm	NC : 1150, 1160, 1190, Dossiers Matrx, 3040, 3140, 3400, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090	○	○			
SJC1010	☐ 330 mm	NC : 1150, 1160, 1190, 3040, 3140, 3400, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090	○	○			
SJC1020	☐ 355 mm	NC : 3040, 3140, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090	○	○			
SJC1030	☐ 380 mm	NC : 2486, 2488, 2490, 2492, 5008	○	○			
SJC1040	☐ 405 mm	NC : 2481, 2488, 2490, 2492	○	○			
SJC1050	☐ 430 mm	NC : 2481, 2482, 2490, 2492	○	○			
SJC1060	☐ 455 mm	NC : 2481, 2482, 2484, 2492	○	○			
SJC1070	☐ 480 mm	NC : 2481, 2482, 2484, 2486, 5006, 5007	○	○			
SJC1075	☐ 505 mm	NC : 2481, 2842, 2484, 2486, 2488, 5006, 5007, 5008, 5009, 5090	○	○			
SJC1078	☐ 530 mm (sangles talonnières incluses)	NC : 2481,2842, 2484, 2486, 2488, 2490, 5006, 5007, 5008, 5009, 5010, 5020, 5040, 5042, 5044, 5090	○	○			
Profondeur d'assise (longueur de la toile d'assise = profondeur d'assise - 25 mm)							
SJC1100	☐ 350 mm	NC : 3040, 3140, 4050, 4150, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090, 7080, 7100, 7110	○	○			
SJC1110	☐ 375 mm	NC : 4050, 4150, Coussins Classic Visco, Matrx et Flo-tech, 5090	○	○			
SJC1120	☐ 400 mm	NC : 5008, 5052, 5054	◆	◆			
SJC1130	☐ 425 mm	NC : 5052, 5054	○	○			
SJC1140	☐ 450 mm	NC : 5054	○	○			
SJC1150	☐ 475 mm	NC : 5006, 5007, 5054, 5090	○	○			
SJC1160	☐ 500 mm	NC : 5006, 5007, 5008, 5009, 5020, 5040, 5090	○	○			
SJC1180	☐ Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 425 mm	NC : 1510, 5054	○	○			
SJC1190	☐ Ajustable de 500 à 450 mm - Livré à 475 mm	NC : 5006, 5007, 1510	○	○			
Hauteur d'assise avant							
SJC1200	☐ 360 mm - uniquement avec 7000	NC : 3420, 3430, 3450	○	○			
SJC1210	☐ 385 mm - uniquement avec 7055	NC : 3430	○	○			
SJC1220	☐ 410 mm	NC : 7080, 7100, 7110	○	○			
SJC1230	☐ 435 mm	NC : 7110	○	○			
SJC1240	☐ 460 mm		○	○			
SJC1250	☐ 485 mm		◆	◆			
SJC1260	☐ 510 mm	NC : 7000, 7040	○	○			

Invacare® Action® ⁵				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Hauteur d'assise arrière (doit être ≤ à la hauteur d'assise avant ; max - 50 mm vs hauteur d'assise avant)						
SJC1300	☐	360 mm		☐	☐	
SJC1310	☐	385 mm		☐	☐	
SJC1320	☐	410 mm		☐	☐	
SJC1330	☐	435 mm		☐	☐	
SJC1340	☐	460 mm		◆	◆	
SJC1350	☐	485 mm	NC : 7200	☐	☐	
Toile d'assise						
SJC1500	☐	Nylon noir réglable en profondeur en continu (- 50 mm) avec pochette de rangement sous l'assise		☐	☐	
SJC1510	☐	Nylon noir fixe		◆	◆	
SJC1520	☐	Réglable en tension et ajustable en profondeur (-50mm)		☐	☐	
DOSSIER (choisir entre cannes de dossier FIXES ou TÉLESCOPIQUES)						
Cannes de dossier FIXES 7° avec poignées à pousser - hauteur de la toile de dossier réglable par pas de 25 mm						
SJC2143	☐	Toile de dossier livrée à 350 mm, réglable de 350 à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	☐	☐	
SJC2150	☐	Toile de dossier livrée 375 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 8200	☐	☐	
SJC2153	☐	Toile de dossier livrée 400 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	◆	◆	
SJC2160	☐	Toile de dossier livrée 425 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	☐	☐	
SJC2163	☐	Toile de dossier livrée 450 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	☐	☐	
SJC2170	☐	Toile de dossier livrée 475 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	☐	☐	
SJC2173	☐	Toile de dossier livrée 500 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	☐	☐	
OU						
Cannes de dossier TÉLESCOPIQUES : Plage de réglages limitée en combinaison avec les dossiers Matrx						
SJC2300	☐	Hauteur de dossier à 400 mm, ajustable en continu de 360 à 400 mm	NC : 2505	☐	☐	
SJC2310	☐	Hauteur de dossier à 450 mm, ajustable en continu de 410 à 490 mm		☐	☐	
Poignées à pousser pour cannes de dossier TÉLESCOPIQUES						
SJC2400	☐	SANS POIGNÉES (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 8160, 9100, 9200	◆	◆	
SJC2410	☐	Externes aux cannes de dossier, réglables en hauteur sur 150 mm (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 2505	☐	☐	
SJC2420	☐	Intégrées aux cannes de dossier, régl en hauteur sur 140 mm (cannes de dossier sans courbure lombaire). Avec option 2300 : hauteur des poignées régl de 440 à 580 mm et avec option 2310 : régl de 490 à 630 mm	NC : dossiers Matrx	☐	☐	
Dossiers Matrx - Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
SJC2430	☐	Matrx Elite E2 hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5650	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2432	☐	Matrx Elite E2 hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5650	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2434	☐	Matrx Elite E2 hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5650	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2436	☐	Matrx Elite E2 hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5650	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2438	☐	Matrx Elite E2 hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2460	☐	Matrx Elite E2 hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2465	☐	Matrx Elite E2 hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard	NC : 2505, 2510, 5500	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2440	☐	Matrx Elite E2 hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations Standard	NC : 2505, 2510, 5500	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2442	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5650	568,72	600,00	600,00 (4)
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions pour membre supérieur - dans la limite de 600,00 € TTC						



1500



1510



1520



2143



2150 / 2153



2160 / 2163
2170 / 2173



2300 / 2310



2410



2420



Matrx Elite E2 /
Elite Deep E2



1500



1510



1520



2143



2150 / 2153



2160 / 2163
2170 / 2173



2300 / 2310



2410



2420



Matrx Elite E2 /
Elite Deep E2

Invacare® Action® ⁵				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
				HT	TTC	
SJC2444	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5650	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2446	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5650	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2448	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500, 5650	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2452	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2470	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations Mini	NC : 2505, 2510, 5500	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2475	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard	NC : 2505, 2510, 5500	568,72	600,00	600,00 (4)
SJC2478	☐	Matrx Elite Deep E2 hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations Standard	NC : 2505, 2510, 5500	568,72	600,00	600,00 (4)
Largeur du dossier Matrx						
SJC2481	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		☐	☐	
SJC2482	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		☐	☐	
SJC2484	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		☐	☐	
SJC2486	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		☐	☐	
SJC2488	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		☐	☐	
SJC2490	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		☐	☐	
SJC2492	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		☐	☐	
Toile de dossier						
SJC2505	☐	Fixe, rembourrée, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante	NC : 5500	☐	☐	
SJC2510	☐	Rembourrée et réglable en tension, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante		◆	◆	
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite, escamotable et amovible						
SJC3010	☐	Potence à 70° - Uniquement en noir	NC : 3440, 3450	☐	☐	
SJC3020	☐	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆	
SJC3030	☐	Potence à 90°	NC : 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110	☐	☐	
SJC3040	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	☐	☐	
SJC3050	☐	Support amputé Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3200, 3210, 3230, 5400, 8100, 8120	☐	☐	
Potence gauche, escamotable et amovible						
SJC3110	☐	Potence à 70° - Uniquement en noir	NC : 3440, 3450	☐	☐	
SJC3120	☐	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆	
SJC3130	☐	Potence à 90°	NC : 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110	☐	☐	
SJC3140	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet rembourré réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm	NC : 3230, 3400, 3440, 3450, 5400	☐	☐	
SJC3150	☐	Support amputé Potence 70°/80° ou 90° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3230, 3300, 3310, 5400, 8100, 8120	☐	☐	
Palette droite						
SJC3210	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		◆	◆	
SJC3230	☐	Palette monobloc, réglable en inclinaison et profondeur	NC : 3400, 3410, 3420, 3430	☐	☐	
Palette gauche						
SJC3310	☐	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)		◆	◆	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions pour membre supérieur - dans la limite de 600,00€ TTC						



2510



3010 / 3110



3020 / 3120



3030 / 3130



3040 / 3140



3050 / 3150



3210 / 3310
si potence 80°



3230

Invacare® Action® ⁵				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Tubes porte-palettes						
SJC3400	☐	Pour potences escamotables, tubes montés haut, UL de 160 à 375 mm		☐	☐	
SJC3410	☐	Pour potences escamotables, tubes courts, UL de 285 à 375 mm		☐	☐	
SJC3420	☐	Pour potences escamotables, tubes medium, UL de 295 à 420 mm		☐	☐	
SJC3430	☐	Pour potences escamotables, tubes longs UL de 400 à 525 mm		☐	☐	
SJC3440	☐	Pour potences fixes, tubes medium, UL de 320 à 460 mm		☐	☐	
SJC3450	☐	Pour potences fixes, tubes longs, UL de 360 à 500 mm		☐	☐	
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS						
Garde-boue / Protège-vêtement						
SJC3750	☐	Protège-vêtement amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4110, 4130	☐	☐	
SJC3800	☐	Garde-boue amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4110, 4130, 8160	☐	☐	
Accoudoir droit						
SJC4010	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte 280 mm		☐	☐	
SJC4020	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		☐	☐	
SJC4030	☐	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		☐	☐	
SJC4040	☐	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		☐	☐	
SJC4050	☐	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		☐	☐	
Accoudoir gauche						
SJC4110	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte		☐	☐	
SJC4120	☐	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		☐	☐	
SJC4130	☐	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		☐	☐	
SJC4140	☐	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		☐	☐	
SJC4150	☐	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		☐	☐	
TYPE DE COUSSIN						
SJC5006	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 50 kg	NC : 5050, 5052, 5054, 5071, 5072, 5073, 5074	76,78	81,00	81,00 (11)
SJC5007	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 405 mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 5050, 5052, 5054, 5071, 5072, 5073, 5074	65,40	69,00	69,00 (11)
SJC5008	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 5050, 5052, 5054, 5071, 5072, 5073, 5074	65,40	69,00	69,00 (11)
SJC5009	☐	Coussin d'assise Classic Visco épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 5050, 5052, 5054, 5071, 5072, 5073, 5074	76,78	81,00	81,00 (11)
(11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 €						

Invacare® Action® ⁵				Euros			5010  5020  5040   5044
				Prix Public	LPPR/PLV		
				HT	TTC		
SJC5010	☐	Coussin d'assise Matrix Contour ViscoNG épaisseur 100 mm - poids max utilis. 120 kg		76,78	81,00	81,00 (12)	
SJC5020	☐	Coussin d'assise Flo-tech Image , livré avec deux housses noires	NC : 5054	284,36	300,00	600,00 (5)	
SJC5030	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite , livré avec deux housses noires		236,97	250,00	600,00 (5)	
SJC5040	☐	Coussin d'assise Flo-tech Solution Xtra , livré avec deux housses noires	NC : 5054	426,54	450,00	600,00 (5)	
SJC5044	☐	Coussin Matrix Libra , housse respirante noire, épaisseur 70 mm, livré avec deux housses noires		426,54	450,00	600,00 (5)	
Profondeur du coussin Matrix ou Flo-tech							
SJC5050	☐	Profondeur 400 mm		☐	☐		
SJC5052	☐	Profondeur 450 mm		☐	☐		
SJC5054	☐	Profondeur 500 mm	NC : 5090	☐	☐		
Premier accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrix Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra							
SJC5071	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐		
SJC5072	☐	Plot d'abduction		☐	☐		
SJC5073	☐	Biseau latéral		☐	☐		
SJC5074	☐	Biseau crural		☐	☐		
Second accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrix Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra							
SJC5071	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐		
SJC5072	☐	Plot d'abduction		☐	☐		
SJC5073	☐	Biseau latéral		☐	☐		
SJC5074	☐	Biseau crural		☐	☐		
AUTRES OPTIONS D'ASSISE							
SJC5090	☐	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		☐	☐		
SJC5100	☐	Clip pour maintenir le fauteuil plié		☐	☐		
SJC5400	☐	Sangle appui-mollet ajustable		☐	☐		
SJC5500	☐	Tendeur de dossier pliant	NC : 5650	☐	☐		
SJC5650	☐	Appui-tête Matrix avec coussin Soft largeur 250 mm - livré avec fixation	Uniquement compatible avec dossier Matrix	426,54	450,00	600,00 (4)	
COULEUR							
Châssis							
SJC6000	☐	Blanc Perle		☐	☐		
SJC6010	☐	Noir Anthracite		☐	☐		
SJC6015	☐	Bleu Ultramarin		☐	☐		
SJC6040	☐	Vert Electrique		☐	☐		
SJC6045	☐	Violet Foncé		☐	☐		
SJC6060	☐	Gris Perle		☐	☐		
SJC6070	☐	Noir Mat		☐	☐		
SJC6099	☐	Coloris Spécial - Précisez RAL :		Sur devis			
Colour Accent (platines porte-axes, fourches (sauf hauteur d'assise avant 360 et 385 mm : fourches noires), bouchons tête de fourches, bouchons axe QR)							
SJC6100	☐	Sans Colour Accent, fourches et platines porte-axes coloris Argent Mat		☒	☒		
SJC6110	☐	Bleu Mat		☐	☐		
SJC6200	☐	Violet Mat		☐	☐		
ROUES AVANT							
SJC7000	☐	4" x 1.1/4" - 100 x 30 mm - Bandage noir Soft		☐	☐		
SJC7055	☐	5" x 1" - 125 x 25 mm Bandage noir		☒	☒		
SJC7070	☐	5" x 1.3/8" - 125 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		☐	☐		
SJC7080	☐	6" x 1" - 150 x 25 mm - Bandage noir		☐	☐		
SJC7100	☐	6" x 1.3/8" - 150 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		☐	☐		
SJC7110	☐	7" x 1.1/4" - 180 x 30 mm - Bandage noir		☐	☐		
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €							
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							
(12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrix Contour Visco, Technique - 81,00 €							

Invacare® <i>Action</i> ® ⁵				Euros			
				Prix Public			LPPR/PLV
				HT	TTC		
ROUES ARRIERE							
Type de roues arrière							
SJC7200	☐	22" - 558 mm - Renforcées (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial), mains-courantes en 6 points, réglable à + 5 mm		☐	☐		
SJC7230	☐	24" - 600 mm - Renforcées (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial), mains-courantes en 6 points, réglable à + 5 mm	NC : 8160	☐	☐		
SJC7240	☐	24" - 600 mm - Actives (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial), mains-courantes en 6 points, réglable à + 5 mm	NC : 8160	☒	☒		
SJC7250	☐	25" - 635 mm - Actives (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial), mains-courantes en 6 points, réglable à + 5 mm	NC : 8000, 8160	☐	☐		
Revêtement de roues arrière							
SJC7302	☐	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		☐	☐		
SJC7304	☐	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		☐	☐		
SJC7315	☐	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		☒	☒		
SJC7320	☐	Pneumatique noir Maxxis Alpha Protect 1" - 25 - 540		☐	☐		
Type de mains-courantes							
SJC7400	☐	Aluminium anodisé		☒	☒		
SJC7410	☐	Acier inoxydable		☐	☐		
SJC7420	☐	Noires - Plastique antidérapant		☐	☐		
Axes de roues arrière							
SJC7500	☐	Axe à démontage rapide		☒	☒		
Position axes de roues arrière (écart entre axes de roues arrière et cannes de dossier)							
SJC7600	☐	Position très active (100 mm)		☐	☐		
SJC7610	☐	Position active (75 mm)		☐	☐		
SJC7620	☐	Position médiane 50 mm		☐	☐		
SJC7630	☐	Position standard 25 mm		☒	☒		
Angle de carrossage							
SJC7700	☐	0°		☒	☒		
SJC7710	☐	1°		☐	☐		
SJC7720	☐	2°		☐	☐		
SJC7730	☐	3°		☐	☐		
SJC7740	☐	4°		☐	☐		
OPTIONS DE CHASSIS							
SJC8000	☐	Protège-rayons, la paire		☐	☐		
TYPE DE FREINS							
SJC8100	☐	Freins à pousser		☒	☒		
SJC8110	☐	Freins à tirer		☐	☐		
SJC8120	☐	Freins à pousser avec extension		☐	☐		
SJC8130	☐	Freins à tirer avec extension		☐	☐		
SJC8160	☐	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser par défaut ou à tirer si à pousser incompatibles		☐	☐	 8100  8110  8120  8130	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
OPTIONS DE SECURITE							
SJC8200	☐	Kit de transport (accroche-taxis)		☐	☐	 8300	
SJC8300	☐	Ceinture de maintien, boucle plastique		☐	☐		
SJC8500	☐	Roulette anti bascule escamotable, droite	NC : 9200	☐	☐		
SJC8550	☐	Roulette anti bascule escamotable, gauche	NC : 9100	☐	☐		
SJC8600	☐	Kit réflecteurs pour roues		☐	☐	 8500 8550	
AUTRES OPTIONS							
SJC9100	☐	Tube basculeur à gauche		☐	☐	 9100	
SJC9200	☐	Tube basculeur à droite		☐	☐	9200	

Largeurs possibles des dossier Matrx en fonction de la largeur d'assise

		Largeur d'assise en mm						
	(mm)	380	405	430	455	480	505	530
Largeur du dossier Matrx en mm	360	○						
	380	○	○					
	410	○	○	○				
	430		○	○	○			
	460			○	○	○		
	480				○	○	○	
	510					○	○	○

Diamètres de roues avant et arrière en fonction des hauteurs d'assise avant et arrière

		Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant							Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière						
		(mm)	410	435	460	485	510			(mm)	385	410	435	460	485
Taille roue avant	4"		x	x	x	x		Taille roue arrière	22"		x	x	x	x	
	5"		x	x	x	x	x								
	6"			x	x	x	x				x	x	x	x	x
	7"				x	x	x								