



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



Yes, you can.®

Invacare® Action® 5 Teen

Fauteuil manuel en aluminium pliant



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Système de pliage horizontal par ailettes en H breveté : --> Améliore la compacité et la rigidité du fauteuil
- Potences fixes ou escamotables
- Dossier fixe, réglable en angle, ou rabattable et réglable en angle
- Largeur d'assise jusqu'à 305 mm
- Poids max utilisateur : 130 kg
- Poids complet : à partir de 12,3 kg
- Poids de transport : à partir de 8,3 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Dossier pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulable et évolutif (code LPPR 6226337 : 838,47€) incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement Prescription médicale émanant d'un médecin spécialiste en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

NOUVEAU :

- Dossiers de positionnement **Matrix**

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.















Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases     Configuration standard     Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	
SJD0110	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® 5 Teen - Dossier fixe Code LPPR 9124643		1539,34	1624,00	558,99
SJD0115	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® 5 Teen - Dossier réglable en angle - Code LPPR 9124689		1643,60	1734,00	603,65
SJD0120	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® 5 Teen - Dossier rabattable et réglable en angle - Code LPPR 9124689		1843,60	1945,00	603,65
<b>MOTORISATIONS ALBER (Uniquement compatible avec roues 24" et carrossage 0°)</b>					
SJD0180	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la propulsion <b>alber e-motion M25</b> (inclus 2 roulettes anti-bascule alber et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 4050, 4060, 4150, 4160, 7244, 7302, 7304, 8160, 8500, 8550, 9000, 9100, 9200	584,83	617,00	
<b>TYPES DE CHÂSSIS</b>					
SJD0200	<input type="checkbox"/> Potences escamotables (70°/80°/90°)	NC : 3230, 3440,3450	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SJD0210	<input type="checkbox"/> Potences fixes 80°		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>TYPES DE PROPULSION</b>					
SJD300	<input type="checkbox"/> Standard		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>ASSISE</b>					
<b>Largeur d'assise</b>					
SJD1000	<input type="checkbox"/> 305 mm (poids max : 100kg)	NC : 2430, 2432, 2434, 2436, 2438, 2440, 2442, 2444, 2446, 2448, 2452, 2478, 3400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SJD1010	<input type="checkbox"/> 330 mm (poids max : 100kg)	NC : 3400	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SJD1020	<input type="checkbox"/> 355 mm (poids max : 130kg)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Profondeur d'assise (longueur de la toile d'assise = profondeur d'assise - 25 mm)</b>					
SJD1100	<input type="checkbox"/> 350 mm	NC : 7080, 7100, 7110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SJD1110	<input type="checkbox"/> 375 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SJD1120	<input type="checkbox"/> 400 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
SJD1130	<input type="checkbox"/> 425 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SJD1140	<input type="checkbox"/> 450 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SJD1170	<input type="checkbox"/> Ajustable de 400 à 350 mm - Livré à 375 mm	NC : 1510, 7600	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
SJD1180	<input type="checkbox"/> Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 425 mm	NC : 1510	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Invacare® Action® 5 Teen				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
<b>Hauteur d'assise avant</b>						
SJD1220	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 7080, 7100, 7110	○	○	
SJD1230	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 7110	○	○	
SJD1240	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
SJD1250	<input type="checkbox"/>	485 mm		○	○	
SJD1260	<input type="checkbox"/>	510 mm	NC : 7000, 7020, 7030, 7040	○	○	
<b>Hauteur d'assise arrière (doit être ≤ à la hauteur d'assise avant ; max - 50min vs hauteur d'assise avant)</b>						
SJD1310	<input type="checkbox"/>	385 mm		○	○	
SJD1320	<input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
SJD1330	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆	
SJD1340	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
SJD1350	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 7200, 7210, 7220	○	○	
<b>Toile d'assise</b>						
SJD1500	<input type="checkbox"/>	Nylon noir réglable en profondeur en continu (-50 mm) avec pochette de rangement sous l'assise		○	○	
SJD1510	<input type="checkbox"/>	Nylon noir fixe		◆	◆	
SJD1520	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension et ajustable en profondeur (-50mm)		115,64	122,00	
<b>DOSSIER (choisir entre cannes de dossier FIXES ou TÉLESCOPIQUES)</b>						
<b>Canne de dossier FIXES 7° avec poignées à pousser - hauteur de la toile de dossier réglable par pas de 25 mm</b>						
SJD2130	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée à 300 mm, fixe, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	○	○	
SJD2143	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée à 350 mm, réglable de 350 à 325 mm, poignées à pousser courtes	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420, 2505, 8160, 8200	○	○	
SJD2153	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 400 mm, réglable de 400 à 375 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	◆	◆	
SJD2163	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 450 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
SJD2173	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier livrée 500 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues	NC : 2300, 2310, 2400, 2410, 2420	○	○	
<b>OU</b>						
<b>Canne de dossier TÉLESCOPIQUES</b>						
SJD2300	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier à 400 mm, ajustable en continu de 360 à 400 mm	NC : 2505	87,20	92,00	
SJD2310	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier à 450 mm, ajustable en continu de 410 à 490 mm		87,20	92,00	
<b>Poignées à pousser pour cannes de dossier TÉLESCOPIQUES</b>						
SJD2400	<input type="checkbox"/>	SANS POIGNÉES (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 8160, 9100, 9200	◆	◆	
SJD2410	<input type="checkbox"/>	Externes aux cannes de dossier, réglables en hauteur sur 150 mm (inclus une courbure lombaire 7°)	NC : 2505	179,15	189,00	
SJD2420	<input type="checkbox"/>	Intégrées aux cannes de dossier, régl en hauteur sur 140 mm (cannes de dossier sans courbure lombaire). Avec option 2300 : hauteur des poignées régl de 440 à 580 mm et avec option 2310 : hauteur des poignées régl de 490 à 630 mm	NC : dossiers Matrix	113,74	120,00	
<b>Dossiers Matrix - Voir tableau de correspondance "Largeurs possibles des dossier Matrix en fonction de la largeur d'assise" en bas de la fiche de mesure. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrix !</b>						
SJD2430	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite E2</b> hauteur 160 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJD2432	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite E2</b> hauteur 210 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJD2434	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite E2</b> hauteur 260 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJD2436	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite E2</b> hauteur 310 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJD2438	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite E2</b> hauteur 360 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">NOUVEAU</span>	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJD2460	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite E2</b> hauteur 410 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJD2465	<input type="checkbox"/>	<b>Matrix Elite E2</b> hauteur 460 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Standard</b>	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47



1500



1510



1520



2130 / 2143



2153



2163 / 2173



2300 / 2310



2410














2420

















Matrix Elite E2 / Elite Deep E2

Invacare® Action® 5 Teen				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
SJD2440	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> hauteur 510 mm - Galbe 80 mm - fixations <b>Standard</b> <span style="float: right;">NOUVEAU</span>	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJD2442	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 160 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJD2444	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 210 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b> <span style="float: right;">NOUVEAU</span>	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJD2446	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 260 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJD2448	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 310 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b> <span style="float: right;">NOUVEAU</span>	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJD2452	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 360 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJD2470	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 410 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Mini</b>	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJD2475	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 460 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Standard</b>	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
SJD2478	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> hauteur 510 mm - Galbe 160 mm - fixations <b>Standard</b> <span style="float: right;">NOUVEAU</span>	NC : 2505, 2510, 5500	500,47	528,00	838,47
<b>Largeur du dossier Matrx - voir tableau à la fin de la fiche de mesure</b> <span style="float: right;">NOUVEAU</span>						
SJD2481	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
SJD2482	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
<b>TOILE DE DOSSIER</b>						
SJD2505	<input type="checkbox"/>	Fixe, rembourrée, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante	NC : 5500	○	○	34,90
SJD2510	<input type="checkbox"/>	Rembourrée et réglable en tension, bi-matière (Nylon noir et Mesh), avec pochette de rangement et bande réfléchissante		◆	◆	34,90
<b>POTENCES ET PALETTES</b>						
<b>Palettes séparées livrées avec sangles talonnières</b>						
<b>Potence escamotable droite</b>						
SJD3010	<input type="checkbox"/>	Potence à 70°	NC : 3440, 3450	○	○	
SJD3020	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆	
SJD3030	<input type="checkbox"/>	Potence à 90°	NC : 3200, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110	○	○	
SJD3050	<input type="checkbox"/>	Support amputé Potence 80° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3200, 3210, 3230, 5400, 8100, 8120, 9400	118,48	125,00	
<b>Potence escamotable gauche</b>						
SJD3110	<input type="checkbox"/>	Potence à 70°	NC : 3440, 3450	○	○	
SJD3120	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°	NC : 3440, 3450	◆	◆	
SJD3130	<input type="checkbox"/>	Potence à 90°	NC : 3300, 3440, 3450, 7080, 7100, 7110	○	○	
SJD3150	<input type="checkbox"/>	Support amputé - Potence 80° avec palette fixe OFFERTE	NC : 3230, 3300, 3310, 5400, 8100, 8120, 9400	118,48	125,00	
<b>Palette droite</b>						
SJD3200	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 3410	◆	◆	
SJD3210	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm		26,43	27,88	
SJD3230	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en inclinaison et profondeur	NC : 3400, 3410, 3420, 3430	198,10	209,00	
<b>Palette gauche</b>						
SJD3300	<input type="checkbox"/>	Fixe	NC : 3410	◆	◆	
SJD3310	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm		26,43	27,88	
<b> Tubes porte-palettes</b>						
SJD3400	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes montés haut, UL de 160 à 375 mm	NC : 9400	113,74	120,00	
SJD3410	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes courts, UL de 285 à 375 mm		○	○	
SJD3420	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes medium, UL de 295 à 420 mm		◆	◆	
SJD3430	<input type="checkbox"/>	Pour potences escamotables, tubes longs UL de 400 à 525 mm		○	○	
SJD3440	<input type="checkbox"/>	Pour potences fixes, tubes medium, UL de 320 à 460 mm		◆	◆	



Invacare® Action® 5 Teen				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
SJD3450	<input type="checkbox"/>	Pour potences fixes, tubes longs, UL de 360 à 500 mm		○	○	
<b>ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS</b>						
<b>Garde-boue / Protège-vêtement (obligatoires pour accoudoirs tube)</b>						
SJD3750	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4130, 4160	○	○	 3750 3800
SJD3800	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible	NC : 4010, 4020, 4030, 4040, 4060, 4110, 4130, 4160, 8160	○	○	
<b>Accoudoir droit</b>						
SJD4010	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte		◆	◆	
SJD4020	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		○	○	 4010 / 4110
SJD4030	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		100,47	106,00	
SJD4040	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		100,47	106,00	
SJD4050	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		76,78	81,00	 4050 / 4150
SJD4060	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, amovible		113,17	119,39	119,39
<b>Accoudoir gauche</b>						
SJD4110	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 150 mm, manchette courte		◆	◆	
SJD4120	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et profondeur sur 50 mm, manchette longue 380 mm		○	○	 4030 / 4130
SJD4130	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette courte 280 mm		100,47	106,00	
SJD4140	<input type="checkbox"/>	Cranté, relevable et amovible, réglable en hauteur, manchette longue 380 mm		100,47	106,00	
SJD4150	<input type="checkbox"/>	Accoudoir tube escamotable, réglable en hauteur sur 40 mm par pas de 10 mm, capitonnage 230 mm		76,78	81,00	 4060 / 4160
SJD4160	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur, amovible		113,17	119,39	119,39
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>						
SJD5000	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse 50 mm		33,08	34,90	34,90
SJD5100	<input type="checkbox"/>	Clip pour maintenir le fauteuil plié		35,07	37,00	
SJD5400	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet ajustable		9,48	10,00	
SJD5500	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier pliant		89,10	94,00	
<b>COULEUR</b>						
<b>Châssis</b>						
SJD6000	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○	
SJD6010	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		○	○	
SJD6020	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		○	○	
SJD6030	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis		○	○	
SJD6040	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		○	○	
SJD6050	<input type="checkbox"/>	Violet Hypnotique		○	○	
SJD6060	<input type="checkbox"/>	Gris Perle		○	○	
SJD6070	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○	
SJD6080	<input type="checkbox"/>	Jaune Ardent		○	○	
SJD6090	<input type="checkbox"/>	Orange Vibrant		○	○	
SJD6099	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial - Précisez RAL : .....		sur devis		
<b>Colour Accent (platines porte-axes, fourches (sauf hauteur d'assise avant 360 et 385 mm : fourches noires), bouchons tête de fourches, bouchons axe QR)</b>						
SJD6100	<input type="checkbox"/>	Sans Colour Accent, fourches et platines porte-axes coloris Argent Mat		◆	◆	
SJD6110	<input type="checkbox"/>	Bleu Mat		117,54	124,00	
SJD6200	<input type="checkbox"/>	Violet Mat		117,54	124,00	

Invacare® Action® 5 Teen				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
<b>ROUES AVANT</b>							
SJD7000	<input type="checkbox"/>	4" x 1.1/4" - 100 x 30 mm - Bandage noir Soft		○	○		
SJD7020	<input type="checkbox"/>	4" x 3/4" - 100 x 20 mm - Bandage noir		○	○		
SJD7030	<input type="checkbox"/>	4" x 1" - 100 x 25 mm - Bandage, lumineuses		71,09	75,00		
SJD7040	<input type="checkbox"/>	4" x 1.3/8" - 100 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		113,74	120,00		
SJD7055	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 25 mm - Bandage noir		◆	◆		
SJD7060	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 25 mm - Bandage, lumineuses		71,09	75,00		
SJD7070	<input type="checkbox"/>	5" x 1.3/8" - 125 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		113,74	120,00		
SJD7080	<input type="checkbox"/>	6" x 1" - 150 x 25 mm - Bandage noir		○	○		
SJD7100	<input type="checkbox"/>	6" x 1.3/8" - 150 x 35 mm - Bandage noir Soft, jantes aluminium		113,74	120,00		
SJD7110	<input type="checkbox"/>	7" x 1.1/4" - 180 x 30 mm - Bandage noir		○	○		
<b>ROUES ARRIERE</b>							
<b>Type de roues arrière</b>							
SJD7200	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm - Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 7320,7410	○	○		
SJD7210	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm - <b>Actives</b> (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial)	NC : 7320,7410, 8000, 8160	231,28	244,00		
SJD7230	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 7320	○	○		
SJD7240	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - <b>Actives</b> (moyeu noir, jante noir et 24 rayons noir, rayonnage radial)	NC : 7410, 8000, 8160	◆	◆		
SJD7244	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm - <b>Spinergy SPOX</b> (moyeu noir, jante noir et rayons noirs)	NC : 7302, 7410, 8000, 8160	699,53	738,00		
<b>Revêtement de roues arrière</b>							
SJD7302	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		○	○		
SJD7304	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
SJD7315	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		◆	◆		
SJD7320	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir Primo Sentinel 1" - 25 mm	<b>NOUVEAU</b>	71,09	75,00		
<b>Type de mains courantes</b>							
SJD7400	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆		
SJD7410	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable (Uniquement avec roues 24" rayonnage croisé)		101,42	107,00		
SJD7420	<input type="checkbox"/>	Noires - Plastique antidérapant		108,06	114,00		
<b>Axes de roues arrière</b>							
SJD7500	<input type="checkbox"/>	Axe à démontage rapide		◆	◆		
<b>Position axes de roues arrière</b> (écart entre axes de roues arrière et cannes de dossier)							
SJD7620	<input type="checkbox"/>	50 mm		○	○		
SJD7630	<input type="checkbox"/>	25 mm		◆	◆		
<b>Angle de carrossage</b>							
SJD7700	<input type="checkbox"/>	0°		◆	◆		
SJD7710	<input type="checkbox"/>	1°		○	○		
SJD7720	<input type="checkbox"/>	2°		○	○		
SJD7730	<input type="checkbox"/>	3°		○	○		
SJD7740	<input type="checkbox"/>	4°		○	○		
<b>OPTIONS DE CHASSIS</b>							
SJD8000	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons, la paire (Transparent pour roues 22" ou noir pour roues 24" rayonnage croisé)		140,28	148,00		
SJD8020	<input type="checkbox"/>	Pompe		9,48	10,00		
SJD8030	<input type="checkbox"/>	Pompe haute pression (jusqu'à 12 bar)		113,74	120,00		
<b>TYPE DE FREINS</b>							
SJD8100	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		◆	◆		
SJD8110	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		○	○		
SJD8120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser avec extention		9,48	10,00		
SJD8130	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer avec extention		9,48	10,00		
SJD8160	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser par défaut ou à tirer si à pousser incompatibles		150,71	159,00		
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>							
<b>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</b>							

Invacare® Action® 5 Teen				Euros																																											
				Prix Public		LPPR																																									
				HT	TTC																																										
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>																																															
SJD8200	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi)		20,85	22,00																																										
SJD8300	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien		26,54	28,00	 8300																																									
SJD8500	<input type="checkbox"/>	Roulette anti bascule escamotable, droite	NC : 9200	113,74	120,00	 8500 / 8550																																									
SJD8550	<input type="checkbox"/>	Roulette anti bascule escamotable, gauche	NC : 9100	113,74	120,00																																										
SJD8600	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs pour roues		33,18	35,00																																										
<b>AUTRES OPTIONS</b>																																															
SJD9000	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		41,71	44,00																																										
SJD9100	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		36,02	38,00	 9100 9200																																									
SJD9200	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite		36,02	38,00																																										
SJD9300	<input type="checkbox"/>	Kit d'outils		7,58	8,00	 9400																																									
SJD9400	<input type="checkbox"/>	Porte-mallette		107,11	113,00																																										
<b>Largeurs possibles des dossier Matrx en fonction de la largeur d'assise</b>																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Largeur du dossier Matrx en mm</th> <th colspan="3">Largeur d'assise en mm</th> </tr> <tr> <th>(mm)</th> <th>305</th> <th>330</th> <th>355</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>360</td> <td></td> <td>○</td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>380</td> <td></td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Largeur du dossier Matrx en mm	Largeur d'assise en mm			(mm)	305	330	355	360		○	○		380			○																								
Largeur du dossier Matrx en mm	Largeur d'assise en mm																																														
	(mm)	305	330	355																																											
360		○	○																																												
380			○																																												
<b>Diamètres de roues avant et arrière en fonction des hauteurs d'assise avant et arrière</b>																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Taille roue avant</th> <th colspan="6">Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant</th> </tr> <tr> <th>(mm)</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> <th>510</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4"</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5"</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>6"</td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>7"</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>					Taille roue avant	Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant						(mm)	410	435	460	485	510	4"		x	x	x	x		5"		x	x	x	x	x	6"			x	x	x	x	7"				x	x	x
Taille roue avant	Roue avant en fonction de la hauteur d'assise avant																																														
	(mm)	410	435	460	485	510																																									
4"		x	x	x	x																																										
5"		x	x	x	x	x																																									
6"			x	x	x	x																																									
7"				x	x	x																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Taille roue arrière</th> <th colspan="5">Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière</th> </tr> <tr> <th>(mm)</th> <th>385</th> <th>410</th> <th>435</th> <th>460</th> <th>485</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22"</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>24"</td> <td></td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> </tbody> </table>					Taille roue arrière	Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière					(mm)	385	410	435	460	485	22"		x	x	x	x		24"		x	x	x	x	x															
Taille roue arrière	Roue arrière en fonction de la hauteur d'assise arrière																																														
	(mm)	385	410	435	460	485																																									
22"		x	x	x	x																																										
24"		x	x	x	x	x																																									
<b>Rampes en accessoire</b>																																															
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530																																									
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128																																									
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00	 1654129																																									
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130																																									