



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Alu Lite

Fauteuil manuel à pousser en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Hauteur d'assise 490 mm.
- Profondeur d'assise 430 mm
- Roues arrière 12" bandage.
- Roues avant 8" bandage
- Axes fixes
- Accoudoirs à manchettes longues, hauteur 230 mm
- Dossier 450 mm pliant à mi-hauteur, hauteur 270 mm plié
- Ceinture de maintien à boucle
- Freins à câble et frein parking

- Potences escamotables vers l'extérieur
- Coloris : Bleu
- 2 tubes basculeurs
- Sangles talonnières
- Largeur HT : largeur d'assise + 110 mm
- Poids : 11 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 100 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Tarif Public donné à titre indicatif Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Quantité	Euros				
	Prix Public		LPPR *		
	HT	TTC	HT	TTC	
Invacare® Alu Lite - Code LPPR 9225634					
1517737		Largeur d'assise 410 mm (largeur utile entre manchettes 360 mm)	338,33	356,94	356,94
1517738		Largeur d'assise 460 mm (largeur utile entre manchettes 410 mm)	338,33	356,94	356,94

Rampes en accessoire


1440530		Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1787,68	1 886,00	
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00	
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00	
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00	




1440530



1654128



1654129



1654130