



Yes, you can.®

AVIVA RX20 Modulite AA2



NOUVELLES OPTIONS !

Bascule d'assise 50°

Lift 30 cm avec
Bascule d'assise 45°

Pantographe *Maxx Resolve*
escamoble int/ext

Prix d'options en baisse

Prix Public TTC

100% LPP

3 938,01 €



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 560 mm 
Référence d'achat :	Hauteur d'assise 435 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse 6 km/h, 10 km/h ou 10 km/h programmable à 12 km/h
	Batteries 60 Ah ou 73 Ah
	Electronique Linx
	Roues motrices 14"
	Roues avant 8" ou 9"
	Franchissement 60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
	Poids max utilisateur 136 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes	
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	

<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard			<input type="checkbox"/> Options sans supplément de prix		
Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC				
JBC0016	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 AA2 - code LPPR 9125996 Module de puissance : 75 A - Batteries 60 Ah poids max. utilisateur : 136 kg		3 732,71	3 938,01	3 938,01			
<i>+ 7,42 € HT d'éco-participation</i>								
JBC0048	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX20 AA2 PACK POWER - Codes LPPR 9125996 + 9326022 Module de puissance : 120 A - batteries 60 Ah - poids max. utilisateur : 136 kg Inclut double commande REMOSO	PACK NON MODIFIABLE NC : 2860, 2108, 2219, 2245, 2220	4 409,73	4 652,27	4 652,27			
<i>+ 7,42 € HT d'éco-participation</i>								
CHÂSSIS AVIVA RX								
JBC2810	<input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm		◆	◆				
JBC2830	<input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm Recommandé en combinaison avec repose-jambes central	NC : 1244	382,94	404,00				
ASSISE MODULITE MODULABLE								
Type d'assise								
JBC2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆				
JBC2112	<input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		○	○				
 2111  Prix en baisse								
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)								
JBC2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	○	○				
JBC2122	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 2701, 2703, 2705,	◆	◆				
JBC2123	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○				
JBC2124	<input type="checkbox"/> 530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah	NC : dossiers Matrx, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106	138,39	146,00				
Kit d'écartement des points de pivot								
JBC2106	<input type="checkbox"/> Kit D'écartement des points de pivot de dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège	NC : 2124, 2192, 2194	○	○				
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)								
JBC2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○				
JBC2134	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆	◆				
JBC2136	<input type="checkbox"/> 510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○				

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Coussin d'assise						
JBC2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
JBC2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2136, 2124	76,78	81,00	81,00
JBC2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90 mm, poids max 136 kg)		293,84	310,00	
JBC2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)		293,84	310,00	
Cannes de dossier - Poignées incluses						
JBC2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
JBC2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	◆	◆	
Poignées à pousser						
JBC2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	○	○	
Type de dossier						
JBC2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 1445, 2155, 2230, 2247,1288, 1289	◆	◆	
JBC2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir (avec supplément)	NC : 2151,-2192, 2193, 2194, 2229, 2155, 2230, 2247, 2128	226,54	239,00	
JBC2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2163, 2128	○	○	
JBC2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBC2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBC2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBC2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBC2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JBC2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir	NC : 2179	◆	◆	
JBC2152	<input type="checkbox"/>	PU bi-extensible noir	NC : 2171	71,09	75,00	
JBC2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir	NC : 2171, 2179	100,47	106,00	
Accoudoirs						
JBC2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
JBC2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	
JBC2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	284,36	300,00	
JBC2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189	137,44	145,00	
JBC2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 2179	148,82	157,00	
JBC2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
JBC2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
Manchettes						
JBC2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆	
JBC2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	91,00	96,00	
JBC2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	133,65	141,00	



2143



2147 2144



2171



2173



2191




2198

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Gouttières hémiplégiques						
<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis			
<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbée et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis			
Cale-cuisses						
JBC2184	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00		
JBC2186	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00		
JBC2188	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00		
JBC2185	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00		
JBC2187	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00		
JBC2189	<input type="checkbox"/> Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00		
Hauteur des supports de cale-cuisse						
JBC2164	<input type="checkbox"/> Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆		
JBC2165	<input type="checkbox"/> Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○		
Appui-têtes						
JBC1350	<input type="checkbox"/> Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆		
JBC1432	<input type="checkbox"/> Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	○	○		
JBC1427	<input type="checkbox"/> Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	361,14	381,00		
JBC2324	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00		
JBC2325	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00		
JBC2327	<input type="checkbox"/> Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00		
JBC1495	<input type="checkbox"/> Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○		
Tendeur de dossier						
JBC1307	<input type="checkbox"/> Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	51,18	54,00		
Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)						
JBC1445	<input type="checkbox"/> Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	385,78	407,00		
Inclinaison d'assise						
JBC1092	<input type="checkbox"/> Electrique de 0° à 20°	NC : 1401, 2054	◆	◆		
JBC1093	<input type="checkbox"/> Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401	432,23	456,00		Prix en baisse
JBC2052	<input type="checkbox"/> Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 136kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401,2105, 0011, 0013, 2201,(2171/0975+2273),2161, 2163, 2171	432,23	456,00		NOUVEAU
JBC1094	<input type="checkbox"/> Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°, module de puissance 120 A et batteries 60 Ah	NC : 1494, 2220, 2860	2 099,53	2 215,00		Prix en baisse
JBC2053	<input type="checkbox"/> Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC : 1494,(2054+0556/0589), 2105,2201,2220,(2171/0975+2273),1910,1912,2161,2163,2171	2 099,53	2 215,00		NOUVEAU



Cale-cuisse

Prix en baisse



1432



1427




2324



2325



2327



1445

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
JBC2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆	
JBC2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2054	○	○	
JBC2859	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 2054	○	○	
Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée)						
Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés						
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)	NC : 1092, 2858, 2859	488,15	515,00	
Inclinaison de dossier						
JBC0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle						
ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large						
JBC0556	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 0517, 1244	○	○	
JBC0589	<input type="checkbox"/>	Electrique LINX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC 2105, 1244	1 536,49	1 621,00	
Palettes						
JBC2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
JBC0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
JBC0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00	
JBC0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	143,13	151,00	
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JBC0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4		◆	◆	
JBC0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		879,62	928,00	
Palettes (la paire)						
JBC0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle		◆	◆	
JBC0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		122,27	129,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
JBC2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258, 0088	◆	◆	
JBC2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	○	
JBC2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LINX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 0048, 0088, 0089, 2220	1 208,53	1 275,00	
JBC2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 0048, 0088, 0089, 2220, 2270	1 777,25	1 875,00	
Option REM400						
JBC2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2203, 2204, 2206	340,28	359,00	



0977

Prix en baisse



Prix en baisse



0531

Prix en baisse

LINX



REM211



REM216



REM400

Bluetooth

Prix en baisse



REM500

Bluetooth

Prix en baisse



2270

Prix en baisse

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
JBC1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBC1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBC1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆	
JBC1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBC1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBC1709	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	236,97	250,00	
JBC1710	<input type="checkbox"/>	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	236,97	250,00	
JBC2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○	
JBC2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
JBC2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBC2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBC2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	33,85	35,71	35,71
JBC2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	33,85	35,71	35,71
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
JBC2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6 km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBC2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
JBC2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2108, 2259, 2260	1 354,05	1 428,52	714,26
JBC2259	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBC2260	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBC1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBC1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	



NOUVEAU



2209
2210



REM050



2219



2245

Prix en baisse

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2			Euros				
			Prix Public		LPPR*		
			HT	TTC			
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure							
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500							
JBC2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2203, 2204	1 371,56	1 447,00	 2231 2232	
JBC2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LINX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2203, 2204	1 509,00	1 592,00		
JBC2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○		
JBC2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○		
JBC2265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
JBC2266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00		
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM							
JBC2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	714,26	 2230 Prix en baisse
JBC2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	5 648,34	5 959,00	714,26	
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)							
JBC2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteurs de proximité ASL106	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	7 048,34	7 436,00		
JBC2275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○		
JBC2276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○		
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis			
Commande Mini Joystick proportionnel							
JBC2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	5 648,34	5 959,00	 2233	
JBC2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 317,54	3 500,00		
JBC2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
JBC2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00		
JBC2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○		
JBC2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○		
JBC2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00		
JBC2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00		
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis			

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Options complémentaires LINX						
JBC2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251 Prix en baisse
JBC2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBC2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBC2291	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBC2292	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBC2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
Accessoires LINX						
JBC2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : Bodypoint	472,99	499,00	 2253
JBC2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JBC2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
Remote Stop Switch						
JBC2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2203, 2204	831,28	877,00	Prix en baisse
Module d'entrée						
JBC2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	400,00	422,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JBC2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBC1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBC1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBC1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		149,76	158,00	
JBC1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)						
JBC2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBC1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBC1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBC1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
JBC1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
JBC1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
JBC1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
JBC2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U - largeur 76 mm - PC101A		100,00	105,50	 2721 2722  2723  2724
JBC2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U - largeur 100 mm - PC102A		100,00	105,50	
JBC2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	
JBC2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JBH1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		172,51	182,00	 1681
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
JBC2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		○	○	 2871
JBC2872	<input type="checkbox"/>	Argenté		○	○	 2872
JBC2873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		○	○	 2873
JBC2874	<input type="checkbox"/>	Bleu mercure		○	○	 2874
JBC2875	<input type="checkbox"/>	Violet midnight		○	○	 2875
Coloris de jantes						
JBC2882	<input type="checkbox"/>	Noir		◆	◆	

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Fourches						
JBC2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles		◆	◆	
Roues avant						
JBC0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		◆	◆	
JBC0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		○	○	
JBC0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneu. Anti Crevaison Noir		○	○	
JBC0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	168,72	178,00	
Système verrouillage des fourches avant						
JBC1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant		218,01	230,00	
Roues arrière						
JBC0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆	
JBC0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		71,09	75,00	
JBC0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		71,09	75,00	
SUSPENSIONS						
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermeté réglable)						
JBC2870	<input type="checkbox"/>	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆	
Suspensions latérales arrière						
JBC1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1094	○	○	
JBC1912	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	○	○	
JBC1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○	
JBC1915	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		○	○	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBC1282	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 6 km/h		◆	◆	
JBC1283	<input type="checkbox"/>	OPS Drive 10 km/h		○	○	
JBC1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses - Module de puissance 120 A inclus	NC : 0828, 2860, 1259, 1260, 0016, 0088, 0089	1 132,70	1195,00	
Batteries & Chargeur						
JBC1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah - batteries GEL	NC : 1223	◆	◆	
JBC1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 1223, 1450	396,21	418,00	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBC1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	
Chargeur						
JBC1343	<input type="checkbox"/>	Chargeur 8A OptiCharge		◆	◆	
JBC1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		159,24	168,00	
JBC1344	<input type="checkbox"/>	Chargeur 8A OptiCharge UK (IP44)		○	○	
JBC1314	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge UK (IP44)		159,24	168,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
Roulette anti-bascule						
JBC1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-bascule		◆	◆	
Eclairage						
JBC1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)	NC : 2203	492,89	520,00	
JBC2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216, REM400 ou REM500)	NC : 2203	663,51	700,00	
JBC1254	<input type="checkbox"/>	Sans éclairage		◆	◆	

Prix en baisse

Prix en baisse



Prix en baisse

Prix en baisse

Prix en baisse

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
OPTIONS							
<i>Les roulettes anti-bascule sont montées de série</i>							
Monte-trottoir							
JBC1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 0522, 2830, 0556, 0589	291,00	307,00	 1244 Prix en baisse	
Préparation Base Motrice Montage Station d'arrimage Dahl							
JBC1450	<input type="checkbox"/>	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	330,81	349,00		
Accroche-taxi							
JBC1494	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	◆	◆		
JBC1401	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1092, 1093	○	○		
Points d'accroche taxi additionnels							
JBC2894	<input type="checkbox"/>	Points de fixation latéraux additionnels faciles d'accès (remplacent les points de fixation standards avant)		104,27	110,00		
Ceintures de maintien							
JBC1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆		
JBC2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		57,82	61,00	 1329	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)							
JBC2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, cale-cuisses	156,40	165,00	 2701, 2702	
JBC2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2123, 2124, cale-cuisses	156,40	165,00		
JBC2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, cale-cuisses	133,65	141,00	 2703, 2704	
JBC2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2123, 2124, cale-cuisses	133,65	141,00		
JBC2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, cale-cuisses	116,59	123,00	 2705, 2706	
JBC2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	NC : 2123, 2124, cale-cuisses	116,59	123,00		
Rétroviseur							
JBC1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,14	74,00		
JBC1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,14	74,00		
ACCESSOIRES							
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)							
JBC2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	150,71	159,00		
Porte-canne							
JBC1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	68,25	72,00		
JBC1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	68,25	72,00		
Garde-boue (la paire)							
JBC1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		132,70	140,00	1416	
JBC1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		164,93	174,00	1417	

Invacare® Aviva RX20 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Tablette escamotable						
JBC1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	503,32	531,00	 1404, 1405 Prix en baisse
JBC1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	503,32	531,00	
Trousse à outils						
JBC1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		33,18	35,00	
Rampes en accessoire						
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130