



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA1

Fauteuil roulant électrique roues arrière motrices



CE



Descriptif :

- Compacité et motricité optimales grâce à :
 - Châssis étroit à partir de 560 mm
 - Empattement réduit
 - Roues avant de 8" et 9"

- Hauteur d'assise à partir de 435 mm
- Système de suspensions CTC réglable
- Moteurs 340W 4 pôles, de série
- Poids maximum de l'utilisateur : 136 kg.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

De série:

- Module de puissance 120 A
- Batteries 73 Ah
- Equipement route de sécurité LED
- Garde-boue pour roues avant et arrière
- Fourche monobras
- Carénage métallisé sur le châssis, les jantes et le dossier

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 6 975,90 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.





Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :









Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.











- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
JBF0024	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX40 AA1 - Code LPPR 9125967 Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 136 kg	NC : 1259	5 962,09	6 290,00	3 487,95
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
CHÂSSIS AVIVA RX					
JBF2810	<input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm		◆	◆	
JBF2830	<input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm <i>Recommandé en combinaison avec repose-jambes central</i>	NC : 1244	288,15	304,00	
ASSISE MODULITE MODULABLE					
Type d'assise					
JBF2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆	 2111
JBF2112	<input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur , accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		103,32	109,00	 2112
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)					
JBF2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	○	○	
JBF2122	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 2701, 2703, 2705,	◆	◆	
JBF2123	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○	

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBF2124	<input type="checkbox"/>	530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah	NC : 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106	103,32	109,00	
Kit D'écartement Des Points De Pivot						
JBF2106	<input type="checkbox"/>	Kit D'écartement Des Points De Pivot dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège	NC : 2124, 2192, 2194	○	○	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)						
JBF2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○	
JBF2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
JBF2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
JBF2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
JBF2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2136, 2124	76,78	81,00	81,00
JBF2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)		293,84	310,00	
JBF2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)		293,84	310,00	
Cannes de dossier - Poignées incluses						
JBF2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
JBF2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	◆	◆	
Poignées à pousser						
JBF2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	175,36	185,00	
Type de dossier						
JBF2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 1445, 1446, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆	
JBF2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir (avec supplément)	NC : 2151, 2192, 2193, 2194, 1446, 2229, 2155, 2230, 2247	169,67	179,00	
JBF2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2163, 2128	142,18	150,00	
JBF2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47	
JBF2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47	
JBF2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47	
JBF2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47	
JBF2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i>						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JBF2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir	NC : 2179	◆	◆	
JBF2152	<input type="checkbox"/>	PU bi-extensible noir	NC : 2171	60,66	64,00	
JBF2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir	NC : 2171, 2179	75,83	80,00	
Accoudoirs						
JBF2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
JBF2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		52,13	55,00	
JBF2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	213,27	225,00	
JBF2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	103,32	109,00	
JBF2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446, 2179	111,85	118,00	




Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBF2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446, 2179, 2106	322,27	340,00	
JBF2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446, 2179, 2106	322,27	340,00	
Manchettes						
JBF2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆	
JBF2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	67,30	71,00	
JBF2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	97,63	103,00	
Cale-cuisses						
JBF2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00	
JBF2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00	
JBF2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00	
JBF2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00	
JBF2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00	
JBF2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
JBF2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
JBF2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-têtes et autres accessoires						
JBF1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	205,69	217,00	 1432
JBF1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	271,09	286,00	 1427
JBF2323	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00	
JBF2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	331,75	350,00	
JBF2322	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	369,67	390,00	2323, 2324, 2322
JBF2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00	
JBF2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00	2325, 2326
JBF2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	483,41	510,00	
JBF1495	<input type="checkbox"/>	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○	2327
Tendeur de dossier						
JBF1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulite uniquement)	NC : 2108	37,91	40,00	
Support latéral (par paire ; revêtement PU bi-extensible noir)						
JBF1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	290,05	306,00	 1445
JBF1446	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	263,51	278,00	 1446
Inclinaison d'assise						
JBF1091	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 0° à 15°	NC : 1401,2054	◆	◆	
JBF1092	<input type="checkbox"/>	Électrique de 0° à 20°	NC : 1401,2054, 2201	356,40	376,00	
JBF1093	<input type="checkbox"/>	Électrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401,2054, 2201	681,52	719,00	
JBF1094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC : 1494, 2201, 2220, 2860	1 840,76	1 942,00	 DOSSIER RABATTABLE
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
JBF2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆	
JBF2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2054	○	○	
JBF2859	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 2054	○	○	

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée) Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés						
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)	NC : 1091, 1092, 2858, 2859,	366,82	387,00	
Inclinaison de dossier						
JBF0975	<input type="checkbox"/>	Manuelle de 90° à 120° par paliers de 3,75° DOSSIER DEMONTABLE SANS OUTILS		◆	◆	 0975
JBF0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS	NC : 2201	613,27	647,00	 0977
REPOSE-JAMBES ET REPOSE- PIEDS						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large						
JBF0556	<input type="checkbox"/>	Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 2366, 0517, 1244	487,20	514,00	
JBF0589	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 2201, 1244	1 482,46	1 564,00	
Palettes						
JBF2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
JBF0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
JBF0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		107,11	113,00	
JBF2366	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle S (305 x 215 mm)	NC : 0556	107,11	113,00	
JBF0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	107,11	113,00	
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JBF0526	<input type="checkbox"/>	Potences reoise-pieds fixes 80° et escamotables Intérieur/Extérieur (Paire)	NC : 0504, 0522	◆	◆	
JBF0503	<input type="checkbox"/>	Potences reoise-pieds standards réglables 90°-65° escamotables		○	○	
JBF0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4	NC : 0512	234,12	247,00	 0533
JBF0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 2201, 0522	1 304,27	1 376,00	
Palettes (la paire)						
JBF0512	<input type="checkbox"/>	Fixes	NC : 0501, 0533, 0532, 0531	◆	◆	
JBF0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle	NC : 0501, 0526	○	○	
JBF0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur	NC : 0501	91,94	97,00	
JBF0522	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc	NC : 0526, 0532, 0531, 0501, 1244	103,32	109,00	0513 0522
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LiNX						
JBF2201	<input type="checkbox"/>	Remote LiNX DLX-REM110 = Drive only	NC : 1437, 2837, 1092, 1093, 1094, 0977, 0589, 0531, 2229, 2231, 2232, 2230, 2247, 2257, 2233, 2240, 2258, 2219, 2245, 2270	◆	◆	
JBF2203	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2272, 2258	○	○	REM211 REM216
JBF2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	○	
JBF2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	984,83	1 039,00	REM400 

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBF2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle LiNX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 482,46	1 564,00	
Option REM400						
JBF2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	293,84	310,00	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
JBF1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBF1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBF1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆	
JBF1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBF2293	<input type="checkbox"/>	Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable, positionné à droite <i>Bientôt disponible</i>	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBF2294	<input type="checkbox"/>	Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable, positionné à gauche <i>Bientôt disponible</i>	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBF2209	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○	
JBF2210	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche, multi-ajustable (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2201, 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
JBF2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	592,42	625,00	
JBF2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	592,42	625,00	
JBF2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	138,39	146,00	35,71
JBF2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	138,39	146,00	35,71
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
JBF2220	<input type="checkbox"/>	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, (2201+1283/1223/1224), 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBF2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2201, 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	945,02	997,00	714,26
JBF2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2201, 2108, 2259, 2260	1 354,05	1 428,52	714,26
JBF2259	<input type="checkbox"/>	Fixation A Droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBF2260	<input type="checkbox"/>	Fixation A Gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBF1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBF1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	



2270



2209
2210



REM050



2219



2245

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1			Euros				
			Prix Public		LPPR*		
			HT	TTC			
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215							
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500							
JBF2231	<input type="checkbox"/>	Joystick <i>LINX</i> Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2201, 2203, 2204	984,83	1 039,00	 2231 2232	
JBF2232	<input type="checkbox"/>	Joystick <i>LINX</i> Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2201, 2203, 2204	1 084,36	1 144,00		
JBF2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○		
JBF2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○		
JBF2265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	592,42	625,00		
JBF2266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	592,42	625,00		
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis			
Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500							
JBF2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 1495, 2201, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2179, 2128	2 488,15	2 625,00	714,26	 1288 1286 1289 1287
JBF1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête <i>ELAN</i> obligatoire)	NC : 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496	○	○		
JBF1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête <i>ELAN</i> obligatoire)	NC : 2171, 1350, 1432, 1427, 2322, 1496	○	○		
JBF1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 2227, 2259, 1221, 2291, 1312, 1415	1 194,31	1 260,00		
JBF1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	1 194,31	1 260,00		
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM							
JBF2230	<input type="checkbox"/>	ATOM <i>ASL104</i> + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	4 667,30	4 924,00	714,26	 2230
JBF2247	<input type="checkbox"/>	PROTON <i>ASL104P</i> + contacteur egg	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-têtes Elan	4 667,30	4 924,00	714,26	
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)							
JBF2257	<input type="checkbox"/>	Contacteurs à Capteurs De Proximité ASL106	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	5 065,40	5 344,00		
JBF2275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○		
JBF2276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○		
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis			
Commande Mini Joystick proportionnel							
JBF2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 781,99	2 935,00	 2233	
JBF2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2201, 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 238,86	2 362,00		
JBF2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	592,42	625,00		
JBF2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	592,42	625,00		
JBF2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○		
JBF2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○		
JBF2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	592,42	625,00		
JBF2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	592,42	625,00		
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis			

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Options complémentaires LINX						
JBF2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		437,91	462,00	
JBF2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBF2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBF2291	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	2251
JBF2292	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBF2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
Accessoires LINX						
JBF2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 2706	194,31	205,00	
JBF2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
JBF2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	2253
Remote Stop Switch						
JBF2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2201, 2203, 2204	686,26	724,00	
Module d'entrée						
JBF2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	288,15	304,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JBF2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou						
JBF1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		107,11	113,00	
JBF1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		107,11	113,00	
JBF1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		107,11	113,00	
JBF1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		107,11	113,00	
Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)						
JBF2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		85,31	90,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400						
JBF1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		107,11	113,00	
JBF1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		107,11	113,00	
JBF1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		107,11	113,00	
JBF1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		107,11	113,00	
JBF1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		107,11	113,00	
JBF1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		107,11	113,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
JBF2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 3" PC101A		79,00	83,35	
JBF2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U 4" PC102A		79,00	83,35	
JBF2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - Ø 66 mm		79,00	83,35	
JBF2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	83,35	 
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JBH1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		124,17	131,00	
BASE MOTRICE						
Coloris de châssis						
JBF2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-284,36	-300,00	
JBF2872	<input type="checkbox"/>	Argenté		-284,36	-300,00	
JBF2873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-284,36	-300,00	
JBF2874	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-284,36	-300,00	
JBF2875	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-284,36	-300,00	
JBX0299	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé		710,90	750,00	
JBF2865	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé		○	○	
JBF2866	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
JBF2867	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé		○	○			
JBF2868	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé		○	○			
Coloris de jantes							2867	2868
JBF2882	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-80,57	-85,00			
JBF2883	<input type="checkbox"/>	Argenté		-80,57	-85,00			
JBF2884	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-80,57	-85,00		2884	2885
JBF2885	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-80,57	-85,00			
JBF2886	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-80,57	-85,00			
JBF2887	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Personnalisé		188,63	199,00		2886	
JBF2888	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Vert British Racing métallisé		○	○			
JBF2889	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○		2888	2889
JBF2890	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Bleu Givré métallisé		○	○			
JBF2891	<input type="checkbox"/>	Premium - Coloris Jantes Beige Perle métallisé		○	○		2890	2891
Fourches								
JBF2631	<input type="checkbox"/>	Fourches Monobras		◆	◆			
JBF2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles		○	○			
Roues								
JBF0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		◆	◆			
JBF0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		○	○			
JBF0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Anti Crevaison Noir		53,08	56,00			
JBF0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	129,86	137,00			
Système verrouillage des fourches avant								
JBF1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant	NC : (2631+1416)	188,63	199,00			
Roues arrière type Storm®4								
JBF0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆			
JBF0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		206,64	218,00			
JBF0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		53,08	56,00			
SUSPENSIONS								
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis)								
JBF2870	<input type="checkbox"/>	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆			
Suspensions latérales arrière								
JBF1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1094	○	○			
JBF1912	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	○	○			
JBF1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○			
JBF1915	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		○	○			
PERFORMANCES								
Moteurs								
JBF1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h		○	○			
JBF1283	<input type="checkbox"/>	10 km/h		◆	◆			
JBF1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs Durawatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses	NC : 0828, 1259, 1260	○	○			
Batteries & Chargeur								
JBF1259	<input type="checkbox"/>	60 Ah - batteries GEL	NC : 0024, 1223	○	○			
JBF1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 0024, 1223, 1450	◆	◆			
GYROSCOPE								
G-Trac								
JBF1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		894,79	944,00			
Chargeur								
JBF1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		◆	◆			
OPTIONS DE POSITIONNEMENT								
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.								
OPTIONS								
Les roulettes anti-bascule sont montées de série								
Roulette anti-bascule								
JBF1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-bascule		◆	◆			

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Eclairage						
JBF1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	◆	◆	
JBF2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2201, 2203	347,87	367,00	
Monte-trottoir						
JBF1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 0522, 2830, 0556, 0589	251,18	265,00	
Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl						
JBF1450	<input type="checkbox"/>	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	248,34	262,00	
Accroche-taxi						
JBF1493	<input type="checkbox"/>	Accroche-taxi 4 Fixations Avant/Arrière	NC : 2894	◆	◆	
JBF1494	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	○	○	
JBF1401	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1091, 1092, 1093	○	○	
Points d'accroche taxi						
JBF2894	<input type="checkbox"/>	Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)	NC : 1493	78,67	83,00	
Ceintures de maintien						
JBF1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
JBF2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	42,65	45,00	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
JBF2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	134,60	142,00	
JBF2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	134,60	142,00	
JBF2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	114,69	121,00	
JBF2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	114,69	121,00	
JBF2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	99,53	105,00	
JBF2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M		99,53	105,00	
Rétroviseur						
JBF1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	59,72	63,00	
JBF1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	59,72	63,00	
ACCESSOIRES						
Porte-bagage						
JBF1438	<input type="checkbox"/>	Porte-bagage - largeur 276 mm, longueur 163 mm, charge maxi 10 kg		323,22	341,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
JBF2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2105, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	129,86	137,00	
Porte-canne						
JBF1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	57,82	61,00	
JBF1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	57,82	61,00	
Garde-boue (la paire)						
JBF1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		◆	◆	
JBF1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		◆	◆	



1244



1329



2701, 2702



2703, 2704



2705, 2706



1438



2128



1416







1417

Invacare® Aviva RX40 Modulite AA1				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Tablette escamotable						
JBF1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	435,07	459,00	
JBF1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	435,07	459,00	
Trousse à outils						
JBF1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		24,64	26,00	



1404
1405

Rampes en accessoire						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130