

AVIVA RX40 Modulite AA2



2 OPTIONS OFFERTES AU CHOIX ENTRE :

Repose-jambes électriques

Lift + Bascule d'assise 45°

Manipulateur REM 400

Équipement route

NOUVEAU DE SERIE

Bascule d'assise 50°

Accoudoirs relevables

Pantographe *Maxx Resolve*
escamotable int/ext

Prix Public TTC

2x LPPR

7876,02€



UNIQUE
Designed by you. Built by us.



Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Largeur hors tout 560 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise à partir de 435 mm
Code client :	Moteurs 340W 4 pôles
Cachet du distributeur :	Vitesse jusqu'à 12km/h sans supplément
	Batteries 73 Ah
	Electronique Linx
	Roues motrices 14"
	Roues avant 8" ou 9"
	Franchissement 60 mm et 100 mm avec monte-trottoir
	Poids max utilisateur 136 kg
	Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure
Commandes Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr , ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com	



☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			☒ Configuration standard		☐ Options sans supplément de prix		
Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
JBG0025	☐	Invacare® Aviva® RX40 AA2 - code LPPR 9125996 Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 136 kg	NC : 1259	7 465,42	7 876,02	3 938,01	
				+ 7,42 € HT d'éco-participation			
DEUX OPTIONS AU CHOIX OFFERTES A SELECTIONNER PARMI :							
JBG0100	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80° - JBG0531	NC : 0501, 0503, 0526, 0533	☐	☐		
JBG0110	☐	Manipulateur REM400 avec écran couleur et fonction Bluetooth - JBG2205	NC : 2201, 2203, 2204, 2206	☐	☐		
JBG0140	☐	Equiperment route de sécurité extra-lumineux LED 30 LUX - JBG1437	NC : 2201, 2203	☐	☐		
JBG0145	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC : 1494,(2054+0556/0589), 2105,2201,2220,(2171/0975 +2273),1910,1912,2161 ,2163 ,2171	☐	☐		
CHÂSSIS AVIVA RX							
JBG2810	☐	Châssis étroit - 560 mm		☒	☒		
JBG2830	☐	Châssis large - 635 mm Recommandé en combinaison avec repose-jambes central	NC : 1244	☐	☐	Prix en baisse	
ASSISE MODULITE MODULABLE							
Type d'assise							
JBG2111	☐	Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		☒	☒	 2111	
JBG2112	☐	Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		☐	☐	 2112 Prix en baisse	
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)							
JBG2121	☐	380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	☐	☐		
JBG2122	☐	430 mm	NC : 2701, 2703, 2705,	☒	☒		
JBG2123	☐	480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	☐	☐		
JBG2124	☐	530 mm Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah	NC : 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106	☐	☐	Prix en baisse	
Kit d'écartement des points de pivot							
JBG2106	☐	Kit D'écartement des points de pivot de dossier Recommandé pour l'installation d'un corset-siège	NC : 2124, 2192, 2194	☐	☐		
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)							
JBG2132	☐	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	☐	☐		
JBG2134	☐	460 mm		☒	☒		
JBG2136	☐	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	☐	☐		

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Coussin d'assise						
JBG2142	☐	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
JBG2143	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG 430 x 430 mm (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2136, 2124	76,78	81,00	81,00
JBG2147	☐	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)		293,84	310,00	
JBG2144	☐	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)		293,84	310,00	
Cannes de dossier - Poignées incluses						
JBG2162	☐	Hauteur 540 mm		○	○	
JBG2163	☐	Hauteur 480 mm	NC : 2052, 2053, 2173	◆	◆	
Poignées à pousser						
JBG2108	☐	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	○	○	
Type de dossier						
JBG2171	☐	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2052, 2053 2152, 1445, 1496, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆	
JBG2179	☐	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement PU bi-extensible noir (avec supplément)	NC : 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 2155, 2230, 2247	226,54	239,00	
JBG2173	☐	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2163, 2128	○	○	
JBG2174	☐	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBG2175	☐	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBG2176	☐	Matrx Elite E2 , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBG2177	☐	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
JBG2178	☐	Matrx Elite E2 Deep , hauteur 500 mm	NC : 1445, 2124	798,10	842,00	
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
JBG2151	☐	Nylon noir	NC : 2179	◆	◆	
JBG2152	☐	PU bi-extensible noir noir	NC : 2171	71,09	75,00	
JBG2155	☐	Mesh noir	NC : 2171, 2179	100,47	106,00	
Accoudoirs						
JBG2191	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		○	○	
JBG2181	☐	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		70,14	74,00	
JBG2198	☐	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, 2199, cale-cuisses	284,36	300,00	
JBG2183	☐	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	137,44	145,00	
JBG2193	☐	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 2179	◆	◆	
JBG2192	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
JBG2194	☐	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 2179, 2106	372,51	393,00	
Manchettes						
JBG2195	☐	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆	
JBG2196	☐	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	91,00	96,00	
JBG2197	☐	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	133,65	141,00	


2143


2147 2144


2171


2173


2191


2198



2143



2147

2144



2171



2173



2191



2198

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Gouttières hémiplégiques						
	☐	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	☐	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbée et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
Cale-cuisses						
JBG2184	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBG2186	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBG2188	☐	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBG2185	☐	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBG2187	☐	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
JBG2189	☐	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	290,05	306,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
JBG2164	☐	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
JBG2165	☐	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
Appuis-tête et autres accessoires						
JBG1350	☐	Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir, réglable En Profondeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆	
JBG1432	☐	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	○	○	
JBG1427	☐	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	361,14	381,00	
JBG2324	☐	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	
JBG2325	☐	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	427,49	451,00	
JBG2327	☐	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	559,24	590,00	
JBG1495	☐	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○	
Tendeur de dossier						
JBG1307	☐	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	51,18	54,00	
Support latéral (par paire; revêtement PU bi-extensible noir)						
JBG1445	☐	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	385,78	407,00	
Inclinaison d'assise						
JBG1093	☐	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 136 kg si option 1494)	NC : 1401	○	○	
JBG2052	☐	Electrique à compensation de 0° à 50° (Poids max 136kg si option 1450 ou 1494)	NC : 1401,2105, 0011, 0013, 2201,(2171/0975+2273),2161, 2163, 2171	◆	◆	
JBG1094	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max. 136 kg) inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°	NC : 1494, 2201, 2220, 2860	1 667,30	1 759,00	
JBG2053	☐	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) - inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 45°	NC : 1494,(2054+0556/0589), 2105,2201,2220,(2171/0975+2273),1910,1912,2161,2163,2171	1 667,30	1 759,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
JBG2857	☐	435 mm		◆	◆	
JBG2858	☐	460 mm	NC : 2054	○	○	
JBG2859	☐	485 mm	NC : 2054	○	○	
Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée)						
Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés						
JBX2054	☐	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)	NC : 2858, 2859	488,15	515,00	



Cale-cuisse



1432



1427



2324



2325



2327



1445



NOUVEAU



Prix en baisse



NOUVEAU



Cale-cuisse



1432



1427



2324



2325



2327



1445

NOUVEAU

Prix en baisse

NOUVEAU

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Inclinaison de dossier						
JBG0977	☐	Electrique de 0° à 30° DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS		◆	◆	
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large						
JBG0556	☐	Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 0517, 1244	○	○	
JBG0589	☐	Electrique LINX avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 2201, 1244	1 536,49	1 621,00	
Palettes						
JBG2365	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
JBG0559	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
JBG0516	☐	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		143,13	151,00	
JBG0517	☐	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	143,13	151,00	
Potences / Repose-pieds (la paire)						
JBG0533	☐	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type Storm®4		◆	◆	
JBG0531	☐	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°		879,62	928,00	
Palettes (la paire)						
JBG0504	☐	Réglables en angle		◆	◆	
JBG0513	☐	Réglables en angle et profondeur		122,27	129,00	
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX						
Commande principale pour Electronique LINX						
JBF2203	☐	Manipulateur LINX REM211 : Conduite et contrôle des vérins	NC : 2837, 1437, 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2272, 2258	◆	◆	
JBG2204	☐	Manipulateur LINX REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	○	○	
JBG2205	☐	Manipulateur LINX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	1 208,53	1 275,00	
JBG2206	☐	Ecran de contrôle LINX REM500 : Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 777,25	1 875,00	
Option REM400						
JBG2270	☐	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2203, 2204, 2206	340,28	359,00	



Prix en baisse



Prix en baisse



LINX



Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Fixation de la commande principale (REM211/216/400)						
JBG1207	☐	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBG1208	☐	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBG1707	☐	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆	
JBG1708	☐	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBG1709	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à droite	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBG1710	☐	Maxx Resolve escamotable intérieur/extérieur - fixation à gauche	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBG2209	☐	Fixation escamotable à droite , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC :2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○	
JBG2210	☐	Fixation escamotable à gauche , multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○	
PW-4005	☐	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
JBG2213	☐	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBG2214	☐	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	787,68	831,00	
JBG2227	☐	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	33,85	35,71	35,71
JBG2228	☐	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	33,85	35,71	35,71
JBX2239	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)						
JBG2220	☐	Double commande LiNX (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBG2219	☐	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	1 354,05	1 428,52	714,26
JBG2245	☐	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 2108, 2259, 2260	1 354,05	1 428,52	714,26
JBG2259	☐	Fixation à droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBG2260	☐	Fixation à gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBG1221	☐	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBG1222	☐	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	

NOUVEAU



2209, 2210



2209
2210



REM050



2219



2245

Prix en baisse

NOUVEAU



2209, 2210



2209
2210



REM050



2219




2245

Prix en baisse


Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
				HT	TTC	
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215						
Commandes spéciales Mo-Vis - consulter la fiche de mesure						
Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500						
JBG2231	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2203, 2204	1 371,56	1 447,00	 2231 2232
JBG2232	☐	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2203, 2204	1 509,00	1 592,00	
JBG2207	☐	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JBG2208	☐	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JBG2265	☐	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JBG2266	☐	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JBX2215	☐	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :	Sur devis			
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
JBG2230	☐	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-tête Elan	5 648,34	5 959,00	 2230
JBG2247	☐	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-tête Elan	5 648,34	5 959,00	 2247
Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)						
JBG2257	☐	4 contacteurs à capteurs de proximité ASL106	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	7 048,34	7 436,00	
JBG2275	☐	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBG2276	☐	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	☐	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale	Sur devis			
Commande Mini Joystick proportionnel						
JBG2233	☐	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	5 648,34	5 959,00	 2233
JBG2240	☐	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	3 317,54	3 500,00	 2240
JBG2285	☐	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JBG2286	☐	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JBG2283	☐	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBG2284	☐	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBG2287	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	787,68	831,00	
JBG2288	☐	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	787,68	831,00	
JBX2289	☐	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale	Sur devis			



2231
2232



2230



2247



2233



2240

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Options complémentaires LINX						
JBG2251	☐	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		530,81	560,00	 2251
JBG2217	☐	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	
JBG2218	☐	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBG2291	☐	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBG2292	☐	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBG2225	☐	Fixation tierce-personne à gauche		○	○	
JBG2252	☐	Câble sortie double Jack (pour connexion contacteur) - défilement des fonctions et activation des vérins		71,09	92,00	
Accessoires LINX						
JBG2253	☐	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : Bodypoint	472,99	499,00	 2253
JBG2281	☐	Fixation à droite		○	○	
JBG2282	☐	Fixation à gauche		○	○	
Remote Stop Switch						
JBG2258	☐	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2203, 2204	831,28	877,00	
Module d'entrée						
JBG2273	☐	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	400,00	422,00	
Autres accessoires et contacteurs						
JBG2300	☐	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	☐	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBG1685	☐	Contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBG1686	☐	Contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBG1687	☐	Contacteur Vert		149,76	158,00	
JBG1690	☐	Contacteur Bleu		149,76	158,00	
Contacteur Egg (Uniquement avec REM400)						
JBG2254	☐	Contacteur Egg, noir		118,48	125,00	
Mini contacteurs ronds et plats (Uniquement avec REM400 ou REM500)						
JBG1711	☐	Mini contacteur Rouge		149,76	158,00	
JBG1712	☐	Mini contacteur Jaune		149,76	158,00	
JBG1713	☐	Mini contacteur Vert		149,76	158,00	
JBG1714	☐	Mini contacteur Orange		149,76	158,00	
JBG1715	☐	Mini contacteur Bleu		149,76	158,00	
JBG1716	☐	Mini contacteur Noir		149,76	158,00	
Joysticks Bodypoint - livrés non montés						
JBG2721	☐	Embout Joystick Bodypoint Ergo U - largeur 76 mm - PC101A		100,00	105,50	 2721 2722
JBG2722	☐	Embout Joystick Bodypoint Ergo U - largeur 100 mm - PC102A		100,00	105,50	
JBG2723	☐	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		100,00	105,50	 2723
JBG2724	☐	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		100,00	105,50	 2724
Adaptateur DB9 / 5 jacks						
JBH1681	☐	Adaptateur DB9 / 5 jacks		172,51	182,00	 1681

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
BASE MOTRICE							
Coloris de châssis et dossier (couleur sur dossier uniquement valable avec couleurs métallisées)							
JBG2871	☐	Noir Anthracite		-284,36	-300,00		
JBG2872	☐	Argenté		-284,36	-300,00	2871	2872
JBG2873	☐	Rouge Bengale		-284,36	-300,00		
JBG2874	☐	Bleu Mercure		-284,36	-300,00	2873	2874
JBG2875	☐	Violet Midnight		-284,36	-300,00		
JBX0299	☐	Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé RAL :		781,99	825,00	2875	
JBG2865	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Vert British Racing métallisé		○	○		
JBG2866	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	2865	2866
JBG2867	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Bleu Givré métallisé		○	○		
JBG2868	☐	Premium - Coloris Châssis Et Dossier Beige Perle métallisé		○	○	2867	2868
Coloris des jantes (uniquement avec fourches monobras)							
JBG2882	☐	Noir		-80,57	-85,00		
JBG2883	☐	Argenté		-80,57	-85,00	2882	2883
JBG2884	☐	Rouge Bengale		-80,57	-85,00		
JBG2885	☐	Bleu Mercure		-80,57	-85,00	2884	2885
JBG2886	☐	Violet Midnight		-80,57	-85,00		
JBG2887	☐	Coloris Jantes Personnalisé		207,58	219,00	2886	2888
JBG2888	☐	Premium - Coloris Jantes Vert British Racing métallisé		○	○		
JBG2889	☐	Premium - Coloris Jantes Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	2889	2890
JBG2890	☐	Premium - Coloris Jantes Bleu Givré métallisé		○	○		
JBG2891	☐	Premium - Coloris Jantes Beige Perle métallisé		○	○	2891	
Fourches							
JBG2631	☐	Fourches Monobras		◆	◆		Prix en baisse
JBG2632	☐	Fourches Doubles		○	○		
Roues avant							
JBG0835	☐	9" Pneumatique Noir		◆	◆		Prix en baisse
JBG0836	☐	9" Bandage Plein Noir		○	○		
JBG0838	☐	9" Pneu. Anti Crevaison Noir		○	○		
JBG0828	☐	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	168,72	178,00		
Système verrouillage des fourches avant							
JBG1490	☐	Système de verrouillage des fourches avant	NC : (2631+1416)	218,01	230,00		Prix en baisse
Roues arrière							
JBG0704	☐	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆		
JBG0705	☐	14x3 Bandage plein noir à crampons		71,09	75,00		
JBG0706	☐	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		○	○		
SUSPENSIONS							
CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermé réglable)							
JBG2870	☐	Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort		◆	◆		
Suspensions latérales arrière							
JBG1910	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1094	○	○		
JBG1912	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	○	○		
JBG1911	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○		
JBG1915	☐	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		○	○		

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
PERFORMANCES						
Moteurs						
JBG1282	☐	OPS Drive 6 km/h		○	○	
JBG1283	☐	OPS Drive 10 km/h		◆	◆	
JBG1223	☐	Moteurs OPS Drive 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses	NC : 0828, 1259, 1260	○	○	
Batteries & Chargeur						
JBG1259	☐	60 Ah - batteries GEL	NC : 0025, 1223	○	○	
JBG1260	☐	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 0025, 1223, 1450	◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
JBG1215	☐	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		1 090,05	1 150,00	
Chargeur						
JBG1313	☐	Chargeur 10A OptiCharge		◆	◆	
JBG1314	☐	Chargeur 10A OptiCharge UK (IP44)		○	○	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
OPTIONS						
Les roulettes anti-bascule sont montées de série						
Roulette anti-bascule						
JBG1205	☐	Roulette anti-bascule		◆	◆	
Eclairage						
JBG1437	☐	Equipement route de sécurité LED - Puissance 30 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2203	492,89	520,00	
JBG2837	☐	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - Puissance 60 Lux - Clignotants, feux de position, warning (Choisir REM216 , REM400 ou REM500)	NC : 2203	663,51	700,00	
JBG1254	☐	Sans éclairage		◆	◆	
Monte-trottoir						
JBG1244	☐	Monte-trottoir	NC : 0556, 0589, 2830	291,00	307,00	
Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl						
JBG1450	☐	Préparation Base Motrice Montage Station d'Accueil Dahl	NC : 1260	330,81	349,00	
Accroche-taxi						
JBG1494	☐	Accroche-taxis 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	◆	◆	
JBG1401	☐	Accroche-taxis 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1093	○	○	
Points d'accroche taxi additionnels						
JBG2894	☐	Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)		104,27	110,00	
Ceintures de maintien						
JBG1329	☐	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	
JBG2113	☐	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		57,82	61,00	




1244


1329

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)						
JBG2701	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	156,40	165,00	 2701, 2702  2703, 2704  2705, 2706
JBG2702	☐	Ceinture Bodypoint Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	156,40	165,00	
JBG2703	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	133,65	141,00	
JBG2704	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	133,65	141,00	
JBG2705	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	116,59	123,00	
JBG2706	☐	Ceinture Bodypoint 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	116,59	123,00	
Rétroviseur						
JBG1415	☐	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	70,14	74,00	
JBG1339	☐	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	70,14	74,00	
ACCESSOIRES						
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
JBG2128	☐	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2172, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	150,71	159,00	 2128
Porte-canne						
JBG1312	☐	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	68,25	72,00	
JBG1363	☐	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	68,25	72,00	
Garde-boue (la paire)						
JBG1416	☐	Garde-boue pour roues avant noir		◆	◆	 1416  1417
JBG1417	☐	Garde-boue pour roues arrière noir		◆	◆	
Tablette escamotable						
JBG1404	☐	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	503,32	531,00	 1404 1405
JBG1405	☐	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	503,32	531,00	
Trousse à outils						
JBG1333	☐	Trousse à outils		29,38	31,00	
Rampes en accessoire						
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130