



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



<b>Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2</b> Fauteuil roulant électrique roues arrière motrices			CE Date : Référence d'achat : Code client : Cachet du distributeur :
	<b>Descriptif :</b> - Compacité et motricité optimales grâce à : - Châssis étroit à partir de 560 mm - Empattement réduit - Roues avant de 8" et 9" - Hauteur d'assise à partir de 435 mm - Système de suspensions CTC réglable - Moteurs 340W 4 pôles, de série - Poids maximum de l'utilisateur : 136 kg. - Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.	<b>De série :</b> - Module de puissance 120 A - Batteries 73 Ah - Inclinaison d'assise 0° à 30° - Equipement route de sécurité LED - Garde-boue pour roues avant et arrière - Fourche monobras - Carrénage métallisé sur le châssis, les jantes et le dossier - Chargeur 10A - Vitesse jusqu'à 12 km/h sans supplément	

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 7 876,02 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique  
 Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases    ◆ Configuration standard    ○ Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public		LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
JBG0025	<input type="checkbox"/> Invacare® Aviva® RX40 AA2 - code LPPR 9125996 Module de puissance : 120 A - Moteurs : 4 pôles - poids max. utilisateur : 136 kg	NC : 1259	6 530,81	6 890,00	3 938,01
			+ 7,00 € HT d'éco-participation		
<b>CHÂSSIS AVIVA RX</b>					
JBG2810	<input type="checkbox"/> Châssis étroit - 560 mm		◆	◆	
JBG2830	<input type="checkbox"/> Châssis large - 635 mm <b>Recommandé</b> en combinaison avec repose-jambes central	NC : 1244	288,15	304,00	
<b>ASSISE MODULITE MODULABLE</b>					
<b>Type d'assise</b>					
JBG2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>		◆	◆	 2111
JBG2112	<input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm <b>REGLABLE EN CONTINU</b>		103,32	109,00	 2112
<b>Largeur d'assise (Préréglage d'usine)</b>					
JBG2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2701, 2703, 2705	○	○	
JBG2122	<input type="checkbox"/> 430 mm	NC : 2701, 2703, 2705,	◆	◆	
JBG2123	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 2702, 2704, 2706	○	○	
JBG2124	<input type="checkbox"/> 530 mm <b>Recommandé : prendre les batteries 73,5 Ah</b>	NC : 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2143, 2702, 2704, 2706, 2106	103,32	109,00	

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Kit d'écartement des points de pivot</b>						
JBG2106	<input type="checkbox"/>	Kit D'écartement des points de pivot de dossier <b>Recommandé</b> pour l'installation d'un corset-siège	NC : 2124, 2192, 2194	○	○	
<b>Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)</b>						
JBG2132	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 2196, 2197, 2198, Bodypoint	○	○	
JBG2134	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
JBG2136	<input type="checkbox"/>	510 mm - Rail d'assise rallongé de 35 mm si fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide <b>Flex 3</b>	NC : 2143	○	○	
<b>Coussin d'assise</b>						
JBG2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Flo-tech Lite</b> (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / <b>Contour</b> (Pour largeur 530mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
JBG2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Contour Visco NG</b> (hauteur 100 mm, poids max 100 kg)	NC : 2136, 2124	76,78	81,00	81,00
JBG2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Libra</b> , (hauteur 90mm, poids max 136kg)		293,84	310,00	
JBG2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Vi</b> (Housse micro-aérée)		293,84	310,00	
<b>Cannes de dossier - Poignées incluses</b>						
JBG2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
JBG2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	◆	◆	
<b>Poignées à pousser</b>						
JBG2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser	NC : 1307, 2219, 2220, 2227, 2228, 2245, 2291, 2292	175,36	185,00	
<b>Type de dossier</b>						
JBG2171	<input type="checkbox"/>	Dossier <b>réglable en tension</b> , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière	NC : 2152, 1445, 1446, 1496, 2155, 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆	
JBG2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension <b>Flex 3</b> livré avec coussin de dossier <b>Lateral</b> , revêtement PU bi-extensible noir (avec supplément)	NC : 2151, 2192, 2193, 2194, 2199, 1446, 2155, 2230, 2247	169,67	179,00	
JBG2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide <b>Flex 3</b> réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier <b>Laguna</b>	NC : 2163, 2128	○	○	
JBG2174	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Posture Back</b> , hauteur 400 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47	
JBG2175	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Posture Back</b> , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47	
JBG2176	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47	
JBG2177	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite TR</b> , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47	
JBG2178	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2 Deep</b> , hauteur 500 mm	NC : 1445, 1446, 2124	717,98	757,47	
<i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure <b>Matrx</b> !</i>						
<b>Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)</b>						
JBG2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir	NC : 2179	◆	◆	
JBG2152	<input type="checkbox"/>	PU bi-extensible noir noir	NC : 2171	60,66	64,00	
JBG2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir	NC : 2171, 2179	75,83	80,00	
<b>Accoudoirs</b>						
JBG2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
JBG2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		52,13	55,00	
JBG2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement PU bi-extensible noir, la paire	NC : 2132, 2195, 2196, 2197, 2199, cale-cuisses	213,27	225,00	
JBG2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	103,32	109,00	



2143



2147

2144



2171



2173



2191



2198

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBG2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC :1445, 1446, 2179	111,85	118,00	
JBG2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446, 2179, 2106	322,27	340,00	
JBG2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446, 2179, 2106	322,27	340,00	
<b>Manchettes</b>						
JBG2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes standard, longueur 325 mm, la paire	NC : 2198	◆	◆	
JBG2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire	NC : 2132, 2198	67,30	71,00	
JBG2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire	NC : 2132, 2198, 2230, 2247	103,32	109,00	
<b>Gouttières hémiplégiques</b>						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
	<input type="checkbox"/>	Gouttière concave hémi avec appui palmaire plat ou à corne courbée et rotateur réversible droite ou gauche à 360°, par pas de 18°		Sur devis		
<b>Cale-cuisses</b>						
JBG2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00	
JBG2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00	
JBG2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00	
JBG2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00	
JBG2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00	
JBG2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm	NC : 2198, 2183, Bodypoint	250,24	264,00	
<b>Hauteur des supports de cale-cuisse</b>						
JBG2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
JBG2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	
<b>Appuis-tête et autres accessoires</b>						
JBG1350	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque revêtement PU bi-extensible noir, réglable En Profondeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	◆	◆	
JBG1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement PU bi-extensible noir, réglable en profondeur et en largeur	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	○	○	
JBG1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement PU bi-extensible noir	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	271,09	286,00	
JBG2323	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Standard 6" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00	
JBG2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Standard 10" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	331,75	350,00	
JBG2322	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247, 1288, 1289	369,67	390,00	
JBG2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Occipital 9" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00	
JBG2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> Occipital 12" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	369,67	390,00	
JBG2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Elan</b> 4 points 11" - housse noire respirante	NC : 2230, 2247	483,41	510,00	
JBG1495	<input type="checkbox"/>	Autre appui-tête non Invacare conforme à l'ISO 7176-19 pour utilisation du fauteuil roulant comme siège dans un véhicule	NC : 2229	○	○	
<b>Tendeur de dossier</b>						
JBG1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (pour assise Modulite Modulable uniquement)	NC : 2108	37,91	40,00	
<b>Support latéral (par paire; revêtement PU bi-extensible noir)</b>						
JBG1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2192, 2193, 2194	290,05	306,00	
JBG1446	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement PU bi-extensible noir (la paire)	NC : 2171, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2192, 2193, 2194	263,51	278,00	
<b>Inclinaison d'assise</b>						
JBG1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° (Poids max 130kg si option 1494)	NC : 1401	◆	◆	



Cale-cuisse



1432



1427



2323, 2324, 2322



2325, 2326



2327



1445



1446

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBG1094	<input type="checkbox"/>	Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.130 kg) <b>inclus inclinaison électrique à compensation de 0° à 30°</b>	NC : 1494, 2201, 2220, 2860	1 840,76	1 942,00	
<b>Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°</b>						
JBG2857	<input type="checkbox"/>	435 mm		◆	◆	
JBG2858	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2054	○	○	
JBG2859	<input type="checkbox"/>	485 mm	NC : 2054	○	○	
<b>Inclinaison d'assise en option (uniquement si l'option 1093 or 1094 a été sélectionnée)</b>						
<b>Fabrication spéciale, non disponible dans l'e-commerce – délai supplémentaire de 5 jours ouvrés</b>						
JBX2054	<input type="checkbox"/>	Proclive d'assise de 5° (inclinaison de -5° à +25°)	NC : 2858, 2859	366,82	387,00	
<b>Inclinaison de dossier</b>						
JBG0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30° <b>DOSSIER RABATTABLE SANS OUTILS</b>		◆	◆	
<b>Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet avec palette réglable en angle</b>						
<b>ATTENTION : Conflit possible entre palettes et roues avant - privilégier le châssis large</b>						
JBG0556	<input type="checkbox"/>	Repose jambe central manuel (réglable de 1,5° à 63°)	NC : 2366, 0517, 1244	487,20	514,00	
JBG0589	<input type="checkbox"/>	Electrique <b>LNX</b> avec compensation, amplitude de 90° - angle fermé, réglage à 83°/90°/97°. Livré à 83° sur châssis étroit / 90° sur châssis large	NC : 2201, 1244	1 510,90	1 594,00	
<b>Palettes</b>						
JBG2365	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille S (127 x 190 mm)		○	○	
JBG0559	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille M (140 x 240 mm)		◆	◆	
JBG0516	<input type="checkbox"/>	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et largeur taille L (150 x 290 mm)		107,11	113,00	
JBG2366	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle S (305 x 215 mm)	NC : 0556	107,11	113,00	
JBG0517	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle M (305 x 275 mm)	NC : 0556	107,11	113,00	
<b>Potences / Repose-pieds (la paire)</b>						
JBG0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle de 0° à 80° type <b>Storm®4</b>		◆	◆	
JBG0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0522	760,19	802,00	
<b>Palettes (la paire)</b>						
JBG0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle		◆	◆	
JBG0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		91,94	97,00	
JBG0522	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc	NC : 0532, 0531, 1244	103,32	109,00	
<b>COMMANDES ELECTRONIQUES LINX</b>						
<b>Commande principale pour Electronique LiNX</b>						
JBG2204	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LINX</b> REM216 : Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage	NC : 2231, 2232, 2229, 2233, 2230, 2247, 2257, 2240, 2270, 2258	◆	◆	
JBG2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur <b>LINX</b> REM400 : <b>Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth</b> - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris	NC : 2220	984,83	1 039,00	
JBG2206	<input type="checkbox"/>	Ecran de contrôle <b>LINX</b> REM500 : <b>Ecran couleur tactile 3,5" et bluetooth</b> - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - <b>NÉCESSITE UNE COMMANDE SPÉCIALE</b> (2231, 2232, 2229)	NC : 2220, 2270	1 482,46	1 564,00	
<b>Option REM400</b>						
JBG2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire	NC : 2203, 2204, 2206	293,84	310,00	



Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Fixation de la commande principale (REM211/216/400)</b>						
JBG1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBG1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBG1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	◆	◆	
JBG1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBC2293	<input type="checkbox"/>	Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable, positionné à droite <i>Bientôt disponible</i>	NC : 2206, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1404	○	○	
JBC2294	<input type="checkbox"/>	Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable, positionné à gauche <i>Bientôt disponible</i>	NC : 2206, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1405	○	○	
JBG2209	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à droite, multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2203, 2204, 2205, 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404	○	○	
JBG2210	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable à gauche, multi-réglable pour REM500 (Amplitude de réglage en hauteur de 250 mm)	NC : 2203, 2204, 2205, 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1405	○	○	
PW-4005	<input type="checkbox"/>	Option 2209/2210 avec tige de fixation pour REM500 rallongée de 200 mm		Fabrication spéciale Sur Devis		
JBG2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 2285, 2283, 2287, 2207, 2265, 2275, 1415, 2217, 1404, 1405	592,42	625,00	
JBG2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 2286, 2284, 2288, 2208, 2266, 2276, 1339, 2218, 1404, 1405	592,42	625,00	
JBG2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1287, 2220, 2128, 2108, 2219, 1221, 1312	138,39	146,00	35,71
JBG2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2206, 1286, 2220, 2128, 2108, 2219, 1222, 1363	138,39	146,00	35,71
JBX2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Double commande LINX (Utilisateur + tierce-personne)</b>						
JBG2220	<input type="checkbox"/>	Double commande <b>LINX</b> (REM050 - utilise le profil de conduite du REM110 ou le profil de conduite 1 du REM211/216 - Vitesse limitée à 6km/h)	NC : 1094, 2273, 2108, 2205, 2206, 1221, 1222, 2227, 2228	677,02	714,26	714,26
JBG2219	<input type="checkbox"/>	Double commande <b>Compact LINX</b> - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 2108, 1221, 1222, 2227, 2228	945,02	997,00	714,26
JBG2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive <b>LINX</b> - profil de conduite dédié	NC : 2108, 2259, 2260	1 354,05	1 428,52	714,26
JBG2259	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite Pour Tierce-Personne	NC : 1287, 2291, 2245, 1312	○	○	
JBG2260	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche Pour Tierce-Personne	NC : 1286, 2292, 2245, 1363	○	○	
JBG1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive <b>LINX</b>	NC : 1287, 2291, 2220, 2219, 2227, 1312	○	○	
JBG1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive <b>LINX</b>	NC : 1286, 2292, 2220, 2219, 2228, 1363	○	○	
<b>Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215</b>						
<b>Joysticks Compact proportionnels - Uniquement avec REM400 et REM500</b>						
JBG2231	<input type="checkbox"/>	Joystick <b>LINX</b> Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)	NC : 2203, 2204	984,83	1 039,00	



2270  
Bluetooth



2209  
2210



REM050



2219



2245



2231  
2232

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBG2232	<input type="checkbox"/>	Joystick <b>LINX</b> Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)	NC : 2203, 2204	1 084,36	1 144,00	
JBG2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404	○	○	
JBG2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1405	○	○	
JBG2265	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	592,42	625,00	
JBG2266	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	592,42	625,00	
JBX2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
<b>Commande au menton - Uniquement avec REM400 et REM500</b>						
JBG2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 1495, 2203, 2204, 2230, 2247, 2233, 2257, 2240, 2179, 2128	2 488,15	2 625,00	714,26
JBG1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête <b>ELAN obligatoire</b> )	NC : 2171, 1350, 1432, 1427, 2322	○	○	
JBG1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête <b>ELAN obligatoire</b> )	NC : 2171, 1350, 1432, 1427, 2322	○	○	
JBG1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 2227, 2259, 1221, (2121+0977), 2291, 1312, 1415	1 194,31	1 260,00	
JBG1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 2228, 2260, 1222, 2292, 1363, 1339	1 194,31	1 260,00	
<b>Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM</b>						
JBG2230	<input type="checkbox"/>	ATOM <b>ASL104</b> + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-tête Elan	4 667,30	4 924,00	
JBG2247	<input type="checkbox"/>	PROTON <b>ASL104P</b> + contacteur egg	NC : 2203, 2204, 2229, 2233, 2092, 2257, 2240, 2175, 2171, 2170, 2197, 1350, 1432, 1427, Appui-tête Elan	4 667,30	4 924,00	
<b>Contacteurs à Capteurs De Proximité (Technologie ATOM)</b>						
JBG2257	<input type="checkbox"/>	4 contacteurs à capteurs de proximité ASL106	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2233, 2240, 2128	5 065,40	5 344,00	
JBG2275	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Droite (Nucleus)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBG2276	<input type="checkbox"/>	Montage Central Escamotable A Gauche (Nucleus)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	
JBX2269	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
<b>Commande Mini Joystick proportionnel</b>						
JBG2233	<input type="checkbox"/>	Mini Joystick Proportionnel MEC	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 781,99	2 935,00	
JBG2240	<input type="checkbox"/>	Joystick Renforcé Proportionnel ASL133	NC : 2203, 2204, 2229, 2230, 2247, 2257, 2128	2 238,86	2 362,00	
JBG2285	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Droite (100 x 150 mm)	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	592,42	625,00	
JBG2286	<input type="checkbox"/>	Montage Mini Tablette A Gauche (100 x 150 mm)	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	592,42	625,00	
JBG2283	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	○	○	
JBG2284	<input type="checkbox"/>	Montage Central, Escamotable A Gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	○	○	



1288 1286  
1289 1287











2230



















2247



















2233

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
JBG2287	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1207, 1707, 2209, 2213, 2217, 1404, 1405, 1415	592,42	625,00	
JBG2288	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2214, 2218, 1404, 1405, 1339	592,42	625,00	
JBX2289	<input type="checkbox"/>	Montage Personnalisé Fabrication Spéciale		Sur devis		
<b>Options complémentaires LINX</b>						
JBG2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs, livré avec câble sortie double Jack 2252		437,91	462,00	
JBG2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 1415, 2207, 2287, 2283, 2295, 2275, 2213, 2209, 2265, 1404	○	○	2251
JBG2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 1339, 2208, 2288, 2284, 2286, 2276, 2214, 2210, 2266, 1405	○	○	
JBG2291	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 2259, 1221, 1287, 2108	○	○	
JBG2292	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 2260, 1222, 1288, 2108	○	○	
JBG2225	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche		○	○	
<b>Accessoires LINX</b>						
JBG2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : Bodypoint	194,31	205,00	
JBG2281	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	2253
JBG2282	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
<b>Remote Stop Switch</b>						
JBG2258	<input type="checkbox"/>	Commande d'arrêt à distance (ASL504)	NC : 2203, 2204	686,26	724,00	
<b>Module d'entrée</b>						
JBG2273	<input type="checkbox"/>	Module d'entrée IN200 (Permet contacteur ON/OFF externe avec REM110/2XX)	NC : 2220	288,15	304,00	
<b>Autres accessoires et contacteurs</b>						
JBG2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
JBX2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
<b>Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400 ou</b>						
JBG1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		107,11	113,00	
JBG1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		107,11	113,00	
JBG1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		107,11	113,00	
JBG1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		107,11	113,00	
<b>Contacteur Egg (option 2252 obligatoire si pas de REM400)</b>						
JBG2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		85,31	90,00	
<b>Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés - prendre option 2252 obligatoirement si pas de REM400</b>						
JBG1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		107,11	113,00	
JBG1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		107,11	113,00	
JBG1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		107,11	113,00	
JBG1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		107,11	113,00	
JBG1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		107,11	113,00	
JBG1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		107,11	113,00	
<b>Joysticks Bodypoint - livrés non montés</b>						
JBG2721	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U - largeur 76 mm - PC101A		79,00	83,35	 2721 2722
JBG2722	<input type="checkbox"/>	Embout Joystick Bodypoint Ergo U - largeur 100 mm - PC102A		79,00	83,35	 2723
JBG2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		79,00	83,35	 2724
JBG2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		79,00	83,35	
<b>Adaptateur DB9 / 5 jacks</b>						
JBH1681	<input type="checkbox"/>	Adaptateur DB9 / 5 jacks		124,17	131,00	 16

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
<b>BASE MOTRICE</b>							
<b>Coloris de châssis et dossier (couleur sur dossier uniquement valable avec couleurs métallisées)</b>							
JBG2871	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		-284,36	-300,00		
JBG2872	<input type="checkbox"/>	Argenté		-284,36	-300,00	2871	2872
JBG2873	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-284,36	-300,00		
JBG2874	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-284,36	-300,00	2873	2874
JBG2875	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-284,36	-300,00		
JBX0299	<input type="checkbox"/>	Coloris Châssis Et Dossier Personnalisé RAL : .....		710,90	750,00	2875	
JBG2865	<input type="checkbox"/>	Vert British Racing métallisé		○	○		
JBG2866	<input type="checkbox"/>	Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○	2865	2866
JBG2867	<input type="checkbox"/>	Bleu Givré métallisé		○	○		
JBG2868	<input type="checkbox"/>	Beige Perle métallisé		○	○	2867	2868
<b>Coloris des jantes (uniquement avec fourches monobras)</b>							
JBG2882	<input type="checkbox"/>	Noir		-80,57	-85,00		
JBG2883	<input type="checkbox"/>	Argenté		-80,57	-85,00	2867	2868
JBG2884	<input type="checkbox"/>	Rouge Bengale		-80,57	-85,00		
JBG2885	<input type="checkbox"/>	Bleu Mercure		-80,57	-85,00		
JBG2886	<input type="checkbox"/>	Violet Midnight		-80,57	-85,00		
JBG2887	<input type="checkbox"/>	Coloris Jantes Personnalisé		188,63	199,00		
JBG2888	<input type="checkbox"/>	Vert British Racing métallisé		○	○		
JBG2889	<input type="checkbox"/>	Bleu Ocean Satiné métallisé		○	○		
JBG2890	<input type="checkbox"/>	Bleu Givré métallisé		○	○		
JBG2891	<input type="checkbox"/>	Beige Perle métallisé		○	○		
<b>Fourches</b>							
JBG2631	<input type="checkbox"/>	Fourches Monobras		◆	◆		
JBG2632	<input type="checkbox"/>	Fourches Doubles		○	○		
<b>Roues avant</b>							
JBG0835	<input type="checkbox"/>	9" Pneumatique Noir		◆	◆		
JBG0836	<input type="checkbox"/>	9" Bandage Plein Noir		○	○		
JBG0838	<input type="checkbox"/>	9" Pneu. Anti Crevaison Noir		53,08	56,00		
JBG0828	<input type="checkbox"/>	8" Bandage Plein Noir	NC : 1223	129,86	137,00		
<b>Système verrouillage des fourches avant</b>							
JBG1490	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches avant	NC : (2631+1416)	188,63	199,00		
<b>Roues arrière</b>							
JBG0704	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneumatique noir à crampons		◆	◆		
JBG0705	<input type="checkbox"/>	14x3 Bandage plein noir à crampons		206,64	218,00		
JBG0706	<input type="checkbox"/>	14x3 Pneu anti-crevaison noir à crampons		53,08	56,00		
<b>SUSPENSIONS</b>							
<b>CTC - Contrôle Traction Confort (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis et fermeté réglable)</b>							
JBG2870	<input type="checkbox"/>	<i>Suspensions CTC - Contrôle Traction Confort</i>		◆	◆		
<b>Suspensions latérales arrière</b>							
JBG1910	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 70 kg	NC : 1094	○	○		
JBG1912	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 90 kg	NC : 1094	○	○		
JBG1911	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 110 kg		○	○		
JBG1915	<input type="checkbox"/>	Suspensions Poids Max. Utilisateur Jusqu'à 136 kg		○	○		
<b>PERFORMANCES</b>							
<b>Moteurs</b>							
JBG1282	<input type="checkbox"/>	6 km/h		○	○		
JBG1283	<input type="checkbox"/>	10 km/h		◆	◆		
JBG1223	<input type="checkbox"/>	Moteurs <i>Durawatt</i> 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h - batteries 73,5 Ah incluses	NC : 0828, 1259, 1260	○	○		
<b>Batteries &amp; Chargeur</b>							
JBG1260	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah - batteries GEL	NC : 0025, 1223	◆	◆		



Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>GYROSCOPE</b>						
<b>G-Trac</b>						
JBG1215	<input type="checkbox"/>	Module <b>G-Trac</b> (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		894,79	944,00	
<b>Chargeur</b>						
JBG1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur 10A OptiCharge		◆	◆	
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>						
Pensez aux accessoires de positionnement <i>Bodypoint</i> : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
<b>OPTIONS</b>						
<i>Les roulettes anti-basculer sont montées de série</i>						
<b>Roulette anti-basculer</b>						
JBG1205	<input type="checkbox"/>	Roulette anti-basculer		◆	◆	
<b>Eclairage</b>						
JBG1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - <b>Puissance 30 Lux</b> - Clignotants, feux de position, warning (Choisir <b>REM216</b> , <b>REM400</b> ou <b>REM500</b> )	NC : 2203	◆	◆	
JBG2837	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED extra-lumineux - <b>Puissance 60 Lux</b> - Clignotants, feux de position, warning (Choisir <b>REM216</b> , <b>REM400</b> ou <b>REM500</b> )	NC : 2203	347,87	367,00	
<b>Monte-trottoir</b>						
JBG1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir	NC : 0522, 2830, 0556, 0589	251,18	265,00	1244
<b>Accroche-taxi</b>						
JBG1494	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxi 4 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1094	◆	◆	
JBG1401	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxi 6 Fixations conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, appui-tête obligatoire	NC : 1093	○	○	
<b>Points d'accroche taxi additionnels</b>						
JBG2894	<input type="checkbox"/>	Points de fixation latéraux additionnels facile d'accès (remplacent les points de fixation standard avant)		78,67	83,00	
<b>Ceintures de maintien</b>						
JBG1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	 1329
JBG2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		42,65	45,00	
<b>Ceintures de positionnement Bodypoint (fixations incluses)</b>						
JBG2701	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> Evoflex, Loquet Rehab, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	134,60	142,00	
JBG2702	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> Evoflex, Loquet Rehab, taille M	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	134,60	142,00	2701, 2702
JBG2703	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	114,69	121,00	
JBG2704	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, bouton à pousser, ajustement central, taille M	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	114,69	121,00	2703, 2704
JBG2705	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille L	NC : 2121, 2122, 2132, 2253, cale-cuisses	99,53	105,00	
JBG2706	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, verrouillage par clip, ajustement à tirer vers l'intérieur, taille M	NC : 2123, 2124, 2253, cale-cuisses	99,53	105,00	2705, 2706
<b>Rétroviseur</b>						
JBG1415	<input type="checkbox"/>	Droit	NC : 1287, 2217, 2285, 2209, 2213, 2265, 2275, 2283, 2287	59,72	63,00	
JBG1339	<input type="checkbox"/>	Gauche	NC : 1286, 2218, 2286, 2210, 2214, 2266, 2276, 2284, 2288	59,72	63,00	

Invacare® Aviva® RX40 Modulite AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>ACCESSOIRES</b>						
<b>Porte-bagage</b>						
JBG1438	<input type="checkbox"/>	Porte-bagage - largeur 276 mm, longueur 163 mm, charge maxi 10 kg		323,22	341,00	 1438
<b>Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)</b>						
JBG2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac (Uniquement avec Assise Modulite Modulable)	NC : 2172, 2173, 2227, 2228, 2229, 2233, 2240, 2257, 2291, 2292	129,86	137,00	
<b>Porte-canne</b>						
JBG1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1287, 2227, 2259, 1221	57,82	61,00	
JBG1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1286, 2228, 2260, 1222	57,82	61,00	 1416
<b>Garde-boue (la paire)</b>						
JBG1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		◆	◆	 1417
JBG1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		◆	◆	
<b>Tablette escamotable</b>						
JBG1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit	NC : 1207, 1707, 2209, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2207, 2213, 2214, 2217	435,07	459,00	 1404 1405
JBG1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche	NC : 1208, 1708, 2210, 2275, 2276, 2287, 2288, 2283, 2284, 2285, 2286, 2265, 2266, 2208, 2213, 2214, 2218	435,07	459,00	
<b>Trousse à outils</b>						
JBG1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		24,64	26,00	
<b>Rampes en accessoire</b>						
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium</b> et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques</b> en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130