



NOUVEAU
Retrouvez les coussins
d'assise et de dossier Vicair !

VICAIR
UNIQUE

Personnalisez votre fauteuil
grâce aux fabrications
spéciales Unique !

À partir de :
1 233,26 € TTC

Codes LPPR :

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €
- 9325590 - VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, INVACARE : 34,90 €
- 1204839 - ESCARRES, COUSSIN VISCO, CLASSE II, INVACARE, MATRX CONTOUR VISCO, TECHNIQUE : 81,00 €
- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €
- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 € x 2
- 2 x 9325554 - VHP, PROPULSION MANUELLE, GOUTTIERE DROITE OU GAUCHE, INVACARE : 119,39 € x 2



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant
Matière	Acier
Largeur d'assise	390 mm à 490 mm, réglable à + 50 mm
Inclinaison d'assise	+1° à -24° par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°
Poids total	A partir de 34 kg
Crash-testé	Oui
Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint , Matrx et Vicair
Poids max utilisateur	135 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.




Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard

Option sans supplément de prix

Rea [®] Azalea [®]				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
BNA0010	<input type="checkbox"/> Rea [®] Azalea [®]		1168,967	1233,26	1233,26	
TYPES DE PROPULSION						
BNA0025	<input type="checkbox"/> Standard	NC : 1076	◆	◆		
BNA0030	<input type="checkbox"/> Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne	NC : 1072, 1074, 1095	213,27	225,00		
ASSISE						
Largeur d'assise (SW)						
BNA0040	<input type="checkbox"/> 390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 0244, 0245, 0246, 0247	○	○		
BNA0050	<input type="checkbox"/> 440 mm - Réglable de 440 à 490 mm	NC : 0241, 0242, 0246, 0247	○	○		
BNA0060	<input type="checkbox"/> 490 mm - Réglable de 490 à 540 mm	NC : 0206, 0241, 0242, 0243, 0244	○	○		
Pré-réglable en largeur de l'assise						
BNA0065	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm (à 440, 490 ou 540 mm)		○	○		
Profondeur d'assise (SD)						
BNA0100	<input type="checkbox"/> Réglable de 430 à 500 mm		◆	◆		
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
BNA0110	<input type="checkbox"/> 400 mm uniquement avec roues arrière 22"	NC : 0370, 0476, 1015, 1022, 1025, 1062, 1266, 1268	○	○		
BNA0120	<input type="checkbox"/> 450 mm uniquement avec roues arrière 24"	NC : 1055	◆	◆		
Inclinaison d'assise						
BNA0127	<input type="checkbox"/> Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		○	○		
Type d'assise						
BNA0130	<input type="checkbox"/> Plane réglable en profondeur		◆	◆		
BNA0140	<input type="checkbox"/> Sur rail réglable en profondeur sans outil	NC : 0720	337,44	356,00		
Coussin d'assise						
BNA0164	<input type="checkbox"/> Matrx Contour Visco NG - coussin galbé hauteur 100 cm	NC : 0191,0201, 0202	◆	◆		
BNA0165	<input type="checkbox"/> Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm		-43,70	-46,10	-46,10	
BNA0167	<input type="checkbox"/> Vicair Ajuster O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0191, 0201, 0202, 1225	498,07	525,46	-46,10	
BNA0175	<input type="checkbox"/> Mistral - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0191, 0201, 0202	-43,70	-46,10	-46,10	
BNA0179	<input type="checkbox"/> Vicair Vector O2 - hauteur 100 mm, livré avec deux housses type charlotte	NC : 0191, 0201, 0202, 1225	642,08	677,39	-46,10	
Coloris des garnitures de coussin						
BNA0191	<input type="checkbox"/> Velours noir (TR35)		79,62	84,00		
BNA0201	<input type="checkbox"/> Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆		
BNA0202	<input type="checkbox"/> Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○		
DOSSIER						
Pré-réglage en largeur du dossier Flex 3 (livré avec coussin de dossier adapté)						
BNA0205	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm		○	○		
BNA0206	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0220	○	○		
BNA0207	<input type="checkbox"/> Sans pré-réglage		◆	◆		
Type de dossier						
BNA0210	<input type="checkbox"/> Plaque dossier Flex 3 - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0341, 0343, 0905	○	○		
BNA0215	<input type="checkbox"/> Plaque dossier Laguna 2 - réglable en hauteur de 600 à 710 mm	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0260, 0270, 0335, 0343, 0905	◆	◆		
BNA0220	<input type="checkbox"/> Dossier Flex 3 - réglable en tension, en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm	NC : 0235, 0241 à 0247, 0277, 0341, 0343	○	○		
BNA0221	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx Elite E2	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 276, 0277, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*	
BNA0223	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx Elite Deep E2	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0276, 0277, 0311, 0321, 0322, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*	
BNA0225	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx Posture Back	NC : 0235, 0240, 0241 à 0247, 0250, 0260, 0270, 0276, 0277, 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0920	717,98	757,47	757,47*	
* 838,47 € - 81,00€ (Matrx Contour Visco NG) = 757,57 €						



0140



0164



0165



0210



0215



0220



**Matrx Elite E2
/ Elite Deep
E2**

Rea [®] Azalea [®]				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Hauteur de dossier pour dossiers MatrX						
BNA0233	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier MatrX 410 mm - fixations Mini		○	○	
BNA0235	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier MatrX 460 mm - fixations Standard		○	○	
BNA0234	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier MatrX 510 mm - fixations Standard		○	○	
Largeur du dossier MatrX						
BNA0241	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
BNA0242	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
BNA0243	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
BNA0244	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
BNA0245	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
BNA0246	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
BNA0247	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Coussin de dossier						
BNA0240	<input type="checkbox"/>	Latéral , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	
BNA0250	<input type="checkbox"/>	Laguna , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0905	◆	◆	
BNA0260	<input type="checkbox"/>	Mistral 2 , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0322, 0905	146,92	155,00	
BNA0270	<input type="checkbox"/>	Passad 2 , maintien du buste et des épaules	NC : 0905	217,06	229,00	
BNA0276	<input type="checkbox"/>	Vicair Multifonction O2	NC : 0311, 0321, 0322, 1225	640,48	675,71	
BNA0277	<input type="checkbox"/>	Vicair Flex - livré avec cales de dossier	NC : 0311, 0321, 0322, 1225	776,36	819,06	
Garniture de dossier						
BNA0311	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNA0321	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNA0322	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
Poignées à pousser						
BNA0335 BNA0341 BNA0343	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
BNA0345	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle	NC : 1266, 1268	145,97	154,00	
Inclinaison de l'assise et du dossier						
BNA0350	<input type="checkbox"/>	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BNA0360	<input type="checkbox"/>	ELECTRIQUE par télécommande - Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC: 1263, 1266, 1268	995,26	1 050,00	
BNA1263	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
POTENCES						
Repose jambe central						
BNA0370	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0376, 0378, 0380, 0390, 0410, 0430, 0440, 0460, 0476, 0520, 0580, 0720, 0941, 0942, 0952, 0954, 0956	900,47	950,00	211,52
Ajustement des potences et repose-jambes						
BNA0375	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆	
BNA0376	<input type="checkbox"/>	Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille		109,00	115,00	
BNA0378	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0390, 0410, 0440, 0460	52,13	55,00	
Potence gauche (noire)						
BNA0380	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0490, 0942	◆	◆	
BNA0390	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76
BNA0410	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0490, 0510, 0520, 0941, 0942	140,28	148,00	-105,76



0240



0250



0260



0270

NOUVEAU

VICAIR

NOUVEAU



0345











0370


















0380 / 0430












0390 / 0440

Rea [®] Azalea [®]				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
Potence droite (noire)							
BNA0430	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0550, 0942	◆	◆		 0410 / 0460
BNA0440	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76	
BNA0460	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0550,0570, 0580, 0941, 0942	140,28	148,00	-105,76	
PALETTES							
Palette monobloc							
BNA0475	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube court	NC : 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0952, 0954, 0956	202,84	214,00		 0475 / 0476
BNA0476	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur - tube long	NC : 0490, 0510, 0520, 0550, 0570, 0580, 0952, 0954, 0956	249,29	263,00		
Palette gauche							
BNA0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		 0510 / 0570
BNA0510	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0952, 0954, 0956	○	○	-27,88	
BNA0520	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆		 0520 / 0580 si potence 80°
Palette droite							
BNA0550	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		 0520 / 0580 si repose-jambe
BNA0570	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0952, 0954, 0956	○	○	-27,88	
BNA0580	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							
BNA0600	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232	○	○	-119,39	 0600 / 0630
BNA0606	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1232	◆	◆		
BNA0610	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233, 1250	○	○	-119,39	
BNA0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240, 1245, 1250	○	○		
BNA0620	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-119,39	
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							
BNA0630	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233	○	○	-119,39	 0610 / 0640
BNA0636	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC : 1233	◆	◆		
BNA0640	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1232, 1250	○	○	-119,39	
BNA0645	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1232, 1240, 1245, 1250	○	○		
BNA0650	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-119,39	
OPTIONS D'ASSISE							
Options d'accoudoir							
BNA0680	<input type="checkbox"/>	Housses de protège-vêtements, la paire		69,19	73,00		 0720
BNA0690	<input type="checkbox"/>	Coussins pour housses de protège-vêtements, la paire (uniquement avec 0680)		15,17	16,00		
Options d'assise							
BNA0710	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00		
BNA0720	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00		

Rea [®] Azalea [®]				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Options de dossier						
Appuis-tête						
BNA0730	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0742, 0744, 0746, 0750, 0770	○	○	
BNA0750	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0740, 0742, 0744, 0746, 0770, 0780	225,59	238,00	
BNA0731	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix Elan Standard (254 mm/10") housse respirante	NC : 0740, 0770	218,01	230,00	
BNA0736	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix Elan 4 Points M (L280xH254 mm/L11"xH10") housse respirante	NC : 0740, 0770	408,53	431,00	
Fixation appuis-tête Matrix						
BNA0742	<input type="checkbox"/>	Fixation appui-tête Matrix Elan, multi-réglable		201,90	213,00	
Autres options appuis-tête						
BNA0740	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		54,03	57,00	
BNA0770	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆	
BNA0782	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		69,19	73,00	
BNA0790	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00	
Cale-tronc gauche						
BNA0800	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir TR26		174,41	184,00	
BNA0880	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir TR26		157,35	166,00	
Cale-tronc droit						
BNA0810	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir TR26		174,41	184,00	
BNA0890	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir TR26		157,35	166,00	
Autres options de dossier						
BNA0905	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		237,91	251,00	
BNA0915	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		67,30	71,00	
BNA0920	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		16,11	17,00	
Options de potences / palettes						
BNA0941	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		101,42	107,00	
BNA0942	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir TR26		119,43	126,00	
BNA0952	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Large (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BNA0954	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00	
BNA0956	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville Bodypoint ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00	
CHASSIS						
Coloris de châssis						
BNA0944	<input type="checkbox"/>	Gris perle		◆	◆	
BNA0946	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○	
BNA0947	<input type="checkbox"/>	Sable		○	○	
BNA0948	<input type="checkbox"/>	Vert électrique		○	○	
BNA0949	<input type="checkbox"/>	Rouge vif		○	○	
Extension de châssis						
BNA0950	<input type="checkbox"/>	Extension de châssis + 50 mm		87,20	92,00	
Fixation des fourches						
BNA0960	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	

Rea [®] Azalea [®]				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Roues avant						
BNA0982	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		36,02	38,00	
BNA0992	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple		58,77	62,00	
BNA1015	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		◆	◆	
BNA1022	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir		○	○	
BNA1025	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		126,07	133,00	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
BNA1055	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1266	○	○	
BNA1062	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆	
Type de roues arrière						
BNA1072	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1120	◆	◆	
BNA1074	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		36,02	38,00	
BNA1076	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1086	○	○	
Type de revêtement roues arrière						
BNA1082	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○	
BNA1086	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○	
BNA1092	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	
Mains-courantes						
BNA1100	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆	
BNA1120	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		200,00	211,00	
OPTIONS DE CHASSIS						
Protège-rayons						
BNA1160	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00	
SECURITE						
BNA1170	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆	
BNA1180	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		327,01	345,00	
BNA1185	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à droite		327,01	345,00	
Ceintures						
BNA1200	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		73,93	78,00	
BNA1201	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Medium, Flat-Mount TM		120,38	127,00	
BNA1202	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount TM		127,01	134,00	
BNA1203	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Medium, Flat-Mount TM		134,60	142,00	
BNA1204	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount TM		142,18	150,00	
Harnais						
BNA1206	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Medium, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrix ou avec appui-tête/nuque	220,85	233,00	
BNA1207	<input type="checkbox"/>	Harnais d'épaule PivotFit Dynamic, MD, Large, Cinch-Mount	Uniquement avec dossiers Matrix ou avec appui-tête/nuque	227,49	240,00	
Accroche-taxi						
BNA1225	<input type="checkbox"/>	Kit accroche-taxi	NC: 1266, 1268	24,64	26,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
AUTRES OPTIONS						
Tablettes						
BNA1230	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1237	72,83	76,84	76,84
BNA1231	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	154,50	163,00	76,84
BNA1232	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,83	76,84	76,84
BNA1233	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,83	76,84	76,84
BNA1240	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1235, 1237, 1250	300,47	317,00	76,84
BNA1245	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1235, 1237, 1250	348,82	368,00	76,84



Rea [®] Azalea [®]				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Coussins de tablette						
BNA1235	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		104,27	110,00	
BNA1237	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00	
Autres options						
BNA1250	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		59,72	63,00	
BNA1266	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1268	313,74	331,00	 1240  1245  1237
BNA1268	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viaplus		414,25	437,03	
BNA1300	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00	 1300
BNA1310	<input type="checkbox"/>	Kit d'attaches pour ceinture de positionnement		28,44	30,00	
BNA1320	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum		105,21	111,00	
Rampes en accessoire						
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1654130