BASE





Retrouvez les versions Stock en page 2 et la version configurée à partir de la page 3!

Prix public TTC (LPPR/PLV) 1 125,00 € TTC **USAGE MIXTE**

Forfait MAD Niveau 1 : 100,00 € (LPPR) Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)







Informations client	Caractéristiques produit	
Date:	Type de châssis	Châssis porte-coquille
	Matière	Acier
Table in France	Largeur d'assise	340 mm à 490 mm avec réglage jusqu'à +50 mm
Référence d'achat :	Inclinaison d'assise	+1° à -24° par vérins pneumatiques, à translation
(É	Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins penumatiques
	Poignées à pousser	Réglables en hauteur
Code client :	Freins	Freins tambour avec frein de parking
	Poids total	A partir de 20 kg
Cachet du distributeur :	Crash-testé	Oui
	Positionnement	Compatible avec les produits Bodypoint
	Poids max utilisateur	135 kg
	Garantie	2 ans hors pièces d'usure



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

♦ Configuration standard

O Option sans supplément de prix

Dog ® 4-	ralea® Base S - les versions Stoc	Euros			
Reu AZ	alea Base 3 - les versions stoc	K	Prix Public LPPR/PLV		
CODE	uant DESIGNATION		HT	Т	TC
Rea °Azalea •	Base S - 16" freins tambours				
Code LPPR: 9	556236				
Roues arrière	16" bandage noir, axes fixes. Livré sans potence, s	ans palette et sans accoudoir		•	
1575835	Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 mm à	490 mm	1 066,35	1 125,00	1 125,00
1575872	Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 mm à	540 mm	1 066,35	1 125,00	1 125,00
Rea Azalea *	Base S - 24" freins manuels à tirer				
Code LPPR : 9	556236				
Roues arrière	24" bandage noir, axes à démontage rapide. Livré	sans potence, sans palette et san	s accoudoir		
1575873	Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440	mm	1 066,35	1 125,00	1 125,00
1575874	Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490	mm	1 066,35	1 125,00	1 125,00
1575875	Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540	mm	1 066,35	1 125,00	1 125,00
CODE	ant DESIGNATION		HT	Т	тс
ACCESSOIRES	(livrés séparément)				
Pensez aux a	cessoires de positionnement Bodypoint : ceintures,	harnais, maintiens de chevilles.		(EIP) Bo	dypoint ⁻
AP1508848	Appui-nuque		151,66	160,00	160,00 (1)
AP1657051	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur, UL réglable de 290 mm à 520		189,57	200,00	
AP1657107	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur, UL réglable de 290 mm à 520		189,57	200,00	
AP1657108	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur, UL réglable de 290 mm à 520		189,57	200,00	
1575876	Gouttière, la paire		218,01	230,00	
SP1449218	Support tablette et molette		33,18	35,00	
1530007	Paire d'accoudoirs Confort réglables en hauteur		80,57	85,00	
SP1586424	Tablette escamotable taille S (largeur 590 mm), livrée <u>sans</u> paire d'accoudoirs Confort		125,12	132,00	
SP1586425	Tablette escamotable taille M (largeur 640mm), livrée <u>sans</u> paire d'accoudoirs Confort		125,12	132,00	

					Euros		
Rea® A	zal	ea® Base S - version configuré	ie –	Prix I	Public	LPPR/PLV	
CODE	DESIGNATION		NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	нт	ттс		
BQA0010	П	Rea Azalea Base BASE - Code LPPR: 9556236		1 066,35	1 125,00	1 125,00	
BQA0010		Rea Azalea Minor Base (largeur d'assise 340 mm) - BASE - Code LPPR : 9556236	NC : 0120	1 066,35	1 125,00	1 125,00	
TYPES DE PR	ROPU						
BQA0020		Fauteuil transit, roues arrière de 16", freins tambour , commande tierce-personne	NC: 0705, 0715, 0722, 0724, 0790, 0810, 0850, 0863, 0867	0	•		
BQA0030	О	Fauteuil à propulsion manuelle, roues arrières de 22" ou 24"	NC : 0100, 0702, 0726	0	0		
BQA0040	0	Fauteuil à propulsion manuelle, roues arrières de 22" ou 24", freins tambour, commande tierce-personne	NC : 0100, 0722, 0724	0	0		
ASSISE							
Largeur d'as	sise		NO 0420 0422 2425 2				רונו
BQA0050	o	340 mm - Réglable de 340 à 390 mm (340 à 440 mm avec roues arrière 16")	NC: 0120, 0180, 0186, 0600, 0665, 0672, 0675, 0863, 0867, 0900, 0902, 0936, 0938	•	•		
BQA0060	o	390 mm - Réglable de 390 à 440 mm (390 à 490 mm avec roues arrière 16")	NC:0110	0	0		0°/+30°
BQA0070		440 mm - Réglable de 440 à 490 mm (440 à 540 mm avec roues arrière 16")	NC: 0110	0	0		1° à +23°
BQA0080	□	490 mm - Réglable de 490 à 540 mm (490 à 590 mm avec roues arrière 16")	NC: 0110	O	O		
		rgeur des accoudoirs et des repose-jambes		_	1 ^	1	
BQA0090		+ 50 mm (+25 mm par côté)	NC: 0863, 0867	0	0		
BQA0100		+ 100 mm (+50 mm par côté)	Uniquement avec roues arrière 16"	0	0		
BQA0105 Profondeur	_	Sans pré-réglage en largeur des accoudoirs		•	•		
BQA0110		Réglable de 380 à 450 mm	Uniquement largeur d'assise 340 mm	O	O		
BQA0120	п	Réglable de 430 à 500 mm		0	0		
Hauteur sol,	_				I	l	
BQA0130	٥	400 mm	NC: 0180, 0330, 0340, 0390, 0400, 0665, 0672, 0675, 0715, 0936, 0938	0	•		BQA0150
BQA0140		450 mm	NC: 0705	*	♦		
Inclinaison o	d'assi						
BQA0145	□	Inclinaison d'assise de +1° à +25° (-1° à +23° en standard)		O	O		
Type d'assis	е	Diagna diagna miana mé-lala ara mastari			l	1	A TON A TON
BQA0150		Plaque d'assise plane réglable en profondeur sur 70 mm		0	0		BQA0155
BQA0155		Plaque d'assise avec pente d'assise de -5° ou + 5°, réglable en profondeur sur 70 mm		236,97	250,00		
BQA0170		Sans interface (livré avec support d'assise fixe)		*	•		BQA0170
DOSSIER							
Inclinaison of BQA0160		ssier Réglable par vérin		•	A		
BQA0160 BQA0161		Réglable mécaniquement		0	0		BQA0160
BQA0932	П	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		*	•		BQA0161
Poignées à p	oouss		,				Con
***************************************		Poignées à pousser connectées, amovibles, avec fixation d'appui-tête Rea, réglables en hauteur		0	O		BQA0174
BQA0174		Hauteul					

Rea [®] Azalea [®] Base				Euros		
Kea Az	zaie	ea Base		Prix I	Public LPF	PR/PLV
				HT	πс	•
POTENCES						
Repose jamb	be ce	ntral	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.,		
BQA0180	П	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC:0186, 0188, 0190, 0200, 0220, 0240, 0250, 0270, 0290, 0300, 0310, 0330, 0340, 0360, 0370, 0390, 0400, 0572	758,29	800,00	
		otences et repose-jambes	-			
BQA0185		Position standard		•	•	
BQA0186		Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille		0	0	
BQA0188		Support pour position 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC: 0200, 0220, 0250, 0270	O	0	0190 / 0240
Potence gau	iche (noire)	1		,	
BQA0190	_	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0300, 0310	99,53	105,00	
BQA0200		Potence fixe à 80°, escamotable int/ext	NC: 0572	0	0	
BQA0220		Support amputé	NC: 0290, 0300, 0310, 0330, 0340, 0572	104,27	110,00	0200 / 0250
BQA0230		Sans potences et palettes	NC: 0290, 0360, 0370, 0390, 0400	•	*	
Potence dro	ite (r	poire)	1	·I		
BQA0240	О	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0360, 0370	99,53	105,00	0220 / 0270
BQA0250		Potence fixe à 80°, escamotable int/ext	NC: 0572	0	0	
BQA0270		Support amputé	NC: 0290, 0360, 0370, 0390, 0400, 0572	104,27	110,00	
BQA0280	П	Sans potences et palettes	NC : 0290, 0360, 0370, 0390, 0400	•	•	
PALETTES						
Palette mon	oblo					. 1
BQA0290		Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, non réglable en largeur	NC: 0300, 0310, 0330, 0340, 0360, 0370, 0390, 0400	189,57	200,00	
Palette gauc	he		,		•	0290
BQA0300		Fixe, tube court, sangle talonnière	NC: 0572	0	0	u u
BQA0310		Réglable en profondeur, en angle, tube court, sangle talonnière		•	0	
BQA0330		Fixe, tube long, sangle talonnière Réglable en profondeur, en angle, tube long (et	NC: 0572	O	0	0240 /0240
BQA0340		en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		O	•	0310 / 0340
Palette droit	te		1	1	<u> </u>	
BQA0360		Fixe, tube court, sangle talonnière	NC: 0572	0	0	
BQA0370	П	Réglable en profondeur, en angle, tube court, sangle talonnière		0	0	
BQA0390		Fixe, tube long, sangle talonnière	NC: 0572	О	O	
BQA0400		Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		O	•	
ACCOUDOIR	S	G				
		e (verrou d'accoudoir inclus)				
BQA0420		Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC: 0903	O	O	
BQA0425	П	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC: 0903	O	O	0420/0470
BQA0440		Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC: 0520, 0530, 0900, 0902, 0903, 0920, 0930	104,27	110,00	
BQA0450		Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC: 0900, 0902, 0903, 0910, 0915, 0920, 0930	104,27	110,00	0435 / 0475
		aaatear et en profonaeur	55 25, 6526, 6536	1		0425 / 0475

Rea [®] Azalea [®] Base				Euros		1000/500	
HEG ALGICA DUSC				Prix Public		LPPR/PLV	
Accoudoir d	roit /	verrou d'accoudoir inclus)		HT		ПС	
			N.C., 0004		^		
3QA0470		Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC: 0904	0	0		
BQA0475		Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NC: 0903	O	O		I
BQA0490		Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC: 0520, 0530, 0900, 0902, 0904, 0920, 0930	104,27	110,00		0440 / 0490
3QA0500		Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC: 0900, 0902, 0904, 0910, 0915, 0920, 0930	104,27	110,00		
3QA0510	П	Sans accoudoirs	NC: 0520, 0530, 0900, 0902, 0910, 0915, 0920, 0930	*	*		0450 / 0500
		pursement valable pour la paire d'accoudoirs	1				
OPTIONS D'A							
Options d'ac BQA0520				66.25	70.00		
sQAU52U		Housses de protège-vêtements, la paire Coussins pour housses de protège-vêtements,		66,35	70,00		
3QA0530		la paire, uniquement avec 0520		28,44	30,00		
Options de o	dossi			1	1	L	
······		Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes					
3QA0540		réglables Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes	NC: 0560	189,57	200,00	600,00 (4)	
BQA0550		longues réglables	NC: 0545, 0560, 0567	189,57	200,00	600,00 (4)	0540
BQA0545		Housse de coussin d'appui-tête		47,39	50,00	160.00 (1)	0540 05
BQA0560		Appui-nuque		151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	
BQA0570		Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		28,44	30,00	. , ,	
	,	nces / palettes		1	7		0560
BQA0572		Revêtements rembourrés pour palettes		94,79	100,00		
CHASSIS Coloris de cl	hâssi						
BQA0591		Gris perle		•	•		
BQA0591		Bleu nuit		0	0		0591 059
BQA0593		Sable		0	0		
3QA0594		Vert electrique		0	0		0503
3QA0596		Rouge vif		0	0		0593 059
Options de d	_		1		I	l	
3QA0600		Extension de châssis + 50 mm		0	0		0596
Fixation des	four	ches					0600
BQA0610	_	Fixes		•	•		
Roues avant 3QA0638		5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir		0	0		
3QA0645		souple 6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir		•	0		
		souple					
BQA0665		8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		•	•		
BQA0672	-	8"x 1.1/4"- 200 x 32 mm - Pneumatique noir		0	0		
BQA0675 ROUES ARRI	_	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		0			
Diamètre de							
BQA0702		16" - 405 mm avec axes fixes	NC: 0722, 0724, 0745, 0785, 0790, 0810, 0850, 0863, 0867	•	•		
3QA0705		22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	-,, 5555, 5565, 6667	•	0		
BQA0715		24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		0	0		
Гуре de rou				_	ļ	1	
BQA0722		Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC: 0810	0	0		
		Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		47,39	50,00		
BQA0724							

8		8			Euros		
Rea [®] Azalea [®] Base				Prix P		LPPR/PLV	
				HT		TC	
Type de rêv	etem	ent roues arrière					
BQA0745	۵	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		0	•		
BQA0775		Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		*	♦		
BQA0785		Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		•	O		
Mains-cour	antes			<u> </u>			1" 1.3/8"
BQA0790		Aluminium		O	0		0785 0745
BQA0810		Anti-dérapantes noires		94,79	100,00		
OPTIONS DE	E CHA	SSIS					
Protège-ray							
BQA0850		Protège-rayons "Frost"		218,01	230,00		
SECURITE		E : 2:			0	T	
BQA0860		Freins à câble à commande uniletérale à		0	O		
BQA0863		Freins à câble à commande unilatérale à gauche		170,62	180,00		
BQA0867		Freins à câble à commande unilatérale à droite		170,62	180,00		
OPTIONS DE	SEC	URITE					
BQA0870		Ceinture de maintien		0	0		
OPTIONS DE	POS	ITIONNEMENT					
Pensez aux		soires de positionnement Bodypoint : ceintures, S	harnais, maintiens de chevi	lles.			(III) Bodypoint
Tablettes							
BQA0900		Tablette amovible réglable en profondeur	NC: 0907	125,12	132,00		
BQA0902		Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC: 0907	125,12	132,00		0902
BQA0903		Demi-tablette escamotable à gauche	NC: 0905	125,12	132,00		
BQA0904		Demi-tablette escamotable à droite	NC: 0905	125,12	132,00		
BQA0910		Tablette escamotable	NC: 0905, 0907	125,12	132,00		0903 / 0904
BQA0915		Tablette escamotable avec coussins appui-	NC : 0905, 0907	125,12	132,00		
Coussins de	table	coudes		<u> </u>			
BQA0905		Coussin de tablette	NC: 0910, 0915	104,27	110,00		
BQA0907		Coussin de tablette Coussin pour demi-tablette	NC: 0910, 0915	90,05	95,00		0907
Autres option		coussiii pour deriii-tablette	NC . 0510, 0515	30,03	33,00		0015
riuci es opcie	J113	Fixation pour assistance électrique à la poussée					0915
BQA0936		et au freinage pour la tierce-personne alber	NC: 0938	313,74	331,00		
		viamobil V25		,	,		0910
		Fixation pour assistance électrique à la poussée					
BQA0938		et au freinage pour la tierce-personne alber		414,25	437,03		•
		viaplus					
BQA0920		Goupille de verrouillage pour tablette		56,87	60,00		
BQA0970		Attache pour harnais		75,83	80,00		
Rampes en	acces	soire					
1654128	0	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		1654128
1654129	0	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		1654129
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm		426,54	450,00		
		13,9 kg - capacité maximum : 300 kg					1654130