



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Livraison sous 3 à 5 jours



Rea® Azalea® Max

Fauteuil manuel en acier à châssis pliant - pour personnes obèses



CE



Descriptif :

- Inclinaison d'assise avec maintien du centre de gravité et de la bonne position des repose-jambes: 0°/20° et de dossier : 0°/30° par vérins pneumatiques.
- Repose-jambes réglables de 0° à 80° et accoudoirs réglables en largeur.
- Coloris de châssis : Gris perle (RAL 0515).
- Poids : à partir de 54 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 180 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Désignations et codes LPPR :

- * Fauteuil pliant à dossier inclinable : 9124689 = 603,65 €
- * Coussin de siège et de dossier : 9325590 = 34,90 € x 2
- * Appui-tête : 9324804 = 63,41 €
- * Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76 € x 2

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases


◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BSA0010	<input type="checkbox"/> Rea® Azalea® Max		5 268,25	5 558,00	948,38
TYPES DE PROPULSION					
BSA0030	<input type="checkbox"/> Standard	NC : 0524, 0545	◆	◆	
BSA0040	<input type="checkbox"/> Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne	NC : 0522	484,36	511,00	
ASSISE					
Largeur d'assise					
BSA0050	<input type="checkbox"/> 550 mm - Réglable jusqu'à 600 mm		○	○	
BSA0060	<input type="checkbox"/> 610 mm - Réglable jusqu'à 660 mm		○	○	
Pré-réglage en largeur de l'assise					
BSA0070	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm (à 600 ou 660 mm)		○	○	
Profondeur d'assise					
BSA0090	<input type="checkbox"/> Réglable de 530 à 600 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)					
BSA0100	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0290, 0495, 0516	○	○	
BSA0110	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0480, 0514	◆	◆	
Type d'assise					
BSA0120	<input type="checkbox"/> Rigide réglable en profondeur		◆	◆	
Coussin d'assise					
BSA0130	<input type="checkbox"/> Coussin mousse HR, hauteur 100 mm		◆	◆	
Coloris des garnitures de coussin					
BSA0155	<input type="checkbox"/> Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
DOSSIER					
Type de dossier					
BSA0160	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension - courbure haute (peut être retourné pour avoir une courbure basse)		◆	◆	
Coussin de dossier					
BSA0170	<input type="checkbox"/> Latéral, plat et large		◆	◆	
BSA0180	<input type="checkbox"/> Laguna, plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0415	○	○	



0130




0160














0220









0180



0170

Rea [®] Azalea [®] Max				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Garniture de dossier						
BSA0215	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
Poignées à pousser						
BSA0220	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser droites réglables en hauteur		◆	◆	
BSA0230	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser courbées		42,65	45,00	
Inclinaison de l'assise et du dossier						
BSA0240	<input type="checkbox"/>	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BSA0250	<input type="checkbox"/>	ELECTRIQUE par télécommande - Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC : 0450, 0605	1 281,52	1 352,00	
BSA0605	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
POTENCES						
Potences						
BSA0260	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes réglables de 0° à 75° avec appui-mollets renforcés fixés sur le châssis et protection de genou, la paire, UL réglable de 290 mm à 520 mm		◆	◆	
PALETTES						
Palettes						
BSA0280	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc 3 parties escamotable réglable en hauteur, profondeur et angle - tubes courts		○	○	
BSA0290	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc 3 parties escamotable réglable en hauteur, profondeur et angle - tubes longs		◆	◆	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir gauche						
BSA0300	<input type="checkbox"/>	Large, réglable en hauteur		◆	◆	
Accoudoir droit						
BSA0320	<input type="checkbox"/>	Large, réglable en hauteur		◆	◆	
OPTIONS D'ASSISE						
Options d'accoudoir						
BSA0340	<input type="checkbox"/>	Housse de protège-vêtements		58,77	62,00	
BSA0350	<input type="checkbox"/>	Coussin pour housse de protège-vêtements		13,27	14,00	
Options d'assise						
BSA0360	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		35,07	37,00	
BSA0365	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison d'assise		56,87	60,00	
Options de dossier						
BSA0370	<input type="checkbox"/>	Appui-tête multi-réglable	NC : 0400	○	○	
BSA0390	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0380, 0400	190,52	201,00	
BSA0380	<input type="checkbox"/>	Housse d'appui-tête		48,34	51,00	
BSA0400	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆	
BSA0410	<input type="checkbox"/>	Housse d'appui-nuque		35,07	37,00	
Autres options de dossier						
BSA0415	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		200,95	212,00	
BSA0420	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		24,64	26,00	
BSA0430	<input type="checkbox"/>	Soutien lombaire (à insérer sous le coussin de dossier)		29,38	31,00	
BSA0440	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		14,22	15,00	
CHASSIS						
Coloris de châssis						
BSA0441	<input type="checkbox"/>	Gris perle		◆	◆	
BSA0442	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○	
BSA0443	<input type="checkbox"/>	Sable		○	○	
BSA0444	<input type="checkbox"/>	Vert électrique		○	○	
BSA0445	<input type="checkbox"/>	Rouge vif		○	○	
Options châssis						
BSA0450	<input type="checkbox"/>	Extension de châssis + 50 mm (vers l'avant)		73,93	78,00	

Rea [®] Azalea [®] Max				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
Fixation des fourches							
BSA0460	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆		
Roues avant							
BSA0480	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		30,33	32,00		
BSA0495	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		◆	◆		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
BSA0514	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide		○	○		
BSA0516	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆		
Type de roues arrière							
BSA0522	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		◆	◆		
BSA0524	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		○	○		
Type de revêtement roues arrière							
BSA0535	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
Mains-courantes							
BSA0540	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆		
BSA0545	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		165,88	175,00		
Option de roues							
BSA0550	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		185,78	196,00		
SECURITE							
Freins							
BSA0560	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		◆	◆		
BSA0561	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser avec extension de frein		49,29	52,00		
Options de sécurité							
BSA0570	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien		62,56	66,00		
BSA0590	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis		35,07	37,00		
 0561 0590 0570							
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles .							
AUTRES OPTIONS							
BSA0600	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appuyés		382,94	404,00	76,84	
BSA0610	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		82,46	87,00		
 0600							
Rampes en accessoire							
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 230 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00		
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00		
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00		
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00		
 1440530  1654128  1654129  1654130							