



**UNIQUE**

Personnalisez votre fauteuil grâce aux fabrications spéciales **Unique** !

À partir de :  
**2 005,00 € TTC**

Codes LPPR :

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

- 2 x 9325590 - VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, INVACARE : 34,90 € x 2

- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €

- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 €

Codes LPPR (Jeunes enfants à partir de 18 mois) :

- 9124710 - VHP, MANUEL, EVOLUTIF, POUR ENFANT A PARTIR DE 18 MOIS, INVACARE : 962,20 €

- 2 x 9325590 - VHP, MANUEL, PLIANT, COUSSIN DE SIEGE OU DE DOSSIER AVEC HOUSSE, INVACARE : 34,90 € x 2

- 9324804 - VHP, PROPULSION MANUELLE, APPUI-TETE, INVACARE : 63,41 €

- 2 x 9325488 - VHP, MANUEL, REPOSE-JAMBE DROIT OU GAUCHE, REPOSE-PIED ARTICULE, INVACARE : 105,76 €



**Informations client**

Date :  
Référence d'achat :  
Code client :  
Cachet du distributeur :



**Caractéristiques produit**

Type de châssis	Pliant, pour personne de petite taille
Matière	Acier
Largeur d'assise	340 mm, réglable à 390 mm
Inclinaison d'assise	+1° à -24° par vérins pneumatiques, à translation
Inclinaison de dossier	0 à 30° par vérins pneumatiques
Repose-jambes	Réglables de 0° à 80°
Poids total	A partir de 32 kg
Crash-testé	Oui
Positionnement	Compatible avec les produits <b>Bodypoint</b>
Poids max utilisateur	75 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

**Commandes**



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.



**Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Option sans supplément de prix

Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup> Minor				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BNC0014	<input type="checkbox"/>	Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup> Minor pour adultes - Code LPPR 9124689		1 900,47	2 005,00	948,38 <sup>(1)</sup>
BNC0014	<input type="checkbox"/>	Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup> Minor pour jeunes enfants à partir de 18 mois - Code LPPR 9124710		1 900,47	2 005,00	1306,93 <sup>(2)</sup>
<b>TYPES DE PROPULSION</b>						
BNC0025	<input type="checkbox"/>	Standard	NC : 1074, 1076	◆	◆	
BNC0030	<input type="checkbox"/>	Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne	NC : 1072, 1074, 1095	213,27	225,00	
<b>ASSISE</b>						
<b>Largeur d'assise (SW)</b>						
BNC0038	<input type="checkbox"/>	340 mm - Réglable de 340 à 390 mm		◆	◆	
<b>Pré-réglage en largeur de l'assise</b>						
BNC0065	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm (soit 390 mm)		○	○	
<b>Profondeur d'assise (SD)</b>						
BNC0095	<input type="checkbox"/>	Réglable de 380 à 450 mm		◆	◆	
<b>Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)</b>						
BNC0110	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 0476, 1062	○	○	
BNC0120	<input type="checkbox"/>	450mm	NC : 1055	◆	◆	
<b>Inclinaison d'assise</b>						
BNC0127	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		○	○	
<b>Type d'assise</b>						
BNC0130	<input type="checkbox"/>	Plane réglable en profondeur		◆	◆	
<b>Coussin d'assise</b>						
BNC0165	<input type="checkbox"/>	Coussin <i>Flo-Shape</i>		◆	◆	
<b>Coloris des garnitures de coussin</b>						
BNC0191	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNC0201	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNC0202	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
<b>DOSSIER</b>						
<b>Type de dossier</b>						
BNC0217	<input type="checkbox"/>	Dossier <i>Flex 2</i> - réglable en tension		○	○	
BNC0218	<input type="checkbox"/>	Plaque dossier, <i>Flex 2</i> - réglable en hauteur		◆	◆	
<b>Coussin de dossier</b>						
BNC0250	<input type="checkbox"/>	<i>Laguna</i> , plat avec légers maintiens latéraux		◆	◆	
BNC0260	<input type="checkbox"/>	<i>Mistral 2</i> , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0322	146,92	155,00	
<b>Garniture de dossier</b>						
BNC0311	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		79,62	84,00	
BNC0321	<input type="checkbox"/>	Revêtement PU bi-extensible noir (TR26)		◆	◆	
BNC0322	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
<b>Poignées à pousser</b>						
BNC0340	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	
BNC0345	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle		145,97	154,00	
<b>Inclinaison de l'assise et du dossier</b>						
BNC0350	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BNC1263	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage de l'inclinaison		◆	◆	
<b>POTENCES</b>						
<b>Ajustement des potences et repose-jambes</b>						
BNC0378	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0390, 0410, 0440, 0460	52,13	55,00	
<b>Potence gauche (noire)</b>						
BNC0380	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0490, 0942	◆	◆	
BNC0390	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76
BNC0410	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0490, 0510, 0520, 0941, 0942	140,28	148,00	-105,76



Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup> Minor				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Potence droite (noire)</b>						
BNC0430	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0550, 0942	◆	◆	
BNC0440	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76
BNC0460	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0550, 0570, 0580, 0941, 0942	140,28	148,00	-105,76
<b>PALETTES</b>						
<b>Palette monobloc</b>						
BNC0475	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, <b>non réglable en largeur</b> - tube court	NC : 0510, 0520, 0570, 0580, 0954, 0956	203,79	215,00	
BNC0476	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle, <b>non réglable en largeur</b> - tube long	NC : 0510, 0520, 0570, 0580, 0954, 0956	249,29	263,00	
<b>Palette gauche</b>						
BNC0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BNC0510	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0954, 0956	○	○	-27,88
BNC0520	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long <b>(et en largeur si commandée avec repose-jambe)</b> , sangle talonnière		◆	◆	
<b>Palette droite</b>						
BNC0550	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○	
BNC0570	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long, sangle talonnière	NC : 0954, 0956	○	○	-27,88
BNC0580	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long <b>(et en largeur si commandée avec repose-jambe)</b> , sangle talonnière		◆	◆	
<b>ACCOUDOIRS</b>						
<b>Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)</b>						
BNC0600	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232	○	○	
BNC0606	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b> (compatible avec la tablette)	NC : 1232	113,17	119,39	119,39
BNC0610	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233	◆	◆	
BNC0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240	113,17	119,39	119,39
BNC0620	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche <b>UNIQUEMENT</b>	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1240	○	○	
<b>Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)</b>						
BNC0630	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233	○	○	
BNC0636	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur et en profondeur sur 70 mm <b>SANS OUTIL</b> (compatible avec la tablette)	NC : 1233	113,17	119,39	119,39
BNC0640	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1232, 1240	◆	◆	
BNC0645	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1240	113,17	119,39	119,39
BNC0650	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite <b>UNIQUEMENT</b>	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1240	○	○	
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>						
<b>Options d'accoudoir</b>						
BNC0680	<input type="checkbox"/>	Housse de protège-vêtements		69,19	73,00	
BNC0690	<input type="checkbox"/>	Coussins pour housses de protège-vêtements	Uniquement avec 0680	15,17	16,00	
<b>Options d'assise</b>						
BNC0710	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		41,71	44,00	
BNC0720	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		246,45	260,00	



0410 / 0460



0475 / 0476




0510 / 0570



0520 / 0580 si potence 80°



0520 / 0580 si repose-jambe



0600 / 0630



0606 / 0636













0610 / 0640












0615 / 0645



0720

Rea® Azalea® Minor				Euros				
				Prix Public				LPPR*
				HT	TTC			
<b>Options de dossier</b>								
<b>Appuis-tête</b>								
BNC0730	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0742, 0744, 0746, 0750, 0770	○	○		0730	0750
BNC0750	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0740, 0742, 0744, 0746, 0770, 0780	225,59	238,00			
<b>Autres options appuis-tête</b>								
BNC0740	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		54,03	57,00			
BNC0770	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆			
BNC0782	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		69,19	73,00			
BNC0790	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		29,38	31,00		0770	0782
<b>Cale-tronc gauche</b>								
BNC0800	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00			
BNC0880	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00			
<b>Cale-tronc droit</b>								
BNC0810	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		174,41	184,00			
BNC0890	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Revêtement PU bi-extensible noir		157,35	166,00			
<b>Autres options de dossier</b>								
BNC0915	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		67,30	71,00			
BNC0920	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		16,11	17,00			
BNC0954	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Medium (paire) - livrés non montés avec fixations		170,62	180,00			
BNC0956	<input type="checkbox"/>	Maintiens de cheville <b>Bodypoint</b> ouverte à boucle, ajustables sur le côté, Small (paire) - livrés non montés avec fixations		161,14	170,00			
<b>Options de potences / palettes</b>								
BNC0941	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		102,37	108,00			
BNC0942	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Revêtement PU bi-extensible noir		119,43	126,00			
<b>CHASSIS</b>								
<b>Coloris de châssis</b>								
BNC0944	<input type="checkbox"/>	Gris perle		◆	◆			
BNC0946	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○			
BNC0947	<input type="checkbox"/>	Sable		○	○			
BNC0948	<input type="checkbox"/>	Vert électrique		○	○			
BNC0949	<input type="checkbox"/>	Rouge vif		○	○		0947	0948
<b>Fixation des fourches</b>								
BNC0960	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆			
<b>Roues avant</b>								
BNC0982	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		36,02	38,00			
BNC0992	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 35 mm - Bandage noir souple		◆	◆			

Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup> Minor				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>ROUES ARRIERE</b>						
<b>Diamètre des roues arrière</b>						
BNC1055	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide		○	○	
BNC1062	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆	
<b>Type de roues arrière</b>						
BNC1072	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1120	◆	◆	
BNC1074	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		○	○	
BNC1076	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1086	○	○	
<b>Type de revêtement roues arrière</b>						
BNC1082	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○	
BNC1086	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○	
BNC1092	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	
<b>Mains-courantes</b>						
BNC1100	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆	
BNC1120	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		200,00	211,00	
<b>OPTIONS DE CHASSIS</b>						
<b>Protège-rayons</b>						
BNC1160	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		219,91	232,00	
<b>SECURITE</b>						
BNC1170	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆	
<b>Ceintures</b>						
BNC1200	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - boucle plastique		73,93	78,00	 1200
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>						
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>						
						
<b>AUTRES OPTIONS</b>						
<b>Tablettes</b>						
BNC1230	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur <b>100% LPPR</b>	NC : 1237	72,83	76,84	76,84
BNC1231	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	154,50	163,00	76,84
BNC1232	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,83	76,84	76,84
BNC1233	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,83	76,84	76,84
BNC1240	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1235, 1237	300,47	317,00	76,84
<b>Coussins de tablette</b>						
BNC1235	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		104,27	110,00	
BNC1237	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		90,05	95,00	
<b>Autres options</b>						
BNC1300	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		78,67	83,00	
BNC1310	<input type="checkbox"/>	Kit d'attaches pour ceinture de		28,44	30,00	
<b>Rampes en accessoire</b>						
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00	 1230 1231
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00	 1232 / 1233
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00	 1237 1240
						 1300
						 1654128
						 1654129
						 1654130